

Der Betttisch lässt sich neben dem Bett aufstellen bzw. mit dem Untergestell seitlich unter das Bett einfahren, so dass die Tischplatte über dem Bett zu liegen kommt. Den Betttisch auf ebenem Fußboden verwenden, nicht auf Teppichen. Die Tischplatte kann geneigt werden, um Schreiben und Lesen zu erleichtern.



Kontrolle der Funktion

Sichtprüfung

Unterziehen Sie das Hilfsmittel regelmäßigen Funktionskontrollen. Vergewissern Sie sich, dass das Material unbeschädigt ist.

Vor der Benutzung:

Prüfen Sie die Produkte auf korrekte Montage.

Vergewissern Sie sich, dass die Drehknöpfe fest angezogen sind.



Lesen Sie stets die gebrauchsanweisung

Lesen Sie unbedingt die entsprechenden Anleitungen für Hilfsmittel zur Umsetzung von Patienten.

Verwahren Sie die Anleitung so, dass sie der Anwender des Produktes rasch zur Hand hat.

Montage

Aus Stabilitätsgründen ist die Verlängerungsplatte auf der dem Tischbein gegenüberliegenden Seite zu montieren – siehe Abb.

Kunststoffschutz entfernen (Pos. 3).

Drehknopf (Pos. 2) lösen, so dass die Metallklötze (Pos. 1) auseinander gleiten.

Verlängerungsplatte in das Vierkantprofil an der Unterseite der Tischplatte einführen – siehe Abb.


Drehknopf wieder anziehen (Pos. 2).

Eventuell ist die Verlängerungsplatte so zu verstellen, dass sie parallel zur Tischplatte zu liegen kommt (Pos. 4).

Vorgehensweise:

Drehknopf lösen (Pos. 2).

Verlängerungsplatte in gewünschte Lage drehen und wieder festziehen.



Wichtige Hinweise

- Prüfen Sie die Verlängerungsplatte auf korrekte Montage.
- Die Verlängerungsplatte ist an der dem Tischbein gegenüberliegenden Seite zu montieren.
- Die Verlängerungsplatte ist nur auf eine Belastung durch kleinere, leichte Gegenstände ausgelegt.

Wartung

Der Betttisch kann mit einem Haushaltsreinigungsmittel ohne schleifende oder ätzende Eigenschaften gereinigt werden. Keine Lösungsmittel oder Chlor verwenden. Reinigen Sie die Rollen von Schmutz und Haaren, um optimale Funktion zu gewährleisten.

Recycling

Kunststoff- und Metallteile vorschriftsmäßig entsorgen.

Ready for life™

Ready for life ist eine Serie von Hilfsmitteln, die dem Patienten bessere Voraussetzungen für einen möglichst angenehmen und aktiven Alltag bieten sollen. Die Zielstellung bei der Entwicklung der Produkte war die Anpassung an die Bedingungen innerhalb der Heimpflege und anderer ähnlicher Bereiche. Ready for life bietet die richtige Qualität, richtige Funktion und richtige Leistung zum richtigen Preis. Die Umsetzungsprodukte lassen sich entweder allein oder als Ergänzung zu Produkten des SystemRoMedic verwenden.

Bei Fragen zu den Produkten und ihrer Anwendung wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler. Für ein komplettes Händlerverzeichnis verweisen wir auf www.romedic.com. Sorgen Sie dafür, dass Sie stets über die richtige Version des Handbuchs verfügen. Die neueste Version steht auf unserer Homepage www.romedic.com zum Download bereit.

RoMedic AB

Veddestav, 15, Box 640 Tel: +46 (0)8-594 773 33

SE-175 27 Järfälla

Fax: +46 (0)8-594 773 44

SWEDEN

Internet: www.romedic.com

E-mail: office@romedic.com

RoMedic®
A company in the Handicare Group