




# SafeHandlingSheet

SystemRoMedic™



Max: 300kg

SafeHandlingSheet ist ein Bettuch für mobile oder stationäre Anwendung beim Positionieren im Bett. Das Tuch ist an beiden Seiten des Patienten mit je acht Aufhängepunkten versehen. SafeHandlingSheet wird verwendet, um Patienten im Bett entsprechend zu positionieren.

Das SystemRoMedic umfasst eine breite Auswahl an funktionellen und bequemen Hebegurten hoher Qualität, speziell entwickelt für verschiedene Arten von Hebeaktionen und für Patienten mit unterschiedlichen Bedürfnissen. Die Hebegurte sind in mehreren Materialausführungen und Größen von XXS bis XXL erhältlich. Sämtliche Modelle sind sowohl sicher als auch einfach in der Anwendung und halten einer Belastung bis zu 300 kg stand. Die Wahl von Modell und Material ist abhängig von der jeweiligen Hebesituation und dem Bedarf des Patienten.



## Kontrolle der Funktion

### Sichtprüfung und mechanische Kontrolle

Unterziehen Sie den Hebegurt regelmäßigen Funktionskontrollen. Nach jeder Wäsche prüfen. Prüfen Sie Nähte und Material auf einwandfreien Zustand. Prüfen Sie, ob das Material abgenutzt oder verblichen ist. Belasten Sie Schnallen und Griffe und prüfen Sie, ob sie starker Belastung standhalten. Bei Anzeichen von Verschleiß ist das Produkt zu verwerfen.



## Lesen Sie stets die Gebrauchsanweisung


Lesen Sie unbedingt die entsprechenden Anleitungen für Hilfsmittel zur Umsetzung von Patienten.

Verwahren Sie die Anleitung so, dass sie der Anwender des Produktes rasch zur Hand hat.

Verweilen Sie während des Umsetzungsmoments beim Patienten.

Vermeiden Sie die Gefahr des Abgleitens oder Unbehagens durch sorgfältige Prüfung des Hebegurtes. Zunächst die Rückenschlaufen des Hebegurtes einhängen, danach die Schlaufen der Beinstütze. Nur geprüfte Hebebügel verwenden. Das zusammengebaute Produkt darf jedoch auf keinen Fall höher belastet werden als das Einzelteil mit der geringsten Höchstbelastung. Prüfen Sie in jedem Fall vor der Anwendung die zulässige Höchstbelastung von Liftter und Zubehör. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

## Produktbeschreibung von SafeHandlingSheet



SafeHandlingSheet ist an beiden Langseiten mit Hebegurten versehen.

Die Hebegurte sind zur Erleichterung der Handhabung abwechselnd grau und schwarz.


Jeder Hebegurte hat drei Schlaufen in den Farben grau rot und schwarz.

SafeHandlingSheet ist mit einer Kennzeichnung für die Oberseite versehen. "This side up".

Die Kennzeichnung ist in der Mitte des Produktes angebracht.




Nach der Positionierung werden die Bänder unter der Matratze oder in die seitlichen Taschen eingesteckt.



### Tipp!

- Es empfiehlt sich, ein gewöhnliches Laken als Auflage auf SafeHandlingSheet zu verwenden.
- Den Patienten in der Mitte des SafeHandlingSheet positionieren.
- Das überschüssige Laken am Fußende einstecken, so dass es verfügbar ist, wenn der Patient nach unten gleitet und zum Kopfende hin versetzt werden muss.
- Wir empfehlen die Anwendung eines Hebers mit Traverse an der Decke.
- Wenn möglich, in erster Linie das Bett versetzen und nicht den Patienten ziehen/schieben, wenn er von der Unterlage abgehoben hat.


## Anwendung von SafeHandlingSheet



### Versetzen zum Kopfende hin:

Die fünf oberen Bänder auf beiden Seiten (bzw. die zur Entlastung der Reibungspunkte erforderliche Anzahl) werden am Hebebügel eingehakt.

Beginnen Sie den Hebevorgang, und versetzen Sie den Patienten in Richtung Kopfende, wenn die Reibungspunkte von der Unterlage abheben.



### Wenden im Bett:

Damit der Patient nach dem Umdrehen in der Mitte des Bettes zu liegen kommt, empfiehlt es sich, den Patienten erst anzuheben und zur einen Bettkante hin zu versetzen (siehe: Versetzen zum Kopfende hin) und anschließend umzudrehen.

Die vier oder fünf zentralen Bänder einer Seite des SafeHandlingSheet am Hebebügel einhängen. Aus Sicherheitsgründen muss an beiden Seiten eine Sicherungsseite oder eine Hilfsperson vorhanden sein. Beginnen Sie mit dem Wendevorgang.


### Wechseln des SafeHandlingSheet:

Zum Wechseln des SafeHandlingSheet einen Hebevorgang wie vorstehend beschrieben durchführen. Wenn der Patient von der Unterlage abgehoben hat, ein neues SafeHandlingSheet unter den Patienten einführen.

Anschließend den Patienten mit dem neuen Laken umdrehen (siehe: Wenden im Bett) und das alte Laken hinter dem Rücken des Patienten einrollen/-drücken. Patienten auf den Rücken absenken. Den Patienten erneut mit dem neuen Laken umdrehen, jedoch in die andere Richtung und das alte Laken herausziehen.


## Aufstehen – aus dem Sitzen auf der Bettkante

**Bitte beachten!** Der Patient muss in der Lage sein, auf der Bettkante zu sitzen, um den Aufstehvorgang zu bewältigen. Senken Sie das Bett soweit ab, dass die Füße des Patienten auf den Fußboden reichen, wenn er auf der Bettkante sitzt. Falls das Bett nicht niedrig genug ist, einen Fußhocker benutzen.



Bereiten Sie den Patienten auf den Aufstehvorgang vor.

Erhöhen Sie den Rückenteil des Bettes und bringen Sie die obersten Griffbänder am Hebebügel an.




Eine Hilfskraft ergreift die Griffe am Fußende.

Den Aufstehvorgang durch Erhöhen des Lifters starten.

Die Hilfskraft führt die Beine des Patienten über die Bettkante auf den Fußboden. Vergewissern Sie sich, dass der Patient stabil auf der Bettkante sitzt. Knie und Hüfte müssen auf gleicher Höhe sein.

Positionieren Sie zum Aufstehen eine geeignete Steh- oder Gehhilfe vor den Patienten.



Produkt	Art. Nr.	Maße	Material	Höchstgewicht
SHSheet L poly Netz	47522007	240 x 115	Polyesternetz: Luftiges und ventilierendes Material	300kg / 661 lbs.
SHSheet XL poly	47502008	240 x 115	Polyester: Strapazierfähiges Material mit geringer Reibung	400kg / 900 lbs.
SHSheet XXL poly/ verstärkt	47502009	240 x 130	Polyester: Strapazierfähiges Material mit geringer Reibung	570kg / 1250 lbs.
SHSheet L poly Netz WendyLett4Way	47542007	240 x 115	Polyesternetz: Luftiges und ventilierendes Material WendyLett4Way: Liegefläche mit Lakenstoff	300kg / 661 lbs.

### Pflegeanleitung:

Lesen Sie das Produktetikett des Hebegurtes.



Kein Weichspülmittel verwenden.  
Für längere Lebensdauer  
Trocknen im Wäschetrockner vermeiden.

Bei Fragen zu den Produkten und ihrer Anwendung wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler. Für ein komplettes Händlerverzeichnis verweisen wir auf [www.handicare.com](http://www.handicare.com). Sorgen Sie dafür, dass Sie stets über die richtige Version des Handbuchs verfügen. Die neueste Version steht auf unserer Homepage [www.handicare.com](http://www.handicare.com) zum Download bereit.

Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640  
SE-175 27 Järfälla  
SWEDEN

Tel: +46 (0)8 -557 62 200  
Fax: +46 (0)8-557 62 299

Internet: [www.handicare.com](http://www.handicare.com)  
E-mail: [info@handicare.se](mailto:info@handicare.se)

