



SoftLegSupport är lösa polstringshylsor som kan träs på bendelarna på lyftselar med delade benstöd. SoftLegSupport används framförallt till brukare som är tryckkänsliga. De säljs i par och är lätta för medhjälparen att applicera.

I SystemRoMedic finns ett brett urval av funktionella, bekväma och högkvalitativa lyftselar anpassade för olika typer av lyft och för brukare med olika behov. Lyftseldarna finns i flera olika material och i storlekar från XXS till XXL. Alla modeller är både säkra och mycket lätta att använda och de klarar brukare upp till 300 kg. Valet av modell och material styrs av lyftsituationen och brukarens behov.



## Kontroll av funktion

### Visuell och mekanisk inspektion

Gör regelbundna funktionskontroller av lyftselen. Kontrollera alltid efter tvätt. Kontrollera att sömmar och material är hela och fria från skador. Kontrollera om materialet är utsatt för nötning eller är blekt. Belasta och kontrollera att spännen och handtag håller för kraftig belastning. Vid tecken på slitage skall produkten kasseras.



## Läs alltid manualen

Läs alltid manualerna för alla hjälpmedel som används vid en förflyttning.

Förvara manualen tillgänglig för användare av produkten.

Lämna inte brukaren under förflyttningsmomentet.

Undvik urglidningsrisk eller obehag genom att vara noggrann vid utprovning av lyftselen. Haka först på lyftseldens ryggöglor på lyftbygeln, haka därefter på benstödens öglor. Används utprovad lyftbygel.

## Placering av SoftLegSupport



1



2

1. SoftLegSupport har en längre långsida och en kortare långsida samt en längre kortsida och kortare kortsida.

2. Dra på SoftLegSupport så att den längre långsidan är placerad mot mitten på lyftselen och den längre kortsidan uppåt mot lyftselens ryggdel. Trä på en på varje bendel. Använd nu lyftselen som vanligt, läs manual för berörd lyftelese.

## Material:

Polyester: Slitstarkt material med låg friktion. Klarar hög tvättemperatur.

## Skötselråd:

Läs på lyftselens märketikett.



Använd inte sköljmedel.  
Undvik torktumling för ökad livslängd.

Storlek	XS/Orange	S/M/Röd/Gul	L/XL/Grön/Lila
Rek. lbs	40-80	70-190	180-450
Brukarvikt kg	20-35	30-90	80-200

Välj samma storlek som på lyftselen.

Vid frågor om produkten och dess användning, kontakta din lokala distributör. Se [www.handicare.com](http://www.handicare.com) för en komplett distributörsförteckning. Se till att du alltid har rätt version av manualen. Den senaste versionen finns att ladda ned från vår hemsida [www.handicare.com](http://www.handicare.com)

### Handicare AB

Veddestav. 15. Box 640  
SE-175 27 Järfälla  
SWEDEN

Tel: +46 (0)8 -557 62 200  
Fax: +46 (0)8-557 62 299

Internet: [www.handicare.com](http://www.handicare.com)  
E-mail: [info@handicare.se](mailto:info@handicare.se)

