

Max: 300kg



BasicSling nostoliina on helppokäyttöinen hoitohenkilöstölle ja se antaa nostettavalle miellyttävän turvallisuuden tunteen. Nostoliinan malli reisitukineen on muotoiltu siten, että nostettava ei istu liinan päällä, vaan paino jakautuu tasaisesti häntäluulle, reisille ja aina hartioihin saakka. BasicSling on suunniteltu arjen tavallisiin nostotilanteisiin, kuten vuoteesta pyörätuoliin jne.

SystemRoMedic on luonut toiminnallisen nostoliinavalikoiman, jotka ovat mukavia ja laadukkaita sekä sopivat erilaisiin nostotilanteisiin. Liinoissa on käytetty monia eri materiaaleja ja niiden kokovalikoima on laaja XXS - XXL. Kaikki mallit ovat varmatoimisia ja erittäin helppoja pujottaa ja käyttää, liinoja voi kuormittaa jopa 300 kilolla. Nostoliinan malli ja materiaali valitaan käyttäjän yksilöllisen nostotarpeen mukaan.



Toimintavarmuuden tarkistaminen

Silmämääräinen ja mekaaninen tarkastus

Nostoliinan toimintavarmuus tulee tarkistaa paitsi aina ennen nostoa myös säännöllisin väliajoin. Tarkista se myös aina pesun jälkeen. Kiinnitä huomiota ompeleisiin ja mahdollisiin vaurioihin, kankaan tulee olla ehjä eikä värinen saa olla haalistuneita. Suorita lopuksi koekuormitus, joka varmistaa että soljet, vetolenkit jne kestävät normaalin kuormituksen. Mikäli liinassa havaitaan vaurioita, sitä ei saa korjata, vaan se on vaihdettava uuteen.



Lue käyttöohje

Lue aina huolellisesti läpi kaikkien nostossa käytettävien välineiden käyttöohjeet.

Säilytä ohje siten, että hoitohenkilöstö voi tarvittaessa tutustua siihen.

Älä jätä nostettavaa yksin nostotilanteen missään vaiheessa.

Pujota ja ripusta nostoliina huolellisesti nostettavan ylle ja nostokaaren koukkuihin, jottei synny riskiä nostolenkin uloslukumiselle. Kiinnitä nostokaareen ensin selkäosan vetolenkit ja sen jälkeen reisitukien vetolenkit. Käytä testattua nostokaarta.

Jos käytetään useita nostovälineitä, alhaisimman sallitun kuormituksen omaava määrittää koko nostimen maksimikuormituksen. Mikäli et ole asiasta aivan varma, ota yhteys myyjääsi.

Nostoliinan pujottaminen henkilön istuessa pyörätuolissa tai vuoteella




1. Kannattele nostoliinaa toisella kädellä yläreunasta ja laita toinen käsi alareunassa olevaan pujottamistaskuun. Pyydä nostettavaa nojaamaan hiukan eteenpäin, jolloin pujottaminen on helppoa. Paina nostoliinan alareunaa kohti pyörätuolin istuinta tai vuoteenpintaa, alareunan optimaalinen kohta on nostettavan häntäluun kohdalla. Tarkista että nostoliinan keskilinjanauha seuraa selkärangan linjaa.



2. Paina huolella nostoliinan sivut kädellä alas lonkkien yli pyörätuolin takakulmiin.

3. Vedä reisituki suoraksi reiden ulkopuolelta. Mukavinta on istua nostettavan edessä ja vedä reisituen alareunasta, jolloin liina liukuu paikalleen lonkan ympärille. Varmista toisella kädellä pitäen nostettavan polvesta, ettei istuma-asento pääse liukumaan.

4. Kohota nostettavan reittä ylös samalla kun vedät reisituen reiden ali, varmista samalla että tuet ovat samanpituiset. Tavallisin tapa ripustaa nostoliina on viedä vetolenkit ristiin ennen kiinnitystä nostokaaren koukkuihin. Aloita nosto. Kun remmit kiristyvät, pysäytä nosto ja tarkista, että kaikki on kunnossa ennen noston jatkamista.




Nostoliinan poistaminen istuma-asennossa



1. Taita reisituen vetolenkki polvitaipteen ali ja vedä ulkopuolelta antaen sen liukua pitäen reidestä toisella kädellä vastaan.


2. Tartu nostoliinan yläreunasta molemmiin käsiin ja vedä liina pois.

Nostoliinan pujottaminen makuuasennossa vuoteessa tai lattialla



1. Käännä nostettava kylkimakuulle itseesi päin. Levitä nostoliina alustalle etiketti alaspäin ja liinan keskiliinjaa selkärangan kohdalle. Aseta liinan yläreuna hartiatasolle ja alareuna häntäluun korkeudelle. Vie liina mahdollisimman kauas nostettavan alle ja työnnä vetolenkit vartalon alle, jotta saat niistä ottaen, kun käännät nostettavan takaisin selinmakuulle.

2. Säästät työvaiheita ja aikaa, jos käännät liinan nostettavan ympärille jo kylkimakuulla ja pujotat reisivuoret reisien välistä valmiiksi.



3. Käännä nostettava takaisin selinmakuulle ja ota näkyville vetolenkit nostettavan alta.

4. Normaali tapa on ristiä vetolenkit ennen nostokaaren koukkuihin kiinnittämistä.

Aloita nosto. Kun remmit kiristyvät, pysäytä nosto ja tarkista, että kaikki on kunnossa ennen noston jatkamista.


Nostoliinan poistaminen makuuasennossa



1. Vedä reisivuoret nostettavan reisien välistä.

2. Käännä nostettava kylkimakuulle itseesi päin ja työnnä liina vartalon alle niin, että käännettyäsi nostettavan takaisin selinmakuulle pystyt vetämään liinan hänen altaan.

Vetolenkkien pujottamismvaihtoehtoja



1. Tavallisin tapa on ristiä vetolenkit ennen kiinnitystä nostokaaren koukkuihin.
2. Vetolenkit molempien reisien ali pitää jalat yhdessä nostettaessa.
3. Vetolenkit ilman ristimistä suoraan nostokaaren koukkuihin pitää jalat levitettynä nostettaessa.

Materiaalit:

Polyesteri: Vetoluja materiaali, jossa pieni kitka. Kestää korkeita pesulämpötiloja.

Polyesteriverkko: Ilmava materiaali, joka voidaan tarvittaessa jättää nostettavan alle. Kestää korkeita pesulämpötiloja.

Muovitettu verkko: Tarkoitettu kylpy- ja suihkutustilanteisiin. Liinan voi desinfioida alkoholiiliuksella.

Hoito-ohje:

Lue nostoliinan etiketistä



Älä käytä huuhteluinetta.
Pidennät nostoliinan käyttöikää
kun vältät kuivausrummun
käyttöä.

Kokovalikoima

Nostoliinoja voi käyttää sekä 2- että 4-koukkuisissa nostokaarissa. On tärkeää varmistaa, että nostokaaren leveys vastaa nostettavan henkilön tilaa ja kokoa.

Käytä potilaskohtaisia nostoliinoja varmistaaksesi noston turvallisuuden ja nostettavan hygienian.

Kokovalikoima	XXS/Harmaa	XS/Oranssi	S/Punainen	M/Keltainen	L/Vihreä	XL/Liila	XXL/Valkoinen
Suosittelava käyttäjäpaino kg	10-25	20-35	35-55	45-80	75-110	100-150	140-200
Nostoliinan korkeus cm	63	65	77	89	95	98	98
Nostoliinan istuinleveys cm	21	27	37	50	60	65	75
Suos.nostokaaren leveys cm	20-45	20-50	35-50	35-60	45-60	45-65	45-65

Ota yhteyttä paikalliseen jälleenmyyjääsi, jos sinulla on kysyttävää tästä tuotteesta ja sen käytöstä. Katso jälleenmyyjäluettelo osoitteesta www.handicare.com. Uusimman käyttöohjeen voit ladata osoitteesta www.handicare.com.

Handicare AB

Torshamnsgatan 35

SE-164 40 Kista

SWEDEN

Tel: +46 (0)8 -557 62 200

Fax: +46 (0)8-557 62 299

Internet: www.handicare.com

E-mail: info@handicare.se

