

Combi, commode/shower chair, powered tilt

User manual - English

Handleiding – Nederlands



REF: 201942314

MAX:
150 kg/330 lbs

**EN Visual inspection**

Inspect the product regularly. Check to ensure that material is free from damage.

SE Visuell inspektion

Gör regelbundna funktionskontroller av produkten. Kontrollera att materialet är helt fritt från skador.

NO Visuell inspeksjon

Gjør regelmessige funksjonskontroller av produktet. Kontroller at materialet er helt og uten skader.

DK Visuel inspektion

Foretag regelmæssig funktionskontrol af produktet. Kontroller, at materiale er helt og ikke udviser tegn på beskadigelse.

FI Silmämääräinen tarkastus

Tarkasta tuotteen toimivuus säännöllisesti. Tarkasta, ettei materiaalissa ole mitään vaurioita.

DE Sichtprüfung

Unterziehen Sie das Hilfsmittel regelmäßigen Funktionskontrollen. Vergewissern Sie sich, daß das Material unbeschädigt ist.

NL Visuele controle

Inspecteer het product regelmatig. Controleer op mogelijke beschadigingen van het materiaal.

FR Inspection visuelle

Effectuer des inspections régulières du fonctionnement du produit. Vérifier que le matériau est entièrement exempt de dommages.

IT Ispezione visiva

Testare il funzionamento del prodotto regolarmente. Verificare che il materiale non sia danneggiato.

ES Inspección visual

Realice periódicamente un control de funcionamiento del producto. Asegúrese de que el material no presente ningún tipo de desperfecto.

EN Before use

Ensure that the product is correctly mounted/installed.

SE Före användning

Kontrollera att produkten är rätt monterad/installerad.

NO Før bruk

Kontroller at produktet er korrekt installert.

DK Før brug

Kontroller, at produktet er korrekt samlet.

FI Ennen käyttöä

Tarkasta, että tuote on asennettu oikein.

DE Vor der Benutzung

Prüfen Sie das Produkt auf korrekte Montage.

NL Voor gebruik

Zorg ervoor dat het product juist is gemonteerd.

FR Avant l'utilisation

Vérifier que le produit est correctement installé.

IT Prima dell'uso

Verificare che il prodotto sia installato correttamente.

ES Antes de su uso

Compruebe que el producto esté correctamente instalado.

**EN Always read the user manual**

Always read the user manual.

Keep the user manual where it is easily accessible for users of the product.

SE Läs alltid bruksanvisningen

Läs alltid bruksanvisningen.

Förvara bruksanvisningen tillgänglig för användare av produkten.

NO Les alltid brukermanualen

Les alltid brukermanualen.

Oppbevar brukermanualen tilgjengelig for brukere av produktet.

DK Læs altid brugsvejledningen

Læs altid brugsvejledningen.

Opbevar brugsvejledningen tilgængelig for brugere af produktet.

FI Lue aina käyttöohje

Lue aina käyttöohje.

Säilytä käyttöohje tuotteen käyttäjien saatavilla.

DE Lesen Sie stets die gebrauchsanweisung

Lesen Sie stets die gebrauchsanweisung.

Verwahren Sie die Anleitung so, dass sie der Anwender des Produktes rasch zur Hand hat.

NL Lees altijd de handleiding

Lees altijd de handleiding.

Bewaar de handleiding zo dat deze voor gebruikers van het product altijd beschikbaar is.

FR Toujours lire le manuel d'utilisation

Toujours lire le manuel d'utilisation.

Conserver le manuel d'utilisation pour qu'il soit accessible aux utilisateurs du produit.

IT Leggere sempre il manuale utente


Leggere sempre il manuale utente.

Tener il manuale utente delle istruzioni in un luogo facilmente accessibile agli operatori che utilizzano il prodotto.

ES Lea siempre el manual de usuario

Lea siempre el manual de usuario.

Guarde el manual de usuario en un lugar accesible para el usuario del producto.



EN- Instructions for use

These instructions apply to product 201942314 Combi commode/shower chair, powered tilt

Overview and Use

The Combi power tilt is a very versatile chair, suited for dependent individuals who require assistance with personal hygiene.

Manufactured entirely of rust-proof materials and components, the Combi power tilt includes 4 locking, plastic castors. The chair can be used as a commode, a shower chair and a transport chair for indoor use. The Combi power tilt chair features a backwards tilt of up to 25°, which facilitates perineal care and also transport of users who are unable to sit comfortably in an upright position. The 5° forward tilt is especially helpful during transfer to and from the chair, whether using manual methods or a mechanical lift.

The Combi power tilt chair features fold up armrests, useful for both caregiver and user during assisted transfers. The polyurethane (PUR) seat, backrest, and armrests provide comfortable, anti-slip padding for the user.

Assembly

Frame Assembly - see figure 1:

Remove the snaplocks and mount the backrest into the holes in the frame. Replace the snaplocks, ensuring they are inserted correctly into the steel tube with both pins correctly placed in the holes. It is possible, although not necessary, to detach the backrest when the Combi chair is used over a toilet.




Figure 1

Assembling the castors - see figure 2:

FRONT castors: Insert the inner-tube (castor) into the chair leg, aligning the larger hole of the castor tube with the hole in the leg tube. Insert the snaplock at the appropriate height with the black part facing to the front.

REAR castors: Insert the inner-tube (castor) into the chair leg, aligning the larger hole of the castor tube with the hole in the leg tube. Insert the snaplock at the appropriate height with the black part facing to the back.




Figure 2

To ensure proper alignment of the castors, the snaplock pin will not fit into the tubes if the holes are mis-aligned.

Bedpan / Bucket rails

The bed pan / bucket rails can be used in combination with a keyhole (fig.3) or round shaped bucket (fig.4).



Figure 3



Figure 4




Figure 5

To assemble - see figure 6:

The two end pieces

(B, on the drawing) rest on the rear of the seat frame.

For keyhole shape bucket, insert the two front rods (A) into the inner holes (C).

For all other bucket shapes use the outer holes (D).

If no bucket or bed pan is being used, the rails may be detached so the chair fits easily over a toilet.




Figure 6

Individual Adjustment -see figure 7

Attachment of castors & frame height adjustment:

The pin on the snaplock clip narrows in width from the front towards the end. The hole in the tubing is bigger on one side and narrower on the other side. This safety feature means that the snaplock clip can only be inserted in one way into the tubing, ensuring the castors to be mounted correctly.

Front castor: insert snaplock clip into tube hole from rear of tubing so pin points frontwards.

Rear castor: insert snaplock clip into tube hole from rear of tubing so pin points backwards.

Height Adjustment:

By re-positioning the snaplocks on the chair legs, the Combi chair may be adjusted to 6 different heights.

To adjust the height of the chair:

1. Remove snaplock
2. Select one of the 6 positions
3. Reinsert snaplock.

Repeat for all 4 legs.

IMPORTANT: Check that all four legs are the same height and that all of the snaplocks are inserted correctly into the frame before use.




Figure 7

Tilting function

The Combi power tilt chair can be tilted 5° forward and 25° backwards.

IMPORTANT: Before using the tilting function remember to lock all four castors.

The tilting function is operated by means of a battery operated actuator activated via a hand control on the pushbar. While the backwards tilt may be operated with the chair empty, the forward tilt requires a counterweight to facilitate the movement for the caregiver.

The caregiver may stand either behind or beside the chair to operate the tilting mechanism. Press the "UP" arrow (a) to tilt the chair backwards. Press the "DOWN" arrow (b) to tilt the chair forwards. Stop the tilt mechanism at any angle by removing your finger from the hand control button.




Figure 8

Charging the Battery

Charging the battery shall always be done in a dry area to avoid danger situations with electricity and wet areas.

The battery can be charged by plugging in the adaptor at 220V.

The plug needs to be inserted again after charging to prevent water leaking into the actuator.

Unplug the battery from the actuator (see figure 9 & 10)



Figure 9



Figure 10

Plug the battery in the adaptor and the adaptor in the socket (see figure 11 & 12).




Figure 11



Figure 12

After recharging, remove the adaptor and plug the battery in the actuator (figure 9).

Maintenance / Cleaning

To ensure longevity of the chair and safety for the user, the following should be included in the daily inspection:

- Inspect and clean the wheels of dust and dirt.
- Inspect and clean the wheel brakes of dust and dirt.
- Check that all screws and nuts are properly tightened.
- Check that the snaplock clips are securely fastened.
- To prolong battery life, charge in between use (see “Charging the Battery”).

After each use, or according to facility protocol, the Combi power tilt chair may be cleaned/disinfected with non-abrasive, non-corrosive solutions. The PUR seat and backrest can be detached for cleaning, as can the bucket / bedpan rails (NOTE: the rear section of the bucket / bedpan holder must be lifted upwards before removing the two rods from the holes). They can be washed up to 85 degrees Celsius / 3 minutes. Avoid harsh solvents and chlorine. If alcohol is used to clean the black polyurethane, discolouration may occur. Ensure all parts are re-attached correctly prior to use.



Warning

- Max. load Combi power tilt: 150 kg / 330 lb.
- The tilt mechanism should ONLY be operated by the caregiver.
- Prior to use, unplug charging cable.
- Check the condition of the snaplocks frequently, and regularly check that the snaplocks are inserted correctly into the frame.
- Lock castors when chair is stationary and also during transfers to and from the chair.
- The Combi power tilt chair is not designed to be used as seating for extended-periods.
- The Combi power tilt chair should be pulled backwards over thresholds. For optimal caregiver ergonomics, the push handles should be at elbow height.
- Always use the Combi power tilt chair with armrests in place (folded down). Armrests (and footrests, if present) should only be flipped up during transfer to and from the chair.
- If the castors are detached, it is important to mount them again correctly (see “Assembling the Castors” above). Ensure that all 4 castors are adjusted to the same height.
- Keep fingers away from the armrest joints to avoid pinching during raising and lowering.
- Use the chair only on a flat, even surface.
- Insert or remove the bed pan/bucket when the chair is not in use.
- Do not store the chair in direct sunlight as the black surface may become hot and uncomfortable for the user.
- To avoid injury, do not insert fingers or toes into the drainage holes in the backrest or footrests.
- Charging the battery shall always be done in a dry area to avoid danger situations with electricity and wet areas.

Disposal

The plastic parts should be sorted as incinerated and stainless steel parts as metal.

Technical Specifications

Height:	37-46" (950-1180 mm)
Length excl. footrests:	34.25" (870 mm)
Length incl. footrests:	43" (1090 mm)
Seat height:	20.5-24.5" (525-620 mm)
Width:	21" (535 mm)
Width between armrests:	17" (430 mm)
Length of armrests	19" (480 mm)
Width of armrests:	2" (50 mm)
Backrest:	16 x 12" (410 x 310 mm)
Seat width:	20" (510 mm)
Seat depth	17" (435 mm)
Seat hole width:	8.25" (210 mm)
Seat hole depth	12" (310 mm)
Castors	5" (125 mm, incl. brakes)
Max. weight load:	330 lb. (150 kg)
Total weight:	25 kg / 55 lbs
Actuator:	Linak LA 28 with integrated printcard and 24V battery
Protection class (powered tilt version):	IP 66, tested for use in wet environments

Materials:

Frame:	Stainless steel
Surface coating frame:	Powder coating
Seat, Backrest, Armrests:	Polyurethane (PUR)
Snaplock Clips:	Chrome pin/Polypropylene

List of configurations and accessories


201942314 Combi powered tilt

To always be ordered with:

200810004	Footrests	1 pair. For all Combi chair models and versions. Recommended for use with all models and versions of Combi chairs.
200360004	Headrest	For all Combi chair models and versions. Recommended for use with both versions of Combi tilt.
200384004	Heel and calf strap	For all Combi chair models and versions. Recommended for use with both versions of Combi tilt.
200382004	Hip belt	For all Combi chair models and versions.

Additional Accessories:

201131314	Soft backrest	For Combi tilt, manual and Combi tilt, powered.
201040314	Front cross bar	For all Combi chair models and versions with standard width. Recommended for use with the Armrest lock accessory.
201030310	Arm rest lock	1 pair. For all Combi chair models and versions. Recommended for use with both versions of Combi tilt.
201070314	Lateral trunk support, right	For all Combi chair models and versions.
201072314	Lateral trunk support, left	For all Combi chair models and versions.
201060004	Amputee support	For all Combi chair models and versions.
201061004	Leg support	For Amputee support and all Combi chair models and versions.
853100604	Transport seat cover	For all Combi chair models and versions.
853100034	Bucket with lid	Keyhole shape, white plastic. For all Combi chair models and versions.
853100033	Bucket with lid	Round, grey plastic. For all Combi chair models and versions.



NL-Gebruiksaanwijzing

Deze instructies zijn van toepassing op de Combi-toilet-/douchestoel met elektrische kanteling, artikelnummer

201942314

Overzicht en gebruik

De Combi-stoel met elektrische kanteling is een zeer veelzijdige stoel, geschikt voor afhankelijke personen die hulp nodig hebben bij de persoonlijke hygiëne.


De Combi-stoel met elektrische kanteling is volledig gemaakt van roestvrije materialen en onderdelen en heeft vier vergrendelbare plastic zwenkwielen. De stoel kan worden gebruikt als toiletstoel, als douchestoel en als stoel voor verplaatsingen binnenshuis. De Combi-stoel met elektrische kanteling heeft een achterwaartse kanteling van maximaal 25°, wat perineale zorg mogelijk maakt, maar ook vervoer van zorgvragers die niet comfortabel rechtop kunnen zitten. De voorwaartse kanteling van 5° is met name nuttig bij verplaatsen van en naar de stoel, zowel handmatig als met mechanische lift.

De Combi-stoel met elektrische kanteling heeft opklapbare armleuningen, handig voor zowel de zorgvrager als de zorgverlener bij geassisteerde verplaatsingen. De zitting, rugsteun en armsteunen van polyurethaan (PUR) zijn comfortabel voor de zorgvrager en zijn antislip.

Montage

Montage van het frame, zie afbeelding 1:

Verwijder de klemmen en zet de rugleuning in de gaten in het frame. Plaats de klemmen terug, zorg hierbij dat ze goed in de stalen buis zitten met beide pennen in de gaten. Het is mogelijk, zij het niet noodzakelijk, om de rugleuning te verwijderen wanneer de Combi boven een toilet gebruikt wordt.




Afbeelding 1

De zwenkwielen monteren, zie afbeelding 2:

Zwenkwielen VOOR: Steek de buis van het zwenkwiel in de poot van de stoel en lijk het grotere gat van de wielbuis uit met het gat in de buis van de poot. Plaats de klem op de gewenste hoogte met het zwarte deel naar de voorkant.

Zwenkwielen ACHTER: Steek de buis van het zwenkwiel in de poot van de stoel en lijk het grotere gat van de wielbuis uit met het gat in de buis van de poot. Plaats de klem op de gewenste hoogte met het zwarte deel naar de achterkant.



Afbeelding 2

Om goede uitlijning van de zwenkwielen te garanderen, zal de pen van de klem niet in de buizen passen als de gaten niet goed uitgelijnd zijn.

Rails voor po/emmer


De rails voor een po/emmer kunnen gebruikt worden in combinatie met een sleutelgatvormige (afb. 3) of ronde emmer (afb. 4).



Afbeelding 3



Afbeelding 4




Afbeelding 5

Montage, zie afbeelding 6:

De twee eindstukken (B in de tekening) rusten op de achterkant van het zitframe. Voor een sleutelgatvormige emmer plaats u de twee voorste stangen (A) in de binnenste gaten (C).

Voor emmers met andere vormen gebruikt u de buitenste gaten (D).

Als er geen emmer of po gebruikt wordt, kunnen de rails verwijderd worden zodat de stoel gemakkelijk over een toilet past.



Afbeelding 6

Individuele afstelling, zie afbeelding 7

Zwenkwielen bevestigen en framehoogte aanpassen:

De pen op de klemmen wordt steeds minder dik. Het gat in de buizen is aan de ene kant groter dan aan de andere kant. Door deze veiligheidsvoorziening kan de klem slechts op één manier in de buizen worden gestoken, waardoor de zwenkwielen goed gemonteerd worden.

Zwenkwielen voor: steek de pen van de klem van achteren in de buis zodat de pen naar voren wijst.

Zwenkwielen achter: steek de pen van de klem van achteren in de buis zodat de pen naar achteren wijst.

Hoogte verstellen:


Door de klemmen op de stoelpoten te verplaatsen kan de Combi ingesteld worden op zes verschillende hoogtes.

De hoogte van de stoel aanpassen:

1. Verwijder de klem
2. Kies een van de zes posities
3. Plaats de klem terug.

Doe dit bij alle vier de poten.

BELANGRIJK: Controleer voor gebruik of de poten alle vier dezelfde hoogte hebben en of alle klemmen goed in het frame gestoken zijn.



Afbeelding 7


Kantelfunctie

De Combi-stoel met elektrische kanteling kan 5° voorwaarts en 25° achterwaarts gekanteld worden.

BELANGRIJK: Zet voor het gebruik van de kantelfunctie de zwenkwielen alle vier op de rem.

De kantelfunctie wordt geactiveerd met een actuator met accu die bediend wordt met een handbediening op de duwstang. De achterwaartse kanteling kan geactiveerd worden wanneer de stoel leeg is, voor de voorwaartse kanteling is een tegengewicht nodig om de beweging door de zorgverlener mogelijk te maken.

De zorgverlener kan achter of naast de stoel staan om het kantelmechanisme te bedienen. Druk op de pijl omhoog (a) om de stoel achterwaarts te kantelen. Druk op de pijl omlaag (b) om de stoel voorwaarts te kantelen. U kunt het kantelmechanisme in elke gewenste hoek stoppen door de knop op de handbediening los te laten.



Afbeelding 8

De accu opladen

Laad de accu altijd op in een droge omgeving om gevaarlijke situaties te voorkomen als gevolg van elektriciteit in natte omgevingen.

De accu kan worden opgeladen door de adapter in een stopcontact van 220 V te steken.

De plug moet na het opladen weer geplaatst worden om te voorkomen dat water in de hefstang lekt.

Koppel de accu los van de actuator (zie afbeelding 9 en 10)



Afbeelding 9



Afbeelding 10

Koppel de accu aan de adapter en steek de adapter in het stopcontact (zie afbeelding 11 en 12).



Afbeelding 11



Afbeelding 12

Verwijder de adapter na het opladen en sluit de accu aan op de hefstang (afbeelding 9).

Onderhoud/Reiniging

Voor een lange levensduur van de stoel en voor de veiligheid van de zorgvrager dient het volgende dagelijks uitgevoerd te worden:

- Inspecteer de wielen en verwijder eventueel stof en vuil.
- Inspecteer de remmen van de wielen en verwijder eventueel stof en vuil.
- Controleer of alle schroeven en moeren goed aangedraaid zijn.
- Controleer of alle klemmen goed vast zitten.
- Laad de accu tussen elk gebruik op om de levensduur van de accu te verlengen (zie De accu opladen).

Na elk gebruik, of in overeenstemming met de voorschriften van de instelling, kan de Combi-stoel met elektrische kanteling gereinigd/ontsmet worden met een niet-schurende, niet-bijtende oplossing. De zitting en rugsteun van PUR kunnen worden verwijderd om schoon te maken, net als de rails voor emmer/po (OPMERKING: til het achterste deel van de houder op voordat de twee stangen uit de gaten worden gehaald). Ze kunnen gewassen worden op 85 °C gedurende 3 minuten. Vermijd het gebruik van sterke oplosmiddelen en chloor. Er kan verkleuring optreden als het zwarte polyurethaan met alcohol gereinigd wordt. Zorg dat alle onderdelen voor gebruik weer goed bevestigd worden.



Waarschuwing

- Maximale belasting Combi met elektrische kanteling: 150 kg.
- Het kantelmechanisme mag ALLEEN door de zorgverlener bediend worden.
- Koppel voor gebruik de oplaadkabel los.
- Controleer de toestand van de klemmen regelmatig en of ze goed bevestigd zijn in het frame.
- Zet de wielen op de rem als de stoel stilstaat en ook tijdens verplaatsingen van en naar de stoel.
- De Combi-stoel met elektrische kanteling is niet bedoeld om langdurig in te zitten.
- Trek de Combi-stoel met elektrische kanteling achterwaarts over drempels. Voor optimale ergonomie van de zorgverlener moet de duwstang op ellebooghoogte zitten.
- Gebruik de Combi-stoel met elektrische kanteling altijd met de armsteunen op hun plek (neergeklapt). Armsteunen (en voetsteunen, indien aanwezig) mogen alleen opgeklapt worden bij verplaatsing van en naar de stoel.
- Als de zwenkwielen verwijderd zijn, is het van belang dat ze weer correct teruggelaaaid worden (zie het bovenstaande gedeelte De zwenkwielen monteren). Zorg dat de zwenkwielen alle vier op dezelfde hoogte zijn ingesteld.
- Houd vingers uit de buurt van de scharnieren van de armsteunen om klemmen te voorkomen tijdens het omhoog en omlaag bewegen.
- Gebruik de stoel alleen op een vlakke, gelijkmatige ondergrond.
- Plaats of verwijder de po/emmer alleen als de stoel niet in gebruik is.
- Zet de stoel niet in direct zonlicht, het zwarte oppervlak kan heet en oncomfortabel worden voor de zorgvrager.
- Steek om letsel te voorkomen geen vingers of tenen in de afvoergaten in de rugleuning of voetsteunen.
- Laad de accu altijd op in een droge omgeving om gevaarlijke situaties te voorkomen als gevolg van elektriciteit in natte omgevingen.

Recycling

De plastic onderdelen moeten gesorteerd worden als restafval en de stalen onderdelen als metaal.

Technische specificaties


Hoogte:	950–1180 mm
Lengte excl. voetsteunen:	870 mm
Lengte incl. voetsteunen:	1090 mm
Zithoogte:	525-620 mm
Breedte:	535 mm
Afstand tussen armsteunen:	430 mm
Lengte van armsteunen	480 mm
Breedte van armsteunen:	50 mm
Rugsteun:	410 x 310 mm
Zitbreedte:	510 mm
Diepte van zitting	435 mm
Breedte van gat in zitting:	210 mm
Diepte van gat in zitting	310 mm
Zwenkwielen	125 mm, incl. rem
Max. belasting:	150 kg
Totaalgewicht:	25 kg
Actuator:	Linak LA 28 met geïntegreerde printplaat en accu van 24 V
Beschermingsklasse (uitvoering met elektrische kanteling):	IP 66, getest voor gebruik in vochtige omgevingen

Materialen

Frame:	Roestvrij staal
Oppervlaktecoating frame:	Poederlak
Zitting, rugsteun, armsteunen:	Polyurethaan (PUR)
Klemmen:	Chromen pen/Polypropyleen

Lijst van configuraties en accessoires

201942314	Combi	elektrische kanteling
Altijd te bestellen met:		
200810004	Voetsteunen	1 paar. Voor alle modellen en uitvoeringen van de Combi-stoel. Aanbevolen voor gebruik met alle modellen en uitvoeringen van de Combi-stoel.
200360004	Hoofdsteun	Voor alle modellen en uitvoeringen van de Combi-stoel. Aanbevolen voor gebruik met beide uitvoeringen van de Combi-stoel met kanteling.
200384004	Hiel- en kuitband	Voor alle modellen en uitvoeringen van de Combi-stoel. Aanbevolen voor gebruik met beide uitvoeringen van de Combi-stoel met kanteling.
200382004	Heupgordel	Voor alle modellen en uitvoeringen van de Combi-stoel.
Extra accessoires:		
201131314	Zachte rugleuning	Voor Combi met handmatige kanteling en Combi met elektrische kanteling.
201040314	Voorsteun	Voor alle modellen en uitvoeringen van de Combi-stoel met standaardbreedte. Aanbevolen voor gebruik met de armsteunvergrendeling.
201030310	Armsteunvergrendeling	1 paar. Voor alle modellen en uitvoeringen van de Combi-stoel. Aanbevolen voor gebruik met beide uitvoeringen van de Combi-stoel met kanteling.
201070314	Zijpellot, rechts	Voor alle modellen en uitvoeringen van de Combi-stoel.
201072314	Zijpellot, links	Voor alle modellen en uitvoeringen van de Combi-stoel.
201060004	Amputatiesteun	Voor alle modellen en uitvoeringen van de Combi-stoel.
201061004	Beensteun	Voor alle modellen en uitvoeringen van de Combi-stoel.
853100604	Vulstop voor zitting	Voor alle modellen en uitvoeringen van de Combi-stoel.
853100034	Emmer met deksel	Sleutelgatvormig, wit plastic. Voor alle modellen en uitvoeringen van de Combi-stoel.
853100033	Emmer met deksel	Rond, grijs plastic. Voor alle modellen en uitvoeringen van de Combi-stoel.





Always make sure that you have the correct version of the manual

The most recent version of all manuals are available for downloading at/from our website; www.handicare.com.

For questions about the product and its use

Please contact your local Handicare and LinidoSolutions™ representative. A complete list of all our partners with their contact details can be found on our website; www.handicare.com.

Handicare offers solutions and support to increase the independence of disabled or elderly people as well as to improve the convenience of those who are caring for them.

The Handicare Group is one of the leading healthcare companies in Europe with its own manufacturing organizations and sales companies in Norway, Sweden, Denmark, Germany, the Netherlands, Great Britain, France, China, Canada and the USA. Handicare's products are also distributed by partners in more than 40 countries worldwide. Our wide range of high-quality products includes a complete easy transfer system and other patient handling aids, stairlifts, car adaptations and bathing and toileting products.



Handicare AB
Torshamnsgatan 35
SE-164 40 Kista , SWEDEN
Tel: +46 (0)8-557 62 200
Fax: +46 (0)8-557 62 299
E-mail: info@handicare.se
www.handicare.com