



Catalogus

Transferhulpmiddelen

2019

Let's make
everyday
life easier!

Simpele oplossingen voor een optimaal resultaat

Met meer dan 30 jaar ervaring op het gebied van transferhulpmiddelen biedt Handicare verschillende oplossingen en productlijnen aan op het gebied van Patient Handling. Handicare beschikt over het breedste en meest complete assortiment van slimme, veilige en gemakkelijk te gebruiken hulpmiddelen voor alle typen patiënten, transfers en manuele handelingen.

De uitdaging

De druk op verzorgend personeel neemt toe. Iedere dag worden ze geconfronteerd met gebrek aan tijd, gebrek aan mensen, soms ook gebrek aan kennis en de beschikbaarheid van de juiste hulpmiddelen. Onvoldoende budget, in combinatie met de ambitie en wens om zorg van hoge kwaliteit te bieden, draagt bij aan het ontstaan van overbelasting, fysiek en mentaal. Dit resulteert in hoger ziekteverzuim van medewerkers en stijgende kosten. Het kan erg moeilijk zijn om deze negatieve spiraal te doorbreken.

Hoe meer kracht en functionele capaciteit de zorgvrager heeft, hoe meer deze in staat is om zelf deel te nemen aan zijn eigen transfer of herpositionering. Hoe actiever de zorgvrager is, hoe gemakkelijker de transfer zal zijn voor de zorgverlener. De Handicare transferhulpmiddelen helpen de zorgverlener om de gebruiker te activeren, terwijl het natuurlijke bewegingspatroon gestimuleerd wordt. Dit versterkt niet alleen de spieren van de zorgvrager, maar draagt ook bij aan het zelfstandigheidsgevoel van de gebruiker. Zo wordt dus de kwaliteit van leven voor de zorgvrager verhoogd en tegelijkertijd het werk van de zorgverlener gemakkelijker en veiliger.

De oplossing is simpel

De transfer-hulpmiddelen van Handicare zijn gebaseerd op eenvoud, logisch denken, ergonomische principes en design, met aandacht voor de zorgvrager en de zorgverlener. Eenvoud is de sleutel. Aandacht voor de basisprincipes resulteert in gebruiksvriendelijke oplossingen en het zijn eigenlijk de meest eenvoudige producten waarmee het meeste tijd bespaard kan worden.

Handicare werkt volgens de wetten van de natuur en niet tegen deze wetten in. Een goed voorbeeld hiervan is de manier waarop wij gebruik maken van wrijving. Met slimme oplossingen en combinaties van speciale, functionele materialen, kunnen we de wrijving onder de zorgvrager verminderen zodat deze makkelijker te herpositioneren is, of deze juist verhogen om het risico dat de gebruiker uit bed glijdt te minimaliseren.





Wij houden van lichte transfers!

Het aantal mensen dat hulp nodig heeft bij verplaatsingen neemt gestaag toe, terwijl fysieke en mentale overbelasting en ongevallen zorgen voor toenemende kosten in de zorgsector.

Handicare biedt eenvoudige oplossingen met geweldige resultaten. Het is een kwestie van het eenvoudiger maken van zowel het leven, als ook het werk en van het voorkomen van overbelasting en ongevallen bij transfers. Door gebruikers te activeren en rehabiliteren, door transfers makkelijker te maken, ook voor pijn-gevoelige zorgvragers en door decubitus te voorkomen. Dit alles door de zorgvrager zijn gevoel van onafhankelijkheid, waardigheid en eigenwaarde terug te geven.

Met de transferhulpmiddelen van Handicare, kunnen zorgverleners een stap in de goede richting zetten. Onze producten zijn eenvoudig, veilig en bekend om hun kosteneffectiviteit. Onze opleidingen in transfertechnieken en het gebruik van het juiste product in de juiste situatie geven zorgverleners de middelen om de juiste werkwijze en het juiste hulpmiddel voor elke transfersituatie te kiezen.

We hebben gezien wat onze producten kunnen betekenen voor zowel zorgvragers als zorggevers en dit inspireert ons om verder te gaan met het ontwikkelen van nieuwe producten. Wij kiezen voor lichte transfers!

Producten uitproberen!? Probeer Demo Direct

Om er zeker van te zijn dat een product voldoet, is het altijd prettig om deze uit te kunnen proberen. Handicare biedt u hier verschillende mogelijkheden toe.

Speciaal voor ergo- en fysiotherapeuten heeft Handicare het Demo Direct concept ontwikkeld. Wij merken namelijk dat Ergo- en Fysiotherapeuten steeds meer vragen naar onze producten. Zij willen de producten vaak eerst op proef om het bij hun cliënt uit te proberen.

Deze initiatieven ondersteunen wij graag. Om de ergo- en fysiotherapeuten optimaal te faciliteren biedt Handicare ergo- en fysiotherapeuten de mogelijkheid om tegen aanzienlijke korting demo-producten bij ons aan te schaffen. Deze producten zijn dan in eigen bezit. Indien tot definitieve aanschaf wordt overgegaan, kan de instelling of de cliënt deze aanschaffen bij een van de Handicare dealers. Het Demo Direct product blijft vervolgens eigendom van de ergo- of fysiotherapeut, die deze bij de volgende cliënt op proef kan plaatsen.

Naast losse producten is het ook mogelijk om gehele pakketten als Demo Direct af te nemen.

Heeft u interesse? Neem dan contact op met uw lokale Handicare dealer, of met Handicare en vraag naar de mogelijkheden of kijk op:

Handicare-hulpmiddelen.nl



40%
KORTING



40%
KORTING



Trainingen

Handicare Academy biedt zorgprofessionals en zorginstallateurs inspiratie, nieuwe kennis en oefening in de praktijk. De trainingen zijn gericht op behoud van zelfstandigheid van de zorgvrager en het voorkomen van fysieke overbelasting in de zorg. Ook verzorgt Handicare trainingen gericht op het vakkundig plaatsen van badkamerhulpmiddelen en plafondliften.

De trainers zijn deskundig en hebben persoonlijke aandacht voor de deelnemer. Het Handicare Academy team heeft een rijkdom aan ervaring. Dit geeft u de mogelijkheid om trainingen voor uw eigen organisatie samen te stellen die aangepast zijn aan uw wensen. Alle trainingen worden verzorgd door trainers die een uitgebreide ervaring en theoretische kennis hebben van de onderwerpen. De maximale groepsgrootte is 12 personen.

Handicare biedt onderstaande trainingen aan:

- ✓ Draaien en positioneren in bed
- ✓ Transfers en positioneren van obese cliënten
- ✓ Doe meer in je eentje
- ✓ Veilige transfers in de badkamer
- ✓ Hulpmiddelen plaatsen in de badkamer
- ✓ Inmeten en installeren van plafondliftsystemen
- ✓ Training op maat (vraag naar de mogelijkheden)

Bent u benieuwd? Schrijf u dan in op een van onze trainingen. Kijk op **www.handicare-academy.nl** voor meer informatie over ons trainingsaanbod.

Contact

Handicare Bathroom Safety B.V.
Weteringweg 9
2641 KM Pijnacker
T: 015-3695440
E: info.ls@handicare.com
handicare.com/nl



Het juiste product voor de juiste situatie

Handicare biedt oplossingen voor alle transfersituaties. Met behulp van onderstaande tabel kunt u eenvoudig ontdekken welke hulpmiddelen u kunt toepassen voor uw transfersituatie.

Producten	Activiteiten															
		Liggende Transfers	Draaien in bed	Hogerop in bed	Van lig naar zit	Van de grond	Ondersteuning bij looptraining	Sta-training	Van bed naar rolstoel	Van bed naar douchestoel	Van rolstoel naar toilet	Opstaan en gaan zitten	Positioneren in de stoel	In en uit een voertuig	Positioneren in een auto	Voorkomen doorlig plekken
Transfer → Glijhulpmiddelen voor manuele transfers tussen twee locaties																
EasyGlide/ ReadyGlide (p. 9)	✓								✓	✓	✓			✓		
MoveMaster (p. 18)			✓	✓					✓	✓	✓					
EasySlide/ReadySlide (p. 15-16)	✓	✓	✓	✓									✓			✓
RollerSlide (p. 12-13)	✓															
Positioneren → Glijhulpmiddelen, draaischijven e.d. voor herpositioneren op dezelfde plaats																
OneWaySlide (p.17-18)													✓			
EasyGlide, oval (Mini) (p. 11)													✓			
AutoSlide (p. 15)														✓	✓	
EasySlide/ EasySlide Disp. (p. 17)	✓	✓	✓						✓				✓			✓
WendyLett (p. 22-23)			✓													✓
WendyLett2Way (p. 23)			✓		✓											✓
WendyLett4Way (p. 24)			✓	✓	✓											✓
WendyLean / ReadyLett (p. 24)	✓	✓	✓	✓	✓											✓
EasyRoll Glijhoeslaken (p. 25)		✓														✓
EasyRoll ProMove Systeem (p. 25)		✓	✓	✓	✓											✓
EasyRoll Inco4Way Pakket (P. 26)		✓	✓	✓	✓											✓
EasyRoll Kussensloop (p. 26)		✓	✓	✓												✓
PositioningCover (p. 29)		✓	✓													
TurnSheet (p. 27)			✓	✓												✓
TurnTableSoft (p. 33)					✓										✓	
SitWalk (p. 49)																
AntiSlip (p. 49)				✓								✓				
FootStool (p. 50)									✓	✓	✓		✓			
TopSheet (p. 28)		✓														✓
IncoSheet (p. 31)		✓	✓													
Ondersteuning → Sta-op hulpmiddelen, gordels, draaischijven e.d. voor tijdens het opstaan of looptraining																
MiniLift125/160/200 (p. 53/54/55)								✓	✓	✓	✓	✓	✓			
ThoraxSling (p. 111)								✓	✓	✓	✓	✓	✓			
QuickMove (p. 39)								✓	✓	✓	✓	✓	✓			
FlexiMove/ ReadyMove (p. 35)				✓	✓				✓		✓	✓				
FlexiGrip/ ReadyGrip (p. 35)					✓				✓							
ReTurn (p. 36-37)								✓	✓	✓	✓	✓	✓			
ReTurnBelt (p. 38)							✓	✓				✓	✓			
Easy-/Flexi-/ReadyBelt (p. 41-42)							✓		✓	✓	✓	✓	✓			
DisposableBelt (p. 41)							✓		✓	✓	✓	✓				
RoWalker400 (p. 45)							✓	✓		✓	✓	✓				
TurnTable (p. 33)									✓	✓	✓					
TurnSafe2 (p. 33)								✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Bed- en stoelverhoger (p. 50)													✓			
WalkingBelt (p. 43)							✓		✓	✓	✓	✓				

Producten	Activiteiten															
		Liggende Transfers	Draaien in bed	Hogerop in bed	Van lig naar zit	Van de grond	Ondersteuning bij looptraining	Sta-training	Van bed naar rolstoel	Van bed naar douchestoel	Van rolstoel naar toilet	Opstaan en gaan zitten	Positioneren in de stoel	In en uit een voertuig	Positioneren in een auto	Voorkomen doorlig plekken
Tillen → Manueel en mechanische tilhulpmiddelen																
LiftSeat (p. 47)					✓			✓	✓	✓				✓		
FlexiMove (p. 47)	✓	✓	✓		✓				✓	✓						
MiniStretcher (p. 47)	✓	✓	✓		✓				✓	✓						
RiseBasic/ RiseAtlas (p. 75-82)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Castor/ Pollux/ Helena (p.85)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
MilkyWay, rail systeem (p. 86-90)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Eva, Mobile Lifts (p. 63-72)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Carina350 (p.61)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Vega505EE (p. 62)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
HighBackSling (p. 98)					✓				✓				✓			
ShellHBSling (p. 99)					✓				✓				✓			
FlexibleSling (p. 95/103)					✓				✓	✓			✓			
AmpHBSling (p. 100)									✓				✓			
HygineHBSling (p.102)									✓	✓			✓			
BasicSling (p. 97)									✓				✓			
AmpSling (p. 100)									✓				✓			
LowBackSling (p. 96)									✓				✓			
HygieneSling (p. 101)									✓	✓						
HygieneLBSling (p. 102)									✓	✓			✓			
ClassicHBSling (p. 94)									✓				✓			
ClassicSling (p. 94)									✓	✓			✓			
BariSling (p. 95)									✓							
StretcherSling (p. 107)	✓		✓		✓											
SafeHandlingSheet(p. 109)	✓	✓	✓	✓	✓											
TurningSling (p. 108)		✓														
StandingVest (p. 105)							✓									
WalkingVest (p. 105)				✓		✓	✓				✓					
BariVest/ LimbSling (p. 106/110)						✓	✓				✓					
Overig																
Bedleestafel (p. 51)																

Glijplanken





De flexibele, driedelige in lengte vouwbare glijplank is gemakkelijk te plaatsen voor de wielen van een rolstoel om te voorkomen dat de kleding van de zorgvrager vies wordt bij het in aanraking komen met de wielen. De glad afgewerkte bovenkant maakt het gemakkelijk om over de plank te glijden en zo de transfer te maken, terwijl de dubbele anti-slip tape aan de onderkant ervoor zorgt dat de glijplank niet wegglijdt gedurende de transfer. EasyGlide is gemakkelijk om mee te nemen en zo altijd bij de hand te hebben.



Artnr.	Productomschrijving (Lengte x Breedte)	Prijs
5020	EasyGlide, 60x33 cm, in lengte vouwbaar De lange kant kan gevouwen worden om de kleding te beschermen voor de wielen van de rolstoel Maximaal gebruikersgewicht: 150 Kg bij maximaal 5 cm overbrugging 135 Kg bij maximaal 10 cm overbrugging 125 Kg bij maximaal 20 cm overbrugging	€ 116,00
5050	EasyGlide, 75x33 cm, in lengte vouwbaar De lange kant kan gevouwen worden om de kleding te beschermen voor de wielen van de rolstoel. Deze langere uitvoering is geschikt voor transfer naar auto. Maximaal gebruikersgewicht: 170 Kg bij maximaal 5 cm overbrugging 150 Kg bij maximaal 10 cm overbrugging 135 Kg bij maximaal 20 cm overbrugging	€ 137,00
5060	EasyGlide, 60x25 cm Zonder mogelijkheid om te vouwen over de lange zijde. Maximaal gebruikersgewicht: 150 Kg bij maximaal 5 cm overbrugging 135 Kg bij maximaal 10 cm overbrugging	€ 105,00
5070	EasyGlide, 45x20 cm Maximaal gebruikersgewicht: 150 Kg bij maximaal 5 cm overbrugging 135 Kg bij maximaal 10 cm overbrugging	€ 81,00



Accessoire EasyGlides

Artnr.	Productomschrijving	Prijs
4014	EasyGlide opbergtas, voor 5020, 5050	€ 105,00

EasyGlide Oval


EasyGlide Oval is een glijplank die wordt gebruikt voor liggende transfers van bed naar bed, maar ook voor het hoger op in bed positioneren. EasyGlide Oval leent zich ook uitstekend voor het aanbrengen van tilbanden in bed of in de stoel.

Liggende Transfers

EasyGlide Oval wordt gebruikt bij een maximaal te overbruggen afstand van 5 cm. Voor een veilige transfer moet de EasyGlide Oval met beide kanten op een stevige ondergrond rusten gedurende de verplaatsing. Als de EasyGlide gebruikt wordt bij een zorgvrager met blote huid, dient er gebruik gemaakt te worden van een steeklaken omdat anders de blote huid kan blijven plakken op de EasyGlides.

Aanbrengen Tilbanden in liggende positie

Plaats de glijplanken in de lengte onder beide zijden van de zorgvrager. Ze moeten de schouders en de volledige rug bedekken, tot aan het stuitje. De glijplanken moeten ver genoeg onder de zorgvrager geplaatst worden, zodat ze elkaar midden onder de zorgvrager raken. Plaats de tilband met de beenstukken omlaag en het rugstuk tegen het bed of het onderliggende oppervlak. Trek de tilband tussen de glijplanken en het onderliggende oppervlak omlaag tot het stuitje van de zorgvrager. De tilband kan het beste door twee zorgverleners geplaatst worden, één aan elke kant van de zorgvrager. Samen trekken ze de tilband omlaag en zorgen ze dat deze recht onder de zorgvrager komt. Verwijder de glijplanken en haal de beenstukken onder de benen door.




Aanbrengen tilbanden in rolstoel

De EasyGlide oval kan ook gebruikt worden bij het plaatsen van een tilband in een zittende positie.

Plaats twee EasyGlides achter de zorgvrager, tussen de rug van de zorgvrager en de rugleuning van de rolstoel. Plaats vervolgens de tilband tussen de twee glijplanken en zorg dat het midden van de tilband

uitgelijnd is met de ruggengraat van de zorgvrager. Pak de tilband en trek deze achter de zorgvrager. Wanneer de tilband ver genoeg omlaag getrokken is, verwijdt u de glijplanken.



Eigenschappen EasyGlide Oval

- ✓ EasyGlide ovaal is gemaakt van sterk polyethyleen
- ✓ Hygiënisch en makkelijk schoon te maken
- ✓ Dun en dus makkelijk toe te passen
- ✓ Handig wanneer de zorgvrager niet op zijn/haar zij gedraaid kan worden

EasyGlide extra lang



EasyGlide extra lang is een glijplank voor liggende transfers, maar ook voor het hogerop in bed plaatsen en draaien in bed. EasyGlide extra lang wordt gebruikt bij een maximaal te overbruggen ruimte van 15 cm. Voor een veilige transfer moet de EasyGlide extra lang met beide kanten op een stevige ondergrond rusten gedurende de verplaatsing.



Artnr.	Productomschrijving (Lengte x Breedte)	Prijs
5000	EasyGlide, extra lang, 120x60 cm Max. gebruikersgewicht: 250 Kg bij max. 5 cm overbrugging 200 Kg bij max. 10 cm overbrugging 150 Kg bij max. 15 cm overbrugging	€ 202,00

EasyGlide Oval Mini



EasyGlide Oval Mini worden per paar gebruikt om het voor de zorgvrager gemakkelijker te maken verder achterin de stoel te kunnen zitten. De kleinere omvang maakt het makkelijker om de glijplanken onder het zitvlak van de zorgvrager te plaatsen. Door de verlaagde wrijving onder het zitvlak kan de zorgvrager zelfstandig, of met hulp achterin de stoel geholpen worden.





Artnr.	Productomschrijving (Lengte x Breedte)	Prijs
5045	EasyGlide, oval 45x20 cm (per paar) Maximaal gebruikersgewicht is 150 Kg	€ 158,00

EasyGlide Oval



EasyGlide Oval kan o.a. gebruikt worden voor liggende transfers met een maximaal te overbruggen afstand van 5 cm. Voor een veilige transfer moet de EasyGlide Oval met beide kanten op een stevige ondergrond rusten gedurende de verplaatsing. EasyGlide Oval kan ook gebruikt worden bij het plaatsen van een tilband in liggende of zittende positie. EasyGlide Oval is gemaakt van sterk polyethyleen en is eenvoudig te reinigen.




Artnr.	Productomschrijving (Lengte x Breedte)	Prijs
5040	EasyGlide, oval 85x39 cm (per stuk)	€ 116,00
5042	EasyGlide, oval 85x39 cm (per paar)	€ 233,00

Maximaal gebruikersgewicht: 135 Kg bij max. 5 cm overbrugging



De RollerSlide wordt gebruikt voor liggende transfers, bijvoorbeeld om iemand van bed naar (douche)brancard te verplaatsen of van brancard naar operatietafel. Dit hulpmiddel is in het bijzonder geschikt voor zachte transfers van mensen die veel pijn hebben of inactief zijn. De hoes van de RollerSlide is gemaakt van geavanceerd materiaal, waardoor wrijving tijdens de transfer wordt voorkomen.

De 175cm uitvoeringen kunnen dubbelgevouwen worden om makkelijk op te kunnen bergen.



Artnr.	Productomschrijving (Lengte x Breedte)	Prijs
9145	RollerSlide, 175x50 cm, vouwbaar	€ 526,00
9155	RollerSlide, 85x50 cm	€ 300,00

Met van binnen een stugge plaat, waardoor deze uitvoering niet flexibel/buigbaar is.

Maximaal gebruikersgewicht:

200 Kg bij max.10 cm overbrugging

175 Kg bij max.15 cm overbrugging

150 Kg bij max.20 cm overbrugging



9148	RollerSlide, flexi, 175x50 cm, vouwbaar	€ 569,00
9158	RollerSlide, flexi, 85x50 cm	€ 401,00

Deze modellen zijn flexibel en geschikt voor gebruik op ongelijke ondergronden.

Maximaal gebruikersgewicht:

200 Kg bij max.10 cm overbrugging

175 Kg bij max.15 cm overbrugging

150 Kg bij max.20 cm overbrugging



9120	RollerSlide, light, 175x50 cm, vouwbaar	€ 544,00
9110	RollerSlide, light, 85x50 cm	€ 348,00

De RollerSlide Light is een lichtgewicht uitvoering van de RollerSlide Flexi en kan tijdens de röntgenopnamen onder de zorgvrager blijven.

Maximaal gebruikersgewicht:

150 Kg bij max.10 cm overbrugging

135 Kg bij max. 15 cm overbrugging

120 Kg bij max.20 cm overbrugging



9170	RollerSlide, flexi, 175x60cm, vouwbaar	€ 636,00
9175	RollerSlide, flexi, 85x60cm	€ 391,00

Een bredere uitvoering voor zwaardere cliënten of voor een verplaatsing over grotere afstand.

Maximaal gebruikersgewicht:

300 Kg bij max.10 cm overbrugging

250 Kg bij max.15 cm overbrugging

200 Kg bij max.20 cm overbrugging



Accessoires t.b.v. RollerSlide

Artnr.	Productomschrijving (Lengte x Breedte)	Prijs
9136	Losse glijhoes voor RollerSlide 9120, 9145 en 9148	€ 114,00
9156	Losse glijhoes voor RollerSlide 9110, 9155 en 9158	€ 105,00
9172	Sliding cover, 175x60, voor RollerSlide flexi, 9170	€ 137,00
9177	Sliding cover, 85x60 voor RollerSlide flexi, 9175	€ 83,00



9138	Disposable hoes voor Rollerslide 9120, 9145, 9148 1 doos met 2 rollen van 50 stuks	€ 196,00
9168	Disposable hoes voor Rollerslide 9110, 9155 en 9158. 1 doos met 2 rollen van 115 stuks	€ 221,00



1085	Wandhouder voor matten/hoezen Easy- en Rollerslide	€ 190,00
------	--	----------



Glijzeilen



EasySlide Glijzeilen

Met de EasySlide helpt u zorgvragers draaien in bed, hoger op plaatsen in bed of bij het verplaatsen van bed naar rolstoel. De zachte gewatteerde buitenzijde biedt comfortabele transfers en het unieke ULF (Ultra Low Friction) materiaal aan de binnenzijde vermindert de frictie. Hierdoor helpen deze glijzeilen ook om decubitus te voorkomen.

Artnr.	Productomschrijving (Lengte x Breedte)	Prijs
2015	EasySlide, 25x60 cm, polyester	€ 71,00

Uitvoering voor gebruik in combinatie met glijplank



2010	EasySlide, 50x60 cm, polyester Vuilverende stof	€ 125,00
2020	EasySlide, 50x60 cm, microfiber Comfortabele stof	€ 109,00
2021	EasySlide, 50x70 cm, microfiber Comfortabele stof	€ 109,00

Uitvoering uitermate geschikt voor onder de schouders of heupen bij het hoger positioneren van de gebruiker.



1220	EasySlide, 100x70 cm	€ 237,00
------	----------------------	----------

Uitermate geschikt voor positionering onder heupen en schouders




1020	EasySlide, 190x60 cm	€ 368,00
------	----------------------	----------

Voornamelijk geschikt voor liggende transfer van bijvoorbeeld bed naar brancard of voor het draaien van zorgvragers in bed.



1420	EasySlide, 140x90 cm, met 2 bevestigingsbanden	€ 338,00
1470	EasySlide, 200x90cm, met 4 bevestigingsbanden	€ 497,00

Met bevestigingsbanden voor aan bed waardoor de rugsteun van het bed omhoog kan worden gebracht zonder dat de zorgvrager omlaag glijdt. Dit product kan als beddengoed worden gebruikt.



Beschermhoes t.b.v. EasySlide glijzeil

De meeste modellen van EasySlide kunnen gebruikt worden met de afneembare beschermhoes voor betere hygiëne. Aan te brengen om het EasySlide glijzeil. Gemaakt van polyester en daardoor gemakkelijk te reinigen. Tevens houdt deze hoes het ontstaan van statische elektriciteit tegen.

Artnr.	Productomschrijving	Prijs
2051	Beschermhoes, voor 2010, 2020 & 2030	€ 57,00
2052	Beschermhoes, voor 2011 en 2021	€ 57,00
1251	Beschermhoes, voor 1220 en 1230	€ 70,00
1051	Beschermhoes voor 1020 en 1030	€ 117,00
1451	Beschermhoes, voor 1420 en 1430	€ 114,00
1481	Beschermhoes, voor 1470 en 1480	€ 150,00



Disposable hoes t.b.v. EasySlide glijzeil

De Disposable plastic hoezen bieden betere hygiëne en minder wasgoed.

Artnr.	Productomschrijving	Prijs
2055	Disposable hoes, voor 2010, 2020 en 2030 1 rol van 100 in een doos	€ 179,00
1255	Disposable hoes, voor 1220 en 1230 1 doos met 2 rollen van 90	€ 217,00
1055	Disposable hoes voor 1020 en 1030 1 doos met 2 rollen van 50	€ 190,00



Accessoires t.b.v. EasySlide glijzeil

Artnr.	Productomschrijving	Prijs
1085	Wandhouder voor matten/hoezen Easy- en Rollerslide	€ 190,00
1599	Losse vergrendelband voor 1420, 1430, 1470 en 1480	€ 24,00



ReadySlide

ReadySlide is een dun, vouwbaar en zeer makkelijk te gebruiken glijzeil, die verschillende types transfers makkelijker maakt. Het glijzeil is onder andere handig bij liggende transfers, het positioneren in stoel en rolstoel en bij het aanbrengen van tilbanden.

Artnr.	Productomschrijving (Lengte x Breedte)	Prijs
11240	ReadySlide, 50x60 cm	€ 31,00
11250	ReadySlide, 70x70 cm	€ 38,00
11230	ReadySlide, 110x70 cm	€ 49,00
11235	ReadySlide, 110x90 cm extra breed	€ 69,00
11210	ReadySlide, 195x70 cm	€ 81,00
11215	ReadySlide, 195x70 cm met handvaten	€ 110,00



ReadySheet



ReadySheet is een simpel en veelzijdig hulpmiddel voor het aanbrengen van tilbanden en voor het herpositioneren op een plek, bijvoorbeeld draaien of de gebruiker hogerop in bed plaatsen. ReadySheet is verkrijgbaar in een open en een tubevormige versie en is in meerdere maten leverbaar. Alle versies zijn voorzien van handvaten voor gemakkelijker positioneren.

Artnr.	Productomschrijving (Lengte x Breedte)	Prijs
11450	ReadySheet, 150x75 cm	€ 65,00
11455	ReadySheet, 150x75 cm, 2 stuks	€ 122,00
11440	ReadySheet, 175x75 cm	€ 65,00
11445	ReadySheet, 175x75 cm, aaneengesloten	€ 110,00
11412	ReadySheet, 180x110 cm	€ 83,00
11415	ReadySheet, 180x110 cm, 2 stuks	€ 158,00
11430	ReadySheet, 195x75 cm	€ 75,00
11425	ReadySheet, 200x90 cm	€ 105,00



EasySlide Disposable



Persoonlijk glijzeil voor kortdurend gebruik en voor maximale hygiëne en veiligheid. Deze sterke en veelzijdige glijzeilen kunnen gebruikt worden voor draaien en herpositioneren in bed, voor liggende en zittende transfers, voor herpositioneren in zittende positie en voor het aanbrengen van tilbanden.

Worden geleverd op rol en zijn voorzien van afscheurperforatie om de 50 cm, waardoor een lengte kan worden afgenomen in de meervoud van 50 cm.

Artnr.	Productomschrijving (Lengte x Breedte)	Prijs
2040	EasySlide, 50-200x70 cm 2 disposable rollen van 60 stuks (totaal 120 stuks)	€ 233,00



OneWaySlide



Met behulp van de glijmat OneWaySlide kunt u iemand in een comfortabeler positie in een (rol)stoel helpen. De mat glijdt makkelijk achteruit, maar houdt voorwaartse bewegingen juist tegen. De OneWaySlide is verkrijgbaar in een versie met handvatten, waarmee u iemand met een simpele handeling in een betere positie kunt trekken.

Artnr.	Productomschrijving (Lengte x Breedte)	Prijs
2074	OneWaySlide, 110x30 cm met 6 handgrepen	€ 131,00
2075	OneWaySlide, 130x40 cm met 6 handgrepen	€ 146,00
2076	OneWaySlide, 130x45 cm met 6 handgrepen	€ 153,00
2077	OneWaySlide, 130x55 cm met 6 handgrepen	€ 168,00



OneWaySlide Tubulair



Met behulp van de glijmat OneWaySlide kunt u iemand in een comfortabeler positie in een (rol)stoel helpen. De mat glijdt makkelijk achteruit, maar houdt voorwaartse bewegingen juist tegen. Voor actievere gebruikers is er een versie zonder handvatten in een doorlopende vorm.

Artnr.	Productomschrijving (Lengte x Breedte)	Prijs
2069	OneWaySlide, aaneengesloten 50x40 cm	€ 127,00
2070	OneWaySlide, aaneengesloten 50x45 cm	€ 147,00



MoveMaster



De Movemaster is een glijmat met handvatten aan één kant. Daarmee kunt u iemand makkelijk helpen met het verplaatsen vanuit een zittende positie op bed naar een rolstoel of van een rolstoel naar een auto. U kunt dit hulpmiddel ook gebruiken om iemand te draaien of verplaatsen in bed. Dit product is bijzonder geschikt om in combinatie met de EasyGlide te gebruiken op de blote huid, bijvoorbeeld als u iemand verplaatst naar een douchestoel of het toilet.

Artnr.	Productomschrijving (Lengte x Breedte)	Prijs
2090	MoveMaster 47x120 cm met 3 handgrepen	€ 178,00




AutoSlide




Met de AutoSlide kan iemand in en uit een auto komen, maar ook tijdens de reis de zitpositie aanpassen. Naar voren glijden wordt voorkomen doordat de AutoSlide met een riem vastzit aan de rugleuning van de autostoel. De zitting heeft handvatten aan de zijkant voor een stevige grip, hierdoor kan een zorgverlener de zorgvrager gemakkelijk positioneren zonder aan de kleding of andere delen van het lichaam te trekken.

Artnr.	Productomschrijving (Lengte x Breedte)	Prijs
8100	AutoSlide, 48x48 cm	€ 105,00



Glijlakens



WendyLett

WendyLett onderlaken is een satijnen glijlaken dat veilig in bed kan blijven liggen. De veilige antislip rand helpt uit bed glijden voorkomen.

Een superhandig satijnen glijlaken

WendyLett is bedoeld voor zorgvragers die problemen hebben met draaien in bed. De gladde, zijdeachtige midden strook maakt het draaien van de zorgvrager mogelijk met minimale inspanningen. Zijwaarts glijden is nu makkelijker, zonder dat de zorgvrager risico loopt uit het bed te vallen. Dit komt door het stoeve materiaal aan beide kanten van het laken.

De weefstructuur in de zijdeachtige middenstrook voorkomt dat de zorgvrager in bed naar beneden glijdt. WendyLett wordt als een normaal laken in het bed gelegd, met de gladde baan in het midden. Voor zorgvragers die meer hulp nodig hebben, kan WendyLett gecombineerd worden met het WendyLett2Way treklaken of het WendyLett4Way trek- en glijlaken.

Drie Type lakens

- ✓ **WendyLett onder- of hoeslaken;** Voor gebruikers die moeite hebben met zelfstandig draaien in bed.

- ✓ **WendyLett2Way,** Een steeklaken dat gebruikt moet worden i.c.m. het WendyLett onder- of hoeslaken, voor zelfstandige gebruikers, maar ook voor gebruikers die hulp nodig hebben bij het draaien in bed, maar wel actief kunnen participeren.

- ✓ **WendyLett4Way** Een steeklaken dat gebruikt moet worden i.c.m. het WendyLett onder- of hoeslaken. Voor de zwaardere of passievere gebruikers die met hulp gedraaid of hogerop in bed gepositioneerd moet worden. Dit type steeklaken is aan de onderzijde ook voorzien van glijmateriaal, waardoor de gebruiker eenvoudig is te draaien en herpositioneren.

Een comfortabel en functioneel materiaal

De WendyLett lakens zijn gemaakt van een gemengde stof. Heerlijk, zacht katoen biedt comfort en sterk en slim polyester zorgt voor functionaliteit en maakt het laken slijtvast.



Een zelf-instruerend ontwerp

De kleuren en patronen van het stof in WendyLett glij- en treklakens zijn ontworpen om de functie van het laken aan te geven, en daarbij ook de behoeftes van de zorgvrager. Witte en grijze strepen en ruitjespatronen geven aan in welke richting het laken kan glijden en dus hoe het laken gebruikt moet worden. Het ontwerp maakt ook de lakens makkelijk te herkennen in de was. Bovendien zijn de lakens leuk om naar te kijken!

Makkelijk draaien in bed

Helpt decubitus voorkomen

Door de wrijving verlagende eigenschappen van het WendyLett Systeem wordt de huid minder blootgesteld aan inwendige en oppervlakkige schuif/wrijvingskrachten gedurende verplaatsingen in bed. Daarnaast kunnen zorgvragers eenvoudiger zelfstandig, of met hulp verliggen waardoor de druk op de huid eenvoudiger verplaatst wordt.

De lakens zijn gemaakt van een fijn materiaal en kunnen geplaatst worden bovenop een druk verlagend matras zonder afbreuk te doen op de druk verlagende eigenschappen van het matras. Voor het maximale comfort van de zorgvrager hebben de lakens geen naden, behalve tussen de verschillende materialen waar ze heel fijn en plat zijn.

Zie ook www.doorliggen.nl voor meer informatie.

WendyLett Onderlaken




Dit onderlaken is geschikt voor mensen die moeite hebben met **zelfstandig draaien in bed**, maar wel het grootste deel van de dag uit bed zijn. Het onderlaken is gemaakt van glad satijn in het midden en heeft een veilige anti-sliprand aan beide zijden van het matras. Door te kiezen voor een onderlaken dat niet helemaal doorloopt tot aan het voeteneind, hebben mensen meer grip bij het voeteneinde waardoor zij hier beter kunnen afzetten met de voeten. Dit type onderlaken wordt op zijn plaats gehouden door de randen van het laken goed in te stoppen onder het matras, vandaar dat de WendyLett onderlakens breed zijn uitgevoerd. Maximaal gebruikersgewicht is 300Kg.



Art. nr	Productomschrijving (Lengte x Breedte)	T.b.v. bed- breedte	Glijvlak breedte	Prijs
1609	WendyLett, onderlaken, 100x200cm, wit	80/90 cm	60 cm	€ 85,00
1629	WendyLett onderlaken, 100x200 cm, grijs/wit glijvlak 100 cm lang	80/90 cm	60 cm	€ 71,00
1667	WendyLett onderlaken, 100x220 cm, grijs/wit glijvlak 100 cm lang.	120 cm	100 cm	€ 109,00

100 cm lang glijvlak: Voor verlaging wrijving onder heup of schouders, afhankelijk van waar WendyLett is geplaatst in bed



Art. nr	Productomschrijving (Lengte x Breedte)	T.b.v. bed- breedte	Glijvlak breedte	Prijs
1614	WendyLett, onderlaken, 140x200cm, wit glijvlak 140 cm lang	80/90 cm	60 cm	€ 93,00
1634	WendyLett onderlaken, 140x200 cm, grijs/wit glijvlak 140 cm lang	80/90 cm	60 cm	€ 75,00
1668	WendyLett onderlaken, 140x220 cm, grijs/wit glijvlak 140 cm lang	120 cm	100 cm	€ 119,00

140 cm lang glijvlak: Voor verlaging wrijving onder heup en schouders, voeten behouden grip om af te kunnen zetten



Art. nr	Productomschrijving (Lengte x Breedte)	T.b.v. bed- breedte	Glijvlak breedte	Prijs
1639	WendyLett onderlaken, 200x200 cm, grijs/wit glijvlak 200 cm lang	105 cm	70 cm	€ 99,00
1669	WendyLett onderlaken, 200x220 cm, grijs/wit glijvlak 200 cm lang	120 cm	100 cm	€ 173,00
1681	WendyLett onderlaken, 200x370 cm t.b.v. 2 persoons matras	2 pers.	70 cm	€ 179,00

200 cm lang glijvlak: Voor verlaging wrijving onder schouders, heup en voeten



WendyLett Hoeslaken




Dit hoeslaken is voorzien van een elastieken band en is geschikt voor mensen die moeite hebben met **zelfstandig draaien in bed** en een groter deel van de dag in bed liggen. Het is gemaakt van glad satijn in het midden en heeft een veilige anti-sliprand aan de zijkant van het matras. Het gladde voeteneinde maakt het makkelijker om de voeten te verplaatsen bij het in en uit bed gaan. Het gladde satijn geeft nauwelijks wrijving waardoor er minder kans is op doorligplekken, ook op de hielen. Maximaal gebruikersgewicht is 300Kg.



Elastieken band om matras met gaten in de hoeken voor de slang van luchtwisselmatrassen
Maximale matrashoogte is 20cm

Art. nr	Productomschrijving (Lengte x Breedte)	T.b.v. bed-breedte	Glijvlak breedte	Prijs
1641	WendyLett hoeslaken, 200x90 cm, grijs/wit	90 cm	70 cm	€ 127,00
1651	WendyLett hoeslaken, 200x105 cm, grijs/wit	105 cm	80 cm	€ 183,00
1661	WendyLett hoeslaken, 200x120 cm, grijs/wit	120 cm	95 cm	€ 201,00
1671	WendyLett hoeslaken, 200x140 cm, grijs/wit	140 cm	110 cm	€ 211,00



200 cm lang glijvlak: Voor verlaging wrijving onder schouders, heup en voeten.

WendyLett2Way Steeklaken



Dit opleglaken is gemaakt van speciaal geweven katoen. Het glijdt alleen in de richting van de strepen. U kunt het gebruiken om met het hoofdeinde omhoog in bed te zitten zonder naar beneden te schuiven en om **gemakkelijker te draaien in bed, eventueel met hulp**. Het WendyLett2way opleglaken dient gebruikt te worden bovenop het WendyLett onderlaken of hoeslaken. Zorg ervoor dat u met uw schouder en/of uw heup op het steeklaken ligt. Maximaal gebruikersgewicht is 300Kg



Art. nr.	Productomschrijving (Lengte x Breedte)	Prijs
1620	WendyLett2Way, steeklaken, 90x180 cm, wit	€ 43,00
1631	WendyLett2Way, 100x200 cm, grijs/wit	€ 60,00
1636	WendyLett2Way, 140x200 cm, grijs/wit	€ 55,00



WendyLett4Way Steeklaken



Dit opleglaken heeft een satijnen onderkant waardoor er nog minder wrijving tussen de lakens ontstaat en het positioneren en **draaien** van **zwaardere en passieve cliënten** nog makkelijker gaat. Daarnaast glijdt het 4Way Steeklaken in alle richtingen, waardoor de zorgvrager **zowel verticaal als horizontaal gepositioneerd kan worden in bed**. De bovenkant is gemaakt van speciaal geweven katoen wat comfortabel aanvoelt. Het WendyLett4way opleglaken dient gebruikt te worden bovenop het WendyLett onderlaken of hoeslaken. WendyLett4Way is tevens verkrijgbaar in uitvoeringen voorzien van handels en/of met incontinentiemateriaal, waarmee de zorgvrager ook gedraaid en gepositioneerd kan worden met behulp van een tillift.



Art. nr	Productomschrijving (Lengte x Breedte)	Prijs
1637	WendyLett4Way, 140x200 cm, grijs/wit	€ 139,00
1647	WendyLett4Way, 200x200 cm, grijs/wit	€ 192,00

Maximaal gebruikersgewicht is 300 kg



1648	WendyLett4Way, inco, 75x200 cm, grijs/wit Voorzien van zeer absorberend materiaal. Het oppervlak voelt altijd droog aan, waardoor doorliggen (decubitus) wordt voorkomen. Belastbaar tot 300 kg	€ 161,00
------	--	----------



1649	WendyLett4Way, inco+handels, 140x120 cm, grijs Kan gebruikt worden i.c.m. tillift om zorgvrager te draaien. Belastbaar tot 200 kg	€ 249,00
------	--	----------



1657	WendyLett4Way, handels, 140x190 cm, grijs/wit Kan gebruikt worden i.c.m. tillift om zorgvrager te draaien. Belastbaar tot 200 kg	€ 179,00
------	---	----------




1652	WendyLett4Way, 140x260 cm, grijs/wit Voorzien van extra stof voor zwaardere gebruikers. Belastbaar tot 300 kg	€ 211,00
------	--	----------



WendyLean



Het WendyLean kussensloop gebruikt u om iemand te helpen om hoger in bed te gaan liggen of te gaan zitten. U schuift het gladde kussen makkelijk onder de schouders van degene die u helpt. De handvatten aan de zijkant van het kussen geven u voldoende grip als u iemand verplaatst.




Art. nr	Productomschrijving (Lengte x Breedte)	Prijs
1680	WendyLean, kussensloop, 50x60 cm, grijs/wit	€ 35,00

EasyRoll Glijhoeslaken met Anti-slip rand



Bij het EasyRoll anti-frictie glijlaken zijn de ruwe oppervlakken aan de zijkanten van het laken versterkt met siliconen om te voorkomen dat de gebruiker uit het bed glijdt. Het glijlaken wordt door middel van elastiek bevestigd rondom het matras. Geschikt voor mensen met beperkte mobiliteit en/of hevige pijn omdat het een goede ondersteuning biedt bij het draaien als de patiënt direct op het laken ligt.

Als alternatief kan EasyRoll gebruikt worden i.c.m. met een Steeklaken of een Glij-steeklaken als hulp voor professionals in de gezondheidszorg bij het draaien of herpositionering van zorgvragers in bed.



Art. nr	Productomschrijving (Lengte x Breedte)	T.b.v. bed- breedte	Glijvlak breedte	Prijs
519031RAH	EasyRoll Glijhoeslaken met Anti-slip rand, 200x90 cm (LxB)	90 cm	70 cm	€ 139,00


EasyRoll ProMove Systeem



Het doel van EasyRoll 4Way is om het te gebruiken voor zware patiënten die moeilijk te bewegen zijn of voor patiënten die vaak moeten worden gedraaid of veel in bed bewegen en regelmatig worden gecorrigeerd.

EasyRoll 4Way bestaat uit EasyRoll glijonderlaken en een EasyRoll 4Way glijsteeklaken. Omdat beide delen zijn voorzien van glijmateriaal is het systeem zeer glad en kan de zorgvrager eenvoudig in alle richtingen in bed verplaatst worden. Het EasyRoll glijonderlaken en EasyRoll4Way glij-steeklaken mogen niet los van elkaar gebruikt worden. Het onderlaken is voorzien van blauwe remzones die het EasyRoll glij-steeklaken remmen aan de rand van het bed. Hierdoor kan de zorgvrager nog veilig op de rand van het bed zitten op het EasyRoll ProMove systeem, zonder van bed te glijden. Het EasyRoll glij-steeklaken is voorzien van handvaten waardoor de zorgvrager eenvoudig is te verplaatsen binnen de grenzen van het bed.

Ook is het glijsteeklaken voorzien van insteekflappen, waarmee het glijsteeklaken vastgelegd kan worden.



Art. nr	Productomschrijving (Lengte x Breedte)	T.b.v. bed- breedte	Glijvlak breedte	Lengte	Prijs
4111	EasyRoll 4way ProMove Systeem met handvatten, 140cm pakket met 4111T en 4111B				€ 235,00
4111T	EasyRoll ProMove 4way glij-steeklaken met handvatten, 140x210 cm (LxB) wit/blauw	90 cm	75 cm	140 cm	€ 149,00
4111B	EasyRoll ProMove glij-onderlaken, 140x200 cm (LxB), voor 90 cm bed	90 cm	60 cm	140 cm	€ 106,00

Art. nr	Productomschrijving (Lengte x Breedte)	T.b.v. bed- breedte	Glijvlak breedte	Lengte	Prijs
4111L	EasyRoll 4way ProMove pakket met handvatten, 200 cm pakket met 4111LT en 4111LB				€ 269,00
4111LT	EasyRoll ProMove 4way glij-steeklaken met handvatten, 140x210 cm (LxB) wit/blauw	90 cm	75 cm	200 cm	€ 207,00
4111LB	EasyRoll ProMove glij-onderlaken, 140x215 cm (LxB), voor 90 cm bed	90 cm	75 cm	140 cm	€ 137,00


EasyRoll Inco4Way pakket



Het EasyRoll Inco 4Way pakket bestaat uit een speciaal onderlaken en het EasyRoll Inco 4way steeklaken.

Het onderlaken (4111B) heeft blauw en wit glijmateriaal en mag alleen in combinatie met een glij- steeklaken gebruikt worden. Het witte middenstuk is het actieve glijoppervlak. Het blauwe materiaal fungeert als rem, waardoor de zorgvrager veilig op de rand van het bed kan plaatsnemen, zonder uit bed te glijden. Het hoelaken mag alleen samen met het bovenop liggende glij steeklaken worden gebruikt, NIET als een los glij-onderlaken.

Het EasyRoll Inco glij- steeklaken (10992 / 10992-5) is voorzien van een absorberende incontinentie laag met een beschermende laag die voorkomt dat het overige beddengoed nat wordt. De onderkant van het product is voorzien van glijmateriaal dat makkelijke herpositionering van de zorgvrager in 4 richtingen mogelijk maakt. De handvaten zorgen ervoor dat het steeklaken makkelijk beet te pakken is. Door de zijsecties in te stoppen onder het matras is het mogelijk om het glijlaken vast te leggen.



Art. nr	Productomschrijving (Lengte x Breedte)	T.b.v. bed-breedte	Glijvlak breedte	Lengte	Prijs
10990	EasyRoll Inco 4way met handvaten, 120cm pakket met 10992 en 4111B				€ 379,00
10992	EasyRoll Inco 4Way glij-steeklaken met handvaten, 120x200 cm (LxB) wit/rood		200 cm	120 cm	€ 294,00
4111B	EasyRoll ProMove glij-onderlaken, 140x200 cm (LxB), voor 90 cm bed	90 cm	60 cm	140 cm	€ 106,00

Art. nr	Productomschrijving (Lengte x Breedte)	T.b.v. bed-breedte	Glijvlak breedte	Lengte	Prijs
10990-5	EasyRoll Inco 4Way pakket met handvaten, 140 cm pakket met 10992-5 en 4111B				€ 425,00
10992-5	EasyRoll Inco 4Way glij-steeklaken met handvaten, 140x200 cm (LxB) wit/rood		200 cm	140 cm	€ 329,00
4111B	EasyRoll ProMove glij-onderlaken, 140x200 cm (LxB), voor 90 cm bed	90 cm	60 cm	140 cm	€ 137,00

EasyRoll Kussensloop

EasyRoll kussensloop (4303) met glijoppervlak heeft een lage wrijving in zijwaartse richting die de mobiliteit in nek en schouders verhoogt. Ook zorgt deze voor lagere wrijving op de achterkant van het hoofd en oren.

De EasyRoll kussensloop (4304) heeft aan de binnenzijde een beschermelaag om te beschermen tegen vuil en vocht. Ook werkt het als een barrière voor mijt. De hoes is versterkt doordat de kussensloop wordt afgesloten met een ritssluiting. Deze kussensloop heeft geen glijdende functie.



Art. nr	Productomschrijving (Lengte x Breedte)	Prijs
4303	EasyRoll Kussensloop met glade onderzijde, 50x60 cm	€ 34,00
4304	EasyRoll Kussensloop met beschermelaag tegen vuil en vocht, 50x60 cm	€ 25,00



TurnSheet





TurnSheet is gemaakt van microfiber met een dunne vulling van polyester en ULF (Ultra Low Friction oftewel Extra Lage Weerstand), Handicare's eigen geavanceerde glijmateriaal.

Deze glij-trek mat is speciaal bedoeld voor mensen die extra zorg nodig hebben en hulp nodig hebben bij draaien in bed. Hij wordt veel gebruikt voor mensen met een extreem gevoelige huid, erg zware mensen en in hospices. De mat voelt zo zacht aan als een slaapzak en helpt decubitus voorkomen. Gebruik TurnSheet op een Matras cover.




Art. nr	Productomschrijving (Lengte x Breedte)	T.b.v. bed-breedte	Prijs
2060	TurnSheet, 65x130 cm TurnSheet (65 x 130) dekt de heupen en is een hulpmiddel voor iedereen die wil verplaatsen en draaien in bed of op de rand van het bed wil zitten. Belastbaar tot 200 kg	90 cm	€ 83,00
1592	TurnSheet, 210x150 cm TurnSheet dekt het hoofd, schouders en de heupen, maar niet de voeten, daarmee biedt het de zorgvrager de mogelijkheid om met de voeten nog grip te krijgen en zo het verplaatsen te vergemakkelijken. Belastbaar tot 300 kg.	90 cm	€ 317,00
1589	TurnSheet, 200x240 cm Extra brede uitvoering voor zware zorgvragers. Belastbaar tot 300 kg	105-120 cm	€ 423,00
1588	TurnSheet, 200x150 cm met riemen Tot 300 kg	90 cm	€ 370,00
1597	TurnSheet, 200x160 cm, uit twee delen Het onderste deel is gemakkelijk te vervangen en te verschonen. Tevens is zorgvrager met behulp van een tillift te draaien. Door het onderste deel los te maken heeft de verzorgende de handen vrij om de persoonlijke hygiëne te verzorgen. Belastbaar tot 300 kg	90 cm	€ 423,00



Mattress cover t.b.v. TurnSheet

TurnSheet ligt bovenop een Mattress cover met een zeer glad ULF (Ultra low Friction) materiaal in het midden en anti-slip vlakken aan de zijkanten. Hiermee wordt het risico dat de zorgvrager uit bed glijdt geminimaliseerd. De matrasbeschermer bevat twee of drie schuifpanelen die verwijderd/opgevouwen kunnen worden om zo een oppervlak met verhoogde weerstand te onthullen. De schuifpanelen bieden verbeterde positionering van de zorgvrager in bed. Door bijvoorbeeld het schuifpaneel onder de heupen te verwijderen/op te vouwen wordt voorkomen dat de zorgvrager wegglijdt wanneer hij/zij rechtop probeert te zitten in bed.



Art. nr	Productomschrijving (Lengte x Breedte)	T.b.v. bed-breedte	Glijvlak breedte	Prijs
2081	Matrashoes, voor 2060 en 2080, lengte 55 cm	90 cm	60 cm	€ 153,00
1583	Matrashoes, voor 1592 en 1580, lengte 140cm	90 cm	40 cm	€ 199,00
1593	Matrashoes, voor 1592, 1597 en 1510, 1515, 1511 (TopSheet), lengte 200cm	90 cm	40 cm	€ 253,00
1594	Matrashoes, voor 1592, 1589 en 1510, 1515 (TopSheet), lengte 200cm	105 cm	65 cm	€ 370,00
1595	Matrashoes, voor 1592 en 1589, lengte 200cm	120 cm	95 cm	€ 582,00
1587	Matrashoes voor 1588, lengte 200cm	90 cm	55 cm	€ 614,00



TopSheet



Met TopSheet kunt u bedlegerige zorgvragers makkelijk draaien. U gebruikt dit hulpmiddel in combinatie met een plafondlift of een verrijdbare tillift, waardoor u niet zwaar hoeft te tillen. TopSheet is speciaal gemaakt om doorliggen (decubitus) te voorkomen en is specifiek geschikt voor mensen die incontinent zijn.



Artnr.	Productomschrijving (Lengte x Breedte)	Prijs
1510	TopSheet, 200x160 cm Met ULF (Ultra Low Friction) materiaal aan onderzijde, kan direct op dekmatrix, Matrashoes 1593/1594 of op WendyLett geplaatst worden. Belastbaar tot 300 kg	€ 543,00
1515	TopSheet, 155x140 cm Met ULF (Ultra Low Friction) materiaal aan onderzijde, kan direct op dekmatrix, Matrashoes 1593/1594 of op WendyLett geplaatst worden. Belastbaar tot 250 kg	€ 478,00
1520	TopSheet, 144x140 cm Kan op WendyLett4Way worden gebruikt of TurnSheet incl MatrasCover. Belastbaar tot 250 kg	€ 232,00



Accessoires t.b.v. TopSheet

TopSheet is een gecombineerd draaihulpmiddel en incontinentie bescherming. Het bestaat uit twee delen waarbij het onderste deel is zeer gemakkelijk te vervangen is indien nodig.



Artnr.	Productomschrijving (Lengte x Breedte)	Prijs
1509	Onderste gedeelte voor TopSheet 1510	€ 328,00
1514	Onderste gedeelte voor TopSheet 1515	€ 285,00
1519	Onderste gedeelte voor TopSheet 1520	€ 133,00

1593	Matrashoes, voor 1592, 1597 en 1510, 1515, 1511 (TopSheet) Lengte 200cm, past om een 90 cm breed matras	€ 253,00
1594	Matrashoes, voor 1592, 1589 en 1510, 1515 (TopSheet) Lengte 200cm, past om een 105cm breed matras	€ 370,00





ReadyLett



ReadyLett is een satijnen glijlaken bedoeld voor zorgvragers die moeite hebben met draaien in bed. Het gladde satijn maakt draaien met minimale inspanning mogelijk. Zijwaarts glijden is gemakkelijk gemaakt, zonder risico dat de zorgvrager uit bed glijdt, door het anti-slip materiaal aan beide kanten van het laken. Het materiaal voorkomt ook dat de gebruiker naar beneden glijdt.

ReadyLett glijlaken wordt aangebracht in bed als een normaal laken, met het gladde oppervlak in het midden van het bed. Voor zorgvragers die meer hulp nodig hebben, kan ReadyLett gecombineerd worden met het WendyLett2Way treklaken of het WendyLett4Way glijlaken. De ReadyLett heeft een maximaal gebruikersgewicht tot 300 kg.

Artnr.	Productomschrijving (Lengte x Breedte)	Prijs
11629	ReadyLett, Sliding sheet, 100x200 cm	€ 63,00
11634	ReadyLett, Sliding sheet, 140x200 cm	€ 73,00
11639	ReadyLett, Sliding sheet 200x200 cm	€ 95,00
11641	ReadyLett, Sliding sheet 200x90 cm, met trekkoord	€ 147,00




PositioningCover



PositioningCover is een op maat gemaakte matrasbeschermer die gebruikt wordt onder een normaal laken voor draaien en hogerop positioneren in bed. PositioningCover kan gebruikt worden met alle soorten matrassen en in situaties waar speciale gebruikerseisen van toepassing zijn.

PositioningCover is gemaakt van Handicare's eigen unieke glijmateriaal ULF (Ultra Low Friction oftewel Extra Lage Weerstand). Door de wrijving onder de zorgvrager te verlagen, kunnen handelingen zoals simpel en veilig herpositioneren, draaien en hogerop in bed plaatsen, zonder al te veel moeite en zonder tillen uitgevoerd worden.

Artnr.	Productomschrijving (Lengte x Breedte)	Prijs
1596	Positioning Cover, 200x90 cm	€ 207,00




Incontinentiemateriaal



IncoSheet

IncoSheet is een incontinentie hoos voor bedmateriaal en rolstoelkussens. Het materiaal is zeer absorberend en neemt lichaamsvocht op. Het oppervlak voelt altijd droog aan, waardoor doorliggen (decubitus) wordt voorkomen. Past perfect op de glij- en treklaken WendyLett en TurnSheet. Het maximale gebruikersgewicht van de IncoSheets is 300 kg.



Artnr.	Productomschrijving (Lengte x Breedte)	Prijs
1530	IncoSheet, 75x90 cm	€ 95,00
1531	IncoSheet, 75x200cm met extra stof aan beide kanten	€ 115,00
1532	IncoSheet, 75x150 cm	€ 115,00
1533	IncoSheet, 40x83 cm voor rolstoel kussens	€ 80,00

EasyRoll Onderpad

EasyRoll Onderpad (uitwasbaar) wordt gebruikt als absorberende bescherming in het bed voor incontinentie gebruikers. De bescherming absorbeert ca. 1-2 liter m2 en heeft een gelamineerde beschermingslaag die voorkomt dat vloeistof doorsijpelt naar ander beddengoed. De hoos is sterk en zeer geschikt voor gebruik bij het draaien/herpositioneren van patiënten in bed.

Houd bij het verplaatsen/positioneren van gebruikers het absorptiedeel vast, de zijsecties zijn niet geschikt om aan te trekken. Bij gebruik i.c.m. een glijlaken is dit een uitstekend hulpmiddel voor incontinentie en herpositionering. Dankzij het hoge absorptievermogen van het hooslaken ervaart de gebruiker een beter gevoel van droogte, aangezien het product zelden de maximale absorptie bereikt.



Artnr.	Productomschrijving (Lengte x Breedte)	Prijs
80011B	EasyRoll Inco onderlegger met instopstroken, katoen, 80x180 cm (LxB) 3 stuks	€ 32,00
80011P	EasyRoll Inco onderlegger met instopstroken, polyester en polyurethaan, 80x180 cm (LxB) 3 stuks	€ 32,00
80018	EasyRoll onderlegger, katoen/polyester en Polyesterurethaan, 90x150 cm (LxB)	€ 41,00
80011PS	EasyRoll Inco onderlegger/ katoen/polyester en Polyesterurethaan, 70x190 cm (LxB)	€ 18,00
80019	EasyRoll Inco onderlegger met instopstroken, katoen/polyester en polyurethaan, 120x180 cm (LxB) 3 stuks	€ 56,00

EasyRoll Mattress Protector

EasyRoll Mattress Protector beschermt uw matras tegen vocht in het geval van b.v. incontinentie, of van mijten, of fungeren 'slechts' als algemene bescherming voor uw matras. Het hooslaken heeft aan de onderkant een beschermende laag om te voorkomen dat vocht doorsijpelt, ook werkt dit als een mijtbarrière.



Artnr.	Productomschrijving (Lengte x Breedte)	Prijs
90.200J01	EasyRoll Matras beschermer, 200x90 cm	€ 32,00
105.200J01	EasyRoll Matras beschermer, 200x105	€ 66,00
120.200J01	EasyRoll Matrasbeschermer, 200x120 cm	€ 69,00


Draaischijven



TurnTableSoft



TurnTableSoft maakt het eenvoudiger om te draaien tijdens het zitten op het bed of op een stoel. TurnTableSoft wordt gemaakt van twee ronde schijven, met weerstandsverlagend materiaal aan de binnenzijde, waardoor de schijven zacht over elkaar heen kunnen schuiven. TurnTableSoft helpt decubitus voorkomen. Maximaal gebruikersgewicht 150 kg



Artnr.	Productomschrijving	Prijs
5086	TurnTableSoft, 45 cm	€ 101,00
5087	TurnTableSoft, 40 cm	€ 97,00

TurnTable



Met deze draaischijf helpt u mensen draaien die genoeg kracht hebben om te staan, maar niet om hun voeten te verplaatsen. U plaatst de TurnTable onder de voeten van degene die u helpt. Samen draait u dan bijvoorbeeld van bed naar stoel of van rolstoel naar toilet. Maximaal gebruikersgewicht 135 kg




Artnr.	Productomschrijving	Prijs
5082	TurnTable, 30 cm, zonder handvat	€ 101,00
5085	TurnTable, 38 cm	€ 129,00

TurnSafe2



Met de TurnSafe2 ondersteunt u mensen bij transfers tussen bed, rolstoel, toilet en stoel. Deze draaischijf is specifiek geschikt voor gebruikers met weinig kracht in hun benen en met evenwichtsproblemen. Het voordeel van dit hulpmiddel is dat de gebruiker zelf actief kan deelnemen aan de transfer. Voorzien van grote, draaibare voetplaat met anti-slip; voetrem voor veilig gebruik; hoogte is instelbaar; beensteunen zijn verstelbaar in hoogte en breedte; handzaam ontwerp maakt het geschikt voor gebruik in de meeste situaties en Ruimtes; makkelijk te demonteren, transporteren en op te slaan. Voorzien van klein wielletje aan de voorzijde voor eenvoudig aanrijden bij de zorgvrager.



Artnr.	Productomschrijving	Prijs
20201010	TurnSafe2, belastbaar tot 150 kg Totaal gewicht: 15 kg Voetdiameter: 451 mm Hoogte handel zorgvrager: 800-1146 mm Hoogte handel zorggever: 912-1259 mm Hoogte onderbeensteun: 185-531 mm Hoogte instelbaar in stappen van: 50 mm	€ 393,00

Accessoires t.b.v. TurnSafe

Artnr.	Productomschrijving	Prijs
7215	Beensteun polster voor ReTurn&TurnSafe Accessoire om de onderbeen-ondersteuning comfortabeler te maken voor overgevoelige zorgvragers. Per Paar	€ 95,00



Zit-naar-Stand hulpmiddelen




FlexiGrip



FlexiGrip is een eenvoudig hulpmiddel, waarmee iemand zichzelf omhoog kan trekken van een liggende naar zittende positie, wat ook de buik- en armspieren traint. De FlexiGrip kunt u ook gebruiken om iemand van rolstoel naar bed te helpen. Het maximale gebruikersgewicht betreft 150 kg.

Artnr.	Productomschrijving (Lengte x Breedte)	Prijs
6090	FlexiGrip, 175x9 cm, 8 handgrepen	€ 59,00
6091	Verlengband, voor FlexiGrip	€ 25,00
De totale lengte van FlexiGrip is 175 cm. Verlengband is 120 cm lang en zeer eenvoudig te bevestigen aan FlexiGrip, dit biedt extra lengte.		



ReadyGrip



De zorgvrager gebruikt de handgrepen en zijn/haar eigen armkracht om zichzelf vanuit een liggende houding geleidelijk op te trekken naar een zittende houding. ReadyGrip heeft acht handgrepen en is met een lus gemakkelijk te bevestigen aan de voet van het bed.

Artnr.	Productomschrijving (Lengte x Breedte)	Prijs
16090	ReadyGrip, 170x17 cm	€ 38,00



FlexiMove (mini)



Ondersteuningsmiddel wanneer iemand geholpen moet worden om op te staan van bed of stoel, als hij hogerop in bed geplaatst moet worden, of bij het verplaatsen naar en van een rolstoel. FlexiMove is leverbaar in twee versies met verschillende soorten binnen materiaal. De ene versie heeft een binnen materiaal van zacht polyester fluweel en de andere is gemaakt van waterafstotend nylon, dat makkelijk gereinigd kan worden met desinfectiedoeekjes. Maximaal belastbaar tot 150 kg.

Artnr.	Productomschrijving (Lengte x Breedte)	Prijs
3012	FlexiMove, 20x60 cm, nylon	€ 87,00
3030	FlexiMove, 20x60 cm, polyester fluweel	€ 87,00



ReadyMove



Door ReadyMove achter de rug of schouders van de zorgvrager te plaatsen, kan de zorgverlener de zorgvrager ondersteunen en helpen met opstaan of liggen. Door ReadyMove onder de stoel van de zorgvrager te plaatsen, kan de zorgverlener hem/haar helpen met draaien of hogerop in bed of verder achterin een stoel positioneren. Maximaal belastbaar tot 150 kg.

Artnr.	Productomschrijving (Lengte x Breedte)	Prijs
13010	ReadyMove, 20x50 cm	€ 41,00



ReTurn

ReTurn is een multifunctioneel draaien en transferplatform. Het is ook een revalidatie hulpmiddel. Bij zorgvragers met een sta-functie maar die niet kunnen lopen stimuleert ReTurn het natuurlijke bewegingspatroon en versterkt bepaalde spiergroepen.

Veilig en actief van zit-naar-stand en transfers, zonder zwaar tillen.

De ReTurn zorgt voor een veilige en actieve transfer als de zorgvrager hulp nodig heeft bij het opstaan om te verplaatsen naar een bed, rolstoel of toilet. Het hulpmiddel kan ook worden gebruikt om zorgvragers te helpen bij het naar achteren verplaatsen in de stoel of bij het trainen van de sta-functie of het lopen. Voor de zorgverlener werkt het gemakkelijk waardoor zware tilhandelingen worden vermeden. De ReTurn rolt heel makkelijk, zelfs met zwaardere zorgvragers en heeft een kleine draaicirkel, waardoor bijvoorbeeld een rolstoel niet naast het bed hoeft te staan. De ReTurn vraagt weinig ruimte waardoor het ook in kleine ruimtes prettig en veilig werken is. Bij zorgvragers die nog enige kracht over hebben stimuleert de ReTurn7500 het natuurlijke bewegingspatroon bij het gaan staan, terwijl tegelijkertijd de spieren en functionele mogelijkheden sterker worden.

Drie modellen voor alle situaties en behoeftes

De opstabeugel op de **ReTurn7500i** heeft een standaardhoogte die geschikt is voor de meeste volwassenen en een opening in de ladder waardoor het mogelijk is om de ReTurnBelt gemakkelijk aan te haken.

ReTurn7400 heeft een lagere opstabeugel die geschikt is als sta-op-hulp voor kleinere volwassenen en voor kinderen. Dit hulpmiddel werkt ook goed in speciale zorgsituaties, zoals op röntgenafdelingen.

De **ReTurn7600** is geschikt voor de zwaardere gebruiker tot 205 Kg.



De ReTurnBelt voor extra steun

Mocht er extra ondersteuning nodig zijn gedurende het gaan opstaan of tijdens het staan op de ReTurn, dan kan er gebruik gemaakt worden van de ReTurnBelt. De ReTurnBelt is eenvoudig aan te

bringen om de heupen van de zorgvrager en biedt extra veiligheid. Als de Zorgvrager tot stand is gekomen kan de ReTurnBelt vastgemaakt worden aan de ReTurn,

waardoor er geen valgevaar meer is tijdens de transfer of sta-training.

Eigenschappen ReTurn

- ✓ De ladder van de opstabeugel biedt meerdere mogelijkheden tot vastgrijpen;
- ✓ De modellen 7500i en 7400 zijn geschikt tot een maximaal gebruikersgewicht van 150 kg;
- ✓ De basisplaat heeft een lage instaphoogte en duidelijke markeringen voor het correct positioneren van de voeten van de zorgvrager;
- ✓ De scheensteunen zijn verstelbaar in hoogte en breedte en draaien naar de juiste hoek;
- ✓ Het ontwerp van de basisplaat en de hoek van de opstabeugel geeft ruimte voor natuurlijke bewegingspatronen en voor de zorgverlener om dicht bij de zorgvrager te werken;
- ✓ Beremde wielen;
- ✓ Licht in gewicht en gemakkelijk te demonteren in twee delen, en dus gemakkelijk te transporteren;
- ✓ Vele accessoires voor meer veiligheid en bruikbaarheid.



Prijslijst 2019



De ReTurn zorgt voor een veilige en actieve transfer als de zorgvrager hulp nodig heeft bij het opstaan om verplaatst te worden naar een bed, rolstoel of toilet. Het hulpmiddel kan ook worden gebruikt om zorgvragers te helpen bij het naar achteren verplaatsen in de stoel. Voor de zorgverlener werkt het gemakkelijk, waardoor zware tilhandelingen worden vermeden. De ReTurn rolt heel makkelijk, zelfs met zwaardere zorgvragers en heeft een kleine draaicirkel, waardoor bijvoorbeeld een rolstoel niet naast het bed hoeft te staan. De ReTurn vraagt weinig ruimte waardoor het ook in kleine ruimtes prettig en veilig werken is.



Artnr.	Productomschrijving	Prijs
7400	ReTurn7400 Heeft een lagere opstabeugel die geschikt is voor kleinere volwassenen en voor kinderen. Is ook uitermate geschikt op röntgenafdelingen i.v.m. Thorax opnamen. Max. belastbaar tot 150 kg	€ 749,00



7500i	ReTurn7500, met opening voor ReTurnBelt Is geschikt voor de meeste volwassenen Met opening in de ladder waardoor het mogelijk is om de ReTurnBelt gemakkelijk aan te haken. Is standaard voorzien van comfort verhogende beensteun polsterdelen. Max. belastbaar tot 150 kg	€ 749,00
-------	---	----------



7600	ReTurn7600 Is voorzien van een grotere voetplaat, waardoor er meer ruimte is gecreëerd voor de grotere en zwaardere gebruiker. Ook de onderbeensteunen zijn aangepast en de ladder is hoger en breder. Maximaal belastbaar tot 205 kg .	€ 899,00
------	---	----------




ReTurnBelt



De ReTurnBelt kan gebruikt worden voor verschillende transfers en voor looptraining, maar ook als een zorgvrager extra ondersteuning en stabiliteit nodig heeft bij gebruik van de ReTurn.

Ook is er een disposable uitvoering van de ReTurnBelt beschikbaar, die cliëntgebonden ingezet kan worden voor betere hygiëne.

De ReTurnBelt heeft een veilige werklust tot 205 kg 



Art. nr	Productomschrijving	Taille maat	Prijs
6031	ReTurnBelt, XXS	65-80cm	€ 179,00
6032	ReTurnBelt, XS	80-90 cm	€ 179,00
6033	ReTurnBelt, S	90-105 cm	€ 179,00
6034	ReTurnBelt, M	105-125 cm	€ 179,00
6035	ReTurnBelt, L	125-145 cm	€ 179,00
6036	ReTurnBelt, XL	135-155 cm	€ 179,00
6037	ReTurnBelt, XXL	155-175 cm	€ 179,00
6038	ReTurnBelt, XXXL	175-195 cm	€ 179,00



6233	ReTurnBelt, Disposable, S (5 stuks)	90-105 cm	€ 503,00
6234	ReTurnBelt, Disposable, M (5 stuks)	105-125 cm	€ 508,00
6235	ReTurnBelt, Disposable, L (5 stuks)	125-145 cm	€ 529,00
6236	ReTurnBelt, Disposable, XL (5 stuks)	135-155 cm	€ 557,00




Accessoires t.b.v. Return

Artnr.	Productomschrijving	Prijs
6061	Steunband voor belts, per paar Zijsteun wanneer de ReTurn gebruikt wordt samen met een ReTurnBelt, geeft nog meer balans.	€ 55,00



7250	Hielband voor ReTurn7400/ReTurn7500(i) Geeft extra steun ter voorkoming van het wegglijden van de voeten van de gebruiker.	€ 101,00
------	---	----------



7401	ReTurn ladder-laag frame	€ 455,00
------	--------------------------	----------



7501i	ReTurn ladder-standaard frame Met uitsparing voor ReTurnBelt Verwisselbare opstabeugels voor maximale bruikbaarheid	€ 447,00
-------	---	----------



Accessoires t.b.v. Return (vervolg)

Artnr.	Productomschrijving	Prijs
7215	Beensteun polster Voor ReTurn 7400, 7500 & TurnSafe2, per paar	€ 95,00
7216	Beensteun polster voor ReTurn 7600, per paar	€ 111,00




49700001	Naamplaatjes (10 stuks)	€ 32,00
	Gemaakt van stof, kleuruitvoering	
49700002	Naamplaatjes (100 stuks)	€ 105,00
	Gemaakt van polyester, zwart-wit uitvoering	
Voor etikettering van tilbanden, riemen en andere hulpmiddelen		

PantLock



PantLock is een strop met klitteband die rond het been van de gebruiker, buiten op de broek, aangebracht wordt om te voorkomen dat de broek naar de vloer zakt bij toiletbezoeken. De broek blijft op het been en het is daardoor veel makkelijker om zelf de broek omhoog te trekken na het toilet bezoek.



Artnr.	Productomschrijving	Prijs
8055	Broekband	€ 9,00

QuickMove




Met de QuickMove helpt u mensen makkelijk en veilig met opstaan en met staande of zittende transfers. Dit hulpmiddel is specifiek geschikt voor gebruikers met verminderde kracht in het onderlichaam of met een verstoord evenwicht. De QuickMove stimuleert het natuurlijke bewegingspatroon en maakt gebruik van de eigen kracht van degene die u helpt. Uitgevoerd met verstelbare steun voor knieën en onderbenen, verstelbare zitkussens, breedte onderstel is aanpasbaar. Het maximaal gebruikersgewicht is 170 kg.



Artnr.	Productomschrijving	Prijs
400801334	QuickMove	€ 2.059,00

Accessoires t.b.v. QuickMove

Artnr.	Productomschrijving	Prijs
70200037	BackSupport	€ 291,00



Riemen



EasyBelt (Hug)



Met de EasyBelt kunt u iemand ondersteunen gedurende het lopen, helpen vanuit zit op te staan, of ergens anders te gaan zitten. U heeft stevige grip in verschillende situaties, doordat de riem zowel verticale als horizontale handvatten heeft. De Belt is voorzien van anti-slip binnenkant van PU-Nylon en kan hierdoor in vochtige ruimtes gebruikt worden en is makkelijk te reinigen.

De EasyBelt Hug is gelijk aan de EasyBelt, alleen is deze voorzien van horizontale handvatten die vrij door lussen glijden zodat de band vast "grijpt" om de zorgvrager en niet omhoog kan glijden tijdens een transfer. Hierdoor kan de zorgverlener meer ondersteuning geven zonder meer inspanningen te hoeven leveren.

Het maximale gebruikersgewicht is 170 kg.



Art. nr	Productomschrijving	T.b.v. taille maat	Prijs
6012	EasyBelt, XS Met 5 handvatten	45-70cm	€ 105,00
6013	EasyBelt, S Met 7 handvatten	60-100cm	€ 105,00
6014	EasyBelt, M Met 9 handvatten	70-120cm	€ 105,00
6015	EasyBelt, L Met 11 handvatten	100-160cm	€ 105,00
6002	EasyBelt, hug, XS Met 3 verticale +2 horizontale beweegbare handvatten	45-70cm	€ 115,00
6003	EasyBelt, hug, S Met 4 verticale + 3 horizontale beweegbare handvatten	60-100cm	€ 115,00
6004	EasyBelt, hug, M Met 5 verticale + 4 horizontale beweegbare handvatten	70-120cm	€ 115,00
6005	EasyBelt, hug, L Met 6 verticale + 5 horizontale beweegbare handvatten	100-160cm	€ 115,00
6006	EasyBelt, hug, XL Met 7 verticale + 6 horizontale beweegbare handvatten	115-175cm	€ 115,00



DisposableBelt



DisposableBelt is gemaakt van een sterk en slijtvast non-woven materiaal en wordt niet gereinigd, maar weggegooid na gebruik, o.a. wanneer de riem vies wordt of wanneer de gebruiker de riem niet meer nodig heeft. Dit voorkomt het verspreiden van multiresistente en andere types van besmettelijke bacteriën.

Het maximale gebruikersgewicht is 100 kg .

Art. nr	Productomschrijving	Prijs
6054	DisposableBelt, één maat M/L 5 stuks	€ 169,00



FlexiBelt (Hug)



FlexiBelt wordt gebruikt voor zit-naar-stand-transfers of voor het verplaatsen vanuit de rolstoel naar het bed, toilet of auto. FlexiBelt kan ook gebruikt worden voor extra steun bij staan en lopen. De riem, die geplaatst wordt rond de taille of heupen, heeft meerdere, stevige verticale en horizontale handvatten, die de zorgvrager een stevige grip bieden in verschillende situaties. FlexiBelt heeft aan de binnenzijde een zachte polyester fluweellaag, waardoor het een hoog draagcomfort heeft.

De FlexiBelt Hug is gelijk aan de FlexiBelt, alleen is deze voorzien van horizontale handvatten die vrij door lussen glijden, zodat de band vast om de zorgvrager "grijpt" en niet omhoog kan glijden tijdens een transfer zodra de zorggever de band beet pakt. Dit noemen wij de zogenaamde "hug-functie" en dit geeft de zorgverlener meer grip en ondersteuning zonder meer inspanningen te hoeven leveren. Het maximale gebruikersgewicht is 170 kg.



Art. nr	Productomschrijving	T.b.v. taille maat	Prijs
6023	FlexiBelt, S Met 7 handvatten, polyester fluweel	60-100cm	€ 105,00
6024	FlexiBelt, M Met 9 handvatten, polyester fluweel	70-120cm	€ 105,00
6025	FlexiBelt, L Met 11 handvatten, polyester fluweel	100-160cm	€ 105,00
6026	FlexiBelt, XL Met 13 handvatten, polyester fluweel	115-175cm	€ 105,00
6072	FlexiBelt, hug, XS Met 3 verticale + 2 horizontale beweegbare handvatten	45-70cm	€ 115,00
6073	FlexiBelt, hug, S Met 4 verticale + 3 horizontale beweegbare handvatten	60-100cm	€ 115,00
6074	FlexiBelt, hug, M Met 5 verticale + 4 horizontale beweegbare handvatten	70-120cm	€ 115,00
6075	FlexiBelt, hug, L Met 6 verticale + 5 horizontale beweegbare handvatten	100-160cm	€ 115,00
6076	FlexiBelt, hug, XL Met 7 verticale + 6 horizontale beweegbare handvatten	115-175cm	€ 115,00



ReadyBelt



ReadyBelt is een riem die ontworpen is om de zorgvrager steun en hulp te kunnen bieden bij mobiliteitstraining en in verschillende transfer situaties. Met ReadyBelt kan de zorgverlener gemakkelijk en ergonomisch verantwoord steun en hulp bieden aan de zorgvrager bij het opstaan en gedurende transfers, bijvoorbeeld tussen bed en rolstoel en tussen rolstoel en toilet of auto. Voor de zorgverlener biedt ReadyBelt een ideaal middel om steun te kunnen bieden bij mobiliteitstraining of bij toiletbezoeken.

Art. nr	Productomschrijving	Aanbevolen gewicht zorgvrager	Prijs
16023	ReadyBelt, S Met 7 handvatten	25-55 Kg	€ 63,00
16024	ReadyBelt, M Met 9 handvatten	50-75 Kg	€ 63,00
16025	ReadyBelt, L Met 11 handvatten	70-110Kg	€ 63,00



WalkingBelt



Met de WalkingBelt geeft u kinderen steun en stabiliteit bij loopoefeningen. De WalkingBelt ondersteunt het bovenlichaam en blijft goed zitten door het opgevulde beenharnas. Een groot voordeel is dat het kind de armen vrij kan bewegen.

Het maximale gebruikersgewicht is 50 kg

Art. nr	Productomschrijving	Taille maat	Prijs
6041	WalkingBelt, XXS Aanbevolen gebruikersgewicht: 0-25Kg	60 cm	€ 190,00
6042	WalkingBelt, XS Aanbevolen gebruikersgewicht: 20-35Kg	70 cm	€ 190,00



Accessoires t.b.v. Belts

Artnr.	Productomschrijving	Prijs
6061	SupportStraps, Steunband voor belts (per paar) Beenharnas voor EasyBelt en FlexiBelt, om te voorkomen dat de riem omhoog glijdt gedurende transfers of looptraining.	€ 55,00



49700001	Naamplaatjes (10 stuks) Gemaakt van stof, kleuruitvoering	€ 32,00
49700002	Naamplaatsjes (100 stuks) Gemaakt van polyester, zwart-wit uitvoering	€ 105,00

Voor etikettering van tilbanden, riemen en andere hulpmiddelen



Loophulpmiddelen



RoWalker400



De RoWalker400 is een looprek dat gebruikt wordt als hulpmiddel bij looptraining door patiënten met verminderde kracht in de benen en verminderd evenwicht. RoWalker400 heeft een stevige constructie en kan zorgvragers met een maximumgewicht van 180 kg aan. De RoWalker400 is uitgerust met zitsteunen die gebruikt kunnen worden voor extra steun wanneer de benen zwak zijn of om op te zitten wanneer de patiënt even moet pauzeren tijdens de loop-/mobiliteitstraining.

Artnr.	Productomschrijving	Prijs
20101010	RoWalker 400	€ 2.863,00



Accessoires t.b.v. RoWalker400

Artnr.	Productomschrijving	Prijs
70200059	Zuurstoftank houder, rechts	€ 160,00
70200060	Zuurstoftank houder, links	€ 160,00



Manuele Tilhulpmiddelen



MiniStretcher



De MiniStretcher wordt gebruikt om iemand van en naar een ambulancebrancard te tillen. U kunt deze makkelijk onder de patiënt schuiven. De stevige constructie garandeert dat u veilig tilt en de patiënt veilig ligt. Een groot voordeel is dat de MiniStretcher tijdens de hele ambulancerit onder de patiënt kan blijven liggen. Voldoet aan alle hygiënevoorschriften en is makkelijk te reinigen. Belastbaar tot 200 kg.




Artnr.	Productomschrijving (Lengte x Breedte)	Prijs
4017	MiniStretcher 135x43 cm Met 5 handgrepen	€ 514,00

FlexiMove



Met de FlexiMove hoeft er maar weinig getild te worden. Primair is de FlexiMove ontwikkeld om mensen hoger in bed te helpen of te helpen met draaien in bed. Trekken is in deze situaties makkelijker dan tillen, omdat de onderzijde van de FlexiMove glad is en makkelijk over het bed glijdt. Als tillen te vermijden is, kan de patiënt zowel liggend als zittend getild worden. De FlexiMove is maximaal belastbaar tot 150 kg.



Art. nr	Productomschrijving (Lengte x Breedte)	Prijs
4011	FlexiMove 102x43 cm Met 4 handgrepen	€ 191,00
4012	FlexiMove 112x53 cm Met 4 handgrepen	€ 192,00
4016	FlexiMove 152x53 cm Met 6 handgrepen	€ 278,00



LiftSeat



De LiftSeat is handig voor op reis, bijvoorbeeld als u iemand in en uit een bus of vliegtuig helpt. U tilt de gebruiker handmatig in een zittende positie. De LiftSeat is ook geschikt om mensen te evacueren.



Art. nr	Productomschrijving	Prijs
4005	LiftSeat Belastbaar tot 120 kg	€ 123,00



4003	LiftSeat, gedeelde beensteunen, XXS/XS	€ 229,00
4006	LiftSeat, gedeelde beensteunen, S/M	€ 229,00
4007	LiftSeat, gedeelde beensteunen, L/XL	€ 296,00

Belastbaar tot 150 kg



Overige Hulpmiddelen





SitWalk

Met de SitWalk kunt u iemand naar achteren verplaatsen in stoel of rolstoel. U plaatst de SitWalk dwars onder de dijben van de zorgvrager. Deze leunt zijwaarts en beweegt een bil tegelijkertijd naar achteren. Zo kunt u iemand bij de heupen verplaatsen en in een comfortabeler zitpositie helpen.

Art. nr	Productomschrijving (Lengte x Breedte)	Prijs
6080	SitWalk, 140x13 cm Met 8 handgrepen Belastbaar tot 150 kg	€ 70,00



AntiSlip

De AntiSlip zorgt voor goede grip onder de voeten van iemand die hoger in bed wil gaan liggen. U kunt AntiSlip ook gebruiken om te zorgen dat andere glij-hulpmiddelen op hun plaats blijven liggen. Gemaakt van dicht cellulair plastic waardoor bacteriën minder goed kunnen ophopen. Makkelijk schoon te maken met zeep of alcoholoplossing.

Art. nr	Productomschrijving (Lengte x Breedte)	Prijs
8040	AntiSlip, 45 x 38 cm, 1 stuk	€ 14,00
8045	AntiSlip, 45 x 38 cm, 10 stuks	€ 111,00



MobiStol

MobiStol zijn wielen die aangebracht kunnen worden op een stoel om deze mobiel te maken. Met wielen op alle vier poten kunnen kortere transfers binnen het huis worden gemaakt, bijvoorbeeld naar en van de eettafel. MobiStol maakt het gemakkelijk voor de zorgverlener om de zorgvrager te verplaatsen en aan te schuiven bij een tafel zonder daarbij te hoeven tillen. Het maximale gebruikersgewicht is 120 kg.


Art. nr	Productomschrijving (Lengte x Breedte)	Prijs
7030	MobiStol 1 doos met 4 wielen	€ 233,00



FootStool



FootStool wordt gebruikt om de knieën van de zorgvrager in een hogere positie te brengen, om zo tijdens de transfers de druk onder de bovenbenen te verminderen. FootStool biedt ook een uitstekende ondersteuning onder de voeten van de zorgvrager, voor een betere zitpositie tijdens een bezoek aan het toilet of als deze verder naar achteren verplaatst moet worden in een stoel of rolstoel. FootStool is gemaakt van cellulair plastic, een stevig materiaal dat niet glijdt op de ondergrond, en is gemakkelijk schoon te maken met zeep of anti-bacteriële oplossing. Het maximale gebruikersgewicht van de FootStool is 200 kg.



Art. nr	Productomschrijving (Lengte x Breedte x Hoogte)	Prijs
8090	Voetsteun 32x38x10 cm	€ 92,00

8095	Voetsteun 32x38x5 cm	€ 66,00
------	----------------------	---------

8091	Afneembare hoes Voor eenvoudige reiniging en verbeterde hygiëne. Geschikt voor FootStool 8090, 10 cm hoog	€ 75,00
8096	Afneembare hoes Voor eenvoudige reiniging en verbeterde hygiëne. Geschikt voor FootStool 8095, 5 cm hoog	€ 65,00



Bed- en stoel verhoger



De verhogers kunnen zowel bij stoelen als bedden worden ingezet. Door de uitsparingen zijn de verhogers in te zetten voor zowel vierkante als ronde poten. Per poot kunnen 1 tot 3 verhogers gebruikt worden, waardoor er afhankelijk van de plaatsing van de verhoger, een maximale verhoging van 15 cm gerealiseerd kan worden.

Art. nr	Productomschrijving	Prijs
300300003	Bed en stoel verhoger Per 4 stuks Hoogte: 70 mm Diameter: 150 mm Belastbaar tot 500 kg	€ 31,00



		1X	2X	3X
		60 mm	105 mm	150 mm
		35 mm	80 mm	125 mm
		45 mm	90 mm	135 mm

Bedtafel

Deze bedtafel is traploos in hoogte verstelbaar en kan zowel bij het bed als bij een stoel gebruikt worden. Het werkblad is eenvoudig te reinigen en kan traploos in hoek versteld worden. Tevens is het werkblad voorzien van opstaande randen.

De bedleestafel is ook uit te rusten met een verlengstuk. Het verlengstuk kantelt niet mee met het grote werkblad.

Art. nr	Productomschrijving	Prijs
300400310	Bedleestafel kantelbaar Lengte: 70 cm Breedte: 42,5 cm Hoogte: 65-100 cm Totaal gewicht: 8 Kg Wiel diameter: 5 cm Belastbaar tot 20 Kg	€ 105,00

300500310	Verlengstuk bedleestafel	€ 52,00
-----------	---------------------------------	---------



Actieve Tilliften



MiniLift125



MiniLift125 is een mobiele zit-naar-stand lift voor mensen met een verminderde mobiliteit. De lift is ontworpen om in combinatie met de juiste accessoires een zorgvrager te helpen comfortabel en gemakkelijk te gaan staan. De lift biedt steun onder de voeten, tegen de schenen en in de rug. MiniLift125 is geschikt voor zorgvragers die bij het staan een bepaalde mate van stabiliteit hebben. MiniLift125 helpt de beenspieren en het evenwichtsgevoel van de zorgvrager te trainen.

Art. nr	Productomschrijving	Prijs
400641434	MiniLift125 Compacte sta-lift Veilige werklust: 125 kg Aanbevolen gebruikerslengte: 140-200 cm Materiaal: Powder-coated steel Base breedte, buitenafmetingen: 600-890 mm Base breedte, binnenmaat: 445-745 mm Pootspreiding: Elektrisch Totaal gewicht: 39 kg Hijssnelheid zonder last: 35 mm/s Nooddaalfunctie: Manueel en Elektrisch Voorwielen, diameter: 80 mm Achterste wielen, diameter: 80 mm Horizontaal en verticaal instelbare scheensteun Instelbare tilarm voor eenvoudig aanbrengen van tilbanden Afnembare voetplaat Afnembare accu Handbediening Dubbel bermde achterwielen	€ 3.429,00
400641435	MiniLift125 met lage poten Voorwielen diameter 35 mm Overige specificaties gelijk aan 400641434	€ 3.641,00



Voor tilbanden en accessoires, zie ThoraxSlings t.b.v. MiniLiften (p. 111) en Accessoires t.b.v. MiniLift (p. 53)



MiniLift160



MiniLift160 is ontwikkeld om zorgvragers zo voorzichtig en comfortabel mogelijk te helpen bij het omhoog komen vanuit een zittende naar een staande positie. Zorgvragers kunnen hun handen op meerdere plekken neerzetten dankzij de handgreep en zijsteunen. De stabiele voetplaat met antislip is zeer laag en de onderbeensteunen en tilarm kunnen voor iedere zorgvrager optimaal aangepast worden.

Art. nr	Productomschrijving	Prijs
60300010	MiniLift160EM Active tillift met manuele pootspreiding Veilige werklust: 160 kg Aanbevolen gebruikerslengte: 140-200 cm Materiaal: Powder-coated steel Totaal gewicht: 40.5 kg Voorwielen, diameter: 100 mm Achterste wielen, diameter: 100 mm Hijssnelheid zonder last: 35 mm/s Hoogte onderstel: 123 mm Nooddaalfunctie: Manueel en elektrisch Horizontaal en verticaal instelbare scheensteun Instelbare tilarm voor eenvoudig aanbrengen van tilbanden Afneembare voetplaat Afneembare accu Handbediening Dubbel bermde achterwielen	€ 3.491,00
60300012	MiniLift160EE Active tillift met elektrische pootspreiding Overige specificaties gelijk aan 60300010	€ 3.703,00
60300011	MiniLift160EM Active tillift met manuele pootspreiding en lage poten. De voorwielen zijn voorzien van 35 mm wielen. Hoogte onderstel: 65 mm Overige specificaties gelijk aan de 60300010	€ 3.703,00
60300013	MiniLift160EE Active tillift met elektrische pootspreiding en lage poten. De voorwielen zijn voorzien van 35 mm wielen. Overige specificaties gelijk aan 60300010	€ 3.915,00



Voor tilbanden en accessoires, zie ThoraxSlings t.b.v. MiniLiften (p. 111) en Accessoires t.b.v. MiniLift (p. 53)



MiniLift200



De MiniLift200 is een robuuste actieve tillift gemaakt voor de zwaardere gebruiker. Desondanks volgt de MiniLift 200 nog steeds het natuurlijke bewegingspatroon van de gebruiker, waardoor de gebruiker wordt geactiveerd en de transfer als comfortabel wordt ervaren. Zorgvragers kunnen hun handen op meerdere plekken neerzetten dankzij de handgrepen en zijsteunen. De stabiele voetplaat met antislip is zeer laag en de onderbeensteunen en tilarm kunnen voor iedere zorgvrager optimaal aangepast worden.




Art. nr	Productomschrijving	Prijs
401100334	MiniLift 200, 200 kg Veilige werklust: 200 kg Aanbevolen gebruikerslengte: 140-200 cm Materiaal: Powder-coated steel Totaal gewicht: 49 kg Hijssnelheid zonder last: 35 mm/s Nooddaalfunctie: Manueel en elektrisch Horizontaal en verticaal instelbare scheensteun Instelbare tilarm voor eenvoudig aanbrengen van tilbanden Afnembare voetplaat Afnembare accu Handbediening aan snoer Dubbel beremde achterwielen	€ 4.233,00

Voor tilbanden en accessoires, zie ThoraxSlings t.b.v. MiniLiften (p. 111) en Accessoires t.b.v. MiniLift (p. 53)



Accessoires t.b.v. MiniLiften





Art. nr	Productomschrijving	Prijs
70200012	SlingBarWrap MiniLift	€ 85,00
70200033	Kuitband Voor MiniLift200 met serienummers vanaf 200001277, MiniLift160 en MiniLift125 met serienummers vanaf 125001653	€ 69,00
70200089	Handcontrol, 6 knoppen, met service, batterij status en overload indicatoren. Geschikt voor liften met elektrische pootspreiding. MiniLift200, art no. 401100334 MiniLift160EE, art no. 60300012 MiniLift160EE, with low legs, art no. 60300013 MiniLift125, art no. 400641434	€ 179,00
70200029	Externe lader Linak	€ 318,00




Maattekeningen Active tilliften

Alle opgegeven maten zijn in cm/inches met een tolerantie van +/- 0,5 cm.


MiniLift125



MiniLift160



MiniLift200



Passieve Tilliften



Passieve Tilliften

Mobiele tilliften bieden een flexibele en veelzijdige oplossing voor tijdelijke tilbehoeftes, bijvoorbeeld wanneer de exacte locatie van de tilhandeling niet vooraf bekend is of voor wanneer het niet mogelijk is om een plafondliftsysteem te installeren.

Breed assortiment

Handicare biedt meerdere modellen met verschillende tilcapaciteiten en verschillende functionaliteiten, waardoor Handicare een mobiele tillift kan aanbieden voor elke situatie, omgeving en zorgvrager. Zo zijn er eenvoudigere tilliften voor in de thuissituatie, of een licht verrijdbare aluminium tilliften voor binnen de zorginstellingen. Het brede assortiment tilliften wordt aangevuld met een groot aantal typen tilbanden en andere tilhulpmiddelen, waardoor Handicare voor elke tilsituatie een oplossing kan bieden.

Alle passieve tilliften van Handicare zijn uitgerust met zeer soepel rijdende dubbeluitgevoerde zwenkwielen, waardoor de tilliften eenvoudig zijn te verplaatsen. Indien een tillift nodig is met een extra laag frame om zo onder lage bedden of operatietafels te komen, is dit ook een optie. Onder de verlaagde poten van een dergelijke tillift zijn dan in plaats van één groot wiel, twee kleinere wielen geplaatst, om zo te garanderen dat het verplaatsen van de tillift nog steeds soepel verloopt. Daarnaast kan er bij de meeste typen tilliften gekozen worden voor een model met manuele pootspreiding of een model met elektrische pootspreiding.



Voordelen van een twee-puntsjuk

De tilliften van Handicare kunnen worden uitgerust met verschillende maten tiljukken/SlingBars (Small, Medium en Large) afhankelijk van de breedte van de betreffende zorgvrager die getild moet worden. Daarnaast heeft Handicare ook diverse vierpunts

tiljukken/SlingBars in het assortiment, waarbij er meer ruimte en comfort ontstaat voor de grotere gebruikers. Met behulp van de ingenieuze optie, genaamd "SwiftHook" zijn de

tiljukken/SlingBars eenvoudig uit te wisselen.

Met deze tweepunts- of vierpunts

tiljukken/SlingBars zijn alle type tiltransfers veilig, comfortabel en efficiënt uit te voeren. Op de volgende pagina hebben wij in een overzicht de voordelen van de Handicare tweepunts- en vierpuntstijlrukken uiteengezet ten opzichte van een vierpuntskanteljuk.

Een oplossing
voor elke
til situatie



	2-punts juk	4-punts kanteljuk
Contact met zorgvrager	✓ Meer contact met de verzorger aangezien er een kleiner juk tussen beide hangt	✗ De verzorger moet afstand houden aangezien het grotere 4-puntsjuk in de weg hangt
Ervaring voor zorgvrager	✓ Een kleiner juk is minder beangstigend	✗ Groot en scherpere uiteinden van het juk kunnen bedreigend overkomen
Comfort voor de zorgvrager	✓ Meer comfort voor de zorgvrager, omdat zowel ondersteuning is voor de benen als voor de gehele rug. ✓ Grotere beenflappen geven meer ondersteuning onder de bovenbenen.	✗ Grotere druk op de rug in liggende positie en grotere druk op zitvlak in zittende positie ✗ Kortere beenflappen stropen eerder op en knellen onder de bovenbenen.
Stabiliteit	✓ De zorgvrager kan alleen horizontaal wiebelen	✗ De zorgvrager kan zowel horizontaal als verticaal wiebelen. Correctie van deze beweging kost grote fysieke inspanning
Aanbrengen tilband	✓ Door de langere beenflappen zijn deze makkelijker te bevestigen aan het juk zonder extra fysieke inspanning.	✗ De korte beenflappen vragen meer fysieke inspanning van de verzorgende bij het aanbrengen.
Veiligheid bij het aanbrengen van de tilband	✓ Door de veiligheidsclip op het juk kan de tilband onmogelijk losschieten.	✗ Wanneer de clips niet goed worden vastgezet aan het juk kunnen deze per ongelijk los komen.
Ondersteuning door de tilband	✓ De cliënt is voldoende ondersteund onder de billen, rug en nek.	✗ De zorgvrager ligt meer onderuit in de tilband.
Ervaring zorgvrager bij het gebruik van de tilband	✓ Stevig en voldoende ondersteuning	✗ Meer aandacht nodig als het gaat om veiligheid
Het positioneren van een zorgvrager in een (rol)stoel	✓ De zorgvrager komt geleidelijk naar beneden en achterin de stoel en glijdt met zijn billen langs de rugleuning, zonder extra fysieke inspanning van de verzorger.	✗ Vraagt een fysieke inspanning om de zorgvrager in zitpositie te krijgen, zeker bij handmatige 4-punts jukken.
Gevoeligheid voor reparaties	✓ Alleen een motor voor het omhoog en omlaag brengen van de zorgvrager, waardoor er minder kapot kan gaan.	✗ Aanvullende elektrische motor voor het kantelen van het juk, waardoor er een groter risico is dat er iets stuk kan gaan.
Gebruiksvriendelijkheid	✓ De tilbanden zijn gemakkelijk te plaatsen en de lift is eenvoudig te bedienen.	✗ Het plaatsen van de tilband is meer werk en het bedienen van de kantelmotor is een extra handeling.
Kosten	✓ Het 2-puntsjuk is simpel en daarom kosteneffectief	✗ Het 4-punts kanteljuk is complexer en daardoor duurder. Zeker het elektrisch kantelbare juk is duur en kost bijna evenveel als de lift zelf.

Carina350



Carina350 is een opvouwbare, mobiele tillift ontwikkeld voor het veilig en gemakkelijk tillen van gebruikers met een gewicht tot 165 kg. Carina 350 heeft een relatief smal en compact ontwerp, wat betekent dat deze vrijwel overal ingezet kan worden, zelfs in krappe ruimtes. Ondanks het handzame formaat biedt de Carina 350 een zeer grote hef-range.

Art. nr	Productomschrijving	Prijs
60600011	Carina350EM Inklapbare en verplaatsbare stalen tillift. Handmatige verstelbare poten. Veilige werklust: 165 kg Materiaal: Powder-coated steel Totale hoogte: 1290-1840 mm Base lengte: 1150 mm Base breedte, buitenmaat: 710-1080 mm Base breedte, binnenmaat: 560-940 mm Base verbreding: Manual Totaal gewicht: 34.5 kg Voorwielen, diameter: 100 mm Achterste wielen, diameter: 100 mm Heffbereik: 580-1680 mm Hijssnelheid zonder last: 23 mm/s Nooddaalfunctie: Manual en elektrisch Accucapaciteit: 2 x 12V 2.9 Ah Materiaal, tiljuk: Aluminium Tiljuk breedte: 450 mm Beschermingsklasse: IPX4 Garantie: 1 jaar	€ 2.173,00
60600009	Carina350EE Passieve tillift uitgevoerd met elektrisch verstelbare poten. Totale gewicht: 36 Kg Overige specificaties gelijk aan de Carina350EM (60600011)	€ 2.651,00
60600012	Carine 350EM Mobile tillift uitgevoerd met manueel verstelbare, lage poten. Voorwielen, diameter: 35 mm Overige specificaties gelijk aan de Carina350EM (60600011)	€ 3.394,00
60600014	Carina 350EE Mobile tillift uitgevoerd met elektrisch verstelbare, lage poten. Totale gewicht: 36 kg Voorwielen, diameter: 35 mm Overige specificaties gelijk aan de Carina350EM (60600011)	€ 3.818,00



Voor tilbanden en accessoires, zie Tilbanden (p. 93) en Accessoires Passieve Tilliften (p. 65)

Vega505EE



Vega heeft een uniek ontwerp waarbij de hefarm zowel vanaf de grond, tot heel hoog kan tillen. Bovendien is de Vega uitgevoerd met een "gesplitste" mast. Dit ontwerp, dat we het V - concept noemen, heeft een aantal voordelen voor zowel verzorger als de gebruiker. Door het V-concept zijn de handvaten geïntegreerd in het frame, waardoor er meerdere plaatsen zijn waar de zorggever de handen kan plaatsen en het manoeuvreren van de lift natuurlijk en eenvoudiger wordt. Daarnaast is er meer ruimte voor de control box en actuator in het frame, waardoor er ook meer ruimte ontstaat voor de cliënt.



Art. nr	Productomschrijving	Prijs
60600003	Vega505EE Compleet met tiljuk, handbediening, SwiftHook, onderhoudsvrije wielen en ingebouwde oplader Veilige werklust: 230 kg Materiaal: Powder-coated staal Totale hoogte: 1235-1998 mm Base lengte: 1210 mm Base breedte, buitenmaat: 670-1065 mm Base breedte, binnen maat: 550-925 mm Base verbreding: Elektrisch Totaal gewicht: 42.8 kg Voorwielen, diameter: 100 mm Achterste wielen, diameter: 100 mm Hefbereik: 230-1765 mm Hijssnelheid zonder last: 37 mm/s Nooddaalfunctie: Manueel en elektrisch Accu capaciteit: 2.9 Ah Materiaal, tiljuk: Aluminium Tiljuk breedte: 450 mm Beschermingsklasse: IPX4	€ 3.234,00

Voor tilbanden en accessoires, zie Tilbanden (p. 93) en Accessoires Passieve Tilliften (p. 65)



Eva400



De Eva400 is een lichtgewicht aluminium tillift met een mast die in 3 hoogtes is in te stellen. Eva400 is beschikbaar in twee versies; met elektrische (EE) of manuele (EM) instelling van de pootafstand. Beide versies van de Eva400 worden compleet en klaar voor gebruik geleverd, uitgerust met een stevig 2-punts tiljuk met betrouwbare veiligheidsgrendels en een handbediening. Het tiljuk heeft een standaard breedte (450 mm) dat geschikt is voor de meeste zorgvragers en situaties. Eva400 kan ook uitgerust worden met doordachte en functionele accessoires uit het Handicare programma.



Art. nr	Productomschrijving	Prijs
60100011	Eva400EM Compleet met tiljuk en handbediening Aluminium lichtgewicht Mast verstelbaar in 3 hoogtes Manueel verstelbare poten Veilige werklust: 180 kg Materiaal: Aluminium Totale hoogte: 1330 mm Base lengte: 1310 mm Base breedte, buitenmaat: 685-980 mm Base breedte, binnenmaat: 585-880 mm Base verbreding: Manual Totaal gewicht: 34 kg Voorwielen, diameter: 100 mm Achterste wielen, diameter: 100 mm Hefbereik: 530-1790 mm Hijssnelheid zonder last: 23 mm/s Nooddaalfunctie: Manual en elektrisch Accucapaciteit: 2.9 Ah Materiaal, tiljuk: Aluminium Tiljuk breedte: 450 mm Beschermingsklasse: IPX4	€ 2.960,00
60100001	Eva400EE Passieve tillift uitgevoerd met elektrisch verstelbare poten. Overige specificaties gelijk aan de Eva400EM (60100011)	€ 3.172,00



Voor tilbanden en accessoires, zie Tilbanden (p. 93) en Accessoires Passieve Tilliften (p. 65)

Eva450



Eva450 is een veelzijdige tillift voor alle situaties en voor gebruikers met een gewicht tot en met 205 kg. Samen met de functionele accessoires van Handicare is Eva450 de juiste keuze voor zittende transfers van de vloer, stoel of bed en ook voor liggende transfers en looptraining. Eva450 is beschikbaar in twee versies; met elektrische (EE) of manuele (EM) instelling van de pootafstand. Eva450EE is ook leverbaar in een speciale versie met verlaagde poten voor gebruik bij lage bedden. Eva450EM is uitsluitend leverbaar met verlaagde poten.

Art. nr	Productomschrijving	Prijs
60100002	Eva450EE Compleet met tiljuk en handbediening Materiaal: Aluminium Veilige werklust: 205 kg Mast verstelbaar in 3 hoogtes Totale hoogte: 1330 mm Base lengte: 1310 mm Base breedte, buitenmaat: 685-980 mm Base breedte, binnenmaat: 585-880 mm Base verbreding: Elektrisch Totaal gewicht: 34 kg Voorwielen, diameter: 100 mm Achterste wielen, diameter: 100 mm Hefhoogte: 500-1790 mm Hefbereik: 500-1790 mm Hijssnelheid zonder last: 35 mm/s Nooddaalfunctie: Manueel en elektrisch Accucapaciteit: 2.9 Ah Materiaal, tiljuk: Aluminium Tiljuk breedte: 450 mm Beschermingsklasse: IPX4	€ 3.809,00
60100006	Eva450EE Passieve tillift uitgevoerd met extra lage, elektrisch verstelbare poten. Voorwiel diameter: 35mm Poot hoogte 6,6cm Overige specificaties zijn gelijk aan de Eva450EE (60100002)	€ 4.870,00

Voor tilbanden en accessoires, zie Tilbanden (p. 93) en Accessoires Passieve Tilliften (p. 65)





Eva600EE is een veelzijdige, mobiele tillift voor alle situaties en voor zorgvragers met een gewicht tot en met 270 kg. Samen met Handicare's functionele en gemakkelijk te gebruiken accessoires is Eva600EE de juiste keuze voor het tillen bij transfers naar en van de vloer, stoel of bed, evenals bij liggend tillen en looptraining. Eva600EE is ook beschikbaar in een speciale versie met lage poten voor gebruik bij lagere bedden. Beide versies van Eva600EE worden compleet geleverd, klaar voor gebruik. Uitgerust met handbediening en een breder tiljuk (600 mm) welke zorgt voor een meer open tilband, wat ideaal is voor de zwaardere gebruikers. Eva600EE kan ook uitgerust worden met veel slimme en functionele accessoires vanuit het Handicare Transferhulpmiddelen programma.

Art. nr	Productomschrijving	Prijs
60100003	Eva600EE Compleet met tiljuk en handbediening Aluminium lichtgewicht Mast verstelbaar in 3 hoogtes Elektrisch verstelbare poten std breder tiljuk 600mm Veilige werklust: 270 kg Materiaal: Aluminium Totale hoogte: 1330 mm Base lengte: 1410 mm Base breedte, buitenmaat: 750-1150 mm Base breedte, binnenmaat: 650-1050 mm Base verbreding: Elektrisch Totaal gewicht: 39 kg Voorwielen, diameter: 100 mm Achterste wielen, diameter: 100 mm Hefhoogte: 500-1810 mm Hefbereik: 500-1810 mm Hijsnelheid zonder last: 35 mm/s Nooddaalfunctie: Manueel en elektrisch Accucapaciteit: 2.9 Ah Materiaal, tiljuk: Aluminium Tiljuk breedte: 600 mm Beschermingsklasse: IPX4	€ 6.037,00
60100010	Eva600EE Passieve tillift uitgevoerd met extra lage, elektrisch verstelbare poten. Voorwiel diameter: 35mm Poot hoogte 66 mm Overige specificaties zijn gelijk aan de Eva600EE (6010003)	€ 7.416,00

Voor tilbanden en accessoires, zie Tilbanden (p. 93) en Accessoires Passieve Tilliften (p. 6)





De bediening van EvaDrive is intuïtief en vereist zeer weinig kracht. De bedieningshendel reageert op subtiele vingerbewegingen en is nauwkeurig genoeg om in zeer nauwe ruimtes te manoeuvreren, bijvoorbeeld bij het herpositioneren van zorgvragers in kleine ziekenhuiskamers. Raak de bedieningshendel lichtjes aan om de EvaDrive te draaien en vooruit of achteruit te rijden met minimale inspanning. EvaDrive begrijpt waar u heen wilt en brengt u er naartoe. Een zorgverlener kan de lift gemakkelijk alleen bedienen, zelfs met zwaardere zorgvragers.

EvaDrive is verkrijgbaar in twee modellen: de Eva450Drive, bedoeld voor zorgvragers met een gewicht van maximaal 200 kg en de Eva600Drive voor zorgvragers met een gewicht van maximaal 270 kg.

Art. nr	Productomschrijving	Prijs
60900002	Eva450Drive Compleet met tiljuk en handbediening Aluminium lichtgewicht Mast verstelbaar in 3 hoogtes Elektrisch verstelbare poten Veilige werklust: 205 kg Base breedte, buitenmaat: 685-980 mm Base breedte, binnenmaat: 585-880 mm Totaal gewicht incl. accu's: 58 kg Total gewicht excl. accu: 54 kg Voorwielen, diameter: 100 mm Achterste wielen, diameter: 200 mm Hijssnelheid zonder last: 35 mm/s Rijssnelheid: 7 km/h Accu: 24 V, 17,6 Ah Li-Ion Tiljuk breedte: 450 mm Beschermingsklasse: IP X4	€ 9.229,00
60900003	Eva600EE Compleet met tiljuk en handbediening Aluminium lichtgewicht Mast verstelbaar in 3 hoogtes Elektrisch verstelbare poten Veilige werklust: 270 kg Base breedte, buitenmaat: 750-1150 mm Base breedte, binnenmaat: 650-1050 mm Totaal gewicht incl. accu's: 64 kg Total gewicht excl. accu: 60 kg Voorwielen, diameter: 100 mm Achterste wielen, diameter: 203 mm Hijssnelheid zonder last: 35 mm/s Rijssnelheid: 7 km/h Accu: 24 V, 17,6 Ah Li-Ion Tiljuk breedte: 600 mm Beschermingsklasse: IP X4	€ 9.865,00



Voor tilbanden en accessoires, zie Tilbanden (p. 93) en Accessoires Passieve Tilliften (p. 65)



Accessoires Passieve Tilliften

Artnr.	Productomschrijving	Prijs
80100010	AmbulationArm Accessoire voor alle modellen en varianten van de Eva mobile liften Veilige werklust: 60 kg	€ 848,00



70200001	SlingBar S, aluminium, 35 cm breed	€ 233,00
70200002	SlingBar M, aluminium, 45 cm breed	€ 243,00
70200003	SlingBar L, aluminium, 60 cm breed	€ 253,00


De SlingBars zijn geschikt i.c.m. alle modellen en versies van de Eva Tillift en de Vega Tillift. Alle uitvoeringen zijn belastbaar tot 300 kg.



70200042	SlingBarSpreader voor SlingBar S/M/L Om meer ruimte te creëren in een 2-punts SlingBar kunnen SlingBarSpreader M gebruikt worden. Het opent de Sling en de gebruiker komt in een meer achteroverleunende positie. Kan gebruikt worden i.c.m.: SlingBar S, art nr. 70200001 en 70200043 SlingBar M, art nr. 70200002 en 70200044 SlingBar L, art nr. 70200003 Veilige werklust: 300 kg	€ 398,00
-----------------	---	----------



70200013	SideBar Kan gebruikt worden i.c.m. Vega505EE, Per paar	€ 297,00
-----------------	---	----------




16010	ReadyStrap Accessoire voor Carina350EM/EE: 60600011, 60600012, 6060009, 60600014	€ 24,00
--------------	---	---------



70200008	SwiftHook Met SwiftHook is het verwisselen van het tiljuk en het aanbrengen van een weegschaal heel eenvoudig. Voor SlingBar S/M/L, 70200001/2/3, en voor StretcherBar Belastbaar tot 300 kg	€ 92,00
-----------------	--	---------



70200030	Endcover Carina Accessoire voor Carina 350EM/EE: 60600011, 60600012, 6060009, 60600014	€ 37,00
-----------------	---	---------




70200009	SlingBarWrap Afwasbaar, accessoire voor alle varianten van SlingBar	€ 80,00
-----------------	---	---------




Accessoires Passieve Tilliften (vervolg)

Artnr.	Productomschrijving	Prijs
70200006	StretcherBar StretcherBar is een tiljuk welke gebruikt wordt met StretcherSling voor het liggend tillen met vaste of mobiele tillift. StretcherBar heeft tien ophangpunten, vijf aan elke kant van de zorgvrager, wat steun biedt onder het hele lichaam. De breedte van de het juk is gemakkelijk aan te passen door de ophanghaken uit te trekken of in te duwen. Belastbaar tot 300 kg Te gebruiken in combinatie met: Alle modellen en versies van de Eva tillift Rino600EE Vega505EE	€ 1.473,00



70200017	Sling bar RFL X4 Sling bar RFL X4 is een stevig 4-punts tiljuk van staal, met betrouwbare veiligheidsclips. Sling bar RFL X4 zorgt voor meer ruimte in de tilband voor bijvoorbeeld obese en/of drukgevoelige zorgvragers. Carina350 Eva400 Eva450 Eva600 Rino600EE Vega505EE Belastbaar tot 300 kg	€ 286,00
-----------------	--	-----------------



70100002	Charder MHS2500 Weegschaal voor gebruik met mobiele liften en plafondliftunits, Klasse 3, max 300 kg	€ 2.439,00
70100003	Charder MHS2500 Weegschaal voor gebruik met mobiele liften en plafondliftunits, klasse 3, max 400 kg De Weegschalen zijn beide te gebruiken i.c.m. : Alle modellen van de Carina350 tillift Alle modellen en versies van de Eva tillift Rino600EE Vega505EE	€ 2.757,00



70200029	Externe lader Linak Accessoire voor MiniLift200, MiniLift160, MiniLift125, Carina350, Eva450, Eva600EE en Vega505EE.	€ 318,00
-----------------	--	-----------------

60900022	Batterij EvaDrive.	€ 1.157,00
-----------------	---------------------------	-------------------






70200089	Handcontrol HB33-6, 6 knoppen, met service- en batterijstatus en overload indicatoren. Geschikt voor liften met elektrische pootspreiding. Carina350EE, art no. 60600009 Carina350EE, with low legs, art no. 60600014 Vega505EE, art no. 60600003	€ 179,00
-----------------	---	-----------------



Maattekeningen Passieve tilliften


Alle opgegeven maten zijn in cm/inches met een tolerantie van +/- 0,5 cm.

Carina350 en Carina met lage poten




All measurements are in mm/inch



Vega505







Eva400 en Eva450







Eva450 met lage poten



Eva600 en Eva600 met lage poten



EvaDrive450 en EvaDrive600



Plafondliften





RiseBasic is een moderne en stijlvolle stationaire plafondliftunit die vele functies biedt welke comfort en veiligheid tijdens het tillen maximaliseren, voor de zorgvrager én de zorgverlener. Door de bijbehorende tilaccessoires is individueel aangepast tillen van zorgvragers mogelijk. Met de RiseBasic kunnen zowel zittende als horizontale transfers naar en van bed, rolstoel of toilet worden uitgevoerd.


RiseBasic levert een groot tilbereik en heeft de mogelijkheid tot zeer laag en zeer hoog tillen. Dit maakt het een uitstekende oplossing voor tillen van de vloer en voor looptraining en sta-training. RiseBasic kan ook gebruik worden voor een gemakkelijke transfer van zorgvragers van de ene kamer naar de andere.

RiseBasic is beschikbaar in twee modellen; RiseBasic300M, met een tilcapaciteit van 138 kg, en RiseBasic440M, met een tilcapaciteit van 200 kg.

Het opladen van de RiseBasic gaat eenvoudig door de handbediening in het discrete laadstation te plaatsen welke gemakkelijk op de muur is te bevestigen, in de buurt van de parkeerplek van de plafondliftunit.

Optioneel kan RiseBasic uitgerust worden met end-point charging, waarbij de lift automatisch wordt opgeladen als deze zich in het eindpunt van de rails bevindt, of in rail-charging, waarbij de lift in de gehele rail continue wordt opgeladen.

RiseBasic heeft ongewoon kleine afmetingen en een extreem laag gewicht. Het handige formaat biedt vele praktische voordelen. Gecombineerd met het moderne en elegante ontwerp van de plafondliftunit, draagt RiseBasic tevens bij aan de realisatie van een professionele en functionele zorgomgeving met een harmonische en menselijke sfeer.



Art. nr	Productomschrijving	Prijs
50100039	RiseBasic300M Met handbediening en lader. Tiljuk apart bestelbaar. Veilige werklust: 138 kg Totale lengte: 266 mm Totale breedte: 151 mm Totale hoogte: 156 mm Totaal gewicht: 6.8 kg Hefbereik: 2400 mm Hijssnelheid zonder last: 30 mm/s Lifting snelheid belasting: 20 mm/s Geluidsniveau met last: 51 dB(A) Accu's: 2 x 12V 2.9 Ah Beschermingsklasse, lift unit: IP20 Beschermingsklasse, handbediening: IPX4	€ 1.910,00
50100040	RiseBasic440M Veilige werklust: 200 kg Overige specificaties gelijk aan RiseBasic 300M (50100039)	€ 2.112,00



Accessoires specifiek of veel gebruikt voor RiseBasic

Onderstaande Accessoires zijn specifiek geschikt voor de RiseBasic tilliften. Voor accessoires die toepasbaar zijn op alle plafondlift systemen zie: Accessoires voor plafondliften algemeen

Art.nr.	Productomschrijving	Prijs
70200001	SlingBar S, aluminium, 35 cm breed	€ 233,00
70200002	SlingBar M, aluminium, 45 cm breed	€ 243,00
70200003	SlingBar L, aluminium, 60 cm breed Belastbaar tot 300 kg	€ 253,00
70200009	SlingBarWrap Afwasbaar, accessoire voor alle varianten van SlingBar	€ 80,00
70200066	Switch manoeuvring Voor het bedienen van draaischijven middels knoppen op de handbediening. Accessoire voor alle modellen van RiseBasic.	€ 74,00







RiseAtlas is een veilig en makkelijk te gebruiken plafondlift, verkrijgbaar in meerdere modellen en versies met verschillende tilcapaciteit, met (T) of zonder (M) ingebouwde transfermotor en met vele andere kenmerken en eigenschappen, zoals een High Humidity uitvoering voor in vochtige ruimtes.

RiseAtlas heeft een compact formaat en een extreem laag gewicht met een aantrekkelijke prijs-/kwaliteitsverhouding. RiseAtlas biedt onbeperkte tilmogelijkheden met meer prestatie, meer flexibiliteit, meer eenvoud en gemak en meer betrouwbaarheid vergeleken met de gemiddelde plafondlift op de markt.

RiseAtlas450M is beschikbaar in een speciale versie met Handicare's nieuwe en unieke Handicare QuickTrolleySystem. Deze versie heeft een "quick release trolley" die het mogelijk maakt om de plafondlift makkelijk van de rail af te halen en terug te plaatsen, waardoor de motor eenvoudig uitwisselbaar is tussen verschillende kamers voor een intensiever en meer kosteneffectief gebruik.



Het quicktrolleySysteem



Art. nr	Productomschrijving	Prijs
50100057	RiseAtlas450M Met QuickTrolleySystem, incl. handbediening en lader. Tiljuk apart bestelbaar. Veilige werklust: 205 kg Totale lengte: 266 mm Totale breedte: 151 mm Totale hoogte: 156 mm Totaal gewicht: 7.2 kg Hefbereik: 2400 mm Hijssnelheid zonder last: 50 mm/s Lifting snelheid belasting: 39 mm/s Geluidsniveau met last: 55 dB(A) Accu: NiMH 24V 3.2 Ah/768Wh Beschermingsklasse, lift unit: IP20	€ 3.172,00

50100051	RiseAtlas450M High Humidity Met QuickTrolleySystem, geschikt voor ruimten met hoge vochtigheid. Met handbediening en lader. Tiljuk apart bestelbaar Totaal gewicht: 7.3 kg Beschermingsklasse, lift unit: IPX4	€ 3.713,00
-----------------	---	-------------------

Overige specificaties gelijk aan RiseAtlas 450M (50100057)


50100058	RiseAtlas450T Uitvoering met traverse motor, handbediening en lader. Tiljuk apart bestelbaar. Totaal gewicht: 7.5 kg Verplaatsingssnelheid zonder last: 140 mm/s Verplaatsingssnelheid met last: 120 mm/s	€ 3.501,00
-----------------	--	-------------------

Overige specificaties gelijk aan RiseAtlas 450M (50100057)

Art. nr	Productomschrijving	Prijs
50100059	RiseAtlas625M Met Quick Trolley Systeem Inclusief handbediening en lader Veilige werklust: 285 kg Totale lengte: 266 mm Totale breedte: 151 mm Totale hoogte: 156 mm Totaal gewicht: 7.3 kg Hefbereik: 2400 mm Hijssnelheid zonder last: 50 mm/s Lifting snelheid met belasting: 39 mm/s Geluidsniveau met last: 55 dB(A) Accu: NiMH 24V 3.2 Ah/768Wh Beschermingsklasse, lift unit: IP20 Beschermingsklasse, handbediening: IPX4	€ 3.979,00

50100060	RiseAtlas625T Met traverse motor en SmartPark-functie, inclusief handbediening en lader. Tiljuk apart bestelbaar. Totaal gewicht: 7.5 kg Verplaatsingssnelheid zonder last: 140 mm/s Verplaatsingssnelheid met last: 120 mm/s	€ 4.774,00
-----------------	---	-------------------

Overige specificaties gelijk aan RiseAtlas 625M (50100059)



Accessoires specifiek of veel gebruikt voor RiseAtlas

Onderstaande Accessoires zijn specifiek geschikt voor de RiseAtlas tilliften. Voor accessoires die toepasbaar zijn op alle plafondlift systemen zie: Accessoires voor plafondliften algemeen

Artnr.	Productomschrijving	Prijs
70200001	SlingBar S , aluminium, 35 cm breed	€ 233,00
70200002	SlingBar M , aluminium, 45 cm breed	€ 243,00
70200003	SlingBar L , aluminium, 60 cm breed	€ 253,00

Belastbaar tot 300 kg

70200009	SlingBarWrap Afwasbaar, accessoire voor alle varianten van SlingBar	€ 80,00
----------	---	---------

70200046	QuickTrolley, RiseAtlas 450M Belastbaar tot 205 kg t.b.v. RiseAtlas 50100057 en 50100051	€ 266,00
----------	---	----------

70200051	QuickTrolley450 70 mm Belastbaar tot 205 kg t.b.v. Rise Atlas 50100057 en 50100051.	€ 520,00
----------	--	----------


70200075	QuickTrolley universeel 360 Quick release 360 graden draaibare Trolley Belastbaar tot 285 kg t.b.v.: RiseAtlas450M (50100057), RiseAtlas625M (50100059), RiseBasic300M (50100039) RiseBasic440M (50100040)	€ 493,00
----------	--	----------

70200092	QuickTrolley625 In-rail charging	€ 636,00
----------	---	----------

50400066	Afdekkap voor oplader Is een accessoire voor alle modellen en speciale versies van RiseAtlas450 en RiseAtlas625.	€ 19,00
----------	--	---------

70200047	9V batterij en kabel T.b.v. elektrische nooddaling. Een losse 9V batterij, aangeleverd als een accessoire, biedt functionaliteit ook tijdens een stroomstoring en vergroot de veiligheid. t.b.v.: RiseAtlas450M (50100057) RiseAtlas450T, (50100058) RiseAtlas450T, (50100052) RiseAtlas625M, (50100059) RiseAtlas625T, (50100060) RiseAtlas625T, (50100053)	€ 105,00
----------	---	----------

70200065	IR remote controlling Voor draadloze bediening voor de plafondliftunit RiseAtlas450M (50100057) RiseAtlas625M, (50100059)	€ 317,00
----------	---	----------



Accessoires Plafondliften algemeen

Artnr.	Productomschrijving	Prijs
70200001	SlingBar S, aluminium, 35 cm breed	€ 233,00
70200002	SlingBar M, aluminium, 45 cm breed	€ 243,00
70200003	SlingBar L, aluminium, 60 cm breed	€ 253,00

Belastbaar tot 300 kg

70200009	SlingBarWrap Afwasbaar, accessoire voor alle varianten van SlingBar	€ 80,00
----------	---	---------



70200042	Side bars voor SlingBar S/M/L	€ 398,00
----------	--------------------------------------	----------

Om meer ruimte te creëren in een 2-punts SlingBar tiljuk kunnen SlingBarSpreader M gebruikt worden. Het opent de Sling en de gebruiker komt in een meer achteroverleunende positie. Kan gebruikt worden i.c.m.:

SlingBar S, art nr. 70200001 en 70200043

SlingBar M, art nr. 70200002 en 70200044

SlingBar L, art nr. 70200003

Veilige werklust: 300 kg



70200008	SwiftHook	€ 92,00
----------	------------------	---------

Met SwiftHook is het verwisselen van het tiljuk en het aanbrengen van een weegschaal heel eenvoudig.

Voor SlingBar S/M/L, 70200001/2/3, en


voor StretcherBar

Belastbaar tot 300 kg



70200006	StretcherBar	€ 1473,00
----------	---------------------	-----------

StretcherBar is een tiljuk dat gebruikt wordt met StretcherSling voor het liggend tillen met vaste of mobiele tillift. StretcherBar heeft tien ophangpunten, vijf aan elke kant van de zorgvrager, wat steun biedt onder het hele lichaam. De breedte van het juk is gemakkelijk te aanpassen door de ophanghaken uit te trekken of in te duwen. Belastbaar tot 300 kg



70200017	Sling bar RFL X4	€ 286,00
----------	-------------------------	----------

Sling bar RFL X4 is een stevig 4-punts tiljuk van staal, met betrouwbare veiligheidsclips. Sling bar RFL X4 zorgt voor meer ruimte in de tilband voor bijvoorbeeld obese en/of drukgevoelige zorgvragers.

Belastbaar tot 300 kg



Accessoires Plafondliften algemeen (vervolg)

Art.nr.	Productomschrijving	Prijs
70200072	BariBar BariBar opent de tilband waardoor er meer ruimte en een achterover zittende positie ontstaat die geschikt is voor grotere en zwaardere en / of pijn - gevoelige gebruikers. Belastbaar tot 454 kg	€ 1.038,00



80100146	BariBarWrap Afwasbare stootbescherming voor op deBariBar	€ 94,00
-----------------	--	----------------



50400332	Opbergplek BariBar	€ 663,00
-----------------	---------------------------	-----------------

70100002	Charder MHS2500 Weegschaal voor gebruik met mobiele liften en plafondliftunits, klasse 3, max 300 kg	€ 2.439,00
-----------------	--	-------------------

70100003	Charder MHS2500 Weegschaal voor gebruik met mobiele liften en plafondliftunits, klasse 3, max 400 kg	€ 2.757,00
-----------------	--	-------------------


De Weegschalen zijn beide te gebruiken i.c.m. :
Alle modellen van de Carina350 tillift
Alle modellen en versies van de Eva tillift
Rino600EE
Vega505EE



70200053	Extension strap, 37 cm, for RiseAtlas	€ 158,00
70200054	Extension strap, 57 cm, for RiseAtlas	€ 169,00
70200055	Extension strap, 67 cm, for RiseAtlas	€ 179,00
70200056	Extension strap, 77 cm, for RiseAtlas	€ 190,00
70200057	Extension strap, 87 cm, for RiseAtlas	€ 201,00
70200058	Extension strap, 97 cm, for RiseAtlas	€ 211,00

Op plaatsen met ongewoon hoge plafonds , kan de Extension strap worden gebruikt om de lengte van de liftband te verlengen. Belastbaar tot 285 kg

Toepasbaar op de volgende plafondlift units:
RiseBasic, art. nr. 50100039 en 50100040
RiseAtlas, art. nr. 50100057, 50100051, 50100058, 50100052, 50100059, 50100060 en 50100053
RisePorto, art. nr. 50200016 en 50200015



70200046	QuickTrolley,RiseAtlas 450M Belastbaar tot 205 kg t.b.v. RiseAtlas 50100057 en 50100051	€ 266,00
70200051	QuickTrolley450 70 mm Belastbaar tot 205 kg t.b.v. Rise Atlas 50100057 en 50100051.	€ 520,00
70200075	QuickTrolley universeel 360 Quick release 360 graden draaibare Trolley Belastbaar tot 285 kg t.b.v.: RiseAtlas450M (50100057), RiseAtlas625M (50100059), RiseBasic300M (50100039) RiseBasic440M (50100040)	€ 493,00
70200070	Trolley Curtain Rail	€ 249,00



Accessoires Plafondliften algemeen (vervolg)

Artnr.	Productomschrijving	Prijs
70200047	9V batterij en kabel T.b.v. elektrische nooddaling. Deze losse 9V batterij biedt functionaliteit en vergroot de veiligheid ook tijdens een stroomstoring. t.b.v.: RiseAtlas450M (50100057) RiseAtlas450T, (50100058) RiseAtlas450T, (50100052) RiseAtlas625M, (50100059) RiseAtlas625T, (50100060) RiseAtlas625T, (50100053)	€ 105,00
70200066	Switch manoeuvring Voor het bedienen van draaischijven middels de knoppen op de handbediening. Accessoire voor alle modellen van RiseBasic.	€ 74,00
70200062	In-rail/end point charging Met deze accessoire kan de plafondliftunit zo ingesteld worden dat deze kan opladen via end-point charging of in rails charging.	€ 153,00
70200048	Diagnostics software Een speciale software welke een PC toegang geeft tot verdere informatie over de plafondliftunit, bijvoorbeeld het aantal uren van gebruik en hoe vaak er is getild, het aantal keren dat de lift overbelast is, statistieken over onderhoud etc.	€ 317,00
50400048	Wandbeugel voor Slingbar Voor gemakkelijk opbergen van tiljukken, handleidingen en tilbanden	€ 105,00



Rails en Montage



Castor

Castor is een veilig, verplaatsbaar vrijstaande stelling die, samen met een rail en een plafondliftunit, werkt op dezelfde manier als een vast plafondliftsysteem. Castor is een ideale oplossing voor incidentele tilbehoeftes op een locatie, of wanneer het niet mogelijk is om een permanente installatie aan te brengen aan het plafond, bijvoorbeeld omdat het plafond niet sterk genoeg is. Belastbaar tot 300 kg

Art. nr	Productomschrijving	Prijs
50300004	Castor, zonder rails, 2 stuks Totale hoogte: 200-240 cm Hefbereik: 192 – 227 cm	€ 1.696,00



Pollux

Het liftframe Pollux is specifiek geschikt voor het veilig tillen van zwaarlijvige gebruikers (tot 500 kg). Het is een eenvoudig verplaatsbaar frame dat u makkelijk aan kunt passen aan een specifieke situatie. U gebruikt de Pollux in combinatie met BariTurn en twee plafondliftmotoren.

Art. nr	Productomschrijving	Prijs
50300005	Pollux, zonder rails, 2 stuks Totale hoogte: 200-240 cm Hefbereik: 192 – 227 cm	€ 4.773,00



Art. nr	Productomschrijving (Lengte x Breedte)	Prijs
50400180	BariTurn	€ 3.814,00



Helena

Helena is een veilige, vrijstaande stelling met een traverseframe. Samen met een plafondlift functioneert Helena als een stationair (x-y) liftsysteem. Belastbaar tot 285 kg

Art. nr	Productomschrijving	Prijs
50300009	Helena 3x3 Totale lengte: 310,4 cm Totale Breedte: 315,7 cm Totale hoogte 204-249 cm	€ 5.835,00
50300010	Helena 4x3 Totale lengte: 310,4 cm Totale Breedte: 415,7 cm Totale hoogte 204-249 cm	€ 6.101,00
50300011	Helena 5x4 Totale lengte: 410,4 cm Totale Breedte: 515,7 cm Totale hoogte 204-249 cm	€ 6.471,00



Accessoires

Art. nr	Productomschrijving	Prijs
50300006	Locking Handles 4 stuks	€ 68,00




Locking handles

Rails recht


MilkyWay is een compleet, eenvoudig en veilig railsysteem voor permanente installatie in het plafond of op de muren. Elk MilkyWay rail systeem wordt individueel ontworpen in nauwe samenwerking met de klant, waardoor er aan specifieke omstandigheden en behoeftes voorzien kan worden.

Art. nr	Productomschrijving (Lengte x Breedte)	Prijs
50400262	Rail, 64 x 60 mm, wit, L 1600 mm	€ 185,00
50400263	Rail, 64 x 60 mm, wit, L 1800 mm	€ 207,00
50400264	Rail, 64 x 60 mm, wit, L 2000 mm	€ 238,00
50400265	Rail, 64 x 60 mm, wit, L 2200 mm	€ 253,00
50400266	Rail, 64 x 60 mm, wit, L 2400 mm	€ 275,00
50400267	Rail, 64 x 60 mm, wit, L 2600 mm	€ 296,00
50400268	Rail, 64 x 60 mm, wit, L 2800 mm	€ 317,00
50400269	Rail, 64 x 60 mm, wit, L 3000 mm	€ 339,00
50400270	Rail, 64 x 60 mm, wit, L 3500 mm	€ 402,00
50400271	Rail, 64 x 60 mm, wit, L 4000 mm	€ 451,00
50400272	Rail, 64 x 60 mm, wit, L 4500 mm	€ 508,00
50400273	Rail, 64 x 60 mm, wit, L 5000 mm	€ 557,00
50400274	Rail, 64 x 60 mm, wit, L 5500 mm	€ 706,00
50400275	Rail, 64 x 60 mm, wit, L 6000 mm	€ 727,00
50400276	Rail, 64 x 60 mm, wit, L 7000 mm	€ 780,00




50400262-50400276

50400277	Rail, 120 x 60 mm, wit, L 2000 mm	€ 334,00
50400278	Rail, 120 x 60 mm, wit, L 2600 mm	€ 434,00
50400279	Rail, 120 x 60 mm, wit, L 2800 mm	€ 472,00
50400280	Rail, 120 x 60 mm, wit, L 3000 mm	€ 497,00
50400281	Rail, 120 x 60 mm, wit, L 3200 mm	€ 536,00
50400282	Rail, 120 x 60 mm, wit, L 3400 mm	€ 568,00
50400283	Rail, 120 x 60 mm, wit, L 3600 mm	€ 610,00
50400284	Rail, 120 x 60 mm, wit, L 3800 mm	€ 636,00
50400285	Rail, 120 x 60 mm, wit, L 4000 mm	€ 688,00
50400286	Rail, 120 x 60 mm, wit, L 4200 mm	€ 720,00
50400287	Rail, 120 x 60 mm, wit, L 4400 mm	€ 742,00
50400288	Rail, 120 x 60 mm, wit, L 4600 mm	€ 774,00
50400289	Rail, 120 x 60 mm, wit, L 4800 mm	€ 801,00
50400290	Rail, 120 x 60 mm, wit, L 5000 mm	€ 833,00
50400291	Rail, 120 x 60 mm, wit, L 5500 mm	€ 912,00
50400292	Rail, 120 x 60 mm, wit, L 6000 mm	€ 1.006,00
50400293	Rail, 120 x 60 mm, wit, L 6500 mm	€ 1.098,00
50400294	Rail, 120 x 60 mm, wit, L 7000 mm	€ 1.166,00



50400277-50400294


50400295	Rail, 160 x 60 mm, wit, L 5000 mm	€ 928,00
50400296	Rail, 160 x 60 mm, wit, L 5500 mm	€ 1.028,00
50400297	Rail, 160 x 60 mm, wit, L 6000 mm	€ 1.120,00
50400298	Rail, 160 x 60 mm, wit, L 6500 mm	€ 1.300,00
50400299	Rail, 160 x 60 mm, wit, L 7000 mm	€ 1.325,00




50400295-50400299

Rails met bocht


Art. nr	Productomschrijving (Lengte x Breedte)	Prijs
50400227	Rail curve 64-45 W, 45 graden	€ 525,00




50400228	Rail curve 64-90 W, 90 graden	€ 525,00
----------	-------------------------------	----------



50400231	Rail curve 64-22.5 W, 22,5 graden	€ 525,00
----------	-----------------------------------	----------




50400232	Rail curve 64-15 W, 15 graden	€ 525,00
----------	-------------------------------	----------




Plafond bevestiging


Art. nr	Productomschrijving	Prijs
50400319	Ceiling bracket standard, set	€ 63,00



50400236	Ceiling bracket quick	€ 63,00
----------	-----------------------	---------



50400078	Pendant R190-320, 190-320 mm, wit	€ 126,00
50400079	Pendant R290-470, 290-470 mm, wit	€ 139,00
50400080	Pendant R420-730, 420-730 mm, wit	€ 139,00
50400081	Pendant R680-1250, 680-1250 mm, wit	€ 139,00
50400082	Pendant R1200-2290, 1200-2290 mm, wit	€ 139,00




Plafond bevestiging (vervolg)

Art. nr	Productomschrijving	Prijs
50400192	Threaded rod support kit	€ 26,00



50400301	Pendant angled 190-320 mm	€ 143,00
50400302	Pendant angled 290-470 mm	€ 146,00
50400303	Pendant angled 420-730 mm	€ 151,00
50400304	Pendant angled 680-1250 mm	€ 156,00
50400305	Pendant angled 1200-2290 mm	€ 164,00




50400301-50400305

50400313	Pendant cover 28-38	€ 10,00
50400314	Pendant cover 40-50	€ 10,00
50400315	Pendant cover 50	€ 7,00




Muur bevestiging

Art. nr	Productomschrijving	Prijs
50400119	Wall bracket small	€ 68,00




50400119

50400120	Wall bracket wide	€ 58,00
----------	-------------------	---------




50400120

50400121	Wall bracket parallel	€ 72,00
----------	-----------------------	---------




50400121

50400159	Wall bracket (plaster)	€ 156,00
----------	------------------------	----------



50400159

50400160	Wall bracket parallel (plaster)	€ 88,00
----------	---------------------------------	---------




50400160

50400190	Vertical support adjustable	€ 167,00
50400242	Vertical support adjustable	€ 266,00



50400190


50400191	Vertical support adjustable kit	€ 44,00
----------	---------------------------------	---------




50400191

Muur bevestiging


Art. nr	Productomschrijving	Prijs
50400251	Traverse trolley 3000 flex	€ 688,00
50400252	Traverse trolley 6500 flex	€ 822,00
50400026	Endstop bolt M8	€ 13,00
50400027	Endstop bolt M8	€ 23,00
50400036	Endstop adjustable	€ 28,00
50400158	Endcap 64	€ 10,00
50400154	Endcap 120	€ 13,00
50400155	Endcap 160	€ 13,00
50400075	Side support kit	€ 41,00
50400233	Turntable, electrical	€ 2.112,00
50400234	Turntable, manual	€ 2.652,00
50400226	Transition gate manual 64-64	€ 1.056,00
50400237	Transition gate manual 120-120	€ 1.268,00
50400238	Transition gate, manual 64-120	€ 1.480,00




50400251



50400252




50400036





50400158

50400154

50400155



Turntable, electrical




1

2


Muur bevestiging (vervolg)

Art. nr	Productomschrijving	Prijs
50400193	Clamp bracket kit, set	€ 10,00




50400193

50400169	Conductor rail and insulator 2	€ 101,00
50400170	Conductor rail and insulator 300 cm	€ 146,00
50400171	Conductor rail and insulator 400 cm	€ 184,00
50400172	Conductor rail and insulator 500 cm	€ 228,00
50400173	Conductor rail and insulator 600 cm	€ 281,00
50400174	Conductor rail and insulator 700 cm	€ 313,00
50400175	Conductor rail and insulator 800 cm	€ 355,00
50400176	Conductor rail and insulator 900 cm	€ 398,00




50400316	Joint bracket, set	€ 25,00
----------	--------------------	---------



50400316

50400318	Extension rail, set	€ 147,00
----------	---------------------	----------



A – Vertical support adjustable, 50400190/50400242
B – Extension rail, 50400318
C – Lock plate extension rail
D – Rail 120 or Rail 160

50400235	Coach bolt M10 x 30 mm incl. ringen en moeren, per 2 stuks	€ 8,00
----------	--	--------



50400306	Shim 0.5 (20 stuks)	€ 37,00
50400307	Shim 1.0 (20 stuks)	€ 37,00
50400308	Shim 2.0 (20 stuks)	€ 45,00
50400309	Shim 3.0 (20 stuks)	€ 48,00



50400306 - 50400309

50400310	Shim quick 0.5 (20 stuks)	€ 37,00
50400311	Shim quick 1.0 (20 stuks)	€ 37,00
50400312	Shim quick 2.0 (20 stuks)	€ 45,00



50400310 - 50400312

Tilbanden



Tilbanden

Handicare kent een uitgebreid programma met functionele en comfortabele, hoogkwalitatieve tilbanden, die een oplossing bieden voor elke zorgvrager en tilbehoefte. Onze Slings zijn beschikbaar in meerdere materialen en in maten van XXS tot XXL. Er zijn ook speciale Sling modellen in maat XXXL and XXXXL voor extreem grote en zware zorgvragers.

Al onze slings kunnen met voorkeur gebruikt worden in combinatie met Handicare mobiele tilliften en plafondliftsystemen, maar ze kunnen ook gebruikt worden met tilliften van andere leveranciers. Voor meer informatie over combinaties, neem contact op met uw lokale Handicare vertegenwoordiger.

Het model tilband kiezen

Elk model Sling van Handicare is ontworpen en geproduceerd voor optimale functie, voor zorgvrager en zorgverlener, voor één of een meerdere specifieke situaties. De mate waarin een tilband ondersteuning geeft aan, of activiteit vraagt van de gebruiker, wordt aangegeven met onze supportscale:



De hoeveelheid plusjes geven de ondersteuningsgraad van de tilband weer.





De Maat kiezen

Handicare tilbanden zijn verkrijgbaar in maten variërend van XXS tot XXL. De kleinste maten passen kinderen en kleine volwassenen en de grootste maten passen grote en vaak gebruikers met overgewicht. De drie maten in het midden van de schaal, S, M en L, zijn de meest gebruikte maten bij volwassenen. Er zijn echter ook speciale modellen tilbanden in XXXL en XXXXL voor extreem grote en zware gebruikers. De maten van onze tilbanden zijn met kleurcodes op de band terug te vinden.

Door de heupbreedte van de zorgvrager op te meten (Trochanter tot Trochanter) kan met behulp van de maattabel de juiste maat tilband worden geselecteerd. De heupbreedte van de zorgvrager mag 10 cm breder of smaller zijn dan de afmetingen van de tilband.

Indien er een tilvest wordt aangemeten dient de omtrek van de romp te worden opgemeten ter indicatie van de grote van de tilband. De omtrek van de romp van de zorgvrager zou binnen circa 10 cm van de tilvest-breedte moeten zijn.

De opgenomen maatvoeringen in de maattabel en de bijbehorende aanbevelingen dienen slechts ter ondersteuning



X	X	X	S	M	L	X	X	X	
X	X	S				L	X	X	
X	S						L	X	
S								L	

bij het maken van de keuze voor een bepaalde maat tilband. Om er zeker van te zijn dat het juiste model, maat en materiaal is gekozen voor de gebruiker, is het noodzakelijk om de tilbanden te passen.

De tilband is te groot als:

De billen van de zorgvragers teveel door de laagste opening glijden

Als de beensteunen naar voren glijden naar de knieholten

De tilband is te klein als:

Het gezicht van de zorgvrager te dicht op het tiljuk zit

Als de beensteunen in het kruis snijden

Als de tilbanden te strak voelen of er te strak uitzien.

Materiaal tilband kiezen

Polyester

- ✓ Duurzaam en makkelijk in onderhoud
- ✓ Lage wrijving
- ✓ Kan goed tegen hoge wastemperaturen



PolyesterNet

- ✓ Flexibel en luchtig
- ✓ Waterdoorlatend door de netmazen
- ✓ Kan goed tegen hoge wastemperaturen
- ✓ Kan onder de gebruiker blijven na de transfer



Plastic Net

- ✓ Absorbeert geen water, ideaal voor tilsituaties bij baden
- ✓ Kan gedesinfecteerd worden met alcohol



Disposable materiaal

- ✓ Stevig en duurzaam niet geweven katoen of polyester
- ✓ In plaats van wassen na gebruik worden deze tilbanden weggegooid na gebruik
- ✓ Voorkomt verspreiding van multiresistente bacteriën.



Tilbanden met niet gescheiden beenondersteuning

ClassicSling



- ✓ De gebruiker kan rechtop zitten
- ✓ Geeft de gebruiker steun over de hele rug (vanaf de knieholten tot en met de schouders)
- ✓ Niet gescheiden beensteunen, de tilband blijft in de stoel na de transfer
- ✓ Rechte zitpositie
- ✓ Is ook geschikt voor mensen met een hoge beenamputatie;
- ✓ Verkrijgbaar in meerdere maten
- ✓ Voor gebruikers met een maximaal lichaamsgewicht van 300 kg.



Art. nr	Productomschrijving	Aanbevolen gebruikers gewicht	Afmeting tilband	Totale hoogte Tilband	Prijs
41222003	ClassicSling, polyester net, XS	20-40 kg	30 cm	80 cm	€ 253,00
41222004	ClassicSling, polyester net, S	30-60 kg	38 cm	90 cm	€ 253,00
41222006	ClassicSling, polyester net, M	55-85 kg	46 cm	95 cm	€ 253,00
41222007	ClassicSling, polyester net, L	80-120 kg	63 cm	98 cm	€ 253,00
41222008	ClassicSling, polyester net, XL	110-140 kg	80 cm	100 cm	€ 253,00

41221404	ClassicSling polyester net met Toiletopening, S	30-60 kg	38 cm	90 cm	€ 253,00
41221406	ClassicSling polyester net met Toiletopening, M	55-85 kg	46 cm	95 cm	€ 253,00
41221407	ClassicSling polyester net met Toiletopening, L	80-120 kg	63 cm	98 cm	€ 253,00



ClassicHBSling



- ✓ Niet gescheiden beensteunen, kan worden achtergelaten in de stoel na de transfer
- ✓ Hoge rug; de gebruiker wordt ondersteund van de knieholten tot het hoofd
- ✓ Rechte zitpositie
- ✓ Is ook geschikt voor mensen met een hoge beenamputatie;
- ✓ Voor gebruikers die steun voor het hoofd nodig hebben;
- ✓ Uitzonderlijk geschikt voor zorgvragers met pijnlijke gewrichten;
- ✓ Maximaal gebruikersgewicht 300 kg



Art. nr	Productomschrijving	Aanbevolen gebruikers gewicht	Afmeting tilband	Totale hoogte Tilband	Prijs
41522003	ClassicHBSling, polyester net, XS	20-40 kg	30 cm	95 cm	€ 279,00
41522004	ClassicHBSling, polyester net, S	30-60 kg	40 cm	98 cm	€ 279,00
41522006	ClassicHBSling, polyester net, M	55-85 kg	48 cm	106 cm	€ 279,00
41522007	ClassicHBSling, polyester net, L	80-120 kg	65 cm	110 cm	€ 279,00
41522008	ClassicHBSling, polyester net, XL	110-140 kg	80 cm	115 cm	€ 279,00



FlexibleSling, niet gescheiden




- ✓ Niet gescheiden beensteunen; kan worden achtergelaten in de stoel na de transfer
- ✓ Geeft de gebruiker steun aan rug en hoofd (ondersteunt onder de benen en vanaf het stuitje tot en met het hoofd);
- ✓ De gebruiker leunt iets achterover
- ✓ Volgt de vorm van het lichaam
- ✓ Voor gebruikers met een maximaal lichaamsgewicht van 300 kg;
- ✓ Speciaal geschikt voor gebruikers met misvormingen, pijnlijke gewrichten en/of beenamputaties
- ✓ Is ook verkrijgbaar met toiletopening voor het vergemakkelijken van de toiletbezoeken



Art. nr	Productomschrijving	Aanbevolen gebruikers gewicht	Afmeting tilband	Totale hoogte Tilband	Prijs
42521003	FlexibleSling, onverdeeld, XS	20-40 kg	75 cm	80 cm	€ 317,00
42521004	FlexibleSling, onverdeeld, S	30-70 kg	85 cm	85 cm	€ 317,00
42521006	FlexibleSling, onverdeeld, M	60-90 kg	94 cm	93 cm	€ 317,00
42521007	FlexibleSling, onverdeeld, L	80-130 kg	105 cm	96 cm	€ 317,00
42521008	FlexibleSling, onverdeeld, XL	110-180 kg	115 cm	98 cm	€ 317,00



42521403	FlexSling, onverdeeld + opening, pe.net, XS	20-40 kg	75 cm	80 cm	€ 366,00
42521404	FlexSling, onverdeeld + opening, pe.net, S	30-70 kg	85 cm	85 cm	€ 366,00
42521406	FlexSling, onverdeeld + opening, pe.net, M	60-90 kg	94 cm	93 cm	€ 366,00
42521407	FlexSling, onverdeeld + opening, pe.net, L	80-130 kg	105 cm	96 cm	€ 366,00
42521408	FlexSling, onverdeeld + opening, pe.net, XL	110-180 kg	115 cm	98 cm	€ 366,00



BariSling



- ✓ Niet gescheiden beensteunen, kan achtergelaten worden in de stoel na de transfer
- ✓ Schouder-hoge rug; de gebruiker wordt ondersteund vanaf de knieholten tot de schouders
- ✓ Licht achteruit leunende zitpositie
- ✓ Speciaal model voor extreem grote en zware gebruikers (vanaf 200 kg)
- ✓ Maximale gebruikersgewicht 570 kg



Art. nr	Productomschrijving	Aanbevolen gebruikers gewicht	Afmeting tilband	Totale hoogte Tilband	Prijs
47001010	BariSling, polyester, XXXL	200-570 kg	-	-	€ 833,00
47001011	BariSling, polyester, XXXXL	250-570 kg	-	-	€ 876,00
47091010	BariSling, disposable non woven material, XXXL (2 stuks)	200-450 kg	-	-	€ 317,00



Tilbanden met gescheiden beenondersteuning

LowBackSling



- ✓ De gebruiker kan rechtop zitten
- ✓ Geschikt voor gebruikers met stabiel bovenlichaam
- ✓ Geeft de gebruiker vooral steun in de onderrug (onder de benen en vanaf het stuitje tot onder de oksels)
- ✓ Makkelijk te hanteren door de gescheiden beensteunen
- ✓ Zakje aan de onderzijde voor het gemakkelijk aanbrengen van de tilband
- ✓ Voor gebruikers met een maximaal lichaamsgewicht van 300 kg
- ✓ Voor individuele aanpassingen accessoires verkrijgbaar



Art. nr	Productomschrijving	Aanbevolen gebruikers gewicht	Afmeting tilband	Totale hoogte Tilband	Prijs
40200002	LowBackSling, polyester, XXS	10-25 kg	21 cm	60 cm	€ 275,00
40200003	LowBackSling, polyester, XS	20-35 kg	27 cm	60 cm	€ 275,00
40200004	LowBackSling, polyester, S	30-50 kg	37 cm	77 cm	€ 275,00
40200006	LowBackSling, polyester, M	48-80 kg	47 cm	85 cm	€ 275,00
40200007	LowBackSling, polyester, L	75-110 kg	57 cm	90 cm	€ 275,00
40200008	LowBackSling, polyester, XL	100-140 kg	67 cm	92 cm	€ 275,00
40200009	LowBackSling, polyester, XXL	130-190 kg	77 cm	92 cm	€ 275,00



40220002	LowBackSling, polyester net, XXS	10-25 kg	21 cm	60 cm	€ 253,00
40220003	LowBackSling, polyester net, XS	20-35 kg	27 cm	60 cm	€ 253,00
40220004	LowBackSling, polyester net, S	30-50 kg	37 cm	77 cm	€ 253,00
40220006	LowBackSling, polyester net, M	48-80 kg	47 cm	85 cm	€ 253,00
40220007	LowBackSling, polyester net, L	75-110 kg	57 cm	90 cm	€ 253,00
40220008	LowBackSling, polyester net, XL	100-140 kg	67 cm	92 cm	€ 253,00
40220009	LowBackSling, polyester net, XXL	130-190 kg	77 cm	92 cm	€ 253,00



BasicSling



- ✓ De gebruiker kan rechtop zitten
- ✓ Geschikt voor gebruikers met stabiel bovenlichaam
- ✓ Geeft de gebruiker vooral steun in de onderrug (onder de benen en vanaf het stuitje tot onder de oksels)
- ✓ Makkelijk te hanteren door de gescheiden beensteunen
- ✓ Zakje aan de onderzijde voor het gemakkelijk aanbrengen van de tilband
- ✓ Voor gebruikers met een maximaal lichaamsgewicht van 300 kg
- ✓ Voor individuele aanpassingen accessoires verkrijgbaar



Art. nr	Productomschrijving	Aanbevolen gebruikers gewicht	Afmeting tilband	Totale hoogte Tilband	Prijs
40500002	BasicSling, polyester, XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm	€ 328,00
40500003	BasicSling, polyester, XS	20-35 kg	27 cm	65 cm	€ 328,00
40500004	BasicSling, polyester, S	35-55 kg	37 cm	77 cm	€ 328,00
40500006	BasicSling, polyester, M	45-80 kg	50 cm	89 cm	€ 328,00
40500007	BasicSling, polyester, L	75-110 kg	60 cm	95 cm	€ 328,00
40500008	BasicSling, polyester, XL	100-150 kg	65 cm	98 cm	€ 328,00
40500009	BasicSling, polyester net, XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm	€ 328,00

40520002	BasicSling, polyester net, XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm	€ 328,00
40520003	BasicSling, polyester net, XS	20-35 kg	27 cm	65 cm	€ 328,00
40520004	BasicSling, polyester net, S	35-55 kg	37 cm	77 cm	€ 328,00
40520006	BasicSling, polynet, M	45-80 kg	50 cm	89 cm	€ 328,00
40520007	BasicSling, polyester net, L	75-110 kg	60 cm	95 cm	€ 328,00
40520008	BasicSling, polyester net, XL	100-150 kg	65 cm	98 cm	€ 328,00
40520009	BasicSling, polyester net, XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm	€ 328,00

40522002	BasicSling, polyester net, zonder versteviging in beendelen, XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm	€ 278,00
40522003	BasicSling, polyester net, zonder versteviging in beendelen, XS	20-35 kg	27 cm	65 cm	€ 278,00
40522004	BasicSling, polyester net, zonder versteviging in beendelen, S	35-55 kg	37 cm	77 cm	€ 278,00
40522006	BasicSling, polyester net, zonder versteviging in beendelen, M	45-80 kg	50 cm	89 cm	€ 278,00
40522007	BasicSling, polyester net, zonder versteviging in beendelen, L	75-110 kg	60 cm	95 cm	€ 278,00
40522008	BasicSling, polyester net, zonder versteviging in beendelen, XL	100-150 kg	65 cm	98 cm	€ 278,00
40522009	BasicSling, polyester net, zonder versteviging in beendelen, XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm	€ 278,00



HighBackSling



- ✓ Geeft de gebruiker vooral steun in hoog in de rug (onder de benen en vanaf het stuitje tot en met het hoofd)
- ✓ Plastic baleinen voor extra stabiliteit van de hoofdsteun
- ✓ De gebruiker leunt iets achterover
- ✓ Makkelijk te hanteren door de gescheiden beensteunen;
- ✓ HighBackSling van polyester net is verkrijgbaar met of zonder versterkte beensteunen
- ✓ Voor gebruikers met een maximaal lichaamsgewicht van 300 kg (let op: de disposable sling is geschikt voor gebruikers tot maximaal 200 kg)



Art. nr	Productomschrijving	Aanbevolen gebruikers gewicht	Afmeting tilband	Totale hoogte Tilband	Prijs
40800002	HighBackSling, polyester, XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm	€ 328,00
40800003	HighBackSling, polyester, XS	20-35 kg	25cm	85 cm	€ 328,00
40800004	HighBackSling, polyester, S	30-55 kg	35 cm	91 cm	€ 328,00
40800006	HighBackSling, polyester, M	50-90 kg	45 cm	94 cm	€ 328,00
40800007	HighBackSling, polyester, L	80-110 kg	56 cm	98 cm	€ 328,00
40800008	HighBackSling, polyester, XL	110-160 kg	62 cm	98 cm	€ 328,00
40800009	HighBackSling, polyester, XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm	€ 328,00

40820002	HighBackSling, poly.net, XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm	€ 349,00
40820003	HighBackSling, polyester net, XS	20-35 kg	25cm	85 cm	€ 349,00
40820004	HighBackSling, polyester net, S	30-55 kg	35 cm	91 cm	€ 349,00
40820006	HighBackSling, polyester net, M	50-90 kg	45 cm	94 cm	€ 349,00
40820007	HighBackSling, polyester net, L	80-110 kg	56 cm	98 cm	€ 349,00
40820008	HighBackSling, polyester net, XL	110-160 kg	62 cm	98 cm	€ 349,00
40820009	HighBackSling, polyester net, XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm	€ 349,00

40822002	HighB.Sling,polyester net, zonder versteviging in beendelen, t.XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm	€ 344,00
40822003	HighBSling,polyester net, zonder versteviging in beendelen, XS	20-35 kg	25cm	85 cm	€ 344,00
40822004	HighBSling,polyester net, zonder versteviging in beendelen, S	30-55 kg	35 cm	91 cm	€ 344,00
40822006	HighBSling,polyester net, zonder versteviging in beendelen, M	50-90 kg	45 cm	94 cm	€ 344,00
40822007	HighBSling,polyester net, zonder versteviging in beendelen, L	80-110 kg	56 cm	98 cm	€ 344,00
40822008	HighBSling,polyester net, zonder versteviging in beendelen, XL	110-160 kg	62 cm	98 cm	€ 344,00
40822009	HighBSling, polyester net, zonder versteviging in beendelen, XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm	€ 344,00

40852002	HighBackSling, plastic net, XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm	€ 355,00
40852003	HighBackSling, plastic net, XS	20-35 kg	25cm	85 cm	€ 355,00
40852004	HighBackSling, plastic net, S	30-55 kg	35 cm	91 cm	€ 355,00
40852006	HighBackSling, plastic net, M	50-90 kg	45 cm	94 cm	€ 355,00
40852007	HighBackSling, plastic net, L	80-110 kg	56 cm	98 cm	€ 355,00
40852008	HighBackSling, plastic net, XL	110-160 kg	62 cm	98 cm	€ 355,00
40852009	HighBackSling, plastic net, XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm	€ 355,00

40890004	HighBackSling, disposable, non woven, S (5 stuks)	30-55 kg	35 cm	91 cm	€ 339,00
40890006	HighBackSling, disposable, non woven, M (5 stuks)	50-90 kg	45 cm	94 cm	€ 349,00
40890007	HighBackSling, disposable, non woven, L (5 stuks)	80-110 kg	56 cm	98 cm	€ 476,00
40890008	HighBackSling, disposable, non woven, XL (5 stuks)	110-160 kg	62 cm	98 cm	€ 625,00
40890009	HighBackSling, disposable, non woven, XXL (5 stuks)	150-250 kg	62 cm	98 cm	€ 731,00



ShellBackSling



- ✓ De gebruiker kan rechtop zitten, de positie kan makkelijk worden aangepast met twee lussen
- ✓ Geeft ondersteuning tot en met het hoofd met verstelbare hoofdsteun
- ✓ Verkrijgbaar in meerdere materialen en maten
- ✓ Makkelijk te hanteren door de gescheiden beensteunen
- ✓ Verkrijgbaar met en zonder versterkte beensteunen
- ✓ Voor gebruikers met een maximaal lichaamsgewicht van 300 kg
- ✓ Voor individuele aanpassingen accessoires verkrijgbaar



Art. nr	Productomschrijving	Aanbevolen gebruikers gewicht	Afmeting tilband	Totale hoogte Tilband	Prijs
40700002	ShellHBSling, polyester, XXS	10-30 kg	17 cm	80 cm	€ 349,00
40700003	ShellHBSling, polyester, XS	20-35 kg	25 cm	85 cm	€ 349,00
40700004	ShellHBSling, polyester, S	30-55 kg	35 cm	94 cm	€ 349,00
40700006	ShellHBSling, polyester, M	50-90 kg	40 cm	97 cm	€ 349,00
40700007	ShellHBSling, polyester, L	80-120 kg	45 cm	98 cm	€ 349,00
40700008	ShellHBSling, polyester, XL	110-160 kg	55 cm	100 cm	€ 349,00
40700009	ShellHBSling, polyester, XXL	150-210 kg	65 cm	100 cm	€ 349,00



FlexibleSling (met gescheiden beensteunen)



- ✓ De gebruiker leunt iets achterover
- ✓ Volgt de vorm van het lichaam
- ✓ Geeft de gebruiker steun aan rug en hoofd (ondersteunt onder de benen en vanaf het stuitje tot en met het hoofd)
- ✓ Verkrijgbaar met en zonder verstevigde beensteunen
- ✓ Voor gebruikers met een maximaal lichaamsgewicht van 300 kg



Art. nr	Productomschrijving	Aanbevolen gebruikers gewicht	Afmeting tilband	Totale hoogte Tilband	Prijs
42520002	FlexibleSling, polyester net, XXS	10-30 kg	20 cm	75 cm	€ 366,00
42520003	FlexibleSling, polyester net, XS	20-35 kg	25 cm	81 cm	€ 366,00
42520004	FlexibleSling, polyester net, S	25-55 kg	35 cm	90 cm	€ 366,00
42520006	FlexibleSling, polyester net, M	50-75 kg	45 cm	102 cm	€ 366,00
42520007	FlexibleSling, polyester net, L	170-110 kg	55 cm	102 cm	€ 366,00
42520008	FlexibleSling, polyester net, XL	100-130 kg	65 cm	104 cm	€ 366,00



42522002	FlexibleSling, PEnet, niet verstevigd-XXS	10-30 kg	20 cm	75 cm	€ 313,00
42522003	FlexibleSling, PEnet, niet verstevigd-XS	20-35 kg	25 cm	81 cm	€ 313,00
42522004	FlexibleSling, PEnet, niet verstevigd-S	25-55 kg	35 cm	90 cm	€ 313,00
42522006	FlexibleSling, PEnet, niet verstevigd-M	50-75 kg	45 cm	102 cm	€ 313,00
42522007	FlexibleSling, PEnet, niet verstevigd-L	170-110 kg	55 cm	102 cm	€ 313,00
42522008	FlexibleSling, PEnet, niet verstevigd-XL	100-130 kg	65 cm	104 cm	€ 313,00



Amputatie Tilbanden

AmpSling



- ✓ Speciaal voor gebruikers met een dubbelzijdige, hoge beenamputatie
- ✓ De gebruiker kan rechtop zitten
- ✓ Geeft de gebruiker steun over de hele rug (onder de benen en van het stuitje tot en met de schouders)
- ✓ Makkelijk hanteerbaar door gescheiden beensteunen
- ✓ Voor gebruikers met een maximaal lichaamsgewicht van 300 kg



Art. nr	Productomschrijving	Aanbevolen gebruikers gewicht	Afmeting tilband	Totale hoogte Tilband	Prijs
42700003	AmpSling, polyester, XS	20-40 kg	27 cm	85 cm	€ 398,00
42700004	AmpSling, polyester, S	35-60 kg	37 cm	90 cm	€ 398,00
42700006	AmpSling, polyester, M	50-80 kg	45 cm	97 cm	€ 398,00
42700007	AmpSling, polyester, L	70-110 kg	50 cm	100 cm	€ 398,00
42700008	AmpSling, polyester, XL	100-130 kg	60 cm	100 cm	€ 398,00
42700009	AmpSling, polyester, XXL	120-180 kg	70 cm	100 cm	€ 398,00



42720003	AmpSling, polyester net, XS	20-40 kg	27 cm	85 cm	€ 409,00
42720004	AmpSling, polyester net, S	35-60 kg	37 cm	90 cm	€ 409,00
42720006	AmpSling, polyester net, M	50-80 kg	45 cm	97 cm	€ 409,00
42720007	AmpSling, polyester net, L	70-110 kg	50 cm	100 cm	€ 409,00
42720008	AmpSling, polyester net, XL	100-130 kg	60 cm	100 cm	€ 409,00
42720009	AmpSling, polyester net, XXL	120-180 kg	70 cm	100 cm	€ 409,00



AmpHBSling



- ✓ Gescheiden beensteunen, gemakkelijk voor de zorgverlener om aan te brengen en te verwijderen, de gebruiker zit niet op de sling
- ✓ Kleinere opening waardoor deze sling ook geschikt is voor gebruikers met hogere amputaties
- ✓ Hoge rug ondersteuning; de gebruiker is ondersteund van de stuit tot boven het hoofd en onder de beenstompen.
- ✓ Rechte zitpositie
- ✓ Zak aan onderzijde waarmee de sling makkelijker is aan te brengen
- ✓ Maximale gebruikersgewicht 300 kg



Art. nr	Productomschrijving	Aanbevolen gebruikers gewicht	Afmeting tilband	Totale hoogte Tilband	Prijs
42800004	AmpHBSling, Polyester, S	35-60 kg	37 cm	90 cm	€ 476,00
42800006	AmpHBSling, Polyester, M	50-80 kg	45 cm	97 cm	€ 476,00
42800007	AmpHBSling, Polyester, L	70-110 kg	50 cm	100 cm	€ 476,00
42800008	AmpHBSling, Polyester, XL	100-130 kg	60 cm	100 cm	€ 476,00



Hygiëne Tilbanden

HygieneSling



- ✓ Speciaal gemaakt om iemand makkelijk te helpen aan- en uitkleden bij toiletbezoek
- ✓ De gebruiker leunt licht achterover
- ✓ Geeft de gebruiker steun in de rug (onder de benen en tot de oksels)
- ✓ Makkelijk te hanteren door de gescheiden beensteunen;
- ✓ Verkrijgbaar met en zonder riem
- ✓ Voor gebruikers met een maximaal lichaamsgewicht van 300 kg



Art. nr	Productomschrijving	Aanbevolen gebruikers gewicht	Afmeting tilband	Totale hoogte Tilband	Prijs
43504002	HygieneSling, met gordel, polyester, XXS	10-30 kg	25 cm	50 cm	€ 357,00
43504003	HygieneSling, met gordel, polyester, XS	25-45 kg	35 cm	65 cm	€ 357,00
43504004	HygieneSling, met gordel, polyester, S	40-60 kg	48 cm	75 cm	€ 357,00
43504006	HygieneSling, met gordel, polyester, M	55-85 kg	55 cm	87 cm	€ 357,00
43504007	HygieneSling, met gordel, polyester, L	75-100 kg	60 cm	93 cm	€ 357,00
43504008	HygieneSling, met gordel, polyester, XL	90-130 kg	80 cm	95 cm	€ 357,00
43504009	HygieneSling, met gordel, polyester, XXL	120-170 kg	90 cm	95 cm	€ 357,00



43604002	HygieneSling, excl.gordel,polyester, XXS	10-30 kg	25 cm	50 cm	€ 303,00
43604003	HygieneSling, excl. gordel, polyester, XS	25-45 kg	35 cm	65 cm	€ 303,00
43604004	HygieneSling, excl. gordel, polyester, S	40-60 kg	48 cm	75 cm	€ 303,00
43604006	HygieneSling, excl. gordel, polyester, M	55-85 kg	55 cm	87 cm	€ 303,00
43604007	HygieneSling, excl. gordel, polyester, L	75-100 kg	60 cm	93 cm	€ 303,00
43604008	HygieneSling, excl. gordel, polyester, XL	90-130 kg	80 cm	95 cm	€ 303,00
43604009	HygieneSling, excl.gordel, polyester, XXL	120-170 kg	90 cm	95 cm	€ 303,00



43904003	HygieneSling,extra rugsteun,polyester,XS	25-45 kg	35 cm	65 cm	€ 391,00
43904004	HygieneSling,extra rugsteun,polyester,S	40-60 kg	48 cm	75 cm	€ 391,00
43904006	HygieneSling,extra rugsteun,polyester,M	55-85 kg	55 cm	87 cm	€ 391,00
43904007	HygieneSling,extra rugsteun,polyester,L	75-100 kg	60 cm	93 cm	€ 391,00
43904008	HygieneSling,extra rugsteun,polyester,XL	90-130 kg	80 cm	95 cm	€ 391,00

HygieneLBSling



- ✓ Speciaal gemaakt om iemand makkelijk te helpen aan- en uitkleden bij toiletbezoek
- ✓ Gescheiden beensteunen, gemakkelijk voor de zorgverlener om aan te brengen en te verwijderen, de gebruiker zit niet op de sling.
- ✓ Low back; de gebruiker wordt ondersteund achter de rug, tot onder de armen en onder de benen
- ✓ Rechte zitpositie
- ✓ Voor gebruikers met een goede romp en hoofdstabiliteit en goede tonus
- ✓ Een riem met gesp biedt de zorgvrager een groter gevoel van veiligheid
- ✓ Maximale gebruikersgewicht 300 kg



Art. nr	Productomschrijving	Aanbevolen gebruikers gewicht	Afmeting tilband	Totale hoogte Tilband	Prijs
43804002	HygieneLBSling, polyester, XXS	10-30 kg	25 cm	92 cm	€ 434,00
43804003	HygieneLBSling, polyester, XS	25-45 kg	28 cm	92 cm	€ 434,00
43804004	HygieneLBSling, polyester, S	40-60 kg	30 cm	96 cm	€ 434,00
43804006	HygieneLBSling, polyester, M	55-80 kg	35 cm	102 cm	€ 434,00
43804007	HygieneLBSling, polyester, L	75-110 kg	41 cm	102 cm	€ 434,00
43804008	HygieneLBSling, polyester, XL	90-130 kg	46 cm	104 cm	€ 434,00
43804009	HygieneLBSling, polyester, XXL	120-170 kg	60 cm	104 cm	€ 434,00



HygieneHBSling



- ✓ Speciaal gemaakt om iemand makkelijk te helpen aan- en uitkleden bij toiletbezoek
- ✓ Gescheiden beensteunen gemakkelijk voor de zorgverlener bij het aanbrengen en verwijderen van de tilband, de gebruiker zit niet op de tilband
- ✓ High back; de gebruiker wordt ondersteund achter de rug, achter het hoofd, rond het bovenlijf en onder de benen.
- ✓ Rechtop zittend houding
- ✓ Voor gebruikers die extra veel steun nodig hebben, ook voor het hoofd, en met een bepaalde tonus
- ✓ Een riem met gesp geeft de gebruiker een extra gevoel van veiligheid
- ✓ Maximale gebruiksgewicht (SWL) 300 kg



Art. nr	Productomschrijving	Aanbevolen gebruikers gewicht	Afmeting tilband	Totale hoogte Tilband	Prijs
43704002	HygieneHBSling, polyester, XXS	10-30 kg	25 cm	92 cm	€ 391,00
43704003	HygieneHBSling, polyester, XS	25-45 kg	28 cm	92 cm	€ 391,00
43704004	HygieneHBSling, polyester, S	40-60 kg	30 cm	96 cm	€ 391,00
43704006	HygieneHBSling, polyester, M	55-80 kg	35 cm	102 cm	€ 391,00
43704007	HygieneHBSling, polyester, L	75-110 kg	41 cm	102 cm	€ 391,00
43704008	HygieneHBSling, polyester, XL	90-130 kg	46 cm	104 cm	€ 391,00
43704009	HygieneHBSling, polyester, XXL	120-170 kg	60 cm	104 cm	€ 391,00




FlexibleSling, niet gescheiden



- ✓ Niet gescheiden beensteunen; kan worden achtergelaten in de stoel na de transfer
- ✓ Geeft de gebruiker steun aan rug en hoofd (ondersteunt onder de benen en vanaf het stuitje tot en met het hoofd)
- ✓ De gebruiker leunt iets achterover
- ✓ Volgt de vorm van het lichaam
- ✓ Voor gebruikers met een maximaal lichaamsgewicht van 300 kg
- ✓ Voorzien van toiletopening voor het vergemakkelijken van de toiletbezoeken



Art. nr	Productomschrijving	Aanbevolen gebruikers gewicht	Afmeting tilband	Totale hoogte Tilband	Prijs
42521403	FlexSling,onverdeeld + opening, polyester net, XS	20-40 kg	75 cm	80 cm	€ 366,00
42521404	FlexSling,onverdeeld + opening, polyester net, S	30-70 kg	85 cm	85 cm	€ 366,00
42521406	FlexSling,onverdeeld + opening, polyester net, M	60-90 kg	94 cm	93 cm	€ 366,00
42521407	FlexSling,onverdeeld + opening, polyester net, L	80-130 kg	105 cm	96 cm	€ 366,00
42521408	FlexSling,onverdeeld + opening, polyester net, XL	110-180 kg	115 cm	98 cm	€ 366,00




Accessoires Tilbanden

Artnr.	Productomschrijving	Prijs
49302000	HeadSupport Accessoire voor tilbanden zonder hoofdsteen	€ 92,00



49182006	AdjustmentLoop, 18 cm, 2 stuks	€ 14,00
49182007	AdjustmentLoop, 28 cm, 2 stuks	€ 15,00

AdjustmentLoop is een verlengingsband, hoofdzakelijk gebruikt om de tilbanden van het juk uit te breiden tot op de gewenste hoogte; bijvoorbeeld om zorgvragers in een meer achterover leunende positie te kunnen plaatsen of ze in de gelegenheid te stellen meer rechtop te gaan zitten, of om een betere balans te krijgen.



49700001	Naamplaatjes (10 stuks) Gemaakt van stof, kleuruitvoering	€ 32,00
49700002	Naamplaatjes (100 stuks) Gemaakt van polyester, zwart-wit uitvoering	€ 105,00

Voor etikettering van tilbanden, riemen en andere hulpmiddelen



49982000	LoopTag, set van 4 stuks Voor het markeren van tilbandlussen	€ 23,00
----------	--	---------



49373300	StrapsPadding, per paar	€ 54,00
----------	--------------------------------	---------



49350000	StrapsPadding, Wipeable, per paar	€ 83,00
----------	--	---------

StrapsPadding zijn gevoerde tilbandhoezen die kunnen worden gebruikt voor extra comfort.

49373003	SoftLegSupport, XS (2 stuks)	€ 74,00
49373006	SoftLegSupport, S/M (2 stuks)	€ 74,00
49373007	SoftLegSupport, L/XL (2 stuks)	€ 74,00



49180000	SlingBelt De SlingBelt geeft een extra gevoel van veiligheid bij gebruik van een tilband. Lengte SlingBelt is 150 cm	€ 73,00
----------	---	---------



Tilbanden voor opstaan, sta- en looptraining

StandingVest



StandingVest is een tilvest dat speciaal ontworpen is voor tillen in samenwerking met sta-training als de zorgvrager gebruik maakt van een stasteun. StandingVest biedt ondersteuning in het kruis, rondom de romp en helemaal opwaarts tot achter het hoofd. Het wordt op z'n plaats gehouden door een beenharnas bij het kruis. StandingVest is beschikbaar in verschillende maten, allemaal voor zorgvragers tot maximaal 300 kg.

- ✓ Gemakkelijk aan te brengen door de zorgverlener
- ✓ Ontworpen om de zorgvrager veilig en comfortabel te activeren
- ✓ Biedt ondersteuning in het kruis, rondom de romp en helemaal opwaarts tot achter het hoofd
- ✓ Max. gewicht 300 kg



Art. nr	Productomschrijving	Aanbevolen gebruikers gewicht	Afmeting tilband	Totale hoogte Tilband	Prijs
44503003	StandingVest, polyester, XS	15-40 kg	82 cm	68 cm	€ 568,00
44503004	StandingVest, polyester, S	20-50 kg	96 cm	73 cm	€ 568,00
44503006	StandingVest, polyester, M	40-60 kg	110 cm	73 cm	€ 568,00
44503007	StandingVest, polyester, L	50-80 kg	122 cm	73 cm	€ 568,00
44503008	StandingVest, polyester, XL	70-100 kg	130 cm	73 cm	€ 568,00



WalkingVest



Dit tilvest is speciaal ontworpen om iemand te ondersteunen bij het opstaan en bij loopoefeningen. U gebruikt het in combinatie met een vaste of verplaatsbare lift. Het tilvest geeft de gebruiker ondersteuning rond het bovenlichaam en bij de liezen. Het blijft goed op zijn plaats zitten door het opgevulde beenharnas.

- ✓ Geeft ondersteuning bij het opstaan en bij loopoefeningen
- ✓ Kan gebruikt worden i.c.m. een vaste of verplaatsbare lift.
- ✓ Makkelijk te hanteren voor zorgverleners
- ✓ Veilig in gebruik
- ✓ Geeft de gebruiker steun rond het bovenlichaam en de liezen
- ✓ Verkrijgbaar in meerdere maten
- ✓ Voor gebruikers met een maximaal lichaamsgewicht van 300 kg



Art. nr	Productomschrijving	Aanbevolen gebruikers gewicht	Afmeting tilband	Totale hoogte Tilband	Prijs
44200002	WalkingVest, polyester, XXS	15-40 kg	60 cm	67 cm	€ 451,00
44200003	WalkingVest, polyester, XS	25-50 kg	70 cm	68 cm	€ 451,00
44200004	WalkingVest, polyester, S	40-60 kg	82 cm	68 cm	€ 451,00
44200006	WalkingVest, polyester, M	55-80 kg	96 cm	73 cm	€ 451,00
44200007	WalkingVest, polyester, L	75-100 kg	110 cm	73 cm	€ 451,00
44200008	WalkingVest, polyester, XL	90-110 kg	122 cm	73 cm	€ 451,00
44200009	WalkingVest, polyester, XXL	100-130 kg	142 cm	75 cm	€ 451,00



BariVest is een vest dat ontworpen is voor opstaan, sta-training en looptraining met zorgvragers die 180 kg of meer wegen. Het kan gebruikt worden in combinatie met mobiele en stationaire liften, met een vier-punts tiljuk of met BariTurn. BariVest bestaat uit een achtergedeelte, een voorgedeelte en een smaller gedeelte in het midden zodat het comfortabel zit in het kruis. Het heeft twee lussen voor tiljukken, aan de voor- en achterzijde, en riemen op drie niveaus.

- ✓ Makkelijk om aan te brengen
- ✓ Ontwikkeld voor meer zekerheid en veiligheid bij het opstaan, sta-training en looptraining
- ✓ Geeft goede ondersteuning in de lies en om het bovenlichaam
- ✓ Speciaal model voor extreme grote en zware gebruikers(meer dan 180 kg)
- ✓ Maximaal gebruikersgewicht tot 570 kg



Art. nr	Productomschrijving	Aanbevolen gebruikersgewicht	Afmeting tilband	Totale hoogte Tilband	Prijs
47103010	BariVest, polyester, XXXL	180-300 kg	190-280 cm	-	€ 833,00
47103011	BariVest, polyester, XXXXL	250-570 kg	230-310 cm	-	€ 833,00
Accessoire BariVest					
49692000	BariVest cover Disposable Hoes voor het middelste deel van BariVest, wegwerp, één maat, 5 stuks				€ 101,00




Tilbanden voor horizontaal tillen en draaien

StretcherSling



StretcherSling wordt gebruikt in combinatie met een speciaal ontworpen tiljuk; Handicare StretcherBar, voor horizontaal tillen. Deze is uitgerust met 10 ophangpunten, vijf aan iedere kant van de zorgvrager, welke een gelijkmatige ondersteuning bieden onder het hele lichaam. StretcherSling is zo ontworpen, dat de zorgvrager in een liggende positie verplaatst kan worden. StretcherSling is leverbaar in verschillende materialen en één maat voor zorgvragers met een maximaal gewicht van 300 kg.



- ✓ Gemakkelijk om aan te brengen en te verwijderen
- ✓ Geeft de gebruiker een veilig gevoel
- ✓ Vijf tilpunten aan beide kanten van de tilband
- ✓ StretcherSling is verkrijgbaar in twee verschillende materialen en in een maat voor zorgvragers met een gewicht van maximaal 300 kg
- ✓ Maximale gebruikersgewicht 300 kg

Art. nr	Productomschrijving	Aanbevolen gebruikersgewicht	Afmeting tilband	Totale hoogte Tilband	Prijs
46502007	StretcherSling, polyester	50-200 kg	180 cm	86 cm	€ 423,00



46592007	StretcherSling, disposable, universeel, 5 stuks	50-200 kg	180 cm	86 cm	€ 529,00
----------	---	-----------	--------	-------	----------


StretcherSling, disposable is gemaakt van stevig non-woven materiaal. In plaats van deze te wassen wordt de tilband weggegooid na gebruik, wanneer het vuil wordt of wanneer de gebruiker het niet meer nodig heeft. Dit voorkomt het verspreiden van multi-resistente en andere type bacteriën.





TurningSling is disposable en wordt gebruikt in combinatie met een 2-punts tiljuk, gemonteerd op een vaste of verplaatsbare lift, om zorgvragers in bed te kunnen draaien. TurningSling bevordert ook de zelfverzorging en vergemakkelijkt de aan- en uitkleding. TurningSling is gemaakt van een stevig, slijtvaste non-woven materiaal. In plaats van deze te wassen, wordt de tilband weggegooid na gebruik, als het vuil is of niet meer nodig is. Dit voorkomt het verspreiden van multi-resistente of andere bacteriën.

- ✓ Ideaal voor het stuitbeen , sacrale , en spinale wondverzorging en het verschonen van bandage.
- ✓ Ideaal voor patiënten die een bedpan gebruiken en voor het snel vervangen van incontinentie materiaal
- ✓ Vergemakkelijkt het wassen op bed en het vervangen van het linnengoed
- ✓ Infectie controle



Art. nr	Productomschrijving	Aanbevolen gebruikersgewicht	Prijs
49592000	TurningSling, disposable met twee lussen aan iedere zijde Niet geweven materiaal, één maat Maximaal gebruikersgewicht: 250 kg Per 5 stuks	50 -250 kg	€ 179,00
49592005	TurningSling, disposable met één lus aan iedere zijde Niet geweven materiaal, één maat Maximaal gebruikersgewicht: 250 kg 5 stuks	50 -250 kg	€ 105,00




SafeHandlingSheet





U gebruikt dit laken om iemand te tillen vanuit en naar een liggende positie in combinatie met een tillift of een tweepunts tiljuk. Tijdens de transfer of het positioneren ligt de gebruiker volledig horizontaal in de SafeHandlingSheet. Dit hulpmiddel is ook verkrijgbaar in een wegwerpversie.

- ✓ Veilig in gebruik door 16 ophangpunten (8 aan iedere kant)
- ✓ Elk ophangpunt heeft drie gekleurde lussen in verschillende lengtes voor bevestiging aan de tillift of het tiljuk
- ✓ Handvatten voor handmatige positionering
- ✓ Handige opbergzakjes voor de tillussen
- ✓ Verkrijgbaar in vijf verschillende materialen en maten
- ✓ Ook verkrijgbaar in een wegwerpversie (om verspreiding van multi-resistente en andere besmettelijke bacteriën te voorkomen)
- ✓ Voor individuele aanpassingen accessoires verkrijgbaar



Art. nr	Productomschrijving	Aanbevolen gebruikersgewicht	Lengte x breedte	Prijs
47522007	SafeHandlingSheet, PE-net, L Luchtig, goed ventilerend materiaal Maximaal gebruikersgewicht: 300 kg 1stuk	50-300 kg	240 x 115 cm	€ 557,00
47542007	SafeHandlingSheet, PE-net/WL4W, L Luchtig, goed ventilerend materiaal i.c.m. WendyLett stof, voor meer comfort en het eenvoudig en vrij herpositioneren van de gebruiker in 4 richtingen. Maximaal gebruikersgewicht: 300 kg 1stuk	50-300 kg	240 x 115 cm	€ 653,00
47502008	SafeHandlingSheet, polyester, XL Duurzaam materiaal met weinig wrijving Maximaal gebruikersgewicht: 400 kg 1stuk	50-300 kg	240 x 115cm	€ 557,00
47502009	SafeHandlingSheet, PE-versterkt XXL Duurzaam materiaal met weinig wrijving Maximaal gebruikersgewicht: 570 kg	50-300 kg	240 x 130 cm	€ 873,00
547810	PositioningSling Ademend wegwerpmateriaal Maximaal gebruikersgewicht: 454 kg 10 stuks	50-454 kg		€ 1092,00



LimbSling

Deze liftband gebruikt u om gemakkelijk iemands been of arm op te tillen bij het behandelen en verzorgen van doorligwonden. U gebruikt het in combinatie met een tiljuk. De LimbSling is specifiek geschikt voor mensen die langer of zwaarder zijn dan gemiddeld. De LimbSling kan ook gebruikt worden tijdens operaties om het been te positioneren samen met een plafondlift of verrijdbare tillift. Dit hulpmiddel is ook verkrijgbaar in een wegwerpversie.

- ✓ Voor gebruikers die langer of zwaarder zijn dan gemiddeld
- ✓ Te gebruiken in combinatie met een tiljuk
- ✓ Maximaal gebruikersgewicht 300 kg
- ✓ Ook verkrijgbaar voor single patient use (om verspreiding van multi-resistente en andere besmettelijke bacteriën te voorkomen). Let op: maximaal gebruikersgewicht is 150 kg
- ✓ Voor individuele aanpassingen accessoires verkrijgbaar

Artnr.	Productomschrijving	Prijs
49200006	LimbSling, polyester Eén maat Veilige werklust: 300 kg 1 stuk	€ 95,00


49292000	LimbSling, disposable Eén maat Veilige werklust: 150 kg 5 stuks	€ 211,00
----------	---	----------






Als u iemand laat opstaan met behulp van een MiniLift, kunt u deze persoon ondersteunen met de ThoraxSling. Er is één model dat de gebruiker ondersteuning biedt achter de rug en één dat ondersteuning geeft achter de rug en onder het zitvlak.

- ✓ Rechte positie mogelijk, onafhankelijk van de lengte van de gebruiker;
- ✓ Verkrijgbaar in twee modellen; met ondersteuning voor de gebruiker achter de rug en met zitondersteuning;
- ✓ Het model met zitondersteuning is ook verkrijgbaar in een wegwerpversie (om verspreiding van multi-resistente en andere besmettelijke bacteriën te voorkomen). Let op: maximaal gebruikersgewicht is 200 kg;
- ✓ Te gebruiken in combinatie met de MiniLift 125/ 160/ 200
- ✓ Makkelijk aan te brengen voor zorgverleners;
- ✓ Kan ook gebruikt worden bij toiletgang;
- ✓ Maximaal gebruikersgewicht 200 kg in combinatie met de MiniLift200 en 125 kg in combinatie met de MiniLift125;
- ✓ Voor individuele aanpassingen accessoires verkrijgbaar



ThoraxSling



ThoraxSling with seatsupport

Art. nr	Productomschrijving	Aanbevolen gebruikersgewicht	Afmeting tilband	Prijs
45500003	ThoraxSling, XS	20-50 kg	85 cm	€ 423,00
45500004	ThoraxSling, S	30-60 kg	94 cm	€ 423,00
45500006	ThoraxSling, M	50-80 kg	104 cm	€ 423,00
45500007	ThoraxSling, L	70-110 kg	124 cm	€ 423,00
45500008	ThoraxSling, XL	100-150 kg	146 cm	€ 423,00
45500009	ThoraxSling, XXL	140-200 kg	170 cm	€ 423,00

Maximaal belastbaar tot 300 kg

45550004	ThoraxSling, wipeable, S	30-60 kg	94 cm	€ 593,00
45550006	ThoraxSling, wipeable, M	50-80 kg	104 cm	€ 593,00
45550007	ThoraxSling, wipeable, L	70-110 kg	124 cm	€ 593,00
45550008	ThoraxSling, wipeable, XL	100-150 kg	146 cm	€ 593,00
45550009	ThoraxSling, wipeable, XXL	140-200 kg	170 cm	€ 593,00

Maximaal belastbaar tot 205 kg

45600004	ThoraxSling, met zitsupport S	30-60 kg	94 cm	€ 519,00
45600006	ThoraxSling, met zitsupport, M	50-80 kg	104 cm	€ 519,00
45600007	ThoraxSling, met zitsupport, L	70-110 kg	124 cm	€ 519,00
45600008	ThoraxSling, met zitsupport, XL	100-150 kg	146 cm	€ 519,00

De ThoraxSling met zitsupport geeft extra ondersteuning onder het zitvlak

Maximaal belastbaar tot 300 kg

45690004	ThoraxSling, met zitsupport, disposable, S (5 stuks)	30-60 kg	94 cm	€ 476,00
45690006	ThoraxSling, met zitsupport, disposable, M (5 stuks)	50-80 kg	104 cm	€ 476,00
45690007	ThoraxSling, met zitsupport, disposable, L (5 stuks)	70-110 kg	124 cm	€ 476,00
45690008	ThoraxSling, met zitsupport, disposable, XL (5 stuks)	100-150 kg	146 cm	€ 476,00

Maximaal belastbaar tot 200 kg

