

# Size guide

for Handicare's SystemRoMedic™ lifting slings.

English

Svenska

Norsk

Dansk

Suomi

Deutsch

Nederlands

Français

Italiano

Español

SystemRoMedic™ is a complete solution for easy transfers. The concept encompasses four product areas that meet most needs in different transfer situations.

**Transfer**, between two locations. **Positioning**, within the same location.




**Support**, for mobility. **Lifting**, both manual and mechanical.



handicare

[www.handicare.com](http://www.handicare.com)

# Size guide for SystemRoMedic™ lifting slings



## Divided leg supports/High back



Art. No.	Product name	Material / Description	SWL	Size	Rec user weight	Sling seat measurement	Sling overall height
40800002	HighBackSling	polyester	300 kg / 660 lbs	XXS	10-25 kg / 22-55 lbs	20 cm / 8"	77 cm / 30"
40800003	HighBackSling	polyester	300 kg / 660 lbs	XS	20-35 kg / 44-77 lbs	25 cm / 10"	85 cm / 33"
40800004	HighBackSling	polyester	300 kg / 660 lbs	S	30-55 kg / 66-122 lbs	35 cm / 14"	91 cm / 36"
40800006	HighBackSling	polyester	300 kg / 660 lbs	M	50-90 kg / 110-198 lbs	45 cm / 18"	94 cm / 37"
40800007	HighBackSling	polyester	300 kg / 660 lbs	L	80-110 kg / 176-242 lbs	56 cm / 22"	98 cm / 39"
40800008	HighBackSling	polyester	300 kg / 660 lbs	XL	110-160 kg / 242-353 lbs	62 cm / 24"	98 cm / 39"
40800009	HighBackSling	polyester	300 kg / 660 lbs	XXL	130-200 kg / 287-441 lbs	70 cm / 28"	102 cm / 40"
40820002	HighBackSling	polyester net	300 kg / 660 lbs	XXS	10-25 kg / 22-55 lbs	20 cm / 8"	77 cm / 30"
40820003	HighBackSling	polyester net	300 kg / 660 lbs	XS	20-35 kg / 44-77 lbs	25 cm / 10"	85 cm / 33"
40820004	HighBackSling	polyester net	300 kg / 660 lbs	S	30-55 kg / 66-122 lbs	35 cm / 14"	91 cm / 36"
40820006	HighBackSling	polyester net	300 kg / 660 lbs	M	50-90 kg / 110-198 lbs	45 cm / 18"	94 cm / 37"
40820007	HighBackSling	polyester net	300 kg / 660 lbs	L	80-110 kg / 176-242 lbs	56 cm / 22"	98 cm / 39"
40820008	HighBackSling	polyester net	300 kg / 660 lbs	XL	110-160 kg / 242-353 lbs	62 cm / 24"	98 cm / 39"
40820009	HighBackSling	polyester net	300 kg / 660 lbs	XXL	130-200 kg / 287-441 lbs	70 cm / 28"	102 cm / 40"
40822002	HighBackSling	polyester net, <i>not reinf.</i>	300 kg / 660 lbs	XXS	10-25 kg / 22-55 lbs	20 cm / 8"	77 cm / 30"
40822003	HighBackSling	polyester net, <i>not reinf.</i>	300 kg / 660 lbs	XS	20-35 kg / 44-77 lbs	25 cm / 10"	85 cm / 33"
40822004	HighBackSling	polyester net, <i>not reinf.</i>	300 kg / 660 lbs	S	30-55 kg / 66-122 lbs	35 cm / 14"	91 cm / 36"
40822006	HighBackSling	polyester net, <i>not reinf.</i>	300 kg / 660 lbs	M	50-90 kg / 110-198 lbs	45 cm / 18"	94 cm / 37"
40822007	HighBackSling	polyester net, <i>not reinf.</i>	300 kg / 660 lbs	L	80-110 kg / 176-242 lbs	56 cm / 22"	98 cm / 39"
40822008	HighBackSling	polyester net, <i>not reinf.</i>	300 kg / 660 lbs	XL	110-160 kg / 242-353 lbs	62 cm / 24"	98 cm / 39"
40822009	HighBackSling	polyester net, <i>not reinf.</i>	300 kg / 660 lbs	XXL	130-200 kg / 287-441 lbs	70 cm / 28"	102 cm / 40"
40852002	HighBackSling	plastic net	300 kg / 660 lbs	XXS	10-25 kg / 22-55 lbs	20 cm / 8"	77 cm / 30"
40852003	HighBackSling	plastic net	300 kg / 660 lbs	XS	20-35 kg / 44-77 lbs	25 cm / 10"	85 cm / 33"
40852004	HighBackSling	plastic net	300 kg / 660 lbs	S	30-55 kg / 66-122 lbs	35 cm / 14"	91 cm / 36"
40852006	HighBackSling	plastic net	300 kg / 660 lbs	M	50-90 kg / 110-198 lbs	45 cm / 18"	94 cm / 37"
40852007	HighBackSling	plastic net	300 kg / 660 lbs	L	80-110 kg / 176-242 lbs	56 cm / 22"	98 cm / 39"
40852008	HighBackSling	plastic net	300 kg / 660 lbs	XL	110-160 kg / 242-353 lbs	62 cm / 24"	98 cm / 39"
40852009	HighBackSling	plastic net	300 kg / 660 lbs	XXL	130-200 kg / 287-441 lbs	70 cm / 28"	102 cm / 40"
40890004	HighBackSling	disposable, <i>non-woven</i>	200 kg / 440 lbs	S	30-55 kg / 66-122 lbs	35 cm / 14"	91 cm / 36"
40890006	HighBackSling	disposable, <i>non-woven</i>	200 kg / 440 lbs	M	50-90 kg / 110-198 lbs	45 cm / 18"	94 cm / 37"
40890007	HighBackSling	disposable, <i>non-woven</i>	200 kg / 440 lbs	L	80-110 kg / 176-242 lbs	56 cm / 22"	98 cm / 39"
40890008	HighBackSling	disposable, <i>non-woven</i>	200 kg / 440 lbs	XL	110-160 kg / 242-353 lbs	62 cm / 24"	98 cm / 39"
40890009	HighBackSling	disposable, <i>non-woven</i>	300 kg / 660 lbs	XXL	150-250 kg / 330-551 lbs	70 cm / 28"	102 cm / 40"
40700002	ShellHBSling	polyester	300 kg / 660 lbs	XXS	10-30 kg / 22-66 lbs	17 cm / 7"	80 cm / 31"
40700003	ShellHBSling	polyester	300 kg / 660 lbs	XS	20-35 kg / 44-77 lbs	25 cm / 10"	85 cm / 33"
40700004	ShellHBSling	polyester	300 kg / 660 lbs	S	30-55 kg / 66-122 lbs	35 cm / 14"	94 cm / 37"
40700006	ShellHBSling	polyester	300 kg / 660 lbs	M	50-90 kg / 110-198 lbs	40 cm / 16"	97 cm / 38"
40700007	ShellHBSling	polyester	300 kg / 660 lbs	L	80-120 kg / 176-265 lbs	45 cm / 18"	98 cm / 39"
40700008	ShellHBSling	polyester	300 kg / 660 lbs	XL	110-160 kg / 242-353 lbs	55 cm / 22"	100 cm / 39"
40700009	ShellHBSling	polyester	300 kg / 660 lbs	XXL	150-210 kg / 331-463 lbs	65 cm / 26"	100 cm / 39"
42520002	FlexibleSling	polyester net	300 kg / 660 lbs	XXS	10-30 kg / 22-66 lbs	20 cm / 8"	75 cm / 30"
42520003	FlexibleSling	polyester net	300 kg / 660 lbs	XS	20-35 kg / 44-77 lbs	25 cm / 10"	81 cm / 32"
42520004	FlexibleSling	polyester net	300 kg / 660 lbs	S	25-55 kg / 55-121 lbs	35 cm / 14"	90 cm / 35"
42520006	FlexibleSling	polyester net	300 kg / 660 lbs	M	50-75 kg / 110-165 lbs	45 cm / 18"	102 cm / 40"
42520007	FlexibleSling	polyester net	300 kg / 660 lbs	L	70-110 kg / 154-242 lbs	55 cm / 22"	102 cm / 40"
42520008	FlexibleSling	polyester net	300 kg / 660 lbs	XL	100-130 kg / 220-287 lbs	65 cm / 26"	104 cm / 41"
42522002	FlexibleSling	polyester net, <i>not reinf.</i>	300 kg / 660 lbs	XXS	10-30 kg / 22-66 lbs	20 cm / 8"	75 cm / 30"
42522003	FlexibleSling	polyester net, <i>not reinf.</i>	300 kg / 660 lbs	XS	20-35 kg / 44-77 lbs	25 cm / 10"	81 cm / 32"
42522004	FlexibleSling	polyester net, <i>not reinf.</i>	300 kg / 660 lbs	S	25-55 kg / 55-121 lbs	35 cm / 14"	90 cm / 35"
42522006	FlexibleSling	polyester net, <i>not reinf.</i>	300 kg / 660 lbs	M	50-75 kg / 110-165 lbs	45 cm / 18"	102 cm / 40"
42522007	FlexibleSling	polyester net, <i>not reinf.</i>	300 kg / 660 lbs	L	70-110 kg / 154-242 lbs	55 cm / 22"	102 cm / 40"
42522008	FlexibleSling	polyester net, <i>not reinf.</i>	300 kg / 660 lbs	XL	100-130 kg / 220-287 lbs	65 cm / 26"	104 cm / 41"
42800004	AmpHBSling	polyester	300 kg / 660 lbs	S	35-60 kg / 77-132 lbs	37 cm / 15"	90 cm / 35"
42800006	AmpHBSling	polyester	300 kg / 660 lbs	M	50-80 kg / 110-176 lbs	45 cm / 18"	97 cm / 38"
42800007	AmpHBSling	polyester	300 kg / 660 lbs	L	70-110 kg / 154-242 lbs	50 cm / 20"	100 cm / 39"
42800008	AmpHBSling	polyester	300 kg / 660 lbs	XL	100-130 kg / 220-286 lbs	60 cm / 24"	100 cm / 39"



**Divided leg supports/Shoulder-high back**



Art. No.	Product name	Material / Description	SWL	Size	Rec user weight	Sling seat measurement	Sling overall height
40500002	BasicSling	polyester	300 kg / 660 lbs	XXS	10-25 kg / 22-55 lbs	21 cm / 8"	63 cm / 25"
40500003	BasicSling	polyester	300 kg / 660 lbs	XS	20-35 kg / 44-77 lbs	27 cm / 11"	65 cm / 26"
40500004	BasicSling	polyester	300 kg / 660 lbs	S	35-55 kg / 77-121 lbs	37 cm / 15"	77 cm / 30"
40500006	BasicSling	polyester	300 kg / 660 lbs	M	45-80 kg / 99-176 lbs	50 cm / 20"	89 cm / 35"
40500007	BasicSling	polyester	300 kg / 660 lbs	L	75-110 kg / 165-242 lbs	60 cm / 24"	95 cm / 37"
40500008	BasicSling	polyester	300 kg / 660 lbs	XL	100-150 kg / 220-330 lbs	65 cm / 26"	98 cm / 39"
40500009	BasicSling	polyester	300 kg / 660 lbs	XXL	140-200 kg / 309-441 lbs	75 cm / 30"	98 cm / 39"
40520002	BasicSling	polyester net	300 kg / 660 lbs	XXS	10-25 kg / 22-55 lbs	21 cm / 8"	63 cm / 25"
40520003	BasicSling	polyester net	300 kg / 660 lbs	XS	20-35 kg / 44-77 lbs	27 cm / 11"	65 cm / 26"
40520004	BasicSling	polyester net	300 kg / 660 lbs	S	35-55 kg / 77-121 lbs	37 cm / 15"	77 cm / 30"
40520006	BasicSling	polyester net	300 kg / 660 lbs	M	45-80 kg / 99-176 lbs	50 cm / 20"	89 cm / 35"
40520007	BasicSling	polyester net	300 kg / 660 lbs	L	75-110 kg / 165-242 lbs	60 cm / 24"	95 cm / 37"
40520008	BasicSling	polyester net	300 kg / 660 lbs	XL	100-150 kg / 220-330 lbs	65 cm / 26"	98 cm / 39"
40520009	BasicSling	polyester net	300 kg / 660 lbs	XXL	140-200 kg / 309-441 lbs	75 cm / 30"	98 cm / 39"
40522002	BasicSling	polyester net, <i>not reinf.</i>	300 kg / 660 lbs	XXS	10-25 kg / 22-55 lbs	21 cm / 8"	63 cm / 25"
40522003	BasicSling	polyester net, <i>not reinf.</i>	300 kg / 660 lbs	XS	20-35 kg / 44-77 lbs	27 cm / 11"	65 cm / 26"
40522004	BasicSling	polyester net, <i>not reinf.</i>	300 kg / 660 lbs	S	35-55 kg / 77-121 lbs	37 cm / 15"	77 cm / 30"
40522006	BasicSling	polyester net, <i>not reinf.</i>	300 kg / 660 lbs	M	45-80 kg / 99-176 lbs	50 cm / 20"	89 cm / 35"
40522007	BasicSling	polyester net, <i>not reinf.</i>	300 kg / 660 lbs	L	75-110 kg / 165-242 lbs	60 cm / 24"	95 cm / 37"
40522008	BasicSling	polyester net, <i>not reinf.</i>	300 kg / 660 lbs	XL	100-150 kg / 220-330 lbs	65 cm / 26"	98 cm / 39"
40522009	BasicSling	polyester net, <i>not reinf.</i>	300 kg / 660 lbs	XXL	140-200 kg / 309-441 lbs	75 cm / 30"	98 cm / 39"
40552002	BasicSling	plastic net	300 kg / 660 lbs	XXS	10-25 kg / 22-55 lbs	21 cm / 8"	63 cm / 25"
40552003	BasicSling	plastic net	300 kg / 660 lbs	XS	20-35 kg / 44-77 lbs	27 cm / 11"	65 cm / 26"
40552004	BasicSling	plastic net	300 kg / 660 lbs	S	35-55 kg / 77-121 lbs	37 cm / 15"	77 cm / 30"
40552006	BasicSling	plastic net	300 kg / 660 lbs	M	45-80 kg / 99-176 lbs	50 cm / 20"	89 cm / 35"
40552007	BasicSling	plastic net	300 kg / 660 lbs	L	75-110 kg / 165-242 lbs	60 cm / 24"	95 cm / 37"
40552008	BasicSling	plastic net	300 kg / 660 lbs	XL	100-150 kg / 220-330 lbs	65 cm / 26"	98 cm / 39"
40552009	BasicSling	plastic net	300 kg / 660 lbs	XXL	140-200 kg / 309-441 lbs	75 cm / 30"	98 cm / 39"
42700003	AmpSling	polyester	300 kg / 660 lbs	XS	20-40 kg / 44-88 lbs	27 cm / 11"	85 cm / 33"
42700004	AmpSling	polyester	300 kg / 660 lbs	S	35-60 kg / 77-133 lbs	37 cm / 15"	90 cm / 35"
42700006	AmpSling	polyester	300 kg / 660 lbs	M	50-80 kg / 110-176 lbs	45 cm / 18"	97 cm / 38"
42700007	AmpSling	polyester	300 kg / 660 lbs	L	70-110 kg / 154-242 lbs	50 cm / 20"	100 cm / 39"
42700008	AmpSling	polyester	300 kg / 660 lbs	XL	100-130 kg / 220-287 lbs	60 cm / 24"	100 cm / 39"
42700009	AmpSling	polyester	300 kg / 660 lbs	XXL	120-180 kg / 265-397 lbs	70 cm / 28"	100 cm / 39"
42720003	AmpSling	polyester net	300 kg / 660 lbs	XS	20-40 kg / 44-88 lbs	27 cm / 11"	85 cm / 33"
42720004	AmpSling	polyester net	300 kg / 660 lbs	S	35-60 kg / 77-133 lbs	37 cm / 15"	90 cm / 35"
42720006	AmpSling	polyester net	300 kg / 660 lbs	M	50-80 kg / 110-176 lbs	45 cm / 18"	97 cm / 38"
42720007	AmpSling	polyester net	300 kg / 660 lbs	L	70-110 kg / 154-242 lbs	50 cm / 20"	100 cm / 39"
42720008	AmpSling	polyester net	300 kg / 660 lbs	XL	100-130 kg / 220-287 lbs	60 cm / 24"	100 cm / 39"
42720009	AmpSling	polyester net	300 kg / 660 lbs	XXL	120-180 kg / 265-397 lbs	70 cm / 28"	100 cm / 39"



**Divided leg supports/Low back**



Art. No.	Product name	Material	SWL	Size	Rec user weight	Sling seat measurement	Sling overall height
40200002	LowBackSling	polyester	300 kg / 660 lbs	XXS	10-25 kg / 22-55 lbs	21 cm / 8"	60 cm / 24"
40200003	LowBackSling	polyester	300 kg / 660 lbs	XS	20-35 kg / 44-77 lbs	27 cm / 11"	60 cm / 24"
40200004	LowBackSling	polyester	300 kg / 660 lbs	S	30-50 kg / 66-110 lbs	37 cm / 15"	77 cm / 30"
40200006	LowBackSling	polyester	300 kg / 660 lbs	M	45-80 kg / 99-176 lbs	47 cm / 18"	85 cm / 33"
40200007	LowBackSling	polyester	300 kg / 660 lbs	L	75-110 kg / 165-242 lbs	57 cm / 22"	90 cm / 35"
40200008	LowBackSling	polyester	300 kg / 660 lbs	XL	100-140 kg / 220-309 lbs	67 cm / 26"	92 cm / 36"
40200009	LowBackSling	polyester	300 kg / 660 lbs	XXL	130-190 kg / 287-419 lbs	77 cm / 30"	92 cm / 36"
40220002	LowBackSling	polyester net	300 kg / 660 lbs	XXS	10-25 kg / 22-55 lbs	21 cm / 8"	60 cm / 24"
40220003	LowBackSling	polyester net	300 kg / 660 lbs	XS	20-35 kg / 44-77 lbs	27 cm / 11"	60 cm / 24"
40220004	LowBackSling	polyester net	300 kg / 660 lbs	S	30-50 kg / 66-110 lbs	37 cm / 15"	77 cm / 30"
40220006	LowBackSling	polyester net	300 kg / 660 lbs	M	45-80 kg / 99-176 lbs	47 cm / 18"	85 cm / 33"
40220007	LowBackSling	polyester net	300 kg / 660 lbs	L	75-110 kg / 165-242 lbs	57 cm / 22"	90 cm / 35"
40220008	LowBackSling	polyester net	300 kg / 660 lbs	XL	100-140 kg / 220-309 lbs	67 cm / 26"	92 cm / 36"
40220009	LowBackSling	polyester net	300 kg / 660 lbs	XXL	130-190 kg / 287-419 lbs	77 cm / 30"	92 cm / 36"
40252002	LowBackSling	plastic net	300 kg / 660 lbs	XXS	10-25 kg / 22-55 lbs	21 cm / 8"	60 cm / 24"
40252003	LowBackSling	plastic net	300 kg / 660 lbs	XS	20-35 kg / 44-77 lbs	27 cm / 11"	60 cm / 24"
40252004	LowBackSling	plastic net	300 kg / 660 lbs	S	30-50 kg / 66-110 lbs	37 cm / 15"	77 cm / 30"
40252006	LowBackSling	plastic net	300 kg / 660 lbs	M	45-80 kg / 99-176 lbs	47 cm / 18"	85 cm / 33"
40252007	LowBackSling	plastic net	300 kg / 660 lbs	L	75-110 kg / 165-242 lbs	57 cm / 22"	90 cm / 35"
40252008	LowBackSling	plastic net	300 kg / 660 lbs	XL	100-140 kg / 220-309 lbs	67 cm / 26"	92 cm / 36"
40252009	LowBackSling	plastic net	300 kg / 660 lbs	XXL	130-190 kg / 287-419 lbs	77 cm / 30"	92 cm / 36"

**PLEASE NOTE!**

To determine the most appropriate model, size and material for the individual user, trial fitting of lifting slings is always essential. The size guide's measurements and recommendations are only intended as an aid to selecting lifting slings. The lifting sling's seat width gives an indication of how wide the user's hips (trochanter width) can be. The user's trochanter width must be within +/- 10 cm/3.9" of the lifting sling's seat width. The lift vest's width gives an indication of the girth of the user's trunk. The user's trunk girth must be within +/- 10 cm/3.9" of the lift vest's width.

The lifting sling is too large if the user's seat slides out too far at the lower opening, or if the leg supports slide forward towards the hollows of the user's knees.  
The lifting sling is too small if the user's face is too close to the slingbar, if the leg supports chafe at the groin, or if the sling appears to be too tight or feels too tight.

**Undivided leg supports/High and shoulder-high back**



Art. No.	Product name	Material	SWL	Size	Rec user weight	Sling seat measurement	Sling overall height
42521003	FlexibleSling, undivided	polyester net	300 kg / 660 lbs	XS	20-40 kg / 44-88 lbs	75 cm / 30"	80 cm / 31"
42521004	FlexibleSling, undivided	polyester net	300 kg / 660 lbs	S	30-70 kg / 66-154 lbs	85 cm / 33"	85 cm / 33"
42521006	FlexibleSling, undivided	polyester net	300 kg / 660 lbs	M	60-90 kg / 132-198 lbs	94 cm / 37"	93 cm / 37"
42521007	FlexibleSling, undivided	polyester net	300 kg / 660 lbs	L	80-130 kg / 176-287 lbs	105 cm / 41"	96 cm / 38"
42521008	FlexibleSling, undivided	polyester net	300 kg / 660 lbs	XL	110-180 kg / 242-397 lbs	115 cm / 45"	98 cm / 39"
41522003	ClassicHBSling	polyester net	300 kg / 660 lbs	XS	20-40 kg / 44-88 lbs	30 cm / 12"	95 cm / 37"
41522004	ClassicHBSling	polyester net	300 kg / 660 lbs	S	30-60 kg / 66-132 lbs	40 cm / 16"	98 cm / 39"
41522006	ClassicHBSling	polyester net	300 kg / 660 lbs	M	55-85 kg / 121-187 lbs	48 cm / 19"	106 cm / 42"
41522007	ClassicHBSling	polyester net	300 kg / 660 lbs	L	80-120 kg / 176-265 lbs	65 cm / 26"	110 cm / 43"
41522008	ClassicHBSling	polyester net	300 kg / 660 lbs	XL	110-140 kg / 242-309 lbs	80 cm / 31"	115 cm / 45"
41222003	ClassicSling	polyester net	300 kg / 660 lbs	XS	20-40 kg / 44-88 lbs	30 cm / 12"	80 cm / 31"
41222004	ClassicSling	polyester net	300 kg / 660 lbs	S	30-60 kg / 66-132 lbs	38 cm / 15"	90 cm / 35"
41222006	ClassicSling	polyester net	300 kg / 660 lbs	M	55-85 kg / 121-187 lbs	46 cm / 18"	95 cm / 37"
41222007	ClassicSling	polyester net	300 kg / 660 lbs	L	80-120 kg / 176-265 lbs	63 cm / 25"	98 cm / 38"
41222008	ClassicSling	polyester net	300 kg / 660 lbs	XL	110-140 kg / 242-309 lbs	80 cm / 31"	100 cm / 39"
47001010	BariSling	polyester	570 kg / 1250 lbs	XXXL	200-350 kg / 441-771 lbs	-	-
47001011	BariSling	polyester	570 kg / 1250 lbs	XXXXL	250-570 kg / 551-1257 lbs	-	-
47091010	BariSling	disposable, non-woven	450 kg / 1000 lbs	XXXL	200-450 kg / 441-1000 lbs	-	-

**To and from toilet/ High and shoulder-high back**



Art. No.	Product name	Material	SWL	Size	Rec user weight	Sling seat measurement	Sling overall height
43704002	HygieneHBSling	polyester	300 kg / 660 lbs	XXS	10-30 kg / 22-66 lbs	25 cm / 10"	92 cm / 36"
43704003	HygieneHBSling	polyester	300 kg / 660 lbs	XS	25-45 kg / 55-99 lbs	28 cm / 11"	92 cm / 36"
43704004	HygieneHBSling	polyester	300 kg / 660 lbs	S	40-60 kg / 88-132 lbs	30 cm / 12"	96 cm / 38"
43704006	HygieneHBSling	polyester	300 kg / 660 lbs	M	55-80 kg / 121-176 lbs	35 cm / 14"	102 cm / 40"
43704007	HygieneHBSling	polyester	300 kg / 660 lbs	L	75-110 kg / 165-242 lbs	41 cm / 16"	102 cm / 40"
43704008	HygieneHBSling	polyester	300 kg / 660 lbs	XL	90-130 kg / 198-287 lbs	46 cm / 18"	104 cm / 41"
43704009	HygieneHBSling	polyester	300 kg / 660 lbs	XXL	120-170 kg / 265-376 lbs	60 cm / 24"	104 cm / 41"
42521403	FlexibleSling, undivided*	polyester net	300 kg / 660 lbs	XS	20-40 kg / 44-88 lbs	75 cm / 30"	80 cm / 31"
42521404	FlexibleSling, undivided*	polyester net	300 kg / 660 lbs	S	30-70 kg / 66-154 lbs	85 cm / 33"	85 cm / 33"
42521406	FlexibleSling, undivided*	polyester net	300 kg / 660 lbs	M	60-90 kg / 132-198 lbs	94 cm / 37"	93 cm / 37"
42521407	FlexibleSling, undivided*	polyester net	300 kg / 660 lbs	L	80-130 kg / 176-287 lbs	105 cm / 41"	96 cm / 38"
42521408	FlexibleSling, undivided*	polyester net	300 kg / 660 lbs	XL	110-180 kg / 242-397 lbs	115 cm / 45"	98 cm / 38"
41221404	ClassicSling*	polyester net	300 kg / 660 lbs	S	30-60 kg / 66-132 lbs	38 cm / 15"	90 cm / 35"
41221406	ClassicSling*	polyester net	300 kg / 660 lbs	M	55-85 kg / 121-187 lbs	46 cm / 18"	95 cm / 37"
41221407	ClassicSling*	polyester net	300 kg / 660 lbs	L	80-120 kg / 132-198 lbs	63 cm / 25"	98 cm / 38"


\*) with commode opening

**To and from toilet/Low back**



Art. No.	Product name	Material / Description	SWL	Size	Rec user weight	Sling seat measurement	Sling overall height
43504002	HygieneSling	polyester, with belt	300 kg / 660 lbs	XXS	10-30 kg / 22-66 lbs	25 cm / 10"	50 cm / 20"
43504003	HygieneSling	polyester, with belt	300 kg / 660 lbs	XS	25-45 kg / 55-99 lbs	35 cm / 14"	65 cm / 26"
43504004	HygieneSling	polyester, with belt	300 kg / 660 lbs	S	40-60 kg / 88-132 lbs	48 cm / 19"	75 cm / 30"
43504006	HygieneSling	polyester, with belt	300 kg / 660 lbs	M	55-85 kg / 121-187 lbs	55 cm / 22"	87 cm / 35"
43504007	HygieneSling	polyester, with belt	300 kg / 660 lbs	L	75-100 kg / 165-220 lbs	60 cm / 24"	93 cm / 37"
43504008	HygieneSling	polyester, with belt	300 kg / 660 lbs	XL	90-130 kg / 198-287 lbs	80 cm / 31"	95 cm / 37"
43504009	HygieneSling	polyester, with belt	300 kg / 660 lbs	XXL	120-170 kg / 265-376 lbs	90 cm / 35"	95 cm / 37"
43604002	HygieneSling	polyester, without belt	300 kg / 660 lbs	XXS	10-30 kg / 22-66 lbs	25 cm / 10"	50 cm / 20"
43604003	HygieneSling	polyester, without belt	300 kg / 660 lbs	XS	25-45 kg / 55-99 lbs	35 cm / 14"	65 cm / 26"
43604004	HygieneSling	polyester, without belt	300 kg / 660 lbs	S	40-60 kg / 88-132 lbs	48 cm / 19"	75 cm / 30"
43604006	HygieneSling	polyester, without belt	300 kg / 660 lbs	M	55-85 kg / 121-187 lbs	55 cm / 22"	87 cm / 35"
43604007	HygieneSling	polyester, without belt	300 kg / 660 lbs	L	75-100 kg / 165-220 lbs	60 cm / 24"	93 cm / 37"
43604008	HygieneSling	polyester, without belt	300 kg / 660 lbs	XL	90-130 kg / 198-287 lbs	80 cm / 31"	95 cm / 37"
43604009	HygieneSling	polyester, without belt	300 kg / 660 lbs	XXL	120-170 kg / 265-376 lbs	90 cm / 35"	95 cm / 37"
43904003	HygieneSling	polyester, extra back support	300 kg / 660 lbs	XS	25-45 kg / 55-99 lbs	35 cm / 14"	65 cm / 26"
43904004	HygieneSling	polyester, extra back support	300 kg / 660 lbs	S	40-60 kg / 88-132 lbs	48 cm / 19"	75 cm / 30"
43904006	HygieneSling	polyester, extra back support	300 kg / 660 lbs	M	55-85 kg / 121-187 lbs	55 cm / 22"	87 cm / 35"
43904007	HygieneSling	polyester, extra back support	300 kg / 660 lbs	L	75-100 kg / 165-220 lbs	60 cm / 24"	93 cm / 37"
43904008	HygieneSling	polyester, extra back support	300 kg / 660 lbs	XL	90-130 kg / 198-287 lbs	80 cm / 31"	95 cm / 37"
43804002	HygieneLBSling	polyester	300 kg / 660 lbs	XXS	10-30 kg / 22-66 lbs	25 cm / 10"	92 cm / 36"
43804003	HygieneLBSling	polyester	300 kg / 660 lbs	XS	25-45 kg / 55-99 lbs	28 cm / 11"	92 cm / 36"
43804004	HygieneLBSling	polyester	300 kg / 660 lbs	S	40-60 kg / 88-132 lbs	30 cm / 12"	96 cm / 38"
43804006	HygieneLBSling	polyester	300 kg / 660 lbs	M	55-80 kg / 121-176 lbs	35 cm / 14"	102 cm / 40"
43804007	HygieneLBSling	polyester	300 kg / 660 lbs	L	75-110 kg / 165-242 lbs	41 cm / 16"	102 cm / 40"
43804008	HygieneLBSling	polyester	300 kg / 660 lbs	XL	90-130 kg / 198-287 lbs	46 cm / 18"	104 cm / 41"
43804009	HygieneLBSling	polyester	300 kg / 660 lbs	XXL	120-170 kg / 265-376 lbs	60 cm / 24"	104 cm / 41"

**Horizontal lifting/Turning**



Art. No.	Product name	Material / Description	SWL	Size	Rec user weight	Lenght	Width
46502007	StretcherSling	polyester	300 kg / 660 lbs	one size	50-200 kg / 110-441 lbs	180 cm / 71"	86 cm / 34"
46592007	StretcherSling	disposable, non-woven	300 kg / 660 lbs	one size	50-200 kg / 110-441 lbs	180 cm / 71"	86 cm / 34"
47522007	SafeHandlingSheet	polyester net	300 kg / 660 lbs	L	50-300 kg / 110-661 lbs	240 cm / 94"	115 cm / 45"
47542007	SafeHandlingSheet	pol.net/WL4W	300 kg / 660 lbs	L	50-300 kg / 110-661 lbs	240 cm / 94"	115 cm / 45"
47502008	SafeHandlingSheet	polyester	400 kg / 900 lbs	XL	50-400 kg / 110-881 lbs	240 cm / 94"	115 cm / 45"
47502009	SafeHandlingSheet	polyester, <i>reinf.</i>	570 kg / 1250 lbs	XXL	50-570 kg / 110-1257 lbs	240 cm / 94"	130 cm / 51"
47512006	SafeHandlingSheet	disposable, <i>cotton</i>	300 kg / 660 lbs	M	50-300 kg / 110-661 lbs	175 cm / 69"	112 cm / 44"
47512007	SafeHandlingSheet	disposable, <i>cotton</i>	300 kg / 660 lbs	L	50-300 kg / 110-661 lbs	220 cm / 87"	135 cm / 53"
47512008	SafeHandlingSheet	disposable, <i>cotton</i>	400 kg / 900 lbs	XL	50-300 kg / 110-661 lbs	220 cm / 87"	135 cm / 53"
47512009	SafeHandlingSheet	disposable, <i>cotton</i>	570 kg / 1250 lbs	XXL	50-300 kg / 110-661 lbs	220 cm / 87"	160 cm / 63"
49592000	TurningSling, <i>two loops</i>	disposable, non-woven	250 kg / 550 lbs	one size	50-250 kg / 110-551 lbs	-	-
49592005	TurningSling, <i>one loop</i>	disposable, non-woven	250 kg / 550 lbs	one size	50-250 kg / 110-551 lbs	-	-

**Rising/Standing with MiniLift**



Art. No.	Product name	Material / Description	SWL	Size	Rec user weight	Lift vest width
45500003	ThoraxSling	polyester	300 kg / 660 lbs	XS	20-50 kg / 44-110 lbs	85 cm / 33"
45500004	ThoraxSling	polyester	300 kg / 660 lbs	S	30-60 kg / 66-132 lbs	94 cm / 37"
45500006	ThoraxSling	polyester	300 kg / 660 lbs	M	50-80 kg / 110-176 lbs	104 cm / 41"
45500007	ThoraxSling	polyester	300 kg / 660 lbs	L	70-110 kg / 154-242 lbs	124 cm / 49"
45500008	ThoraxSling	polyester	300 kg / 660 lbs	XL	100-150 kg / 220-330 lbs	146 cm / 57"
45500009	ThoraxSling	polyester	300 kg / 660 lbs	XXL	140-200 kg / 309-441 lbs	170 cm / 67"
45550004	ThoraxSling	wipeable	205 kg / 450 lbs	S	30-60 kg / 66-132 lbs	94 cm / 37"
45550006	ThoraxSling	wipeable	205 kg / 450 lbs	M	50-80 kg / 110-176 lbs	104 cm / 41"
45550007	ThoraxSling	wipeable	205 kg / 450 lbs	L	70-110 kg / 154-242 lbs	124 cm / 49"
45550008	ThoraxSling	wipeable	205 kg / 450 lbs	XL	100-150 kg / 220-330 lbs	146 cm / 57"
45550009	ThoraxSling	wipeable	205 kg / 450 lbs	XXL	140-200 kg / 309-441 lbs	170 cm / 67"
45590004	ThoraxSling	disposable, non-woven	200 kg / 440 lbs	S	30-60 kg / 66-132 lbs	94 cm / 37"
45590006	ThoraxSling	disposable, non-woven	200 kg / 440 lbs	M	50-80 kg / 110-176 lbs	104 cm / 41"
45590007	ThoraxSling	disposable, non-woven	200 kg / 440 lbs	L	70-110 kg / 154-242 lbs	124 cm / 49"
45590008	ThoraxSling	disposable, non-woven	200 kg / 440 lbs	XL	100-150 kg / 220-330 lbs	146 cm / 57"
45600004	ThoraxSling	polyester, with seat support	300 kg / 660 lbs	S	30-60 kg / 66-132 lbs	94 cm / 37"
45600006	ThoraxSling	polyester, with seat support	300 kg / 660 lbs	M	50-80 kg / 110-176 lbs	104 cm / 41"
45600007	ThoraxSling	polyester, with seat support	300 kg / 660 lbs	L	70-110 kg / 154-242 lbs	124 cm / 49"
45600008	ThoraxSling	polyester, with seat support	300 kg / 660 lbs	XL	100-150 kg / 220-330 lbs	146 cm / 57"
45690004	ThoraxSling	disposable, non-woven, with seat support	200 kg / 440 lbs	S	30-60 kg / 66-132 lbs	94 cm / 37"
45690006	ThoraxSling	disposable, non-woven, with seat support	200 kg / 440 lbs	M	50-80 kg / 110-176 lbs	104 cm / 41"
45690007	ThoraxSling	disposable, non-woven, with seat support	200 kg / 440 lbs	L	70-110 kg / 154-242 lbs	124 cm / 49"
45690008	ThoraxSling	disposable, non-woven, with seat support	200 kg / 440 lbs	XL	100-150 kg / 220-330 lbs	146 cm / 57"

**Rising/Standing with RiseUp600EE**



Art. No.	Product name	Material	SWL	Size	Rec user weight	Lift vest width
45200004	StandUpSling	polyester	300 kg / 660 lbs	S	40-65 kg / 88-143 lbs	109 cm / 43"
45200006	StandUpSling	polyester	300 kg / 660 lbs	M	55-80 kg / 121-176 lbs	121 cm / 48"
45200007	StandUpSling	polyester	300 kg / 660 lbs	L	75-110 kg / 165-242 lbs	122 cm / 48"
45200008	StandUpSling	polyester	300 kg / 660 lbs	XL	100-160 kg / 220-353 lbs	136 cm / 54"
45200009	StandUpSling	polyester	300 kg / 660 lbs	XXL	150-220 kg / 331-485 lbs	166 cm / 65"




**Standing/Walking**



Art. No.	Product name	Material	SWL	Size	Rec user weight	Lift vest width	Lift vest overall height
44503003	StandingVest	polyester	300 kg / 660 lbs	XS	15-40 kg / 33-88 lbs	82 cm / 32"	68 cm / 27"
44503004	StandingVest	polyester	300 kg / 660 lbs	S	20-50 kg / 44-110 lbs	96 cm / 38"	73 cm / 29"
44503006	StandingVest	polyester	300 kg / 660 lbs	M	40-60 kg / 88-132 lbs	110 cm / 43"	73 cm / 29"
44503007	StandingVest	polyester	300 kg / 660 lbs	L	50-80 kg / 110-176 lbs	122 cm / 48"	73 cm / 29"
44503008	StandingVest	polyester	300 kg / 660 lbs	XL	70-100 kg / 154-220 lbs	130 cm / 51"	73 cm / 29"
44200002	WalkingVest	polyester	300 kg / 660 lbs	XXS	15-40 kg / 33-88 lbs	60 cm / 24"	67 cm / 26"
44200003	WalkingVest	polyester	300 kg / 660 lbs	XS	25-50 kg / 55-110 lbs	70 cm / 28"	68 cm / 27"
44200004	WalkingVest	polyester	300 kg / 660 lbs	S	40-60 kg / 88-132 lbs	82 cm / 32"	68 cm / 27"
44200006	WalkingVest	polyester	300 kg / 660 lbs	M	55-80 kg / 121-176 lbs	96 cm / 38"	73 cm / 29"
44200007	WalkingVest	polyester	300 kg / 660 lbs	L	75-100 kg / 165-220 lbs	110 cm / 43"	73 cm / 29"
44200008	WalkingVest	polyester	300 kg / 660 lbs	XL	90-110 kg / 198-242 lbs	122 cm / 48"	73 cm / 29"
44200009	WalkingVest	polyester	300 kg / 660 lbs	XXL	100-130 kg / 220-287 lbs	142 cm / 56"	75 cm / 30"
47103010	BariVest	polyester	570 kg / 1250 lbs	XXXL	180-300 kg / 397-661 lbs	190-280 cm / 75-110"	-
47103011	BariVest	polyester	570 kg / 1250 lbs	XXXXL	250-570 kg / 551-1257 lbs	230-310 cm / 91-122"	-



# Storleksguide för SystemRoMedic™ lyftselar



## Delade benstöd / Hög rygg



Art. nr.	Produktnamn	Material / Beskrivning	SWL	Storlek	Rek. brukarvikt	Lyftselsens stussmått	Lyftselsens bygghöjd
40800002	HighBackSling	polyester	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40800003	HighBackSling	polyester	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40800004	HighBackSling	polyester	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40800006	HighBackSling	polyester	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40800007	HighBackSling	polyester	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40800008	HighBackSling	polyester	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40800009	HighBackSling	polyester	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40820002	HighBackSling	polyesternät	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40820003	HighBackSling	polyesternät	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40820004	HighBackSling	polyesternät	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40820006	HighBackSling	polyesternät	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40820007	HighBackSling	polyesternät	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40820008	HighBackSling	polyesternät	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40820009	HighBackSling	polyesternät	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40822002	HighBackSling	polyesternät, <i>ej förstyvade benstöd</i>	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40822003	HighBackSling	polyesternät, <i>ej förstyvade benstöd</i>	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40822004	HighBackSling	polyesternät, <i>ej förstyvade benstöd</i>	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40822006	HighBackSling	polyesternät, <i>ej förstyvade benstöd</i>	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40822007	HighBackSling	polyesternät, <i>ej förstyvade benstöd</i>	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40822008	HighBackSling	polyesternät, <i>ej förstyvade benstöd</i>	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40822009	HighBackSling	polyesternät, <i>ej förstyvade benstöd</i>	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40852002	HighBackSling	plastat nät	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40852003	HighBackSling	plastat nät	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40852004	HighBackSling	plastat nät	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40852006	HighBackSling	plastat nät	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40852007	HighBackSling	plastat nät	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40852008	HighBackSling	plastat nät	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40852009	HighBackSling	plastat nät	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40890004	HighBackSling	engångsmaterial, <i>non-woven</i>	200 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40890006	HighBackSling	engångsmaterial, <i>non-woven</i>	200 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40890007	HighBackSling	engångsmaterial, <i>non-woven</i>	200 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40890008	HighBackSling	engångsmaterial, <i>non-woven</i>	200 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40890009	HighBackSling	engångsmaterial, <i>non-woven</i>	300 kg	XXL	150-250 kg	70 cm	102 cm
40700002	ShellHBSling	polyester	300 kg	XXS	10-30 kg	17 cm	80 cm
40700003	ShellHBSling	polyester	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40700004	ShellHBSling	polyester	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	94 cm
40700006	ShellHBSling	polyester	300 kg	M	50-90 kg	40 cm	97 cm
40700007	ShellHBSling	polyester	300 kg	L	80-120 kg	45 cm	98 cm
40700008	ShellHBSling	polyester	300 kg	XL	110-160 kg	55 cm	100 cm
40700009	ShellHBSling	polyester	300 kg	XXL	150-210 kg	65 cm	100 cm
42520002	FlexibleSling	polyesternät	300 kg	XXS	10-30 kg	20 cm	75 cm
42520003	FlexibleSling	polyesternät	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	81 cm
42520004	FlexibleSling	polyesternät	300 kg	S	25-55 kg	35 cm	90 cm
42520006	FlexibleSling	polyesternät	300 kg	M	50-75 kg	45 cm	102 cm
42520007	FlexibleSling	polyesternät	300 kg	L	70-110 kg	55 cm	102 cm
42520008	FlexibleSling	polyesternät	300 kg	XL	100-130 kg	65 cm	104 cm
42522002	FlexibleSling	polyesternät, <i>ej förstyvade benstöd</i>	300 kg	XXS	10-30 kg	20 cm	75 cm
42522003	FlexibleSling	polyesternät, <i>ej förstyvade benstöd</i>	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	81 cm
42522004	FlexibleSling	polyesternät, <i>ej förstyvade benstöd</i>	300 kg	S	25-55 kg	35 cm	90 cm
42522006	FlexibleSling	polyesternät, <i>ej förstyvade benstöd</i>	300 kg	M	50-75 kg	45 cm	102 cm
42522007	FlexibleSling	polyesternät, <i>ej förstyvade benstöd</i>	300 kg	L	70-110 kg	55 cm	102 cm
42522008	FlexibleSling	polyesternät, <i>ej förstyvade benstöd</i>	300 kg	XL	100-130 kg	65 cm	104 cm
42800004	AmpHBSling	polyester	300 kg	S	35-60 kg	37 cm	90 cm
42800006	AmpHBSling	polyester	300 kg	M	50-80 kg	45 cm	97 cm
42800007	AmpHBSling	polyester	300 kg	L	70-110 kg	50 cm	100 cm
42800008	AmpHBSling	polyester	300 kg	XL	100-130 kg	60 cm	100 cm



**Delade benstöd / Axelhög rygg**



Art. nr.	Produktnamn	Material / Beskrivning	SWL	Storlek	Rek. brukarvikt	Lyftselens stussmått	Lyftselens bygghöjd
40500002	BasicSling	polyester	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
40500003	BasicSling	polyester	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
40500004	BasicSling	polyester	300 kg	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
40500006	BasicSling	polyester	300 kg	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
40500007	BasicSling	polyester	300 kg	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
40500008	BasicSling	polyester	300 kg	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
40500009	BasicSling	polyester	300 kg	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm
40520002	BasicSling	polyesternät	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
40520003	BasicSling	polyesternät	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
40520004	BasicSling	polyesternät	300 kg	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
40520006	BasicSling	polyesternät	300 kg	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
40520007	BasicSling	polyesternät	300 kg	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
40520008	BasicSling	polyesternät	300 kg	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
40520009	BasicSling	polyesternät	300 kg	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm
40522002	BasicSling	polyesternät, ej förstyvade benstöd	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
40522003	BasicSling	polyesternät, ej förstyvade benstöd	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
40522004	BasicSling	polyesternät, ej förstyvade benstöd	300 kg	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
40522006	BasicSling	polyesternät, ej förstyvade benstöd	300 kg	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
40522007	BasicSling	polyesternät, ej förstyvade benstöd	300 kg	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
40522008	BasicSling	polyesternät, ej förstyvade benstöd	300 kg	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
40522009	BasicSling	polyesternät, ej förstyvade benstöd	300 kg	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm
40552002	BasicSling	plastat nät	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
40552003	BasicSling	plastat nät	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
40552004	BasicSling	plastat nät	300 kg	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
40552006	BasicSling	plastat nät	300 kg	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
40552007	BasicSling	plastat nät	300 kg	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
40552008	BasicSling	plastat nät	300 kg	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
40552009	BasicSling	plastat nät	300 kg	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm
42700003	AmpSling	polyester	300 kg	XS	20-40 kg	27 cm	85 cm
42700004	AmpSling	polyester	300 kg	S	35-60 kg	37 cm	90 cm
42700006	AmpSling	polyester	300 kg	M	50-80 kg	45 cm	97 cm
42700007	AmpSling	polyester	300 kg	L	70-110 kg	50 cm	100 cm
42700008	AmpSling	polyester	300 kg	XL	100-130 kg	60 cm	100 cm
42700009	AmpSling	polyester	300 kg	XXL	120-180 kg	70 cm	100 cm
42720003	AmpSling	polyesternät	300 kg	XS	20-40 kg	27 cm	85 cm
42720004	AmpSling	polyesternät	300 kg	S	35-60 kg	37 cm	90 cm
42720006	AmpSling	polyesternät	300 kg	M	50-80 kg	45 cm	97 cm
42720007	AmpSling	polyesternät	300 kg	L	70-110 kg	50 cm	100 cm
42720008	AmpSling	polyesternät	300 kg	XL	100-130 kg	60 cm	100 cm
42720009	AmpSling	polyesternät	300 kg	XXL	120-180 kg	70 cm	100 cm



**Delade benstöd / Låg rygg**



Art. nr.	Produktnamn	Material / Beskrivning	SWL	Storlek	Rek. brukarvikt	Lyftselens stussmått	Lyftselens bygghöjd
40200002	LowBackSling	polyester	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	60 cm
40200003	LowBackSling	polyester	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	60 cm
40200004	LowBackSling	polyester	300 kg	S	30-50 kg	37 cm	77 cm
40200006	LowBackSling	polyester	300 kg	M	45-80 kg	47 cm	85 cm
40200007	LowBackSling	polyester	300 kg	L	75-110 kg	57 cm	90 cm
40200008	LowBackSling	polyester	300 kg	XL	100-140 kg	67 cm	92 cm
40200009	LowBackSling	polyester	300 kg	XXL	130-190 kg	77 cm	92 cm
40220002	LowBackSling	polyesternät	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	60 cm
40220003	LowBackSling	polyesternät	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	60 cm
40220004	LowBackSling	polyesternät	300 kg	S	30-50 kg	37 cm	77 cm
40220006	LowBackSling	polyesternät	300 kg	M	45-80 kg	47 cm	85 cm
40220007	LowBackSling	polyesternät	300 kg	L	75-110 kg	57 cm	90 cm
40220008	LowBackSling	polyesternät	300 kg	XL	100-140 kg	67 cm	92 cm
40220009	LowBackSling	polyesternät	300 kg	XXL	130-190 kg	77 cm	92 cm
40252002	LowBackSling	plastat nät	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	60 cm
40252003	LowBackSling	plastat nät	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	60 cm
40252004	LowBackSling	plastat nät	300 kg	S	30-50 kg	37 cm	77 cm
40252006	LowBackSling	plastat nät	300 kg	M	45-80 kg	47 cm	85 cm
40252007	LowBackSling	plastat nät	300 kg	L	75-110 kg	57 cm	90 cm
40252008	LowBackSling	plastat nät	300 kg	XL	100-140 kg	67 cm	92 cm
40252009	LowBackSling	plastat nät	300 kg	XXL	130-190 kg	77 cm	92 cm

**OBS!**

En utprovning måste alltid göras för att fastställa vilken modell, storlek och material som är lämpligast för en enskild brukare. Storleksguidens mått och rekommendationer är endast ett stöd för att underlätta valet. Lyftselens stussmått ger en indikation om hur bred brukaren kan vara från höft till höft (trochantermått). Brukarens trochantermått ska vara inom +/- 10 cm från lyftselens stussmått. Lyftvästens bredd ger en indikation om vilken omkrets brukarens bål kan ha. Brukarens bål ska ha en omkrets inom +/- 10 cm från lyftvästens bredd. Lyftselen är för stor om brukarens stuss glider ut för mycket i den nedre öppningen eller om benstöden glider fram mot brukarens knäveck. Lyftselen är för liten om brukarens ansikte är för nära lyftbygel, om benstöden skär in i grenen eller om lyftselen ser trång ut eller upplevs trång.

**Odelade benstöd / Hög och axelhög rygg**



Art. nr.	Produktnamn	Material / Beskrivning	SWL	Storlek	Rek. brukarvikt	Lyftselens stussmått	Lyftselens bygghöjd
42521003	FlexibleSling, <i>undivided</i>	polyesternät	300 kg	XS	20-40 kg	75 cm	80 cm
42521004	FlexibleSling, <i>undivided</i>	polyesternät	300 kg	S	30-70 kg	85 cm	85 cm
42521006	FlexibleSling, <i>undivided</i>	polyesternät	300 kg	M	60-90 kg	94 cm	93 cm
42521007	FlexibleSling, <i>undivided</i>	polyesternät	300 kg	L	80-130 kg	105 cm	96 cm
42521008	FlexibleSling, <i>undivided</i>	polyesternät	300 kg	XL	110-180 kg	115 cm	98 cm
41522003	ClassicHBSling	polyesternät	300 kg	XS	20-40 kg	30 cm	95 cm
41522004	ClassicHBSling	polyesternät	300 kg	S	30-60 kg	40 cm	98 cm
41522006	ClassicHBSling	polyesternät	300 kg	M	55-85 kg	48 cm	106 cm
41522007	ClassicHBSling	polyesternät	300 kg	L	80-120 kg	65 cm	110 cm
41522008	ClassicHBSling	polyesternät	300 kg	XL	110-140 kg	80 cm	115 cm
41222003	ClassicSling	polyesternät	300 kg	XS	20-40 kg	30 cm	80 cm
41222004	ClassicSling	polyesternät	300 kg	S	30-60 kg	38 cm	90 cm
41222006	ClassicSling	polyesternät	300 kg	M	55-85 kg	46 cm	95 cm
41222007	ClassicSling	polyesternät	300 kg	L	80-120 kg	63 cm	98 cm
41222008	ClassicSling	polyesternät	300 kg	XL	110-140 kg	80 cm	100 cm
47001010	BariSling	polyester	570 kg	XXXL	200-350 kg	-	-
47001011	BariSling	polyester	570 kg	XXXL	250-570 kg	-	-
47091010	BariSling	engångsmaterial, <i>non-woven</i>	450 kg	XXXL	200-450 kg	-	-

**För toalettbesök / Hög och axelhög rygg**



Art. nr.	Produktnamn	Material / Beskrivning	SWL	Storlek	Rek. brukarvikt	Lyftselens stussmått	Lyftselens bygghöjd
43704002	HygieneHBSling	polyester	300 kg	XXS	10-30 kg	25 cm	92 cm
43704003	HygieneHBSling	polyester	300 kg	XS	25-45 kg	28 cm	92 cm
43704004	HygieneHBSling	polyester	300 kg	S	40-60 kg	30 cm	96 cm
43704006	HygieneHBSling	polyester	300 kg	M	55-80 kg	35 cm	102 cm
43704007	HygieneHBSling	polyester	300 kg	L	75-110 kg	41 cm	102 cm
43704008	HygieneHBSling	polyester	300 kg	XL	90-130 kg	46 cm	104 cm
43704009	HygieneHBSling	polyester	300 kg	XXL	120-170 kg	60 cm	104 cm
42521403	FlexibleSling, <i>undivided*</i>	polyesternät	300 kg	XS	20-40 kg	75 cm	80 cm
42521404	FlexibleSling, <i>undivided*</i>	polyesternät	300 kg	S	30-70 kg	85 cm	85 cm
42521406	FlexibleSling, <i>undivided*</i>	polyesternät	300 kg	M	60-90 kg	94 cm	93 cm
42521407	FlexibleSling, <i>undivided*</i>	polyesternät	300 kg	L	80-130 kg	105 cm	96 cm
42521408	FlexibleSling, <i>undivided*</i>	polyesternät	300 kg	XL	110-180 kg	115 cm	98 cm
41221404	ClassicSling*	polyesternät	300 kg	S	30-60 kg	38 cm	90 cm
41221406	ClassicSling*	polyesternät	300 kg	M	55-85 kg	46 cm	95 cm
41221407	ClassicSling*	polyesternät	300 kg	L	80-120 kg	63 cm	98 cm

\*) med hygienöppning


**För toalettbesök / Låg rygg**



Art. nr.	Produktnamn	Material / Beskrivning	SWL	Storlek	Rek. brukarvikt	Lyftselens stussmått	Lyftselens bygghöjd
43504002	HygieneSling	polyester, <i>med bälte</i>	300 kg	XXS	10-30 kg	25 cm	50 cm
43504003	HygieneSling	polyester, <i>med bälte</i>	300 kg	XS	25-45 kg	35 cm	65 cm
43504004	HygieneSling	polyester, <i>med bälte</i>	300 kg	S	40-60 kg	48 cm	75 cm
43504006	HygieneSling	polyester, <i>med bälte</i>	300 kg	M	55-85 kg	55 cm	87 cm
43504007	HygieneSling	polyester, <i>med bälte</i>	300 kg	L	75-100 kg	60 cm	93 cm
43504008	HygieneSling	polyester, <i>med bälte</i>	300 kg	XL	90-130 kg	80 cm	95 cm
43504009	HygieneSling	polyester, <i>med bälte</i>	300 kg	XXL	120-170 kg	90 cm	95 cm
43604002	HygieneSling	polyester, <i>utan bälte</i>	300 kg	XXS	10-30 kg	25 cm	50 cm
43604003	HygieneSling	polyester, <i>utan bälte</i>	300 kg	XS	25-45 kg	35 cm	65 cm
43604004	HygieneSling	polyester, <i>utan bälte</i>	300 kg	S	40-60 kg	48 cm	75 cm
43604006	HygieneSling	polyester, <i>utan bälte</i>	300 kg	M	55-85 kg	55 cm	87 cm
43604007	HygieneSling	polyester, <i>utan bälte</i>	300 kg	L	75-100 kg	60 cm	93 cm
43604008	HygieneSling	polyester, <i>utan bälte</i>	300 kg	XL	90-130 kg	80 cm	95 cm
43604009	HygieneSling	polyester, <i>utan bälte</i>	300 kg	XXL	120-170 kg	90 cm	95 cm
43904003	HygieneSling	polyester, <i>med extra ryggestöd</i>	300 kg	XS	25-45 kg	35 cm	65 cm
43904004	HygieneSling	polyester, <i>med extra ryggestöd</i>	300 kg	S	40-60 kg	48 cm	75 cm
43904006	HygieneSling	polyester, <i>med extra ryggestöd</i>	300 kg	M	55-85 kg	55 cm	87 cm
43904007	HygieneSling	polyester, <i>med extra ryggestöd</i>	300 kg	L	75-100 kg	60 cm	93 cm
43904008	HygieneSling	polyester, <i>med extra ryggestöd</i>	300 kg	XL	90-130 kg	80 cm	95 cm
43804002	HygieneLBSling	polyester	300 kg	XXS	10-30 kg	25 cm	92 cm
43804003	HygieneLBSling	polyester	300 kg	XS	25-45 kg	28 cm	92 cm
43804004	HygieneLBSling	polyester	300 kg	S	40-60 kg	30 cm	96 cm
43804006	HygieneLBSling	polyester	300 kg	M	55-80 kg	35 cm	102 cm
43804007	HygieneLBSling	polyester	300 kg	L	75-110 kg	41 cm	102 cm
43804008	HygieneLBSling	polyester	300 kg	XL	90-130 kg	46 cm	104 cm
43804009	HygieneLBSling	polyester	300 kg	XXL	120-170 kg	60 cm	104 cm



### Horisontella lyft / Vändning



Art. nr.	Produktnamn	Material / Beskrivning	SWL	Storlek	Rek. brukarvikt	Längd	Bredd
46502007	StretcherSling	polyester	300 kg	en storlek	50-200 kg	180 cm	86 cm
46592007	StretcherSling	engångsmaterial, non-woven	300 kg	en storlek	50-200 kg	180 cm	86 cm
47522007	SafeHandlingSheet	polyesternät	300 kg	L	50-300 kg	240 cm	115 cm
47542007	SafeHandlingSheet	polyesternät/WL4W	300 kg	L	50-300 kg	240 cm	115 cm
47502008	SafeHandlingSheet	polyester	400 kg	XL	50-400 kg	240 cm	115 cm
47502009	SafeHandlingSheet	polyester, förstärkt	570 kg	XXL	50-570 kg	240 cm	130 cm
47512006	SafeHandlingSheet	engångsmaterial, bomull	300 kg	M	50-300 kg	175 cm	112 cm
47512007	SafeHandlingSheet	engångsmaterial, bomull	300 kg	L	50-300 kg	220 cm	135 cm
47512008	SafeHandlingSheet	engångsmaterial, bomull	400 kg	XL	50-300 kg	220 cm	135 cm
47512009	SafeHandlingSheet	engångsmaterial, bomull	570 kg	XXL	50-300 kg	220 cm	160 cm
49592000	TurningSling, två lyftöglor	engångsmaterial, non-woven	250 kg	en storlek	50-250 kg	-	-
49592005	TurningSling, en lyftögla	engångsmaterial, non-woven	250 kg	en storlek	50-250 kg	-	-

### Uppresning / Stående med MiniLift



Art. nr.	Produktnamn	Material / Beskrivning	SWL	Storlek	Rek. brukarvikt	Lyftvästens bredd
45500003	ThoraxSling	polyester	300 kg	XS	20-50 kg	85 cm
45500004	ThoraxSling	polyester	300 kg	S	30-60 kg	94 cm
45500006	ThoraxSling	polyester	300 kg	M	50-80 kg	104 cm
45500007	ThoraxSling	polyester	300 kg	L	70-110 kg	124 cm
45500008	ThoraxSling	polyester	300 kg	XL	100-150 kg	146 cm
45500009	ThoraxSling	polyester	300 kg	XXL	140-200 kg	170 cm
45550004	ThoraxSling	avspritningsbart material	205 kg	S	30-60 kg	94 cm
45550006	ThoraxSling	avspritningsbart material	205 kg	M	50-80 kg	104 cm
45550007	ThoraxSling	avspritningsbart material	205 kg	L	70-110 kg	124 cm
45550008	ThoraxSling	avspritningsbart material	205 kg	XL	100-150 kg	146 cm
45550009	ThoraxSling	avspritningsbart material	205 kg	XXL	140-200 kg	170 cm
45590004	ThoraxSling	engångsmaterial, non-woven	200 kg	S	30-60 kg	94 cm
45590006	ThoraxSling	engångsmaterial, non-woven	200 kg	M	50-80 kg	104 cm
45590007	ThoraxSling	engångsmaterial, non-woven	200 kg	L	70-110 kg	124 cm
45590008	ThoraxSling	engångsmaterial, non-woven	200 kg	XL	100-150 kg	146 cm
45600004	ThoraxSling	polyester, med sätesstöd	300 kg	S	30-60 kg	94 cm
45600006	ThoraxSling	polyester, med sätesstöd	300 kg	M	50-80 kg	104 cm
45600007	ThoraxSling	polyester, med sätesstöd	300 kg	L	70-110 kg	124 cm
45600008	ThoraxSling	polyester, med sätesstöd	300 kg	XL	100-150 kg	146 cm
45690004	ThoraxSling	engångsmaterial, non-woven, med sätesstöd	200 kg	S	30-60 kg	94 cm
45690006	ThoraxSling	engångsmaterial, non-woven, med sätesstöd	200 kg	M	50-80 kg	104 cm
45690007	ThoraxSling	engångsmaterial, non-woven, med sätesstöd	200 kg	L	70-110 kg	124 cm
45690008	ThoraxSling	engångsmaterial, non-woven, med sätesstöd	200 kg	XL	100-150 kg	146 cm

### Uppresning / Stående med RiseUp600EE






Art. nr.	Produktnamn	Material / Beskrivning	SWL	Storlek	Rek. brukarvikt	Lyftvästens bredd
45200004	StandUpSling	polyester	300 kg	S	40-65 kg	109 cm
45200006	StandUpSling	polyester	300 kg	M	55-80 kg	121 cm
45200007	StandUpSling	polyester	300 kg	L	75-110 kg	122 cm
45200008	StandUpSling	polyester	300 kg	XL	100-160 kg	136 cm
45200009	StandUpSling	polyester	300 kg	XXL	150-220 kg	166 cm

### Stående / Gående



Art. nr.	Produktnamn	Material	SWL	Storlek	Rek. brukarvikt	Lyftvästens bredd	Lyftselens bygghöjd
44503003	StandingVest	polyester	300 kg	XS	15-40 kg	82 cm	68 cm
44503004	StandingVest	polyester	300 kg	S	20-50 kg	96 cm	73 cm
44503006	StandingVest	polyester	300 kg	M	40-60 kg	110 cm	73 cm
44503007	StandingVest	polyester	300 kg	L	50-80 kg	122 cm	73 cm
44503008	StandingVest	polyester	300 kg	XL	70-100 kg	130 cm	73 cm
44200002	WalkingVest	polyester	300 kg	XXS	15-40 kg	60 cm	67 cm
44200003	WalkingVest	polyester	300 kg	XS	25-50 kg	70 cm	68 cm
44200004	WalkingVest	polyester	300 kg	S	40-60 kg	82 cm	68 cm
44200006	WalkingVest	polyester	300 kg	M	55-80 kg	96 cm	73 cm
44200007	WalkingVest	polyester	300 kg	L	75-100 kg	110 cm	73 cm
44200008	WalkingVest	polyester	300 kg	XL	90-110 kg	122 cm	73 cm
44200009	WalkingVest	polyester	300 kg	XXL	100-130 kg	142 cm	75 cm
47103010	BariVest	polyester	570 kg	XXXL	180-300 kg	190-280 cm	-
47103011	BariVest	polyester	570 kg	XXXXL	250-570 kg	230-310 cm	-

# Størrelsesguide for SystemRoMedic™ løfteseler



## Delte benstøtter / Høy rygg



Art. nr.	Produktnavn	Materiale/Beskrivelse	Maks brukervekt	Størrelse	Anb. vekt for bruker	Mål for selens sete	Selens totale høyde
40800002	HighBackSling	polyester	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40800003	HighBackSling	polyester	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40800004	HighBackSling	polyester	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40800006	HighBackSling	polyester	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40800007	HighBackSling	polyester	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40800008	HighBackSling	polyester	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40800009	HighBackSling	polyester	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40820002	HighBackSling	polyesternetting	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40820003	HighBackSling	polyesternetting	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40820004	HighBackSling	polyesternetting	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40820006	HighBackSling	polyesternetting	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40820007	HighBackSling	polyesternetting	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40820008	HighBackSling	polyesternetting	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40820009	HighBackSling	polyesternetting	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40822002	HighBackSling	polyesternetting, ikke forst.	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40822003	HighBackSling	polyesternetting, ikke forst.	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40822004	HighBackSling	polyesternetting, ikke forst.	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40822006	HighBackSling	polyesternetting, ikke forst.	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40822007	HighBackSling	polyesternetting, ikke forst.	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40822008	HighBackSling	polyesternetting, ikke forst.	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40822009	HighBackSling	polyesternetting, ikke forst.	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40852002	HighBackSling	plastnetting	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40852003	HighBackSling	plastnetting	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40852004	HighBackSling	plastnetting	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40852006	HighBackSling	plastnetting	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40852007	HighBackSling	plastnetting	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40852008	HighBackSling	plastnetting	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40852009	HighBackSling	plastnetting	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40890004	HighBackSling	engangsbruk, ikke vevd	200 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40890006	HighBackSling	engangsbruk, ikke vevd	200 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40890007	HighBackSling	engangsbruk, ikke vevd	200 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40890008	HighBackSling	engangsbruk, ikke vevd	200 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40890009	HighBackSling	engangsbruk, ikke vevd	300 kg	XXL	150-250 kg	70 cm	102 cm
40700002	ShellHBSling	polyester	300 kg	XXS	10-30 kg	17 cm	80 cm
40700003	ShellHBSling	polyester	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40700004	ShellHBSling	polyester	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	94 cm
40700006	ShellHBSling	polyester	300 kg	M	50-90 kg	40 cm	97 cm
40700007	ShellHBSling	polyester	300 kg	L	80-120 kg	45 cm	98 cm
40700008	ShellHBSling	polyester	300 kg	XL	110-160 kg	55 cm	100 cm
40700009	ShellHBSling	polyester	300 kg	XXL	150-210 kg	65 cm	100 cm
42520002	FlexibleSling	polyesternetting	300 kg	XXS	10-30 kg	20 cm	75 cm
42520003	FlexibleSling	polyesternetting	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	81 cm
42520004	FlexibleSling	polyesternetting	300 kg	S	25-55 kg	35 cm	90 cm
42520006	FlexibleSling	polyesternetting	300 kg	M	50-75 kg	45 cm	102 cm
42520007	FlexibleSling	polyesternetting	300 kg	L	70-110 kg	55 cm	102 cm
42520008	FlexibleSling	polyesternetting	300 kg	XL	100-130 kg	65 cm	104 cm
42522002	FlexibleSling	polyesternetting, ikke forst.	300 kg	XXS	10-30 kg	20 cm	75 cm
42522003	FlexibleSling	polyesternetting, ikke forst.	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	81 cm
42522004	FlexibleSling	polyesternetting, ikke forst.	300 kg	S	25-55 kg	35 cm	90 cm
42522006	FlexibleSling	polyesternetting, ikke forst.	300 kg	M	50-75 kg	45 cm	102 cm
42522007	FlexibleSling	polyesternetting, ikke forst.	300 kg	L	70-110 kg	55 cm	102 cm
42522008	FlexibleSling	polyesternetting, ikke forst.	300 kg	XL	100-130 kg	65 cm	104 cm
42800004	AmpHBSling	polyester	300 kg	S	35-60 kg	37 cm	90 cm
42800006	AmpHBSling	polyester	300 kg	M	50-80 kg	45 cm	97 cm
42800007	AmpHBSling	polyester	300 kg	L	70-110 kg	50 cm	100 cm
42800008	AmpHBSling	polyester	300 kg	XL	100-130 kg	60 cm	100 cm



Delte benstøtter / Skulderhøy rygg



Art. nr.	Produktnavn	Materiale/Beskrivelse	Maks brukervekt	Størrelse	Anb. vekt for bruker	Mål for selens sete	Selens totale høyde
40500002	BasicSling	polyester	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
40500003	BasicSling	polyester	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
40500004	BasicSling	polyester	300 kg	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
40500006	BasicSling	polyester	300 kg	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
40500007	BasicSling	polyester	300 kg	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
40500008	BasicSling	polyester	300 kg	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
40500009	BasicSling	polyester	300 kg	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm
40520002	BasicSling	polyesternetting	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
40520003	BasicSling	polyesternetting	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
40520004	BasicSling	polyesternetting	300 kg	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
40520006	BasicSling	polyesternetting	300 kg	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
40520007	BasicSling	polyesternetting	300 kg	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
40520008	BasicSling	polyesternetting	300 kg	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
40520009	BasicSling	polyesternetting	300 kg	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm
40522002	BasicSling	polyesternetting, ikke forst.	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
40522003	BasicSling	polyesternetting, ikke forst.	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
40522004	BasicSling	polyesternetting, ikke forst.	300 kg	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
40522006	BasicSling	polyesternetting, ikke forst.	300 kg	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
40522007	BasicSling	polyesternetting, ikke forst.	300 kg	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
40522008	BasicSling	polyesternetting, ikke forst.	300 kg	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
40522009	BasicSling	polyesternetting, ikke forst.	300 kg	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm
40552002	BasicSling	plastnetting	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
40552003	BasicSling	plastnetting	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
40552004	BasicSling	plastnetting	300 kg	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
40552006	BasicSling	plastnetting	300 kg	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
40552007	BasicSling	plastnetting	300 kg	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
40552008	BasicSling	plastnetting	300 kg	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
40552009	BasicSling	plastnetting	300 kg	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm
42700003	AmpSling	polyester	300 kg	XS	20-40 kg	27 cm	85 cm
42700004	AmpSling	polyester	300 kg	S	35-60 kg	37 cm	90 cm
42700006	AmpSling	polyester	300 kg	M	50-80 kg	45 cm	97 cm
42700007	AmpSling	polyester	300 kg	L	70-110 kg	50 cm	100 cm
42700008	AmpSling	polyester	300 kg	XL	100-130 kg	60 cm	100 cm
42700009	AmpSling	polyester	300 kg	XXL	120-180 kg	70 cm	100 cm
42720003	AmpSling	polyesternetting	300 kg	XS	20-40 kg	27 cm	85 cm
42720004	AmpSling	polyesternetting	300 kg	S	35-60 kg	37 cm	90 cm
42720006	AmpSling	polyesternetting	300 kg	M	50-80 kg	45 cm	97 cm
42720007	AmpSling	polyesternetting	300 kg	L	70-110 kg	50 cm	100 cm
42720008	AmpSling	polyesternetting	300 kg	XL	100-130 kg	60 cm	100 cm
42720009	AmpSling	polyesternetting	300 kg	XXL	120-180 kg	70 cm	100 cm



Delte benstøtter / Lav rygg



Art. nr.	Produktnavn	Materiale/Beskrivelse	Maks brukervekt	Størrelse	Anb. vekt for bruker	Mål for selens sete	Selens totale høyde
40200002	LowBackSling	polyester	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	60 cm
40200003	LowBackSling	polyester	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	60 cm
40200004	LowBackSling	polyester	300 kg	S	30-50 kg	37 cm	77 cm
40200006	LowBackSling	polyester	300 kg	M	45-80 kg	47 cm	85 cm
40200007	LowBackSling	polyester	300 kg	L	75-110 kg	57 cm	90 cm
40200008	LowBackSling	polyester	300 kg	XL	100-140 kg	67 cm	92 cm
40200009	LowBackSling	polyester	300 kg	XXL	130-190 kg	77 cm	92 cm
40220002	LowBackSling	polyesternetting	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	60 cm
40220003	LowBackSling	polyesternetting	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	60 cm
40220004	LowBackSling	polyesternetting	300 kg	S	30-50 kg	37 cm	77 cm
40220006	LowBackSling	polyesternetting	300 kg	M	45-80 kg	47 cm	85 cm
40220007	LowBackSling	polyesternetting	300 kg	L	75-110 kg	57 cm	90 cm
40220008	LowBackSling	polyesternetting	300 kg	XL	100-140 kg	67 cm	92 cm
40220009	LowBackSling	polyesternetting	300 kg	XXL	130-190 kg	77 cm	92 cm
40252002	LowBackSling	plastnetting	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	60 cm
40252003	LowBackSling	plastnetting	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	60 cm
40252004	LowBackSling	plastnetting	300 kg	S	30-50 kg	37 cm	77 cm
40252006	LowBackSling	plastnetting	300 kg	M	45-80 kg	47 cm	85 cm
40252007	LowBackSling	plastnetting	300 kg	L	75-110 kg	57 cm	90 cm
40252008	LowBackSling	plastnetting	300 kg	XL	100-140 kg	67 cm	92 cm
40252009	LowBackSling	plastnetting	300 kg	XXL	130-190 kg	77 cm	92 cm

**MERK!**

For å finne passende modell, størrelse og materiale for den enkelte brukeren er det alltid viktig å prøve løfteselen på forhånd. Målene og anbefalingene i størrelsesguiden er bare ment som en hjelp til å velge rett løftesele. Bredden på løfteselens sete gir en indikasjon på hvor brede brukers hofter (trochanter-bredden) kan være. Brukers trochanter-bredden må være innenfor +/- 10 cm av bredden på løfteselens sete. Løfteselens bredde gir en indikasjon på omfanget av brukers overkropp. Omfanget av brukers overkropp må være innenfor +/- 10 cm av løfteselens bredde. Løfteselen er for stor hvis brukers bak glir for langt ut av den nedre åpningen, eller hvis benstøttene glir fremover mot brukers knehaser. Løfteselen er for liten hvis brukers ansikt er for nær løfteboyle, hvis benstøttene gnager mot lysken eller hvis selen virker eller føles for stram.

**Udelte benstøtter / Høy og skulderhøy rygg**

Art. nr.	Produktnavn	Materiale/Beskrivelse	Maks brukervekt	Størrelse	Anb. vekt for bruker	Mål for selens sete	Selens totale høyde
42521003	FlexibleSling, <i>udelt</i>	polyesternetting	300 kg	XS	20-40 kg	75 cm	80 cm
42521004	FlexibleSling, <i>udelt</i>	polyesternetting	300 kg	S	30-70 kg	85 cm	85 cm
42521006	FlexibleSling, <i>udelt</i>	polyesternetting	300 kg	M	60-90 kg	94 cm	93 cm
42521007	FlexibleSling, <i>udelt</i>	polyesternetting	300 kg	L	80-130 kg	105 cm	96 cm
42521008	FlexibleSling, <i>udelt</i>	polyesternetting	300 kg	XL	110-180 kg	115 cm	98 cm
41522003	ClassicHBSling	polyesternetting	300 kg	XS	20-40 kg	30 cm	95 cm
41522004	ClassicHBSling	polyesternetting	300 kg	S	30-60 kg	40 cm	98 cm
41522006	ClassicHBSling	polyesternetting	300 kg	M	55-85 kg	48 cm	106 cm
41522007	ClassicHBSling	polyesternetting	300 kg	L	80-120 kg	65 cm	110 cm
41522008	ClassicHBSling	polyesternetting	300 kg	XL	110-140 kg	80 cm	115 cm
41222003	ClassicSling	polyesternetting	300 kg	XS	20-40 kg	30 cm	80 cm
41222004	ClassicSling	polyesternetting	300 kg	S	30-60 kg	38 cm	90 cm
41222006	ClassicSling	polyesternetting	300 kg	M	55-85 kg	46 cm	95 cm
41222007	ClassicSling	polyesternetting	300 kg	L	80-120 kg	63 cm	98 cm
41222008	ClassicSling	polyesternetting	300 kg	XL	110-140 kg	80 cm	100 cm
47001010	BariSling	polyester	570 kg	XXXL	200-350 kg	-	-
47001011	BariSling	polyester	570 kg	XXXL	250-570 kg	-	-
47091010	BariSling	engangsbruk, <i>ikke vevd</i>	450 kg	XXXL	200-450 kg	-	-

**Til og fra toalettet / Høy og skulderhøy rygg**


Art. nr.	Produktnavn	Materiale/Beskrivelse	Maks brukervekt	Størrelse	Anb. vekt for bruker	Mål for selens sete	Selens totale høyde
43704002	HygieneHBSling	polyester	300 kg	XXS	10-30 kg	25 cm	92 cm
43704003	HygieneHBSling	polyester	300 kg	XS	25-45 kg	28 cm	92 cm
43704004	HygieneHBSling	polyester	300 kg	S	40-60 kg	30 cm	96 cm
43704006	HygieneHBSling	polyester	300 kg	M	55-80 kg	35 cm	102 cm
43704007	HygieneHBSling	polyester	300 kg	L	75-110 kg	41 cm	102 cm
43704008	HygieneHBSling	polyester	300 kg	XL	90-130 kg	46 cm	104 cm
43704009	HygieneHBSling	polyester	300 kg	XXL	120-170 kg	60 cm	104 cm
42521403	FlexibleSling, <i>udelt*</i>	polyesternetting	300 kg	XS	20-40 kg	75 cm	80 cm
42521404	FlexibleSling, <i>udelt*</i>	polyesternetting	300 kg	S	30-70 kg	85 cm	85 cm
42521406	FlexibleSling, <i>udelt*</i>	polyesternetting	300 kg	M	60-90 kg	94 cm	93 cm
42521407	FlexibleSling, <i>udelt*</i>	polyesternetting	300 kg	L	80-130 kg	105 cm	96 cm
42521408	FlexibleSling, <i>udelt*</i>	polyesternetting	300 kg	XL	110-180 kg	115 cm	98 cm
41221404	ClassicSling*	polyesternetting	300 kg	S	30-60 kg	38 cm	90 cm
41221406	ClassicSling*	polyesternetting	300 kg	M	55-85 kg	46 cm	95 cm
41221407	ClassicSling*	polyesternetting	300 kg	L	80-120 kg	63 cm	98 cm

*\*) med toalettåpning*

**Til og fra toalettet / Lav rygg**

Art. nr.	Produktnavn	Materiale/Beskrivelse	Maks brukervekt	Størrelse	Anb. vekt for bruker	Mål for selens sete	Selens totale høyde
43504002	HygieneSling	polyester, <i>med belte</i>	300 kg	XXS	10-30 kg	25 cm	50 cm
43504003	HygieneSling	polyester, <i>med belte</i>	300 kg	XS	25-45 kg	35 cm	65 cm
43504004	HygieneSling	polyester, <i>med belte</i>	300 kg	S	40-60 kg	48 cm	75 cm
43504006	HygieneSling	polyester, <i>med belte</i>	300 kg	M	55-85 kg	55 cm	87 cm
43504007	HygieneSling	polyester, <i>med belte</i>	300 kg	L	75-100 kg	60 cm	93 cm
43504008	HygieneSling	polyester, <i>med belte</i>	300 kg	XL	90-130 kg	80 cm	95 cm
43504009	HygieneSling	polyester, <i>med belte</i>	300 kg	XXL	120-170 kg	90 cm	95 cm
43604002	HygieneSling	polyester, <i>uten belte</i>	300 kg	XXS	10-30 kg	25 cm	50 cm
43604003	HygieneSling	polyester, <i>uten belte</i>	300 kg	XS	25-45 kg	35 cm	65 cm
43604004	HygieneSling	polyester, <i>uten belte</i>	300 kg	S	40-60 kg	48 cm	75 cm
43604006	HygieneSling	polyester, <i>uten belte</i>	300 kg	M	55-85 kg	55 cm	87 cm
43604007	HygieneSling	polyester, <i>uten belte</i>	300 kg	L	75-100 kg	60 cm	93 cm
43604008	HygieneSling	polyester, <i>uten belte</i>	300 kg	XL	90-130 kg	80 cm	95 cm
43604009	HygieneSling	polyester, <i>uten belte</i>	300 kg	XXL	120-170 kg	90 cm	95 cm
43904003	HygieneSling	polyester, <i>ekstra ryggstøtte</i>	300 kg	XS	25-45 kg	35 cm	65 cm
43904004	HygieneSling	polyester, <i>ekstra ryggstøtte</i>	300 kg	S	40-60 kg	48 cm	75 cm
43904006	HygieneSling	polyester, <i>ekstra ryggstøtte</i>	300 kg	M	55-85 kg	55 cm	87 cm
43904007	HygieneSling	polyester, <i>ekstra ryggstøtte</i>	300 kg	L	75-100 kg	60 cm	93 cm
43904008	HygieneSling	polyester, <i>ekstra ryggstøtte</i>	300 kg	XL	90-130 kg	80 cm	95 cm
43804002	HygieneLBSling	polyester	300 kg	XXS	10-30 kg	25 cm	92 cm
43804003	HygieneLBSling	polyester	300 kg	XS	25-45 kg	28 cm	92 cm
43804004	HygieneLBSling	polyester	300 kg	S	40-60 kg	30 cm	96 cm
43804006	HygieneLBSling	polyester	300 kg	M	55-80 kg	35 cm	102 cm
43804007	HygieneLBSling	polyester	300 kg	L	75-110 kg	41 cm	102 cm
43804008	HygieneLBSling	polyester	300 kg	XL	90-130 kg	46 cm	104 cm
43804009	HygieneLBSling	polyester	300 kg	XXL	120-170 kg	60 cm	104 cm

### Horisontal løfting / Vending



Art. nr.	Produktnavn	Materiale/Beskrivelse	Maks brukervekt	Størrelse	Anb. vekt for bruker	Lengde	Bredde
46502007	StretcherSling	polyester	300 kg	én størrelse	50-200 kg	180 cm	86 cm
46592007	StretcherSling	engangsbruk, ikke vevd	300 kg	én størrelse	50-200 kg	180 cm	86 cm
47522007	SafeHandlingSheet	polyesternåt	300 kg	L	50-300 kg	240 cm	115 cm
47542007	SafeHandlingSheet	polyesternetting/WL4W	300 kg	L	50-300 kg	240 cm	115 cm
47502008	SafeHandlingSheet	polyester	400 kg	XL	50-400 kg	240 cm	115 cm
47502009	SafeHandlingSheet	polyester, forsterket	570 kg	XXL	50-570 kg	240 cm	130 cm
47512006	SafeHandlingSheet	engangsbruk, bomull	300 kg	M	50-300 kg	175 cm	112 cm
47512007	SafeHandlingSheet	engangsbruk, bomull	300 kg	L	50-300 kg	220 cm	135 cm
47512008	SafeHandlingSheet	engangsbruk, bomull	400 kg	XL	50-300 kg	220 cm	135 cm
47512009	SafeHandlingSheet	engangsbruk, bomull	570 kg	XXL	50-300 kg	220 cm	160 cm
49592000	TurningSling, to løkker	engangsbruk, ikke vevd	250 kg	én størrelse	50-250 kg	-	-
49592005	TurningSling, en løkke	engangsbruk, ikke vevd	250 kg	én størrelse	50-250 kg	-	-

### Reise seg / stå med MiniLift



Art. nr.	Produktnavn	Materiale/Beskrivelse	Maks brukervekt	Størrelse	Anb. vekt for bruker	Løftevestens bredde
45500003	ThoraxSling	polyester	300 kg	XS	20-50 kg	85 cm
45500004	ThoraxSling	polyester	300 kg	S	30-60 kg	94 cm
45500006	ThoraxSling	polyester	300 kg	M	50-80 kg	104 cm
45500007	ThoraxSling	polyester	300 kg	L	70-110 kg	124 cm
45500008	ThoraxSling	polyester	300 kg	XL	100-150 kg	146 cm
45500009	ThoraxSling	polyester	300 kg	XXL	140-200 kg	170 cm
45550004	ThoraxSling	avtørkbar	205 kg	S	30-60 kg	94 cm
45550006	ThoraxSling	avtørkbar	205 kg	M	50-80 kg	104 cm
45550007	ThoraxSling	avtørkbar	205 kg	L	70-110 kg	124 cm
45550008	ThoraxSling	avtørkbar	205 kg	XL	100-150 kg	146 cm
45550009	ThoraxSling	avtørkbar	205 kg	XXL	140-200 kg	170 cm
45590004	ThoraxSling	engangsbruk, ikke vevd	200 kg	S	30-60 kg	94 cm
45590006	ThoraxSling	engangsbruk, ikke vevd	200 kg	M	50-80 kg	104 cm
45590007	ThoraxSling	engangsbruk, ikke vevd	200 kg	L	70-110 kg	124 cm
45590008	ThoraxSling	engangsbruk, ikke vevd	200 kg	XL	100-150 kg	146 cm
45600004	ThoraxSling	polyester, med setestotte	300 kg	S	30-60 kg	94 cm
45600006	ThoraxSling	polyester, med setestotte	300 kg	M	50-80 kg	104 cm
45600007	ThoraxSling	polyester, med setestotte	300 kg	L	70-110 kg	124 cm
45600008	ThoraxSling	polyester, med setestotte	300 kg	XL	100-150 kg	146 cm
45690004	ThoraxSling	engangsbruk, ikke vevd, med setestotte	200 kg	S	30-60 kg	94 cm
45690006	ThoraxSling	engangsbruk, ikke vevd, med setestotte	200 kg	M	50-80 kg	104 cm
45690007	ThoraxSling	engangsbruk, ikke vevd, med setestotte	200 kg	L	70-110 kg	124 cm
45690008	ThoraxSling	engangsbruk, ikke vevd, med setestotte	200 kg	XL	100-150 kg	146 cm

### Reise seg / stå med RiseUp600EE



Art. nr.	Produktnavn	Materiale/Beskrivelse	Maks brukervekt	Størrelse	Anb. vekt for bruker	Løftevestens bredde
45200004	StandUpSling	polyester	300 kg	S	40-65 kg	109 cm
45200006	StandUpSling	polyester	300 kg	M	55-80 kg	121 cm
45200007	StandUpSling	polyester	300 kg	L	75-110 kg	122 cm
45200008	StandUpSling	polyester	300 kg	XL	100-160 kg	136 cm
45200009	StandUpSling	polyester	300 kg	XXL	150-220 kg	166 cm




### Stå / gå



Art. nr.	Produktnavn	Materiale/Beskrivelse	Maks brukervekt	Størrelse	Anb. vekt for bruker	Løftevestens bredde	Løftevestens totale høyde
44503003	StandingVest	polyester	300 kg	XS	15-40 kg	82 cm	68 cm
44503004	StandingVest	polyester	300 kg	S	20-50 kg	96 cm	73 cm
44503006	StandingVest	polyester	300 kg	M	40-60 kg	110 cm	73 cm
44503007	StandingVest	polyester	300 kg	L	50-80 kg	122 cm	73 cm
44503008	StandingVest	polyester	300 kg	XL	70-100 kg	130 cm	73 cm
44200002	WalkingVest	polyester	300 kg	XXS	15-40 kg	60 cm	67 cm
44200003	WalkingVest	polyester	300 kg	XS	25-50 kg	70 cm	68 cm
44200004	WalkingVest	polyester	300 kg	S	40-60 kg	82 cm	68 cm
44200006	WalkingVest	polyester	300 kg	M	55-80 kg	96 cm	73 cm
44200007	WalkingVest	polyester	300 kg	L	75-100 kg	110 cm	73 cm
44200008	WalkingVest	polyester	300 kg	XL	90-110 kg	122 cm	73 cm
44200009	WalkingVest	polyester	300 kg	XXL	100-130 kg	142 cm	75 cm
47103010	BariVest	polyester	570 kg	XXXL	180-300 kg	190-280 cm	-
47103011	BariVest	polyester	570 kg	XXXXL	250-570 kg	230-310 cm	-



# Størrelsesguide for SystemRoMedic™ løftesejl



## Delte benstøtter / Høj ryg



Varenr.	Produktnavn	Materiale / Beskrivelse	Max brugervægt	Størrelse	Anb. brugervægt	Løftesejlets sædemål	Løftesejlets højde
40800002	HighBackSling	polyester	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40800003	HighBackSling	polyester	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40800004	HighBackSling	polyester	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40800006	HighBackSling	polyester	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40800007	HighBackSling	polyester	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40800008	HighBackSling	polyester	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40800009	HighBackSling	polyester	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40820002	HighBackSling	polyesternet	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40820003	HighBackSling	polyesternet	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40820004	HighBackSling	polyesternet	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40820006	HighBackSling	polyesternet	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40820007	HighBackSling	polyesternet	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40820008	HighBackSling	polyesternet	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40820009	HighBackSling	polyesternet	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40822002	HighBackSling	polyesternet, ikke forstærkede benstøtter	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40822003	HighBackSling	polyesternet, ikke forstærkede benstøtter	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40822004	HighBackSling	polyesternet, ikke forstærkede benstøtter	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40822006	HighBackSling	polyesternet, ikke forstærkede benstøtter	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40822007	HighBackSling	polyesternet, ikke forstærkede benstøtter	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40822008	HighBackSling	polyesternet, ikke forstærkede benstøtter	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40822009	HighBackSling	polyesternet, ikke forstærkede benstøtter	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40852002	HighBackSling	plastbelagt net	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40852003	HighBackSling	plastbelagt net	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40852004	HighBackSling	plastbelagt net	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40852006	HighBackSling	plastbelagt net	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40852007	HighBackSling	plastbelagt net	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40852008	HighBackSling	plastbelagt net	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40852009	HighBackSling	plastbelagt net	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40890004	HighBackSling	engangsmateriale, non-woven	200 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40890006	HighBackSling	engangsmateriale, non-woven	200 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40890007	HighBackSling	engangsmateriale, non-woven	200 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40890008	HighBackSling	engangsmateriale, non-woven	200 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40890009	HighBackSling	engangsmateriale, non-woven	300 kg	XXL	150-250 kg	70 cm	102 cm
40700002	ShellHBSling	polyester	300 kg	XXS	10-30 kg	17 cm	80 cm
40700003	ShellHBSling	polyester	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40700004	ShellHBSling	polyester	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	94 cm
40700006	ShellHBSling	polyester	300 kg	M	50-90 kg	40 cm	97 cm
40700007	ShellHBSling	polyester	300 kg	L	80-120 kg	45 cm	98 cm
40700008	ShellHBSling	polyester	300 kg	XL	110-160 kg	55 cm	100 cm
40700009	ShellHBSling	polyester	300 kg	XXL	150-210 kg	65 cm	100 cm
42520002	FlexibleSling	polyesternet	300 kg	XXS	10-30 kg	20 cm	75 cm
42520003	FlexibleSling	polyesternet	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	81 cm
42520004	FlexibleSling	polyesternet	300 kg	S	25-55 kg	35 cm	90 cm
42520006	FlexibleSling	polyesternet	300 kg	M	50-75 kg	45 cm	102 cm
42520007	FlexibleSling	polyesternet	300 kg	L	70-110 kg	55 cm	102 cm
42520008	FlexibleSling	polyesternet	300 kg	XL	100-130 kg	65 cm	104 cm
42522002	FlexibleSling	polyesternet, ikke forstærkede benstøtter	300 kg	XXS	10-30 kg	20 cm	75 cm
42522003	FlexibleSling	polyesternet, ikke forstærkede benstøtter	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	81 cm
42522004	FlexibleSling	polyesternet, ikke forstærkede benstøtter	300 kg	S	25-55 kg	35 cm	90 cm
42522006	FlexibleSling	polyesternet, ikke forstærkede benstøtter	300 kg	M	50-75 kg	45 cm	102 cm
42522007	FlexibleSling	polyesternet, ikke forstærkede benstøtter	300 kg	L	70-110 kg	55 cm	102 cm
42522008	FlexibleSling	polyesternet, ikke forstærkede benstøtter	300 kg	XL	100-130 kg	65 cm	104 cm
42800004	AmpHBSling	polyester	300 kg	S	35-60 kg	37 cm	90 cm
42800006	AmpHBSling	polyester	300 kg	M	50-80 kg	45 cm	97 cm
42800007	AmpHBSling	polyester	300 kg	L	70-110 kg	50 cm	100 cm
42800008	AmpHBSling	polyester	300 kg	XL	100-130 kg	60 cm	100 cm



**Dele benstøtter / Skulderhøj ryg**



Varenr.	Produktnavn	Materiale / Beskrivelse	Max brugervægt	Størrelse	Anb. brugervægt	Løftesejsets sædemål	Løftesejsets højde
40500002	BasicSling	polyester	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
40500003	BasicSling	polyester	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
40500004	BasicSling	polyester	300 kg	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
40500006	BasicSling	polyester	300 kg	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
40500007	BasicSling	polyester	300 kg	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
40500008	BasicSling	polyester	300 kg	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
40500009	BasicSling	polyester	300 kg	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm
40520002	BasicSling	polyesternet	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
40520003	BasicSling	polyesternet	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
40520004	BasicSling	polyesternet	300 kg	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
40520006	BasicSling	polyesternet	300 kg	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
40520007	BasicSling	polyesternet	300 kg	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
40520008	BasicSling	polyesternet	300 kg	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
40520009	BasicSling	polyesternet	300 kg	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm
40522002	BasicSling	polyesternet, ikke forstærkede benstøtter	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
40522003	BasicSling	polyesternet, ikke forstærkede benstøtter	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
40522004	BasicSling	polyesternet, ikke forstærkede benstøtter	300 kg	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
40522006	BasicSling	polyesternet, ikke forstærkede benstøtter	300 kg	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
40522007	BasicSling	polyesternet, ikke forstærkede benstøtter	300 kg	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
40522008	BasicSling	polyesternet, ikke forstærkede benstøtter	300 kg	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
40522009	BasicSling	polyesternet, ikke forstærkede benstøtter	300 kg	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm
40552002	BasicSling	plastbelagt net	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
40552003	BasicSling	plastbelagt net	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
40552004	BasicSling	plastbelagt net	300 kg	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
40552006	BasicSling	plastbelagt net	300 kg	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
40552007	BasicSling	plastbelagt net	300 kg	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
40552008	BasicSling	plastbelagt net	300 kg	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
40552009	BasicSling	plastbelagt net	300 kg	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm
42700003	AmpSling	polyester	300 kg	XS	20-40 kg	27 cm	85 cm
42700004	AmpSling	polyester	300 kg	S	35-60 kg	37 cm	90 cm
42700006	AmpSling	polyester	300 kg	M	50-80 kg	45 cm	97 cm
42700007	AmpSling	polyester	300 kg	L	70-110 kg	50 cm	100 cm
42700008	AmpSling	polyester	300 kg	XL	100-130 kg	60 cm	100 cm
42700009	AmpSling	polyester	300 kg	XXL	120-180 kg	70 cm	100 cm
42720003	AmpSling	polyesternet	300 kg	XS	20-40 kg	27 cm	85 cm
42720004	AmpSling	polyesternet	300 kg	S	35-60 kg	37 cm	90 cm
42720006	AmpSling	polyesternet	300 kg	M	50-80 kg	45 cm	97 cm
42720007	AmpSling	polyesternet	300 kg	L	70-110 kg	50 cm	100 cm
42720008	AmpSling	polyesternet	300 kg	XL	100-130 kg	60 cm	100 cm
42720009	AmpSling	polyesternet	300 kg	XXL	120-180 kg	70 cm	100 cm



**Dele benstøtter / Lav ryg**



Varenr.	Produktnavn	Materiale / Beskrivelse	Max brugervægt	Størrelse	Anb. brugervægt	Løftesejsets sædemål	Løftesejsets højde
40200002	LowBackSling	polyester	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	60 cm
40200003	LowBackSling	polyester	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	60 cm
40200004	LowBackSling	polyester	300 kg	S	30-50 kg	37 cm	77 cm
40200006	LowBackSling	polyester	300 kg	M	45-80 kg	47 cm	85 cm
40200007	LowBackSling	polyester	300 kg	L	75-110 kg	57 cm	90 cm
40200008	LowBackSling	polyester	300 kg	XL	100-140 kg	67 cm	92 cm
40200009	LowBackSling	polyester	300 kg	XXL	130-190 kg	77 cm	92 cm
40220002	LowBackSling	polyesternåt	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	60 cm
40220003	LowBackSling	polyesternåt	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	60 cm
40220004	LowBackSling	polyesternåt	300 kg	S	30-50 kg	37 cm	77 cm
40220006	LowBackSling	polyesternåt	300 kg	M	45-80 kg	47 cm	85 cm
40220007	LowBackSling	polyesternåt	300 kg	L	75-110 kg	57 cm	90 cm
40220008	LowBackSling	polyesternåt	300 kg	XL	100-140 kg	67 cm	92 cm
40220009	LowBackSling	polyesternåt	300 kg	XXL	130-190 kg	77 cm	92 cm
40252002	LowBackSling	plastat nät	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	60 cm
40252003	LowBackSling	plastat nät	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	60 cm
40252004	LowBackSling	plastat nät	300 kg	S	30-50 kg	37 cm	77 cm
40252006	LowBackSling	plastat nät	300 kg	M	45-80 kg	47 cm	85 cm
40252007	LowBackSling	plastat nät	300 kg	L	75-110 kg	57 cm	90 cm
40252008	LowBackSling	plastat nät	300 kg	XL	100-140 kg	67 cm	92 cm
40252009	LowBackSling	plastat nät	300 kg	XXL	130-190 kg	77 cm	92 cm

**BEMÆRK!**

Der skal altid foretages en afprøvning for at fastslå, hvilken model og størrelse samt hvilket materiale, som er mest velegnet til den enkelte bruger. Mål og anbefalinger i størrelsesguiden er kun ment som en guide til at lette valget. Løftesejsets sædemål giver en indikation om, hvor bred brugeren kan være fra hofte til hofte (trochantermål). Brugers trochantermål skal ligge indenfor +/- 10 cm fra løftesejsets sædemål. Løftesejsets bredde giver en indikation om, hvilken omkreds brugers overkrop kan have. Brugers overkrop skal have en omkreds inden for +/- 10 cm fra løftesejsets bredde. Løftesejlet er for stort, hvis brugers bagdel glider for meget ud i den nedre åbning, eller hvis benstøtterne glider frem mod brugers knæhæser. Løftesejlet er for lille, hvis brugers ansigt er for tæt på løfteåget, hvis benstøtterne graver i lysken eller hvis løftesejlet ser ud til at være for lille eller føles for lille.

**Udelte benstøtter / Høj og skulderhøj ryg**

Varenr.	Produktnavn	Materiale / Beskrivelse	Max brugervægt	Størrelse	Anb. brugervægt	Løftesejsets sædemål	Løftesejlets højde
42521003	FlexibleSling, <i>undivided</i>	polyesternet	300 kg	XS	20-40 kg	75 cm	80 cm
42521004	FlexibleSling, <i>undivided</i>	polyesternet	300 kg	S	30-70 kg	85 cm	85 cm
42521006	FlexibleSling, <i>undivided</i>	polyesternet	300 kg	M	60-90 kg	94 cm	93 cm
42521007	FlexibleSling, <i>undivided</i>	polyesternet	300 kg	L	80-130 kg	105 cm	96 cm
42521008	FlexibleSling, <i>undivided</i>	polyesternet	300 kg	XL	110-180 kg	115 cm	98 cm
41522003	ClassicHBSling	polyesternet	300 kg	XS	20-40 kg	30 cm	95 cm
41522004	ClassicHBSling	polyesternet	300 kg	S	30-60 kg	40 cm	98 cm
41522006	ClassicHBSling	polyesternet	300 kg	M	55-85 kg	48 cm	106 cm
41522007	ClassicHBSling	polyesternet	300 kg	L	80-120 kg	65 cm	110 cm
41522008	ClassicHBSling	polyesternet	300 kg	XL	110-140 kg	80 cm	115 cm
41222003	ClassicSling	polyesternet	300 kg	XS	20-40 kg	30 cm	80 cm
41222004	ClassicSling	polyesternet	300 kg	S	30-60 kg	38 cm	90 cm
41222006	ClassicSling	polyesternet	300 kg	M	55-85 kg	46 cm	95 cm
41222007	ClassicSling	polyesternet	300 kg	L	80-120 kg	63 cm	98 cm
41222008	ClassicSling	polyesternet	300 kg	XL	110-140 kg	80 cm	100 cm
47001010	BariSling	polyester	570 kg	XXXL	200-350 kg	-	-
47001011	BariSling	polyester	570 kg	XXXXL	250-570 kg	-	-
47091010	BariSling	engangsmateriale, <i>non-woven</i>	450 kg	XXXL	200-450 kg	-	-

**Til toiletbesøg / Høj og skulderhøj ryg**


Varenr.	Produktnavn	Materiale / Beskrivelse	Max brugervægt	Størrelse	Anb. brugervægt	Løftesejsets sædemål	Løftesejlets højde
43704002	HygieneHBSling	polyester	300 kg	XXS	10-30 kg	25 cm	92 cm
43704003	HygieneHBSling	polyester	300 kg	XS	25-45 kg	28 cm	92 cm
43704004	HygieneHBSling	polyester	300 kg	S	40-60 kg	30 cm	96 cm
43704006	HygieneHBSling	polyester	300 kg	M	55-80 kg	35 cm	102 cm
43704007	HygieneHBSling	polyester	300 kg	L	75-110 kg	41 cm	102 cm
43704008	HygieneHBSling	polyester	300 kg	XL	90-130 kg	46 cm	104 cm
43704009	HygieneHBSling	polyester	300 kg	XXL	120-170 kg	60 cm	104 cm
42521403	FlexibleSling, <i>undivided*</i>	polyesternet	300 kg	XS	20-40 kg	75 cm	80 cm
42521404	FlexibleSling, <i>undivided*</i>	polyesternet	300 kg	S	30-70 kg	85 cm	85 cm
42521406	FlexibleSling, <i>undivided*</i>	polyesternet	300 kg	M	60-90 kg	94 cm	93 cm
42521407	FlexibleSling, <i>undivided*</i>	polyesternet	300 kg	L	80-130 kg	105 cm	96 cm
42521408	FlexibleSling, <i>undivided*</i>	polyesternet	300 kg	XL	110-180 kg	115 cm	98 cm
41221404	ClassicSling*	polyesternet	300 kg	S	30-60 kg	38 cm	90 cm
41221406	ClassicSling*	polyesternet	300 kg	M	55-85 kg	46 cm	95 cm
41221407	ClassicSling*	polyesternet	300 kg	L	80-120 kg	63 cm	98 cm

\*) med hygiejneduskæring

**Til toiletbesøg / Lav ryg**

Varenr.	Produktnavn	Materiale / Beskrivelse	Max brugervægt	Størrelse	Anb. brugervægt	Løftesejsets sædemål	Løftesejlets højde
43504002	HygieneSling	polyester, <i>med bælte</i>	300 kg	XXS	10-30 kg	25 cm	50 cm
43504003	HygieneSling	polyester, <i>med bælte</i>	300 kg	XS	25-45 kg	35 cm	65 cm
43504004	HygieneSling	polyester, <i>med bælte</i>	300 kg	S	40-60 kg	48 cm	75 cm
43504006	HygieneSling	polyester, <i>med bælte</i>	300 kg	M	55-85 kg	55 cm	87 cm
43504007	HygieneSling	polyester, <i>med bælte</i>	300 kg	L	75-100 kg	60 cm	93 cm
43504008	HygieneSling	polyester, <i>med bælte</i>	300 kg	XL	90-130 kg	80 cm	95 cm
43504009	HygieneSling	polyester, <i>med bælte</i>	300 kg	XXL	120-170 kg	90 cm	95 cm
43604002	HygieneSling	polyester, <i>uden bælte</i>	300 kg	XXS	10-30 kg	25 cm	50 cm
43604003	HygieneSling	polyester, <i>uden bælte</i>	300 kg	XS	25-45 kg	35 cm	65 cm
43604004	HygieneSling	polyester, <i>uden bælte</i>	300 kg	S	40-60 kg	48 cm	75 cm
43604006	HygieneSling	polyester, <i>uden bælte</i>	300 kg	M	55-85 kg	55 cm	87 cm
43604007	HygieneSling	polyester, <i>uden bælte</i>	300 kg	L	75-100 kg	60 cm	93 cm
43604008	HygieneSling	polyester, <i>uden bælte</i>	300 kg	XL	90-130 kg	80 cm	95 cm
43604009	HygieneSling	polyester, <i>uden bælte</i>	300 kg	XXL	120-170 kg	90 cm	95 cm
43904003	HygieneSling	polyester, <i>med ekstra rygstøtte</i>	300 kg	XS	25-45 kg	35 cm	65 cm
43904004	HygieneSling	polyester, <i>med ekstra rygstøtte</i>	300 kg	S	40-60 kg	48 cm	75 cm
43904006	HygieneSling	polyester, <i>med ekstra rygstøtte</i>	300 kg	M	55-85 kg	55 cm	87 cm
43904007	HygieneSling	polyester, <i>med ekstra rygstøtte</i>	300 kg	L	75-100 kg	60 cm	93 cm
43904008	HygieneSling	polyester, <i>med ekstra rygstøtte</i>	300 kg	XL	90-130 kg	80 cm	95 cm
43804002	HygieneLBSling	polyester	300 kg	XXS	10-30 kg	25 cm	92 cm
43804003	HygieneLBSling	polyester	300 kg	XS	25-45 kg	28 cm	92 cm
43804004	HygieneLBSling	polyester	300 kg	S	40-60 kg	30 cm	96 cm
43804006	HygieneLBSling	polyester	300 kg	M	55-80 kg	35 cm	102 cm
43804007	HygieneLBSling	polyester	300 kg	L	75-110 kg	41 cm	102 cm
43804008	HygieneLBSling	polyester	300 kg	XL	90-130 kg	46 cm	104 cm
43804009	HygieneLBSling	polyester	300 kg	XXL	120-170 kg	60 cm	104 cm

### Vandrette løft / Vending



Varenr.	Produktnavn	Materiale / Beskrivelse	Max brugervægt	Størrelse	Anb. brugervægt	Længde	Bredde
46502007	StretcherSling	polyester	300 kg	one size	50-200 kg	180 cm	86 cm
46592007	StretcherSling	engangsmateriale, non-woven	300 kg	one size	50-200 kg	180 cm	86 cm
47522007	SafeHandlingSheet	polyesternet	300 kg	L	50-300 kg	240 cm	115 cm
47542007	SafeHandlingSheet	polyesternet/WL4W	300 kg	L	50-300 kg	240 cm	115 cm
47502008	SafeHandlingSheet	polyester	400 kg	XL	50-400 kg	240 cm	115 cm
47502009	SafeHandlingSheet	polyester, forstærket	570 kg	XXL	50-570 kg	240 cm	130 cm
47512006	SafeHandlingSheet	engangsmateriale, bomuld	300 kg	M	50-300 kg	175 cm	112 cm
47512007	SafeHandlingSheet	engangsmateriale, bomuld	300 kg	L	50-300 kg	220 cm	135 cm
47512008	SafeHandlingSheet	engangsmateriale, bomuld	400 kg	XL	50-300 kg	220 cm	135 cm
47512009	SafeHandlingSheet	engangsmateriale, bomuld	570 kg	XXL	50-300 kg	220 cm	160 cm
49592000	TurningSling, to løftestrop	engangsmateriale, non-woven	250 kg	one size	50-250 kg	-	-
49592005	TurningSling, en løftestrop	engangsmateriale, non-woven	250 kg	one size	50-250 kg	-	-

### Rejse sig / Stå med MiniLift



Varenr.	Produktnavn	Material / Beskrivelse	Max brugervægt	Størrelse	Anb. brugervægt	Løftevestens bredde
45500003	ThoraxSling	polyester	300 kg	XS	20-50 kg	85 cm
45500004	ThoraxSling	polyester	300 kg	S	30-60 kg	94 cm
45500006	ThoraxSling	polyester	300 kg	M	50-80 kg	104 cm
45500007	ThoraxSling	polyester	300 kg	L	70-110 kg	124 cm
45500008	ThoraxSling	polyester	300 kg	XL	100-150 kg	146 cm
45500009	ThoraxSling	polyester	300 kg	XXL	140-200 kg	170 cm
45550004	ThoraxSling	afspritningsbart materiale	205 kg	S	30-60 kg	94 cm
45550006	ThoraxSling	afspritningsbart materiale	205 kg	M	50-80 kg	104 cm
45550007	ThoraxSling	afspritningsbart materiale	205 kg	L	70-110 kg	124 cm
45550008	ThoraxSling	afspritningsbart materiale	205 kg	XL	100-150 kg	146 cm
45550009	ThoraxSling	afspritningsbart materiale	205 kg	XXL	140-200 kg	170 cm
45590004	ThoraxSling	engangsmateriale, non-woven	200 kg	S	30-60 kg	94 cm
45590006	ThoraxSling	engangsmateriale, non-woven	200 kg	M	50-80 kg	104 cm
45590007	ThoraxSling	engangsmateriale, non-woven	200 kg	L	70-110 kg	124 cm
45590008	ThoraxSling	engangsmateriale, non-woven	200 kg	XL	100-150 kg	146 cm
45600004	ThoraxSling	polyester, med sædestøtte	300 kg	S	30-60 kg	94 cm
45600006	ThoraxSling	polyester, med sædestøtte	300 kg	M	50-80 kg	104 cm
45600007	ThoraxSling	polyester, med sædestøtte	300 kg	L	70-110 kg	124 cm
45600008	ThoraxSling	polyester, med sædestøtte	300 kg	XL	100-150 kg	146 cm
45690004	ThoraxSling	engangsmateriale, non-woven, med sædestøtte	200 kg	S	30-60 kg	94 cm
45690006	ThoraxSling	engangsmateriale, non-woven, med sædestøtte	200 kg	M	50-80 kg	104 cm
45690007	ThoraxSling	engangsmateriale, non-woven, med sædestøtte	200 kg	L	70-110 kg	124 cm
45690008	ThoraxSling	engangsmateriale, non-woven, med sædestøtte	200 kg	XL	100-150 kg	146 cm

### Rejse sig / Stå med RiseUp600EE





Varenr.	Produktnavn	Material / Beskrivelse	Max brugervægt	Størrelse	Anb. brugervægt	Løftevestens bredde
45200004	StandUpSling	polyester	300 kg	S	40-65 kg	109 cm
45200006	StandUpSling	polyester	300 kg	M	55-80 kg	121 cm
45200007	StandUpSling	polyester	300 kg	L	75-110 kg	122 cm
45200008	StandUpSling	polyester	300 kg	XL	100-160 kg	136 cm
45200009	StandUpSling	polyester	300 kg	XXL	150-220 kg	166 cm

### Stående / Gående



Varenr.	Produktnavn	Material	Max brugervægt	Størrelse	Anb. brugervægt	Løftevestens bredde	Løftesejlets højde
44503003	StandingVest	polyester	300 kg	XS	15-40 kg	82 cm	68 cm
44503004	StandingVest	polyester	300 kg	S	20-50 kg	96 cm	73 cm
44503006	StandingVest	polyester	300 kg	M	40-60 kg	110 cm	73 cm
44503007	StandingVest	polyester	300 kg	L	50-80 kg	122 cm	73 cm
44503008	StandingVest	polyester	300 kg	XL	70-100 kg	130 cm	73 cm
44200002	WalkingVest	polyester	300 kg	XXS	15-40 kg	60 cm	67 cm
44200003	WalkingVest	polyester	300 kg	XS	25-50 kg	70 cm	68 cm
44200004	WalkingVest	polyester	300 kg	S	40-60 kg	82 cm	68 cm
44200006	WalkingVest	polyester	300 kg	M	55-80 kg	96 cm	73 cm
44200007	WalkingVest	polyester	300 kg	L	75-100 kg	110 cm	73 cm
44200008	WalkingVest	polyester	300 kg	XL	90-110 kg	122 cm	73 cm
44200009	WalkingVest	polyester	300 kg	XXL	100-130 kg	142 cm	75 cm
47103010	BariVest	polyester	570 kg	XXXL	180-300 kg	190-280 cm	-
47103011	BariVest	polyester	570 kg	XXXXL	250-570 kg	230-310 cm	-

# SystemRoMedic™ nostoliinojen koko-opas



## Erilliset reisituet/Korkea selkäosa



Tuotenumero	Tuotenumero	Materiaali/Kuvaus	SWL	Koko	Suos. käyttäjäpaino	Liinan istuinlev.	Liinan kok.korkeus
40800002	HighBackSling	polyesteri	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40800003	HighBackSling	polyesteri	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40800004	HighBackSling	polyesteri	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40800006	HighBackSling	polyesteri	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40800007	HighBackSling	polyesteri	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40800008	HighBackSling	polyesteri	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40800009	HighBackSling	polyesteri	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40820002	HighBackSling	polyesteriverkko	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40820003	HighBackSling	polyesteriverkko	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40820004	HighBackSling	polyesteriverkko	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40820006	HighBackSling	polyesteriverkko	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40820007	HighBackSling	polyesteriverkko	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40820008	HighBackSling	polyesteriverkko	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40820009	HighBackSling	polyesteriverkko	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40822002	HighBackSling	polyesteriverkko, ei vahv.	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40822003	HighBackSling	polyesteriverkko, ei vahv.	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40822004	HighBackSling	polyesteriverkko, ei vahv.	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40822006	HighBackSling	polyesteriverkko, ei vahv.	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40822007	HighBackSling	polyesteriverkko, ei vahv.	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40822008	HighBackSling	polyesteriverkko, ei vahv.	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40822009	HighBackSling	polyesteriverkko, ei vahv.	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40852002	HighBackSling	muoviverkko	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40852003	HighBackSling	muoviverkko	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40852004	HighBackSling	muoviverkko	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40852006	HighBackSling	muoviverkko	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40852007	HighBackSling	muoviverkko	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40852008	HighBackSling	muoviverkko	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40852009	HighBackSling	muoviverkko	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40890004	HighBackSling	kertak.mat., non-woven	200 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40890006	HighBackSling	kertak.mat., non-woven	200 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40890007	HighBackSling	kertak.mat., non-woven	200 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40890008	HighBackSling	kertak.mat., non-woven	200 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40890009	HighBackSling	kertak.mat., non-woven	300 kg	XXL	150-250 kg	70 cm	102 cm
40700002	ShellHBSling	polyesteri	300 kg	XXS	10-30 kg	17 cm	80 cm
40700003	ShellHBSling	polyesteri	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40700004	ShellHBSling	polyesteri	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	94 cm
40700006	ShellHBSling	polyesteri	300 kg	M	50-90 kg	40 cm	97 cm
40700007	ShellHBSling	polyesteri	300 kg	L	80-120 kg	45 cm	98 cm
40700008	ShellHBSling	polyesteri	300 kg	XL	110-160 kg	55 cm	100 cm
40700009	ShellHBSling	polyesteri	300 kg	XXL	150-210 kg	65 cm	100 cm
42520002	FlexibleSling	polyesteriverkko	300 kg	XXS	10-30 kg	20 cm	75 cm
42520003	FlexibleSling	polyesteriverkko	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	81 cm
42520004	FlexibleSling	polyesteriverkko	300 kg	S	25-55 kg	35 cm	90 cm
42520006	FlexibleSling	polyesteriverkko	300 kg	M	50-75 kg	45 cm	102 cm
42520007	FlexibleSling	polyesteriverkko	300 kg	L	70-110 kg	55 cm	102 cm
42520008	FlexibleSling	polyesteriverkko	300 kg	XL	100-130 kg	65 cm	104 cm
42522002	FlexibleSling	polyesteriverkko, ei vahv.	300 kg	XXS	10-30 kg	20 cm	75 cm
42522003	FlexibleSling	polyesteriverkko, ei vahv.	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	81 cm
42522004	FlexibleSling	polyesteriverkko, ei vahv.	300 kg	S	25-55 kg	35 cm	90 cm
42522006	FlexibleSling	polyesteriverkko, ei vahv.	300 kg	M	50-75 kg	45 cm	102 cm
42522007	FlexibleSling	polyesteriverkko, ei vahv.	300 kg	L	70-110 kg	55 cm	102 cm
42522008	FlexibleSling	polyesteriverkko, ei vahv.	300 kg	XL	100-130 kg	65 cm	104 cm
42800004	AmpHBSling	polyesteri	300 kg	S	35-60 kg	37 cm	90 cm
42800006	AmpHBSling	polyesteri	300 kg	M	50-80 kg	45 cm	97 cm
42800007	AmpHBSling	polyesteri	300 kg	L	70-110 kg	50 cm	100 cm
42800008	AmpHBSling	polyesteri	300 kg	XL	100-130 kg	60 cm	100 cm





**Erilliset reisu- ja Hartioiden korkeus selkäosa**



Tuotenumero	Tuotenimi	Materiaali/Kuvaus	SWL	Koko	Suos. käyttäjätarve	Liinan istuinlev.	Liinan kok.korkeus
40500002	BasicSling	polyesteri	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
40500003	BasicSling	polyesteri	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
40500004	BasicSling	polyesteri	300 kg	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
40500006	BasicSling	polyesteri	300 kg	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
40500007	BasicSling	polyesteri	300 kg	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
40500008	BasicSling	polyesteri	300 kg	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
40500009	BasicSling	polyesteri	300 kg	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm
40520002	BasicSling	polyesteriverkko	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
40520003	BasicSling	polyesteriverkko	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
40520004	BasicSling	polyesteriverkko	300 kg	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
40520006	BasicSling	polyesteriverkko	300 kg	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
40520007	BasicSling	polyesteriverkko	300 kg	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
40520008	BasicSling	polyesteriverkko	300 kg	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
40520009	BasicSling	polyesteriverkko	300 kg	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm
40522002	BasicSling	polyesteriverkko, ei vahv.	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
40522003	BasicSling	polyesteriverkko, ei vahv.	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
40522004	BasicSling	polyesteriverkko, ei vahv.	300 kg	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
40522006	BasicSling	polyesteriverkko, ei vahv.	300 kg	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
40522007	BasicSling	polyesteriverkko, ei vahv.	300 kg	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
40522008	BasicSling	polyesteriverkko, ei vahv.	300 kg	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
40522009	BasicSling	polyesteriverkko, ei vahv.	300 kg	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm
40552002	BasicSling	muoviverkko	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
40552003	BasicSling	muoviverkko	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
40552004	BasicSling	muoviverkko	300 kg	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
40552006	BasicSling	muoviverkko	300 kg	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
40552007	BasicSling	muoviverkko	300 kg	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
40552008	BasicSling	muoviverkko	300 kg	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
40552009	BasicSling	muoviverkko	300 kg	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm
42700003	AmpSling	polyesteri	300 kg	XS	20-40 kg	27 cm	85 cm
42700004	AmpSling	polyesteri	300 kg	S	35-60 kg	37 cm	90 cm
42700006	AmpSling	polyesteri	300 kg	M	50-80 kg	45 cm	97 cm
42700007	AmpSling	polyesteri	300 kg	L	70-110 kg	50 cm	100 cm
42700008	AmpSling	polyesteri	300 kg	XL	100-130 kg	60 cm	100 cm
42700009	AmpSling	polyesteri	300 kg	XXL	120-180 kg	70 cm	100 cm
42720003	AmpSling	polyesteriverkko	300 kg	XS	20-40 kg	27 cm	85 cm
42720004	AmpSling	polyesteriverkko	300 kg	S	35-60 kg	37 cm	90 cm
42720006	AmpSling	polyesteriverkko	300 kg	M	50-80 kg	45 cm	97 cm
42720007	AmpSling	polyesteriverkko	300 kg	L	70-110 kg	50 cm	100 cm
42720008	AmpSling	polyesteriverkko	300 kg	XL	100-130 kg	60 cm	100 cm
42720009	AmpSling	polyesteriverkko	300 kg	XXL	120-180 kg	70 cm	100 cm



**Erilliset reisu- ja Matala selkäosa**



Tuotenumero	Tuotenimi	Materiaali/Kuvaus	SWL	Koko	Suos. käyttäjätarve	Liinan istuinlev.	Liinan kok.korkeus
40200002	LowBackSling	polyesteri	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	60 cm
40200003	LowBackSling	polyesteri	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	60 cm
40200004	LowBackSling	polyesteri	300 kg	S	30-50 kg	37 cm	77 cm
40200006	LowBackSling	polyesteri	300 kg	M	45-80 kg	47 cm	85 cm
40200007	LowBackSling	polyesteri	300 kg	L	75-110 kg	57 cm	90 cm
40200008	LowBackSling	polyesteri	300 kg	XL	100-140 kg	67 cm	92 cm
40200009	LowBackSling	polyesteri	300 kg	XXL	130-190 kg	77 cm	92 cm
40220002	LowBackSling	polyesteriverkko	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	60 cm
40220003	LowBackSling	polyesteriverkko	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	60 cm
40220004	LowBackSling	polyesteriverkko	300 kg	S	30-50 kg	37 cm	77 cm
40220006	LowBackSling	polyesteriverkko	300 kg	M	45-80 kg	47 cm	85 cm
40220007	LowBackSling	polyesteriverkko	300 kg	L	75-110 kg	57 cm	90 cm
40220008	LowBackSling	polyesteriverkko	300 kg	XL	100-140 kg	67 cm	92 cm
40220009	LowBackSling	polyesteriverkko	300 kg	XXL	130-190 kg	77 cm	92 cm
40252002	LowBackSling	muoviverkko	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	60 cm
40252003	LowBackSling	muoviverkko	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	60 cm
40252004	LowBackSling	muoviverkko	300 kg	S	30-50 kg	37 cm	77 cm
40252006	LowBackSling	muoviverkko	300 kg	M	45-80 kg	47 cm	85 cm
40252007	LowBackSling	muoviverkko	300 kg	L	75-110 kg	57 cm	90 cm
40252008	LowBackSling	muoviverkko	300 kg	XL	100-140 kg	67 cm	92 cm
40252009	LowBackSling	muoviverkko	300 kg	XXL	130-190 kg	77 cm	92 cm

**HUOMI**

Yksittäiselle käyttäjälle parhaiten sopivan mallin, koon ja materiaalin määrittämiseksi nostolinjoja on aina sovitettava. Koko-oppaan mitat ja suositukset on tarkoitettu vain helpottamaan nostolinjojen valintaa. Nostolinjan istuinleveys antaa viitteitä siitä, kuinka leveä lantio (isojen sarvennoisten väli) käyttäjällä voi olla. Käyttäjän lantion leveyden on oltava +/- 10 cm nostolinjan istuinleveys. Nostolinjan leveys antaa viitteitä siitä, kuinka suuri käyttäjän vartalon ympärysmitta voi olla. Käyttäjän vartalon ympärysmittaan on oltava +/- 10 cm nostolinjan leveys. Nostolinna on liian suuri, jos käyttäjän takamus luistaa liian pitkälle alemmasta aukosta tai jos reisu- ja lantion liustavat käyttäjän polvitäpää kohti. Nostolinna on liian pieni, jos käyttäjän kasvat ovat liian lähellä nostokaarta, jos reisu- ja lantion liustavat toisiinsa nivusten kohdalla tai jos nostolinna näyttää tai tuntuu käyttäjältä liian ahtaalta.

**Yhtenäinen reisituki/Korkea ja hartioiden korkeuinen selkäosa**



Tuotenumero	Tuotenimi	Materiaali/Kuvaus	SWL	Koko	Suos. käyttäjäpaino	Liinan istuinlev.	Liinan kok.korkeus
42521003	FlexibleSling, yhtenäinen	polyesteriverkko	300 kg	XS	20-40 kg	75 cm	80 cm
42521004	FlexibleSling, yhtenäinen	polyesteriverkko	300 kg	S	30-70 kg	85 cm	85 cm
42521006	FlexibleSling, yhtenäinen	polyesteriverkko	300 kg	M	60-90 kg	94 cm	93 cm
42521007	FlexibleSling, yhtenäinen	polyesteriverkko	300 kg	L	80-130 kg	105 cm	96 cm
42521008	FlexibleSling, yhtenäinen	polyesteriverkko	300 kg	XL	110-180 kg	115 cm	98 cm
41522003	ClassicHBSling	polyesteriverkko	300 kg	XS	20-40 kg	30 cm	95 cm
41522004	ClassicHBSling	polyesteriverkko	300 kg	S	30-60 kg	40 cm	98 cm
41522006	ClassicHBSling	polyesteriverkko	300 kg	M	55-85 kg	48 cm	106 cm
41522007	ClassicHBSling	polyesteriverkko	300 kg	L	80-120 kg	65 cm	110 cm
41522008	ClassicHBSling	polyesteriverkko	300 kg	XL	110-140 kg	80 cm	115 cm
41222003	ClassicSling	polyesteriverkko	300 kg	XS	20-40 kg	30 cm	80 cm
41222004	ClassicSling	polyesteriverkko	300 kg	S	30-60 kg	38 cm	90 cm
41222006	ClassicSling	polyesteriverkko	300 kg	M	55-85 kg	46 cm	95 cm
41222007	ClassicSling	polyesteriverkko	300 kg	L	80-120 kg	63 cm	98 cm
41222008	ClassicSling	polyesteriverkko	300 kg	XL	110-140 kg	80 cm	100 cm
47001010	BariSling	polyesteri	570 kg	XXXL	200-350 kg	-	-
47001011	BariSling	polyesteri	570 kg	XXXXL	250-570 kg	-	-
47091010	BariSling	kertak.mat., non-woven	450 kg	XXXL	200-450 kg	-	-

**WC-käyntejä varten/Korkea ja hartioiden korkeuinen selkäosa**



Tuotenumero	Tuotenimi	Materiaali/Kuvaus	SWL	Koko	Suos. käyttäjäpaino	Liinan istuinlev.	Liinan kok.korkeus
43704002	HygieneHBSling	polyesteri	300 kg	XXS	10-30 kg	25 cm	92 cm
43704003	HygieneHBSling	polyesteri	300 kg	XS	25-45 kg	28 cm	92 cm
43704004	HygieneHBSling	polyesteri	300 kg	S	40-60 kg	30 cm	96 cm
43704006	HygieneHBSling	polyesteri	300 kg	M	55-80 kg	35 cm	102 cm
43704007	HygieneHBSling	polyesteri	300 kg	L	75-110 kg	41 cm	102 cm
43704008	HygieneHBSling	polyesteri	300 kg	XL	90-130 kg	46 cm	104 cm
43704009	HygieneHBSling	polyesteri	300 kg	XXL	120-170 kg	60 cm	104 cm
42521403	FlexibleSling, yhtenäinen*	polyesteriverkko	300 kg	XS	20-40 kg	75 cm	80 cm
42521404	FlexibleSling, yhtenäinen*	polyesteriverkko	300 kg	S	30-70 kg	85 cm	85 cm
42521406	FlexibleSling, yhtenäinen*	polyesteriverkko	300 kg	M	60-90 kg	94 cm	93 cm
42521407	FlexibleSling, yhtenäinen*	polyesteriverkko	300 kg	L	80-130 kg	105 cm	96 cm
42521408	FlexibleSling, yhtenäinen*	polyesteriverkko	300 kg	XL	110-180 kg	115 cm	98 cm
41221404	ClassicSling*	polyesteriverkko	300 kg	S	30-60 kg	38 cm	90 cm
41221406	ClassicSling*	polyesteriverkko	300 kg	M	55-85 kg	46 cm	95 cm
41221407	ClassicSling*	polyesteriverkko	300 kg	L	80-120 kg	63 cm	98 cm




\*) hygienia-aukolla

**WC-käyntejä varten/Matala selkäosa**





Tuotenumero	Tuotenimi	Materiaali/Kuvaus	SWL	Koko	Suos. käyttäjäpaino	Liinan istuinlev.	Liinan kok.korkeus
43504002	HygieneSling	polyesteri, vyölä	300 kg	XXS	10-30 kg	25 cm	50 cm
43504003	HygieneSling	polyesteri, vyölä	300 kg	XS	25-45 kg	35 cm	65 cm
43504004	HygieneSling	polyesteri, vyölä	300 kg	S	40-60 kg	48 cm	75 cm
43504006	HygieneSling	polyesteri, vyölä	300 kg	M	55-85 kg	55 cm	87 cm
43504007	HygieneSling	polyesteri, vyölä	300 kg	L	75-100 kg	60 cm	93 cm
43504008	HygieneSling	polyesteri, vyölä	300 kg	XL	90-130 kg	80 cm	95 cm
43504009	HygieneSling	polyesteri, vyölä	300 kg	XXL	120-170 kg	90 cm	95 cm
43604002	HygieneSling	polyesteri, ilman vyötä	300 kg	XXS	10-30 kg	25 cm	50 cm
43604003	HygieneSling	polyesteri, ilman vyötä	300 kg	XS	25-45 kg	35 cm	65 cm
43604004	HygieneSling	polyesteri, ilman vyötä	300 kg	S	40-60 kg	48 cm	75 cm
43604006	HygieneSling	polyesteri, ilman vyötä	300 kg	M	55-85 kg	55 cm	87 cm
43604007	HygieneSling	polyesteri, ilman vyötä	300 kg	L	75-100 kg	60 cm	93 cm
43604008	HygieneSling	polyesteri, ilman vyötä	300 kg	XL	90-130 kg	80 cm	95 cm
43604009	HygieneSling	polyesteri, ilman vyötä	300 kg	XXL	120-170 kg	90 cm	95 cm
43904003	HygieneSling	polyesteri, isäselkätuuki	300 kg	XS	25-45 kg	35 cm	65 cm
43904004	HygieneSling	polyesteri, isäselkätuuki	300 kg	S	40-60 kg	48 cm	75 cm
43904006	HygieneSling	polyesteri, isäselkätuuki	300 kg	M	55-85 kg	55 cm	87 cm
43904007	HygieneSling	polyesteri, isäselkätuuki	300 kg	L	75-100 kg	60 cm	93 cm
43904008	HygieneSling	polyesteri, isäselkätuuki	300 kg	XL	90-130 kg	80 cm	95 cm
43804002	HygieneLBSling	polyesteri	300 kg	XXS	10-30 kg	25 cm	92 cm
43804003	HygieneLBSling	polyesteri	300 kg	XS	25-45 kg	28 cm	92 cm
43804004	HygieneLBSling	polyesteri	300 kg	S	40-60 kg	30 cm	96 cm
43804006	HygieneLBSling	polyesteri	300 kg	M	55-80 kg	35 cm	102 cm
43804007	HygieneLBSling	polyesteri	300 kg	L	75-110 kg	41 cm	102 cm
43804008	HygieneLBSling	polyesteri	300 kg	XL	90-130 kg	46 cm	104 cm
43804009	HygieneLBSling	polyesteri	300 kg	XXL	120-170 kg	60 cm	104 cm

**Vaakasuora nostaminen/Kääntäminen**

Tuotenumero	Tuotenimi	Materiaali/Kuvaus	SWL	Koko	Suos. käyttäjäpaino	Pituus	Leveys
46502007	StretcherSling	polyesteri	300 kg	yksi koko	50-200 kg	180 cm	86 cm
46592007	StretcherSling	kertak.mat., non-woven	300 kg	yksi koko	50-200 kg	180 cm	86 cm
47522007	SafeHandlingSheet	polyesteriverkko	300 kg	L	50-300 kg	240 cm	115 cm
47542007	SafeHandlingSheet	pol.verkko/WL4W	300 kg	L	50-300 kg	240 cm	115 cm
47502008	SafeHandlingSheet	polyesteri	400 kg	XL	50-400 kg	240 cm	115 cm
47502009	SafeHandlingSheet	polyesteri, vahvistettu	570 kg	XXL	50-570 kg	240 cm	130 cm
47512006	SafeHandlingSheet	kertak.mat., puuvilla	300 kg	M	50-300 kg	175 cm	112 cm
47512007	SafeHandlingSheet	kertak.mat., puuvilla	300 kg	L	50-300 kg	220 cm	135 cm
47512008	SafeHandlingSheet	kertak.mat., puuvilla	400 kg	XL	50-300 kg	220 cm	135 cm
47512009	SafeHandlingSheet	kertak.mat., puuvilla	570 kg	XXL	50-300 kg	220 cm	160 cm
49592000	TurningSling, 2 silmukkaa	kertak.mat., non-woven	250 kg	yksi koko	50-250 kg	-	-
49592005	TurningSling, 1 silmukka	kertak.mat., non-woven	250 kg	yksi koko	50-250 kg	-	-

**Seisomaan nostaminen/Seisominen MiniLiftillä tuettuna**

Tuotenumero	Tuotenimi	Materiaali/Kuvaus	SWL	Koko	Suos. käyttäjäpaino	Liinan leveys
45500003	ThoraxSling	polyesteri	300 kg	XS	20-50 kg	85 cm
45500004	ThoraxSling	polyesteri	300 kg	S	30-60 kg	94 cm
45500006	ThoraxSling	polyesteri	300 kg	M	50-80 kg	104 cm
45500007	ThoraxSling	polyesteri	300 kg	L	70-110 kg	124 cm
45500008	ThoraxSling	polyesteri	300 kg	XL	100-150 kg	146 cm
45500009	ThoraxSling	polyesteri	300 kg	XXL	140-200 kg	170 cm
45550004	ThoraxSling	puhdistettava	205 kg	S	30-60 kg	94 cm
45550006	ThoraxSling	puhdistettava	205 kg	M	50-80 kg	104 cm
45550007	ThoraxSling	puhdistettava	205 kg	L	70-110 kg	124 cm
45550008	ThoraxSling	puhdistettava	205 kg	XL	100-150 kg	146 cm
45550009	ThoraxSling	puhdistettava	205 kg	XXL	140-200 kg	170 cm
45590004	ThoraxSling	kertak.mat., non-woven	200 kg	S	30-60 kg	94 cm
45590006	ThoraxSling	kertak.mat., non-woven	200 kg	M	50-80 kg	104 cm
45590007	ThoraxSling	kertak.mat., non-woven	200 kg	L	70-110 kg	124 cm
45590008	ThoraxSling	kertak.mat., non-woven	200 kg	XL	100-150 kg	146 cm
45600004	ThoraxSling	polyesteri, istuintuella	300 kg	S	30-60 kg	94 cm
45600006	ThoraxSling	polyesteri, istuintuella	300 kg	M	50-80 kg	104 cm
45600007	ThoraxSling	polyesteri, istuintuella	300 kg	L	70-110 kg	124 cm
45600008	ThoraxSling	polyesteri, istuintuella	300 kg	XL	100-150 kg	146 cm
45690004	ThoraxSling	kertak.mat., non-woven, istuintuella	200 kg	S	30-60 kg	94 cm
45690006	ThoraxSling	kertak.mat., non-woven, istuintuella	200 kg	M	50-80 kg	104 cm
45690007	ThoraxSling	kertak.mat., non-woven, istuintuella	200 kg	L	70-110 kg	124 cm
45690008	ThoraxSling	kertak.mat., non-woven, istuintuella	200 kg	XL	100-150 kg	146 cm

**Seisomaan nostaminen/Seisominen RiseUp600EE:llä tuettuna**



Tuotenumero	Tuotenimi	Materiaali/Kuvaus	SWL	Koko	Suos. käyttäjäpaino	Liinan leveys
45200004	StandUpSling	polyesteri	300 kg	S	40-65 kg	109 cm
45200006	StandUpSling	polyesteri	300 kg	M	55-80 kg	121 cm
45200007	StandUpSling	polyesteri	300 kg	L	75-110 kg	122 cm
45200008	StandUpSling	polyesteri	300 kg	XL	100-160 kg	136 cm
45200009	StandUpSling	polyesteri	300 kg	XXL	150-220 kg	166 cm




**Seisominen/Käveleminen**





Tuotenumero	Tuotenimi	Materiaali/Kuvaus	SWL	Koko	Suos. käyttäjäpaino	Liinan leveys	Liinan kok.korkeus
44503003	StandingVest	polyesteri	300 kg	XS	15-40 kg	82 cm	68 cm
44503004	StandingVest	polyesteri	300 kg	S	20-50 kg	96 cm	73 cm
44503006	StandingVest	polyesteri	300 kg	M	40-60 kg	110 cm	73 cm
44503007	StandingVest	polyesteri	300 kg	L	50-80 kg	122 cm	73 cm
44503008	StandingVest	polyesteri	300 kg	XL	70-100 kg	130 cm	73 cm
44200002	WalkingVest	polyesteri	300 kg	XXS	15-40 kg	60 cm	67 cm
44200003	WalkingVest	polyesteri	300 kg	XS	25-50 kg	70 cm	68 cm
44200004	WalkingVest	polyesteri	300 kg	S	40-60 kg	82 cm	68 cm
44200006	WalkingVest	polyesteri	300 kg	M	55-80 kg	96 cm	73 cm
44200007	WalkingVest	polyesteri	300 kg	L	75-100 kg	110 cm	73 cm
44200008	WalkingVest	polyesteri	300 kg	XL	90-110 kg	122 cm	73 cm
44200009	WalkingVest	polyesteri	300 kg	XXL	100-130 kg	142 cm	75 cm
47103010	Barivest	polyesteri	570 kg	XXXL	180-300 kg	190-280 cm	-
47103011	Barivest	polyesteri	570 kg	XXXXL	250-570 kg	230-310 cm	-

# Leitfaden für SystemRoMedic™ Hebegurtgrößen



## Geteilte Beinstützen / Hoher Rücken



Art.-Nr.	Produkt	Material / Beschreibung	Max. Belast.	Größe	Empf. Nutzergewicht	Gesäßbreite d. Hebegurts	Anwendungshöhe d. Hebegurts
40800002	HighBackSling	Polyester	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40800003	HighBackSling	Polyester	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40800004	HighBackSling	Polyester	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40800006	HighBackSling	Polyester	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40800007	HighBackSling	Polyester	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40800008	HighBackSling	Polyester	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40800009	HighBackSling	Polyester	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40820002	HighBackSling	Polyesternetz	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40820003	HighBackSling	Polyesternetz	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40820004	HighBackSling	Polyesternetz	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40820006	HighBackSling	Polyesternetz	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40820007	HighBackSling	Polyesternetz	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40820008	HighBackSling	Polyesternetz	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40820009	HighBackSling	Polyesternetz	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40822002	HighBackSling	Polyesternetz, ohne Verstärkung	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40822003	HighBackSling	Polyesternetz, ohne Verstärkung	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40822004	HighBackSling	Polyesternetz, ohne Verstärkung	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40822006	HighBackSling	Polyesternetz, ohne Verstärkung	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40822007	HighBackSling	Polyesternetz, ohne Verstärkung	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40822008	HighBackSling	Polyesternetz, ohne Verstärkung	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40822009	HighBackSling	Polyesternetz, ohne Verstärkung	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40852002	HighBackSling	Badenetz	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40852003	HighBackSling	Badenetz	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40852004	HighBackSling	Badenetz	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40852006	HighBackSling	Badenetz	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40852007	HighBackSling	Badenetz	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40852008	HighBackSling	Badenetz	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40852009	HighBackSling	Badenetz	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40890004	HighBackSling	Einwegvliesstoff, NonWoven	200 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40890006	HighBackSling	Einwegvliesstoff, NonWoven	200 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40890007	HighBackSling	Einwegvliesstoff, NonWoven	200 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40890008	HighBackSling	Einwegvliesstoff, NonWoven	200 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40890009	HighBackSling	Einwegvliesstoff, NonWoven	300 kg	XXL	150-250 kg	70 cm	102 cm
40700002	ShellHBSling	Polyester	300 kg	XXS	10-30 kg	17 cm	80 cm
40700003	ShellHBSling	Polyester	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40700004	ShellHBSling	Polyester	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	94 cm
40700006	ShellHBSling	Polyester	300 kg	M	50-90 kg	40 cm	97 cm
40700007	ShellHBSling	Polyester	300 kg	L	80-120 kg	45 cm	98 cm
40700008	ShellHBSling	Polyester	300 kg	XL	110-160 kg	55 cm	100 cm
40700009	ShellHBSling	Polyester	300 kg	XXL	150-210 kg	65 cm	100 cm
42520002	FlexibleSling	Polyesternetz	300 kg	XXS	10-30 kg	20 cm	75 cm
42520003	FlexibleSling	Polyesternetz	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	81 cm
42520004	FlexibleSling	Polyesternetz	300 kg	S	25-55 kg	35 cm	90 cm
42520006	FlexibleSling	Polyesternetz	300 kg	M	50-75 kg	45 cm	102 cm
42520007	FlexibleSling	Polyesternetz	300 kg	L	70-110 kg	55 cm	102 cm
42520008	FlexibleSling	Polyesternetz	300 kg	XL	100-130 kg	65 cm	104 cm
42522002	FlexibleSling	Polyesternetz, ohne Verstärkung	300 kg	XXS	10-30 kg	20 cm	75 cm
42522003	FlexibleSling	Polyesternetz, ohne Verstärkung	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	81 cm
42522004	FlexibleSling	Polyesternetz, ohne Verstärkung	300 kg	S	25-55 kg	35 cm	90 cm
42522006	FlexibleSling	Polyesternetz, ohne Verstärkung	300 kg	M	50-75 kg	45 cm	102 cm
42522007	FlexibleSling	Polyesternetz, ohne Verstärkung	300 kg	L	70-110 kg	55 cm	102 cm
42522008	FlexibleSling	Polyesternetz, ohne Verstärkung	300 kg	XL	100-130 kg	65 cm	104 cm
42800004	AmpHBSling	Polyester	300 kg	S	35-60 kg	37 cm	90 cm
42800006	AmpHBSling	Polyester	300 kg	M	50-80 kg	45 cm	97 cm
42800007	AmpHBSling	Polyester	300 kg	L	70-110 kg	50 cm	100 cm
42800008	AmpHBSling	Polyester	300 kg	XL	100-130 kg	60 cm	100 cm



**Geteilte Beinstützen / Schulterhoher Rücken**



Art.-Nr.	Produkt	Material / Beschreibung	Max. Belast.	Größe	Empf. Nutzergewicht	Gesäßbreite d. Hebegurts	Anwendungshöhe d. Hebegurts
40500002	BasicSling	Polyester	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
40500003	BasicSling	Polyester	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
40500004	BasicSling	Polyester	300 kg	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
40500006	BasicSling	Polyester	300 kg	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
40500007	BasicSling	Polyester	300 kg	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
40500008	BasicSling	Polyester	300 kg	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
40500009	BasicSling	Polyester	300 kg	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm
40520002	BasicSling	Polyesternetz	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
40520003	BasicSling	Polyesternetz	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
40520004	BasicSling	Polyesternetz	300 kg	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
40520006	BasicSling	Polyesternetz	300 kg	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
40520007	BasicSling	Polyesternetz	300 kg	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
40520008	BasicSling	Polyesternetz	300 kg	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
40520009	BasicSling	Polyesternetz	300 kg	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm
40522002	BasicSling	Polyesternetz, ohne Verstärkung	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
40522003	BasicSling	Polyesternetz, ohne Verstärkung	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
40522004	BasicSling	Polyesternetz, ohne Verstärkung	300 kg	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
40522006	BasicSling	Polyesternetz, ohne Verstärkung	300 kg	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
40522007	BasicSling	Polyesternetz, ohne Verstärkung	300 kg	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
40522008	BasicSling	Polyesternetz, ohne Verstärkung	300 kg	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
40522009	BasicSling	Polyesternetz, ohne Verstärkung	300 kg	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm
40552002	BasicSling	Badenetz	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
40552003	BasicSling	Badenetz	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
40552004	BasicSling	Badenetz	300 kg	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
40552006	BasicSling	Badenetz	300 kg	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
40552007	BasicSling	Badenetz	300 kg	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
40552008	BasicSling	Badenetz	300 kg	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
40552009	BasicSling	Badenetz	300 kg	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm



42700003	AmpSling	Polyester	300 kg	XS	20-40 kg	27 cm	85 cm
42700004	AmpSling	Polyester	300 kg	S	35-60 kg	37 cm	90 cm
42700006	AmpSling	Polyester	300 kg	M	50-80 kg	45 cm	97 cm
42700007	AmpSling	Polyester	300 kg	L	70-110 kg	50 cm	100 cm
42700008	AmpSling	Polyester	300 kg	XL	100-130 kg	60 cm	100 cm
42700009	AmpSling	Polyester	300 kg	XXL	120-180 kg	70 cm	100 cm
42720003	AmpSling	Polyesternetz	300 kg	XS	20-40 kg	27 cm	85 cm
42720004	AmpSling	Polyesternetz	300 kg	S	35-60 kg	37 cm	90 cm
42720006	AmpSling	Polyesternetz	300 kg	M	50-80 kg	45 cm	97 cm
42720007	AmpSling	Polyesternetz	300 kg	L	70-110 kg	50 cm	100 cm
42720008	AmpSling	Polyesternetz	300 kg	XL	100-130 kg	60 cm	100 cm
42720009	AmpSling	Polyesternetz	300 kg	XXL	120-180 kg	70 cm	100 cm

**Geteilte Beinstützen / Niedriger Rücken**



Art.-Nr.	Produkt	Material / Beschreibung	Max. Belast.	Größe	Empf. Nutzergewicht	Gesäßbreite d. Hebegurts	Anwendungshöhe d. Hebegurts
40200002	LowBackSling	Polyester	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	60 cm
40200003	LowBackSling	Polyester	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	60 cm
40200004	LowBackSling	Polyester	300 kg	S	30-50 kg	37 cm	77 cm
40200006	LowBackSling	Polyester	300 kg	M	45-80 kg	47 cm	85 cm
40200007	LowBackSling	Polyester	300 kg	L	75-110 kg	57 cm	90 cm
40200008	LowBackSling	Polyester	300 kg	XL	100-140 kg	67 cm	92 cm
40200009	LowBackSling	Polyester	300 kg	XXL	130-190 kg	77 cm	92 cm
40220002	LowBackSling	Polyesternetz	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	60 cm
40220003	LowBackSling	Polyesternetz	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	60 cm
40220004	LowBackSling	Polyesternetz	300 kg	S	30-50 kg	37 cm	77 cm
40220006	LowBackSling	Polyesternetz	300 kg	M	45-80 kg	47 cm	85 cm
40220007	LowBackSling	Polyesternetz	300 kg	L	75-110 kg	57 cm	90 cm
40220008	LowBackSling	Polyesternetz	300 kg	XL	100-140 kg	67 cm	92 cm
40220009	LowBackSling	Polyesternetz	300 kg	XXL	130-190 kg	77 cm	92 cm
40252002	LowBackSling	Badenetz	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	60 cm
40252003	LowBackSling	Badenetz	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	60 cm
40252004	LowBackSling	Badenetz	300 kg	S	30-50 kg	37 cm	77 cm
40252006	LowBackSling	Badenetz	300 kg	M	45-80 kg	47 cm	85 cm
40252007	LowBackSling	Badenetz	300 kg	L	75-110 kg	57 cm	90 cm
40252008	LowBackSling	Badenetz	300 kg	XL	100-140 kg	67 cm	92 cm
40252009	LowBackSling	Badenetz	300 kg	XXL	130-190 kg	77 cm	92 cm

**Hinweis!**

Die Anprobe ist bei jedem Pflegebedürftigen unabdingbar. Nur so kann das am besten geeignete Modell, die richtige Größe und das passende Material gefunden werden. Die Maße und Emp-fehlungen des Leitfadens für Hebegurtgrößen dienen nur als Wegweiser bei der Wahl des richtigen Hebegurts. Die Gesäßbreite des Hebegurts dient als Hinweis dafür, welches Trochantermaß (das Maß von Hüfte zu Hüfte) der Pflegebedürftige haben kann. Das Trochantermaß des Pflegebedürftigen sollte innerhalb von plus/minus 10 cm der Gesäßbreite des Hebegurts liegen.

Die Westenbreite dient als Hinweis dafür, welchen Umfang der Rumpf des Pflegebedürftigen haben kann. Der Unterbrustumfang des Pflegebedürftigen sollte innerhalb von plus/minus 10 cm der Westenbreite liegen. Der Hebegurt ist zu groß, wenn das Gesäß des Pflegebedürftigen zu weit aus dem Ausschnitt im Gesäßbereich herausrutscht oder die Beinstützen in Richtung Kniekehlen des Pflegebedürftigen verrutschen. Der Hebegurt ist zu klein, wenn das Gesicht des Pflegebedürftigen zu nah am Hebebügel ist, die Beinstützen im Schritt drücken oder der Hebegurt zu eng aussieht oder als zu eng empfunden wird.



## Ungeteilte Beinstütze / Hoher und schulterhoher Rücken



Art.-Nr.	Produkt	Material / Beschreibung	Max. Belast.	Größe	Empf. Nutzergewicht	Gesäßbreite d. Hebegurts	Anwendungshöhe d. Hebegurts
42521003	FlexibleSling, ungeteilt	Polyesternetz	300 kg	XS	20-40 kg	75 cm	80 cm
42521004	FlexibleSling, ungeteilt	Polyesternetz	300 kg	S	30-70 kg	85 cm	85 cm
42521006	FlexibleSling, ungeteilt	Polyesternetz	300 kg	M	60-90 kg	94 cm	93 cm
42521007	FlexibleSling, ungeteilt	Polyesternetz	300 kg	L	80-130 kg	105 cm	96 cm
42521008	FlexibleSling, ungeteilt	Polyesternetz	300 kg	XL	110-180 kg	115 cm	98 cm
41522003	ClassicHBSling	Polyesternetz	300 kg	XS	20-40 kg	30 cm	95 cm
41522004	ClassicHBSling	Polyesternetz	300 kg	S	30-60 kg	40 cm	98 cm
41522006	ClassicHBSling	Polyesternetz	300 kg	M	55-85 kg	48 cm	106 cm
41522007	ClassicHBSling	Polyesternetz	300 kg	L	80-120 kg	65 cm	110 cm
41522008	ClassicHBSling	Polyesternetz	300 kg	XL	110-140 kg	80 cm	115 cm
41222003	ClassicSling	Polyesternetz	300 kg	XS	20-40 kg	30 cm	80 cm
41222004	ClassicSling	Polyesternetz	300 kg	S	30-60 kg	38 cm	90 cm
41222006	ClassicSling	Polyesternetz	300 kg	M	55-85 kg	46 cm	95 cm
41222007	ClassicSling	Polyesternetz	300 kg	L	80-120 kg	63 cm	98 cm
41222008	ClassicSling	Polyesternetz	300 kg	XL	110-140 kg	80 cm	100 cm
47001010	BariSling	Polyester	570 kg	XXXL	200-350 kg	-	-
47001011	BariSling	Polyester	570 kg	XXXXL	250-570 kg	-	-
47091010	BariSling	Einwegvliesstoff, NonWoven	450 kg	XXXL	200-450 kg	-	-

## Für den Toilettengang / Hoher und schulterhoher Rücken



Art.-Nr.	Produkt	Material / Beschreibung	Max. Belast.	Größe	Empf. Nutzergewicht	Gesäßbreite d. Hebegurts	Anwendungshöhe d. Hebegurts
43704002	HygieneHBSling	Polyester	300 kg	XXS	10-30 kg	25 cm	92 cm
43704003	HygieneHBSling	Polyester	300 kg	XS	25-45 kg	28 cm	92 cm
43704004	HygieneHBSling	Polyester	300 kg	S	40-60 kg	30 cm	96 cm
43704006	HygieneHBSling	Polyester	300 kg	M	55-80 kg	35 cm	102 cm
43704007	HygieneHBSling	Polyester	300 kg	L	75-110 kg	41 cm	102 cm
43704008	HygieneHBSling	Polyester	300 kg	XL	90-130 kg	46 cm	104 cm
43704009	HygieneHBSling	Polyester	300 kg	XXL	120-170 kg	60 cm	104 cm
42521403	FlexibleSling, ungeteilt*	Polyesternetz	300 kg	XS	20-40 kg	75 cm	80 cm
42521404	FlexibleSling, ungeteilt*	Polyesternetz	300 kg	S	30-70 kg	85 cm	85 cm
42521406	FlexibleSling, ungeteilt*	Polyesternetz	300 kg	M	60-90 kg	94 cm	93 cm
42521407	FlexibleSling, ungeteilt*	Polyesternetz	300 kg	L	80-130 kg	105 cm	96 cm
42521408	FlexibleSling, ungeteilt*	Polyesternetz	300 kg	XL	110-180 kg	115 cm	98 cm
41221404	ClassicSling*	Polyesternetz	300 kg	S	30-60 kg	38 cm	90 cm
41221406	ClassicSling*	Polyesternetz	300 kg	M	55-85 kg	46 cm	95 cm
41221407	ClassicSling*	Polyesternetz	300 kg	L	80-120 kg	63 cm	98 cm

\*) mit Hygieneausschnitt

## Für den Toilettengang / Niedriger Rücken



Art.-Nr.	Produkt	Material / Beschreibung	Max. Belast.	Größe	Empf. Nutzergewicht	Gesäßbreite d. Hebegurts	Anwendungshöhe d. Hebegurts
43504002	HygieneSling	Polyester, mit Gürtel	300 kg	XXS	10-30 kg	25 cm	50 cm
43504003	HygieneSling	Polyester, mit Gürtel	300 kg	XS	25-45 kg	35 cm	65 cm
43504004	HygieneSling	Polyester, mit Gürtel	300 kg	S	40-60 kg	48 cm	75 cm
43504006	HygieneSling	Polyester, mit Gürtel	300 kg	M	55-85 kg	55 cm	87 cm
43504007	HygieneSling	Polyester, mit Gürtel	300 kg	L	75-100 kg	60 cm	93 cm
43504008	HygieneSling	Polyester, mit Gürtel	300 kg	XL	90-130 kg	80 cm	95 cm
43504009	HygieneSling	Polyester, mit Gürtel	300 kg	XXL	120-170 kg	90 cm	95 cm
43604002	HygieneSling	Polyester, ohne Gürtel	300 kg	XXS	10-30 kg	25 cm	50 cm
43604003	HygieneSling	Polyester, ohne Gürtel	300 kg	XS	25-45 kg	35 cm	65 cm
43604004	HygieneSling	Polyester, ohne Gürtel	300 kg	S	40-60 kg	48 cm	75 cm
43604006	HygieneSling	Polyester, ohne Gürtel	300 kg	M	55-85 kg	55 cm	87 cm
43604007	HygieneSling	Polyester, ohne Gürtel	300 kg	L	75-100 kg	60 cm	93 cm
43604008	HygieneSling	Polyester, ohne Gürtel	300 kg	XL	90-130 kg	80 cm	95 cm
43604009	HygieneSling	Polyester, ohne Gürtel	300 kg	XXL	120-170 kg	90 cm	95 cm
43904003	HygieneSling	Polyester, zusätzlicher Rückenstütze	300 kg	XS	25-45 kg	35 cm	65 cm
43904004	HygieneSling	Polyester, zusätzlicher Rückenstütze	300 kg	S	40-60 kg	48 cm	75 cm
43904006	HygieneSling	Polyester, zusätzlicher Rückenstütze	300 kg	M	55-85 kg	55 cm	87 cm
43904007	HygieneSling	Polyester, zusätzlicher Rückenstütze	300 kg	L	75-100 kg	60 cm	93 cm
43904008	HygieneSling	Polyester, zusätzlicher Rückenstütze	300 kg	XL	90-130 kg	80 cm	95 cm
43804002	HygieneLBSling	Polyester	300 kg	XXS	10-30 kg	25 cm	92 cm
43804003	HygieneLBSling	Polyester	300 kg	XS	25-45 kg	28 cm	92 cm
43804004	HygieneLBSling	Polyester	300 kg	S	40-60 kg	30 cm	96 cm
43804006	HygieneLBSling	Polyester	300 kg	M	55-80 kg	35 cm	102 cm
43804007	HygieneLBSling	Polyester	300 kg	L	75-110 kg	41 cm	102 cm
43804008	HygieneLBSling	Polyester	300 kg	XL	90-130 kg	46 cm	104 cm
43804009	HygieneLBSling	Polyester	300 kg	XXL	120-170 kg	60 cm	104 cm

**Für Horizontaltransfers / -positionierung**



Art.-Nr.	Produkt	Material / Beschreibung	Max. Belast.	Größe	Empf. Nutzergewicht	Gesäßbreite	Anwendungshöhe
46502007	StretcherSling	Polyester	300 kg	Einheitsgröße	50-200 kg	180 cm	86 cm
46592007	StretcherSling	Einwegvliesstoff, NonWoven	300 kg	Einheitsgröße	50-200 kg	180 cm	86 cm
47522007	SafeHandlingSheet	Polyesternetz	300 kg	L	50-300 kg	240 cm	115 cm
47542007	SafeHandlingSheet	Polyesternetz/WL4W	300 kg	L	50-300 kg	240 cm	115 cm
47502008	SafeHandlingSheet	Polyester	400 kg	XL	50-400 kg	240 cm	115 cm
47502009	SafeHandlingSheet	Polyester, verstärkt	570 kg	XXL	50-570 kg	240 cm	130 cm
47512006	SafeHandlingSheet	Einwegvliesstoff, Baumwolle	300 kg	M	50-300 kg	175 cm	112 cm
47512007	SafeHandlingSheet	Einwegvliesstoff, Baumwolle	300 kg	L	50-300 kg	220 cm	135 cm
47512008	SafeHandlingSheet	Einwegvliesstoff, Baumwolle	400 kg	XL	50-300 kg	220 cm	135 cm
47512009	SafeHandlingSheet	Einwegvliesstoff, Baumwolle	570 kg	XXL	50-300 kg	220 cm	160 cm
49592000	TurningSling, zwei Hebeschlaufen	Einwegvliesstoff, NonWoven	250 kg	Einheitsgröße	50-250 kg	-	-
49592005	TurningSling, eine Hebeschlaufe	Einwegvliesstoff, NonWoven	250 kg	Einheitsgröße	50-250 kg	-	-

**Aufstehen / Stehtraining mit MiniLift**



Art.-Nr.	Produkt	Material / Beschreibung	Max. Belast.	Größe	Empf. Nutzergewicht	Westenbreite
45500003	ThoraxSling	Polyester	300 kg	XS	20-50 kg	85 cm
45500004	ThoraxSling	Polyester	300 kg	S	30-60 kg	94 cm
45500006	ThoraxSling	Polyester	300 kg	M	50-80 kg	104 cm
45500007	ThoraxSling	Polyester	300 kg	L	70-110 kg	124 cm
45500008	ThoraxSling	Polyester	300 kg	XL	100-150 kg	146 cm
45500009	ThoraxSling	Polyester	300 kg	XXL	140-200 kg	170 cm
45550004	ThoraxSling	Wischdesinfizierbar	205 kg	S	30-60 kg	94 cm
45550006	ThoraxSling	Wischdesinfizierbar	205 kg	M	50-80 kg	104 cm
45550007	ThoraxSling	Wischdesinfizierbar	205 kg	L	70-110 kg	124 cm
45550008	ThoraxSling	Wischdesinfizierbar	205 kg	XL	100-150 kg	146 cm
45550009	ThoraxSling	Wischdesinfizierbar	205 kg	XXL	140-200 kg	170 cm
45590004	ThoraxSling	Einwegvliesstoff, NonWoven	200 kg	S	30-60 kg	94 cm
45590006	ThoraxSling	Einwegvliesstoff, NonWoven	200 kg	M	50-80 kg	104 cm
45590007	ThoraxSling	Einwegvliesstoff, NonWoven	200 kg	L	70-110 kg	124 cm
45590008	ThoraxSling	Einwegvliesstoff, NonWoven	200 kg	XL	100-150 kg	146 cm
45600004	ThoraxSling	Polyester, mit Gesäßstütze	300 kg	S	30-60 kg	94 cm
45600006	ThoraxSling	Polyester, mit Gesäßstütze	300 kg	M	50-80 kg	104 cm
45600007	ThoraxSling	Polyester, mit Gesäßstütze	300 kg	L	70-110 kg	124 cm
45600008	ThoraxSling	Polyester, mit Gesäßstütze	300 kg	XL	100-150 kg	146 cm
45690004	ThoraxSling	Einwegvliesstoff, NonWoven, mit Gesäßstütze	200 kg	S	30-60 kg	94 cm
45690006	ThoraxSling	Einwegvliesstoff, NonWoven, mit Gesäßstütze	200 kg	M	50-80 kg	104 cm
45690007	ThoraxSling	Einwegvliesstoff, NonWoven, mit Gesäßstütze	200 kg	L	70-110 kg	124 cm
45690008	ThoraxSling	Einwegvliesstoff, NonWoven, mit Gesäßstütze	200 kg	XL	100-150 kg	146 cm

**Aufstehen / Stehtraining mit RiseUp600EE**




Art.-Nr.	Produkt	Material / Beschreibung	Max. Belast.	Größe	Empf. Nutzergewicht	Westenbreite
45200004	StandUpSling	Polyester	300 kg	S	40-65 kg	109 cm
45200006	StandUpSling	Polyester	300 kg	M	55-80 kg	121 cm
45200007	StandUpSling	Polyester	300 kg	L	75-110 kg	122 cm
45200008	StandUpSling	Polyester	300 kg	XL	100-160 kg	136 cm
45200009	StandUpSling	Polyester	300 kg	XXL	150-220 kg	166 cm

**Aufstehen / Steh- und Gehtraining**



Art.-Nr.	Produkt	Material / Beschreibung	Max. Belast.	Größe	Empf. Nutzergewicht	Westenbreite	Anwendungshöhe d. Weste
44503003	StandingVest	Polyester	300 kg	XS	15-40 kg	82 cm	68 cm
44503004	StandingVest	Polyester	300 kg	S	20-50 kg	96 cm	73 cm
44503006	StandingVest	Polyester	300 kg	M	40-60 kg	110 cm	73 cm
44503007	StandingVest	Polyester	300 kg	L	50-80 kg	122 cm	73 cm
44503008	StandingVest	Polyester	300 kg	XL	70-100 kg	130 cm	73 cm
44200002	WalkingVest	Polyester	300 kg	XXS	15-40 kg	60 cm	67 cm
44200003	WalkingVest	Polyester	300 kg	XS	25-50 kg	70 cm	68 cm
44200004	WalkingVest	Polyester	300 kg	S	40-60 kg	82 cm	68 cm
44200006	WalkingVest	Polyester	300 kg	M	55-80 kg	96 cm	73 cm
44200007	WalkingVest	Polyester	300 kg	L	75-100 kg	110 cm	73 cm
44200008	WalkingVest	Polyester	300 kg	XL	90-110 kg	122 cm	73 cm
44200009	WalkingVest	Polyester	300 kg	XXL	100-130 kg	142 cm	75 cm
47103010	BarVest	Polyester	570 kg	XXXL	180-300 kg	190-280 cm	-
47103011	BarVest	Polyester	570 kg	XXXXL	250-570 kg	230-310 cm	-

# Maattabel voor SystemRoMedic™ tilbanden



## Gescheiden beensteunen/ Hoge rug



Art.nr.	Productnaam	Materiaal/Omschrijving	Veilige werklust	Maat	Gebruikers gewicht	Afmeting tilband	Totale hoogte tilband
40800002	HighBackSling	polyester	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40800003	HighBackSling	polyester	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40800004	HighBackSling	polyester	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40800006	HighBackSling	polyester	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40800007	HighBackSling	polyester	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40800008	HighBackSling	polyester	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40800009	HighBackSling	polyester	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40820002	HighBackSling	polyester net	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40820003	HighBackSling	polyester net	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40820004	HighBackSling	polyester net	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40820006	HighBackSling	polyester net	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40820007	HighBackSling	polyester net	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40820008	HighBackSling	polyester net	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40820009	HighBackSling	polyester net	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40822002	HighBackSling	polyester net, <i>niet verst.</i>	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40822003	HighBackSling	polyester net, <i>niet verst.</i>	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40822004	HighBackSling	polyester net, <i>niet verst.</i>	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40822006	HighBackSling	polyester net, <i>niet verst.</i>	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40822007	HighBackSling	polyester net, <i>niet verst.</i>	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40822008	HighBackSling	polyester net, <i>niet verst.</i>	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40822009	HighBackSling	polyester net, <i>niet verst.</i>	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40852002	HighBackSling	plastic net	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40852003	HighBackSling	plastic net	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40852004	HighBackSling	plastic net	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40852006	HighBackSling	plastic net	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40852007	HighBackSling	plastic net	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40852008	HighBackSling	plastic net	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40852009	HighBackSling	plastic net	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40892004	HighBackSling	wegwerp, <i>niet-geweven</i>	200 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40892006	HighBackSling	wegwerp, <i>niet-geweven</i>	200 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40892007	HighBackSling	wegwerp, <i>niet-geweven</i>	200 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40892008	HighBackSling	wegwerp, <i>niet-geweven</i>	200 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40892009	HighBackSling	wegwerp, <i>niet-geweven</i>	200 kg	XXL	150-250 kg	62 cm	98 cm
40700002	ShellHBSling	polyester	300 kg	XXS	10-30 kg	17 cm	80 cm
40700003	ShellHBSling	polyester	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40700004	ShellHBSling	polyester	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	94 cm
40700006	ShellHBSling	polyester	300 kg	M	50-90 kg	40 cm	97 cm
40700007	ShellHBSling	polyester	300 kg	L	80-120 kg	45 cm	98 cm
40700008	ShellHBSling	polyester	300 kg	XL	110-160 kg	55 cm	100 cm
40700009	ShellHBSling	polyester	300 kg	XXL	150-210 kg	65 cm	100 cm
42520002	FlexibleSling	polyester net	300 kg	XXS	10-30 kg	20 cm	75 cm
42520003	FlexibleSling	polyester net	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	81 cm
42520004	FlexibleSling	polyester net	300 kg	S	25-55 kg	35 cm	90 cm
42520006	FlexibleSling	polyester net	300 kg	M	50-75 kg	45 cm	102 cm
42520007	FlexibleSling	polyester net	300 kg	L	70-110 kg	55 cm	102 cm
42520008	FlexibleSling	polyester net	300 kg	XL	100-130 kg	65 cm	104 cm
42522002	FlexibleSling	polyester net, <i>niet verst.</i>	300 kg	XXS	10-30 kg	20 cm	75 cm
42522003	FlexibleSling	polyester net, <i>niet verst.</i>	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	81 cm
42522004	FlexibleSling	polyester net, <i>niet verst.</i>	300 kg	S	25-55 kg	35 cm	90 cm
42522006	FlexibleSling	polyester net, <i>niet verst.</i>	300 kg	M	50-75 kg	45 cm	102 cm
42522007	FlexibleSling	polyester net, <i>niet verst.</i>	300 kg	L	70-110 kg	55 cm	102 cm
42522008	FlexibleSling	polyester net, <i>niet verst.</i>	300 kg	XL	100-130 kg	65 cm	104 cm
42800004	AmpHBSling	polyester	300 kg	S	35-60 kg	37 cm	90 cm
42800006	AmpHBSling	polyester	300 kg	M	50-80 kg	45 cm	97 cm
42800007	AmpHBSling	polyester	300 kg	L	70-110 kg	50 cm	100 cm
42800008	AmpHBSling	polyester	300 kg	XL	100-130 kg	60 cm	100 cm



Gescheiden beensteunen/ Hoge rug



Art.nr.	Productnaam	Materiaal/Omschrijving	Veilige werklust	Maat	Gebruikers gewicht	Afmeting tilband	Totale hoogte tilband
40500002	BasicSling	polyester	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
40500003	BasicSling	polyester	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
40500004	BasicSling	polyester	300 kg	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
40500006	BasicSling	polyester	300 kg	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
40500007	BasicSling	polyester	300 kg	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
40500008	BasicSling	polyester	300 kg	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
40500009	BasicSling	polyester	300 kg	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm
40520002	BasicSling	polyester net	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
40520003	BasicSling	polyester net	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
40520004	BasicSling	polyester net	300 kg	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
40520006	BasicSling	polyester net	300 kg	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
40520007	BasicSling	polyester net	300 kg	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
40520008	BasicSling	polyester net	300 kg	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
40520009	BasicSling	polyester net	300 kg	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm
40522002	BasicSling	polyester net, <i>niet verst.</i>	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
40522003	BasicSling	polyester net, <i>niet verst.</i>	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
40522004	BasicSling	polyester net, <i>niet verst.</i>	300 kg	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
40522006	BasicSling	polyester net, <i>niet verst.</i>	300 kg	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
40522007	BasicSling	polyester net, <i>niet verst.</i>	300 kg	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
40522008	BasicSling	polyester net, <i>niet verst.</i>	300 kg	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
40522009	BasicSling	polyester net, <i>niet verst.</i>	300 kg	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm
40552002	BasicSling	plastic net	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
40552003	BasicSling	plastic net	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
40552004	BasicSling	plastic net	300 kg	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
40552006	BasicSling	plastic net	300 kg	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
40552007	BasicSling	plastic net	300 kg	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
40552008	BasicSling	plastic net	300 kg	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
40552009	BasicSling	plastic net	300 kg	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm
42700003	AmpSling	polyester	300 kg	XS	20-40 kg	27 cm	85 cm
42700004	AmpSling	polyester	300 kg	S	35-60 kg	37 cm	90 cm
42700006	AmpSling	polyester	300 kg	M	50-80 kg	45 cm	97 cm
42700007	AmpSling	polyester	300 kg	L	70-110 kg	50 cm	100 cm
42700008	AmpSling	polyester	300 kg	XL	100-130 kg	60 cm	100 cm
42700009	AmpSling	polyester	300 kg	XXL	120-180 kg	70 cm	100 cm
42720003	AmpSling	polyester net	300 kg	XS	20-40 kg	27 cm	85 cm
42720004	AmpSling	polyester net	300 kg	S	35-60 kg	37 cm	90 cm
42720006	AmpSling	polyester net	300 kg	M	50-80 kg	45 cm	97 cm
42720007	AmpSling	polyester net	300 kg	L	70-110 kg	50 cm	100 cm
42720008	AmpSling	polyester net	300 kg	XL	100-130 kg	60 cm	100 cm
42720009	AmpSling	polyester net	300 kg	XXL	120-180 kg	70 cm	100 cm



Gescheiden beensteunen/Lage rug



Art.nr.	Productnaam	Materiaal/Omschrijving	Veilige werklust	Maat	Gebruikers gewicht	Afmeting tilband	Totale hoogte tilband
40200002	LowBackSling	polyester	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	60 cm
40200003	LowBackSling	polyester	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	60 cm
40200004	LowBackSling	polyester	300 kg	S	30-50 kg	37 cm	77 cm
40200006	LowBackSling	polyester	300 kg	M	45-80 kg	47 cm	85 cm
40200007	LowBackSling	polyester	300 kg	L	75-110 kg	57 cm	90 cm
40200008	LowBackSling	polyester	300 kg	XL	100-140 kg	67 cm	92 cm
40200009	LowBackSling	polyester	300 kg	XXL	130-190 kg	77 cm	92 cm
40220002	LowBackSling	polyester net	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	60 cm
40220003	LowBackSling	polyester net	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	60 cm
40220004	LowBackSling	polyester net	300 kg	S	30-50 kg	37 cm	77 cm
40220006	LowBackSling	polyester net	300 kg	M	45-80 kg	47 cm	85 cm
40220007	LowBackSling	polyester net	300 kg	L	75-110 kg	57 cm	90 cm
40220008	LowBackSling	polyester net	300 kg	XL	100-140 kg	67 cm	92 cm
40220009	LowBackSling	polyester net	300 kg	XXL	130-190 kg	77 cm	92 cm
40252002	LowBackSling	plastic net	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	60 cm
40252003	LowBackSling	plastic net	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	60 cm
40252004	LowBackSling	plastic net	300 kg	S	30-50 kg	37 cm	77 cm
40252006	LowBackSling	plastic net	300 kg	M	45-80 kg	47 cm	85 cm
40252007	LowBackSling	plastic net	300 kg	L	75-110 kg	57 cm	90 cm
40252008	LowBackSling	plastic net	300 kg	XL	100-140 kg	67 cm	92 cm
40252009	LowBackSling	plastic net	300 kg	XXL	130-190 kg	77 cm	92 cm

**LET OP!**

Om de juiste maat en geschikt model en materiaal voor de zorgvrager in kwestie te bepalen, is het nodig om vooraf goed de maten op te nemen en de tilbanden te passen. De maattabel en zijn afmetingen en aanbevelingen is slechts bedoeld ter ondersteuning en de keuze van de verwijzer gemakkelijker te maken.  
De afmetingen van de tilband in cm vormen een indicatie van de maximale heupbreedte van de zorgvrager. De heupbreedte van de zorgvrager mag 10 cm breder of smaller zijn dan de afmetingen van de tilband in cm. De breedte van het tilvest geeft een indicatie van de omtrek van de romp van de zorgvrager. De omtrek van de romp van de zorgvrager zou binnen circa 10 cm van de livest-breedte moeten zijn. De tilband is te breed als de billen van de zorgvragers teveel door de laagste opening glijden of als de beensteunen naar voren glijden naar de achterkant van de knieën. De tilband is te smal als het gezicht van de zorgvrager te dicht op het tiljuk zit, als de beensteunen in het kruis snijden of als de tilbanden te strak voelen of er te strak uitzien.

Niet gescheiden beensteunen/ Hoge en schouderhoge rug



Art.nr.	Productnaam	Materiaal/Omschrijving	Veilige werklust	Maat	Gebruikers gewicht	Afmeting tilband	Totale hoogte tilband
42521003	FlexibleSling, undivided	polyester net	300 kg	XS	20-40 kg	75 cm	80 cm
42521004	FlexibleSling, undivided	polyester net	300 kg	S	30-70 kg	85 cm	85 cm
42521006	FlexibleSling, undivided	polyester net	300 kg	M	60-90 kg	94 cm	93 cm
42521007	FlexibleSling, undivided	polyester net	300 kg	L	80-130 kg	105 cm	96 cm
42521008	FlexibleSling, undivided	polyester net	300 kg	XL	110-180 kg	115 cm	98 cm



41522003	ClassicHBSling	polyester net	300 kg	XS	20-40 kg	30 cm	95 cm
41522004	ClassicHBSling	polyester net	300 kg	S	30-60 kg	40 cm	98 cm
41522006	ClassicHBSling	polyester net	300 kg	M	55-85 kg	48 cm	106 cm
41522007	ClassicHBSling	polyester net	300 kg	L	80-120 kg	65 cm	110 cm
41522008	ClassicHBSling	polyester net	300 kg	XL	110-140 kg	80 cm	115 cm



41222003	ClassicSling	polyester net	300 kg	XS	20-40 kg	30 cm	80 cm
41222004	ClassicSling	polyester net	300 kg	S	30-60 kg	38 cm	90 cm
41222006	ClassicSling	polyester net	300 kg	M	55-85 kg	46 cm	95 cm
41222007	ClassicSling	polyester net	300 kg	L	80-120 kg	63 cm	98 cm
41222008	ClassicSling	polyester net	300 kg	XL	110-140 kg	80 cm	100 cm



47001010	BariSling	polyester	570 kg	XXXL	200-570 kg	-	-
47001011	BariSling	polyester	570 kg	XXXXL	250-570 kg	-	-
47091010	BariSling	disposable, niet-geweven	450 kg	XXXL	200-450 kg	-	-

Naar en van toilet/ Hoge en schouderhoge rug



Art.nr.	Productnaam	Materiaal/Omschrijving	Veilige werklust	Maat	Gebruikers gewicht	Afmeting tilband	Totale hoogte tilband
43704002	HygieneHBSling	polyester	300 kg	XXS	10-30 kg	25 cm	92 cm
43704003	HygieneHBSling	polyester	300 kg	XS	25-45 kg	28 cm	92 cm
43704004	HygieneHBSling	polyester	300 kg	S	40-60 kg	30 cm	96 cm
43704006	HygieneHBSling	polyester	300 kg	M	55-80 kg	35 cm	102 cm
43704007	HygieneHBSling	polyester	300 kg	L	75-110 kg	41 cm	102 cm
43704008	HygieneHBSling	polyester	300 kg	XL	90-130 kg	46 cm	104 cm
43704009	HygieneHBSling	polyester	300 kg	XXL	120-170 kg	60 cm	104 cm



42521403	FlexibleSling, niet-gescheiden*	polyester net	300 kg	XS	20-40 kg	75 cm	80 cm
42521404	FlexibleSling, niet-gescheiden*	polyester net	300 kg	S	30-70 kg	85 cm	85 cm
42521406	FlexibleSling, niet-gescheiden*	polyester net	300 kg	M	60-90 kg	94 cm	93 cm
42521407	FlexibleSling, niet-gescheiden*	polyester net	300 kg	L	80-130 kg	105 cm	96 cm
42521408	FlexibleSling, niet-gescheiden*	polyester net	300 kg	XL	110-180 kg	115 cm	98 cm



41221404	ClassicSling*	polyester net	300 kg	S	30-60 kg	38 cm	90 cm
41221406	ClassicSling*	polyester net	300 kg	M	55-85 kg	46 cm	95 cm
41221407	ClassicSling*	polyester net	300 kg	L	80-120 kg	63 cm	98 cm

\*) met toilet-opening

Naar en van toilet/ Lage rug



Art.nr.	Productnaam	Materiaal/Omschrijving	Veilige werklust	Maat	Gebruikers gewicht	Afmeting tilband	Totale hoogte tilband
43504002	HygieneSling	polyester, met riem	300 kg	XXS	10-30 kg	25 cm	50 cm
43504003	HygieneSling	polyester, met riem	300 kg	XS	25-45 kg	35 cm	65 cm
43504004	HygieneSling	polyester, met riem	300 kg	S	40-60 kg	48 cm	75 cm
43504006	HygieneSling	polyester, met riem	300 kg	M	55-85 kg	55 cm	87 cm
43504007	HygieneSling	polyester, met riem	300 kg	L	75-100 kg	60 cm	93 cm
43504008	HygieneSling	polyester, met riem	300 kg	XL	90-130 kg	80 cm	95 cm
43504009	HygieneSling	polyester, met riem	300 kg	XXL	120-170 kg	90 cm	95 cm

43604002	HygieneSling	polyester, zonder riem	300 kg	XXS	10-30 kg	25 cm	50 cm
43604003	HygieneSling	polyester, zonder riem	300 kg	XS	25-45 kg	35 cm	65 cm
43604004	HygieneSling	polyester, zonder riem	300 kg	S	40-60 kg	48 cm	75 cm
43604006	HygieneSling	polyester, zonder riem	300 kg	M	55-85 kg	55 cm	87 cm
43604007	HygieneSling	polyester, zonder riem	300 kg	L	75-100 kg	60 cm	93 cm
43604008	HygieneSling	polyester, zonder riem	300 kg	XL	90-130 kg	80 cm	95 cm
43604009	HygieneSling	polyester, zonder riem	300 kg	XXL	120-170 kg	90 cm	95 cm

43904003	HygieneSling	polyester, extra rugsteun	300 kg	XS	25-45 kg	35 cm	65 cm
43904004	HygieneSling	polyester, extra rugsteun	300 kg	S	40-60 kg	48 cm	75 cm
43904006	HygieneSling	polyester, extra rugsteun	300 kg	M	55-85 kg	55 cm	87 cm
43904007	HygieneSling	polyester, extra rugsteun	300 kg	L	75-100 kg	60 cm	93 cm
43904008	HygieneSling	polyester, extra rugsteun	300 kg	XL	90-130 kg	80 cm	95 cm



43804002	HygieneLBSling	polyester	300 kg	XXS	10-30 kg	25 cm	92 cm
43804003	HygieneLBSling	polyester	300 kg	XS	25-45 kg	28 cm	92 cm
43804004	HygieneLBSling	polyester	300 kg	S	40-60 kg	30 cm	96 cm
43804006	HygieneLBSling	polyester	300 kg	M	55-80 kg	35 cm	102 cm
43804007	HygieneLBSling	polyester	300 kg	L	75-110 kg	41 cm	102 cm
43804008	HygieneLBSling	polyester	300 kg	XL	90-130 kg	46 cm	104 cm
43804009	HygieneLBSling	polyester	300 kg	XXL	120-170 kg	60 cm	104 cm



### Horizontaal tillen/draaien



Art.nr.	Productnaam	Materiaal/Omschrijving	Veilige werklust	Maat	Gebruikers gewicht	Afmeting tilband	Totale hoogte tilband
46502007	StretcherSling	polyester	300 kg	één maat	50-200 kg	180 cm	86 cm
46592007	StretcherSling	wegwerp, niet-geweven	300 kg	één maat	50-200 kg	180 cm	86 cm
47522007	SafeHandlingSheet	polyester net	300 kg	L	50-300 kg	240 cm	115 cm
47542007	SafeHandlingSheet	pol.net/WL4W	300 kg	L	50-300 kg	240 cm	115 cm
47502008	SafeHandlingSheet	polyester	400 kg	XL	50-400 kg	240 cm	115 cm
47502009	SafeHandlingSheet	polyester, verst.	570 kg	XXL	50-570 kg	240 cm	130 cm
47512006	SafeHandlingSheet	wegwerp, katoen	300 kg	M	50-300 kg	200 cm	112 cm
47512007	SafeHandlingSheet	wegwerp, katoen	300 kg	L	50-300 kg	220 cm	135 cm
47512008	SafeHandlingSheet	wegwerp, katoen	400 kg	XL	50-300 kg	220 cm	135 cm
47512009	SafeHandlingSheet	wegwerp, katoen	570 kg	XXL	50-300 kg	220 cm	160 cm
49592000	TurningSling, twee lussen	wegwerp, niet-geweven	250 kg	één maat	50 - 250 kg	-	-
49592005	TurningSling, één lus	wegwerp, niet-geweven	250 kg	één maat	50 - 250 kg	-	-

### Opstaan / Staan met MiniLift



Art.nr.	Productnaam	Materiaal/Omschrijving	Veilige werklust	Maat	Gebruikers gewicht	Breedte Liftvest
45500003	ThoraxSling	polyester	300 kg	XS	20 - 50 kg	85 cm
45500004	ThoraxSling	polyester	300 kg	S	30-60 kg	94 cm
45500006	ThoraxSling	polyester	300 kg	M	50-80 kg	104 cm
45500007	ThoraxSling	polyester	300 kg	L	70-110 kg	124 cm
45500008	ThoraxSling	polyester	300 kg	XL	100-150 kg	146 cm
45500009	ThoraxSling	polyester	300 kg	XXL	140-200 kg	170 cm
45550004	ThoraxSling	afwasbaar	205 kg	S	30-60 kg	94 cm
45550006	ThoraxSling	afwasbaar	205 kg	M	50-80 kg	104 cm
45550007	ThoraxSling	afwasbaar	205 kg	L	70-110 kg	124 cm
45550008	ThoraxSling	afwasbaar	205 kg	XL	100-150 kg	146 cm
45550009	ThoraxSling	afwasbaar	205 kg	XXL	140-200 kg	170 cm
45590004	ThoraxSling	wegwerp, niet-geweven	200 kg	S	30-60 kg	94 cm
45590006	ThoraxSling	wegwerp, niet-geweven	200 kg	M	50-80 kg	104 cm
45590007	ThoraxSling	wegwerp, niet-geweven	200 kg	L	70-110 kg	124 cm
45590008	ThoraxSling	wegwerp, niet-geweven	200 kg	XL	100-150 kg	146 cm
45600004	ThoraxSling	polyester, met aanvul. zitting	300 kg	S	30-60 kg	94 cm
45600006	ThoraxSling	polyester, met aanvul. zitting	300 kg	M	50-80 kg	104 cm
45600007	ThoraxSling	polyester, met aanvul. zitting	300 kg	L	70-110 kg	124 cm
45600008	ThoraxSling	polyester, met aanvul. zitting	300 kg	XL	100-150 kg	146 cm
45690004	ThoraxSling	wegwerp, niet-geweven met aanvul. zitting	200 kg	S	30-60 kg	94 cm
45690006	ThoraxSling	wegwerp, niet-geweven met aanvul. zitting	200 kg	M	50-80 kg	104 cm
45690007	ThoraxSling	wegwerp, niet-geweven met aanvul. zitting	200 kg	L	70-110 kg	124 cm
45690008	ThoraxSling	wegwerp, niet-geweven met aanvul. zitting	200 kg	XL	100-150 kg	146 cm

### Opstaan/Staan met RiseUp660EE




Art.nr.	Productnaam	Materiaal /Omschrijving	Veilige werklust	Maat	Gebruikers gewicht	Breedte Liftvest
45200004	StandUpSling	polyester	300 kg	S	40-65 kg	109 cm
45200006	StandUpSling	polyester	300 kg	M	55-80 kg	121 cm
45200007	StandUpSling	polyester	300 kg	L	75-110 kg	122 cm
45200008	StandUpSling	polyester	300 kg	XL	100-160 kg	136 cm
45200009	StandUpSling	polyester	300 kg	XXL	150-220 kg	166 cm

### Staan/Lopen



Art.nr.	Productnaam	Materiaal/Omschrijving	Veilige werklust	Maat	Gebruikers gewicht	Breedte Liftvest	Totale hoogte Liftvest
44503003	StandingVest	polyester	300 kg	XS	15-40 kg	82 cm	68 cm
44503004	StandingVest	polyester	300 kg	S	20-50 kg	96 cm	73 cm
44503006	StandingVest	polyester	300 kg	M	40-60 kg	110 cm	73 cm
44503007	StandingVest	polyester	300 kg	L	50-80 kg	122 cm	73 cm
44503008	StandingVest	polyester	300 kg	XL	70-100 kg	130 cm	73 cm
44200002	WalkingVest	polyester	300 kg	XXS	15-40 kg	60 cm	67 cm
44200003	WalkingVest	polyester	300 kg	XS	25-50 kg	70 cm	68 cm
44200004	WalkingVest	polyester	300 kg	S	40-60 kg	82 cm	68 cm
44200006	WalkingVest	polyester	300 kg	M	55-80 kg	96 cm	73 cm
44200007	WalkingVest	polyester	300 kg	L	75-100 kg	110 cm	73 cm
44200008	WalkingVest	polyester	300 kg	XL	90-110 kg	122 cm	73 cm
44200009	WalkingVest	polyester	300 kg	XXL	100-130 kg	142 cm	75 cm
47103010	Barivest	polyester	570 kg	XXXL	180-300 kg	190-280 cm	-
47103011	Barivest	polyester	570 kg	XXXXL	250-570 kg	230-310 cm	-

# Guide de tailles pour les sangles de levage



## Supports pour jambes séparés/Dos haut



Réf. art.	Nom du produit	Matière/Description	Max tolérée	Taille	Poids de l'utilisateur	Mesure de l'assise	Hauteur totale de la sangle
40800002	HighBackSling	Polyester	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40800003	HighBackSling	Polyester	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40800004	HighBackSling	Polyester	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40800006	HighBackSling	Polyester	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40800007	HighBackSling	Polyester	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40800008	HighBackSling	Polyester	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40800009	HighBackSling	Polyester	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40820002	HighBackSling	Filet polyester	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40820003	HighBackSling	Filet polyester	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40820004	HighBackSling	Filet polyester	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40820006	HighBackSling	Filet polyester	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40820007	HighBackSling	Filet polyester	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40820008	HighBackSling	Filet polyester	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40820009	HighBackSling	Filet polyester	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40822002	HighBackSling	Filet polyester, non renforcé	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40822003	HighBackSling	Filet polyester, non renforcé	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40822004	HighBackSling	Filet polyester, non renforcé	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40822006	HighBackSling	Filet polyester, non renforcé	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40822007	HighBackSling	Filet polyester, non renforcé	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40822008	HighBackSling	Filet polyester, non renforcé	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40822009	HighBackSling	Filet polyester, non renforcé	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40852002	HighBackSling	Toile tissée plastifiée	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40852003	HighBackSling	Toile tissée plastifiée	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40852004	HighBackSling	Toile tissée plastifiée	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40852006	HighBackSling	Toile tissée plastifiée	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40852007	HighBackSling	Toile tissée plastifiée	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40852008	HighBackSling	Toile tissée plastifiée	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40852009	HighBackSling	Toile tissée plastifiée	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40892004	HighBackSling	Jetable, non-woven	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40892006	HighBackSling	Jetable, non-woven	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40892007	HighBackSling	Jetable, non-woven	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40892008	HighBackSling	Jetable, non-woven	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40892009	HighBackSling	Jetable, non-woven	300 kg	XXL	150-250 kg	70 cm	102 cm
40700002	ShellHBSling	Polyester	300 kg	XXS	10-30 kg	17 cm	80 cm
40700003	ShellHBSling	Polyester	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40700004	ShellHBSling	Polyester	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	94 cm
40700006	ShellHBSling	Polyester	300 kg	M	50-90 kg	40 cm	97 cm
40700007	ShellHBSling	Polyester	300 kg	L	80-120 kg	45 cm	98 cm
40700008	ShellHBSling	Polyester	300 kg	XL	110-160 kg	55 cm	100 cm
40700009	ShellHBSling	Polyester	300 kg	XXL	150-210 kg	65 cm	100 cm
42520002	FlexibleSling	Filet polyester	300 kg	XXS	10-30 kg	20 cm	75 cm
42520003	FlexibleSling	Filet polyester	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	81 cm
42520004	FlexibleSling	Filet polyester	300 kg	S	25-55 kg	35 cm	90 cm
42520006	FlexibleSling	Filet polyester	300 kg	M	50-75 kg	45 cm	102 cm
42520007	FlexibleSling	Filet polyester	300 kg	L	70-110 kg	55 cm	102 cm
42520008	FlexibleSling	Filet polyester	300 kg	XL	100-130 kg	65 cm	104 cm
42522002	FlexibleSling	Filet polyester, non renforcé	300 kg	XXS	10-30 kg	20 cm	75 cm
42522003	FlexibleSling	Filet polyester, non renforcé	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	81 cm
42522004	FlexibleSling	Filet polyester, non renforcé	300 kg	S	25-55 kg	35 cm	90 cm
42522006	FlexibleSling	Filet polyester, non renforcé	300 kg	M	50-75 kg	45 cm	102 cm
42522007	FlexibleSling	Filet polyester, non renforcé	300 kg	L	70-110 kg	55 cm	102 cm
42522008	FlexibleSling	Filet polyester, non renforcé	300 kg	XL	100-130 kg	65 cm	104 cm
42800004	AmpHBSling	Polyester	300 kg	S	35-60 kg	37 cm	90 cm
42800006	AmpHBSling	Polyester	300 kg	M	50-80 kg	45 cm	97 cm
42800007	AmpHBSling	Polyester	300 kg	L	70-110 kg	50 cm	100 cm
42800008	AmpHBSling	Polyester	300 kg	XL	100-130 kg	60 cm	100 cm



**Supports pour jambes séparés/Dos à hauteur des épaules**



Réf. art.	Nom du produit	Matière/Description	Max tolérée	Taille	Poids de l'utilisateur	Mesure de l'assise	Hauteur totale de la sangle
40500002	BasicSling	Polyester	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
40500003	BasicSling	Polyester	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
40500004	BasicSling	Polyester	300 kg	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
40500006	BasicSling	Polyester	300 kg	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
40500007	BasicSling	Polyester	300 kg	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
40500008	BasicSling	Polyester	300 kg	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
40500009	BasicSling	Polyester	300 kg	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm
40520002	BasicSling	Filet polyester	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
40520003	BasicSling	Filet polyester	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
40520004	BasicSling	Filet polyester	300 kg	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
40520006	BasicSling	Filet polyester	300 kg	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
40520007	BasicSling	Filet polyester	300 kg	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
40520008	BasicSling	Filet polyester	300 kg	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
40520009	BasicSling	Filet polyester	300 kg	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm
40522002	BasicSling	Filet polyester, non renforcé	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
40522003	BasicSling	Filet polyester, non renforcé	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
40522004	BasicSling	Filet polyester, non renforcé	300 kg	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
40522006	BasicSling	Filet polyester, non renforcé	300 kg	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
40522007	BasicSling	Filet polyester, non renforcé	300 kg	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
40522008	BasicSling	Filet polyester, non renforcé	300 kg	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
40522009	BasicSling	Filet polyester, non renforcé	300 kg	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm

40552002	BasicSling	Toile tissée plastifiée	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
40552003	BasicSling	Toile tissée plastifiée	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
40552004	BasicSling	Toile tissée plastifiée	300 kg	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
40552006	BasicSling	Toile tissée plastifiée	300 kg	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
40552007	BasicSling	Toile tissée plastifiée	300 kg	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
40552008	BasicSling	Toile tissée plastifiée	300 kg	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
40552009	BasicSling	Toile tissée plastifiée	300 kg	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm

42700003	AmpSling	Polyester	300 kg	XS	20-40 kg	27 cm	85 cm
42700004	AmpSling	Polyester	300 kg	S	35-60 kg	37 cm	90 cm
42700006	AmpSling	Polyester	300 kg	M	50-80 kg	45 cm	97 cm
42700007	AmpSling	Polyester	300 kg	L	70-110 kg	50 cm	100 cm
42700008	AmpSling	Polyester	300 kg	XL	100-130 kg	60 cm	100 cm
42700009	AmpSling	Polyester	300 kg	XXL	120-180 kg	70 cm	100 cm



42720003	AmpSling	Filet polyester	300 kg	XS	20-40 kg	27 cm	85 cm
42720004	AmpSling	Filet polyester	300 kg	S	35-60 kg	37 cm	90 cm
42720006	AmpSling	Filet polyester	300 kg	M	50-80 kg	45 cm	97 cm
42720007	AmpSling	Filet polyester	300 kg	L	70-110 kg	50 cm	100 cm
42720008	AmpSling	Filet polyester	300 kg	XL	100-130 kg	60 cm	100 cm
42720009	AmpSling	Filet polyester	300 kg	XXL	120-180 kg	70 cm	100 cm

**Supports pour jambes séparés/Dos bas**



Réf. art.	Nom du produit	Matière	Max tolérée	Taille	Poids de l'utilisateur	Mesure de l'assise	Hauteur totale de la sangle
40200002	LowBackSling	Polyester	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	60 cm
40200003	LowBackSling	Polyester	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	60 cm
40200004	LowBackSling	Polyester	300 kg	S	30-50 kg	37 cm	77 cm
40200006	LowBackSling	Polyester	300 kg	M	45-80 kg	47 cm	85 cm
40200007	LowBackSling	Polyester	300 kg	L	75-110 kg	57 cm	90 cm
40200008	LowBackSling	Polyester	300 kg	XL	100-140 kg	67 cm	92 cm
40200009	LowBackSling	Polyester	300 kg	XXL	130-190 kg	77 cm	92 cm
40220002	LowBackSling	Filet polyester	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	60 cm
40220003	LowBackSling	Filet polyester	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	60 cm
40220004	LowBackSling	Filet polyester	300 kg	S	30-50 kg	37 cm	77 cm
40220006	LowBackSling	Filet polyester	300 kg	M	45-80 kg	47 cm	85 cm
40220007	LowBackSling	Filet polyester	300 kg	L	75-110 kg	57 cm	90 cm
40220008	LowBackSling	Filet polyester	300 kg	XL	100-140 kg	67 cm	92 cm
40220009	LowBackSling	Filet polyester	300 kg	XXL	130-190 kg	77 cm	92 cm

40252002	LowBackSling	Toile tissée plastifiée	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	60 cm
40252003	LowBackSling	Toile tissée plastifiée	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	60 cm
40252004	LowBackSling	Toile tissée plastifiée	300 kg	S	30-50 kg	37 cm	77 cm
40252006	LowBackSling	Toile tissée plastifiée	300 kg	M	45-80 kg	47 cm	85 cm
40252007	LowBackSling	Toile tissée plastifiée	300 kg	L	75-110 kg	57 cm	90 cm
40252008	LowBackSling	Toile tissée plastifiée	300 kg	XL	100-140 kg	67 cm	92 cm
40252009	LowBackSling	Toile tissée plastifiée	300 kg	XXL	130-190 kg	77 cm	92 cm

**REMARQUE :**

Pour déterminer le modèle, la taille et la matière de sangle les plus appropriés pour l'utilisateur, il est essentiel de tester l'installation des sangles de levage. Les mesures et recommandations de ce tableau sont fournies à titre indicatif pour vous assister dans votre choix. La largeur de l'assise de la sangle est régie par la largeur des hanches (du trochanter) de l'utilisateur, qui doit être égale à +/- 10 cm par rapport à la largeur de l'assise. La largeur de la veste de verticalisation est régie quant à elle par le tour de buste de l'utilisateur, qui doit être égal à +/- 10 cm par rapport à la largeur de la veste. La sangle de levage est trop grande si l'assise de l'utilisateur a tendance à trop glisser par l'ouverture inférieure ou si les supports pour jambes s'inclinent vers le creux des genoux de l'utilisateur. Elle est trop petite si le visage de l'utilisateur est trop proche du fléau, si les supports pour jambes provoquent une irritation au niveau de l'aine ou si elle paraît trop serrée ou que l'utilisateur se sent trop serré.

**Supports pour jambes joints/Dos haut ou à hauteur des épaules**



Réf. art.	Nom du produit	Matière	Max tolérée	Taille	Poids de l'utilisateur	Mesure de l'assise	Hauteur totale de la sangle
42521003	FlexibleSling, undivided	Filet polyester	300 kg	XS	20-40 kg	75 cm	80 cm
42521004	FlexibleSling, undivided	Filet polyester	300 kg	S	30-70 kg	85 cm	85 cm
42521006	FlexibleSling, undivided	Filet polyester	300 kg	M	60-90 kg	94 cm	93 cm
42521007	FlexibleSling, undivided	Filet polyester	300 kg	L	80-130 kg	105 cm	96 cm
42521008	FlexibleSling, undivided	Filet polyester	300 kg	XL	110-180 kg	115 cm	98 cm



41522003	ClassicHBSling	Filet polyester	300 kg	XS	20-40 kg	30 cm	95 cm
41522004	ClassicHBSling	Filet polyester	300 kg	S	30-60 kg	40 cm	98 cm
41522006	ClassicHBSling	Filet polyester	300 kg	M	55-85 kg	48 cm	106 cm
41522007	ClassicHBSling	Filet polyester	300 kg	L	80-120 kg	65 cm	110 cm
41522008	ClassicHBSling	Filet polyester	300 kg	XL	110-140 kg	80 cm	115 cm



41222003	ClassicSling	Filet polyester	300 kg	XS	20-40 kg	30 cm	80 cm
41222004	ClassicSling	Filet polyester	300 kg	S	30-60 kg	38 cm	90 cm
41222006	ClassicSling	Filet polyester	300 kg	M	55-85 kg	46 cm	95 cm
41222007	ClassicSling	Filet polyester	300 kg	L	80-120 kg	63 cm	98 cm
41222008	ClassicSling	Filet polyester	300 kg	XL	110-140 kg	80 cm	100 cm



47001010	BariSling	Filet polyester	570 kg	XXXL	200-570 kg	-	-
47001011	BariSling	Polyester	570 kg	XXXXL	250-570 kg	-	-
47091010	BariSling	Jetable, non-woven	450 kg	XXXL	200-450 kg	-	-

**Visite aux toilettes/Dos haut ou à hauteur des épaules**



Réf. art.	Nom du produit	Matière	Max tolérée	Taille	Poids de l'utilisateur	Mesure de l'assise	Hauteur totale de la sangle
43704002	HygieneHBSling	Polyester	300 kg	XXS	10-30 kg	25 cm	92 cm
43704003	HygieneHBSling	Polyester	300 kg	XS	25-45 kg	28 cm	92 cm
43704004	HygieneHBSling	Polyester	300 kg	S	40-60 kg	30 cm	96 cm
43704006	HygieneHBSling	Polyester	300 kg	M	55-80 kg	35 cm	102 cm
43704007	HygieneHBSling	Polyester	300 kg	L	75-110 kg	41 cm	102 cm
43704008	HygieneHBSling	Polyester	300 kg	XL	90-130 kg	46 cm	104 cm
43704009	HygieneHBSling	Polyester	300 kg	XXL	120-170 kg	60 cm	104 cm



42521403	FlexibleSling, undivided*	Filet polyester	300 kg	XS	20-40 kg	75 cm	80 cm
42521404	FlexibleSling, undivided*	Filet polyester	300 kg	S	30-70 kg	85 cm	85 cm
42521406	FlexibleSling, undivided*	Filet polyester	300 kg	M	60-90 kg	94 cm	93 cm
42521407	FlexibleSling, undivided*	Filet polyester	300 kg	L	80-130 kg	105 cm	96 cm
42521408	FlexibleSling, undivided*	Filet polyester	300 kg	XL	110-180 kg	115 cm	98 cm



41221404	ClassicSling*	Filet polyester	300 kg	S	30-60 kg	38 cm	90 cm
41221406	ClassicSling*	Filet polyester	300 kg	M	55-85 kg	46 cm	95 cm
41221407	ClassicSling*	Filet polyester	300 kg	L	80-120 kg	63 cm	98 cm

\* Avec ouverture pour chaise percée

**Visite aux toilettes/Dos bas**



Réf. art.	Nom du produit	Matière/Description	Max tolérée	Taille	Poids de l'utilisateur	Mesure de l'assise	Hauteur totale de la sangle
43504002	HygieneSling*	Polyester, avec ceinture	300 kg	XXS	10-30 kg	25 cm	50 cm
43504003	HygieneSling*	Polyester, avec ceinture	300 kg	XS	25-45 kg	35 cm	65 cm
43504004	HygieneSling*	Polyester, avec ceinture	300 kg	S	40-60 kg	48 cm	75 cm
43504006	HygieneSling*	Polyester, avec ceinture	300 kg	M	55-85 kg	55 cm	87 cm
43504007	HygieneSling*	Polyester, avec ceinture	300 kg	L	75-100 kg	60 cm	93 cm
43504008	HygieneSling*	Polyester, avec ceinture	300 kg	XL	90-130 kg	80 cm	95 cm
43504009	HygieneSling*	Polyester, avec ceinture	300 kg	XXL	120-170 kg	90 cm	95 cm

43604002	HygieneSling*	Polyester, sans ceinture	300 kg	XXS	10-30 kg	25 cm	50 cm
43604003	HygieneSling*	Polyester, sans ceinture	300 kg	XS	25-45 kg	35 cm	65 cm
43604004	HygieneSling*	Polyester, sans ceinture	300 kg	S	40-60 kg	48 cm	75 cm
43604006	HygieneSling*	Polyester, sans ceinture	300 kg	M	55-85 kg	55 cm	87 cm
43604007	HygieneSling*	Polyester, sans ceinture	300 kg	L	75-100 kg	60 cm	93 cm
43604008	HygieneSling*	Polyester, sans ceinture	300 kg	XL	90-130 kg	80 cm	95 cm
43604009	HygieneSling*	Polyester, sans ceinture	300 kg	XXL	120-170 kg	90 cm	95 cm

43904003	HygieneSling*	Polyester, avec ceinture + soutien supplémentaire du dos	300 kg	XS	25-45 kg	35 cm	65 cm
43904004	HygieneSling*	Polyester, avec ceinture + soutien supplémentaire du dos	300 kg	S	40-60 kg	48 cm	75 cm
43904006	HygieneSling*	Polyester, avec ceinture + soutien supplémentaire du dos	300 kg	M	55-85 kg	55 cm	87 cm
43904007	HygieneSling*	Polyester, avec ceinture + soutien supplémentaire du dos	300 kg	L	75-100 kg	60 cm	93 cm
43904008	HygieneSling*	Polyester, avec ceinture + soutien supplémentaire du dos	300 kg	XL	90-130 kg	80 cm	95 cm



43804002	HygieneLBSling*	Polyester	300 kg	XXS	10-30 kg	25 cm	92 cm
43804003	HygieneLBSling*	Polyester	300 kg	XS	25-45 kg	28 cm	92 cm
43804004	HygieneLBSling*	Polyester	300 kg	S	40-60 kg	30 cm	96 cm
43804006	HygieneLBSling*	Polyester	300 kg	M	55-80 kg	35 cm	102 cm
43804007	HygieneLBSling*	Polyester	300 kg	L	75-110 kg	41 cm	102 cm
43804008	HygieneLBSling*	Polyester	300 kg	XL	90-130 kg	46 cm	104 cm
43804009	HygieneLBSling*	Polyester	300 kg	XXL	120-170 kg	60 cm	104 cm



**Levage/retournement à l'horizontale**



Réf. art.	Nom du produit	Matériau/Description	Max tolérée	Taille	Poids de l'utilisateur	Longueur	Largeur
46502007	StretcherSling	Polyester	300 kg	Taille unique	50-200 kg	180 cm	86 cm
46592007	StretcherSling	Jetable, non-woven	300 kg	Taille unique	50-200 kg	180 cm	86 cm
47522007	SafeHandlingSheet	Filet polyester	300 kg	L	50-300 kg	240 cm	115 cm
47542007	SafeHandlingSheet	Filet pol./WL4W	300 kg	L	50-300 kg	240 cm	115 cm
47502008	SafeHandlingSheet	Polyester	400 kg	XL	50-400 kg	240 cm	115 cm
47502009	SafeHandlingSheet	Polyester, renforcé	570 kg	XXL	50-570 kg	240 cm	130 cm
47512006	SafeHandlingSheet	Jetable, cotton	300 kg	M	50-300 kg	175 cm	112 cm
47512007	SafeHandlingSheet	Jetable, cotton	300 kg	L	50-300 kg	220 cm	135 cm
47512008	SafeHandlingSheet	Jetable, cotton	400 kg	XL	50-300 kg	220 cm	135 cm
47512009	SafeHandlingSheet	Jetable, cotton	570 kg	XXL	50-300 kg	220 cm	160 cm
49592000	TurningSling, deux boucles	Jetable, non-woven	250 kg	Taille unique	50-250 kg	-	-
49592005	TurningSling, une boucle	Jetable, non-woven	250 kg	Taille unique	50-250 kg	-	-

**Passage à la position debout/Station debout avec MiniLift**



Réf. art.	Nom du produit	Matériau/Description	Max tolérée	Taille	Poids de l'utilisateur	Largeur veste de verticalisation
45500003	ThoraxSling	Polyester	300 kg	XS	20-50 kg	85 cm
45500004	ThoraxSling	Polyester	300 kg	S	30-60 kg	94 cm
45500006	ThoraxSling	Polyester	300 kg	M	50-80 kg	104 cm
45500007	ThoraxSling	Polyester	300 kg	L	70-110 kg	124 cm
45500008	ThoraxSling	Polyester	300 kg	XL	100-150 kg	146 cm
45500009	ThoraxSling	Polyester	300 kg	XXL	140-200 kg	170 cm
45550004	ThoraxSling	Désinfectable, Nylon + TPU	205 kg	S	30-60 kg	94 cm
45550006	ThoraxSling	Désinfectable, Nylon + TPU	205 kg	M	50-80 kg	104 cm
45550007	ThoraxSling	Désinfectable, Nylon + TPU	205 kg	L	70-110 kg	124 cm
45550008	ThoraxSling	Désinfectable, Nylon + TPU	205 kg	XL	100-150 kg	146 cm
45550009	ThoraxSling	Désinfectable, Nylon + TPU	205 kg	XXL	140-200 kg	170 cm
45590004	ThoraxSling	Jetable, non-woven	200 kg	S	30-60 kg	94 cm
45590006	ThoraxSling	Jetable, non-woven	200 kg	M	50-80 kg	104 cm
45590007	ThoraxSling	Jetable, non-woven	200 kg	L	70-110 kg	124 cm
45590008	ThoraxSling	Jetable, non-woven	200 kg	XL	100-150 kg	146 cm
45600004	ThoraxSling	Polyester, avec soutien du dos et du fessier	300 kg	S	30-60 kg	94 cm
45600006	ThoraxSling	Polyester, avec soutien du dos et du fessier	300 kg	M	50-80 kg	104 cm
45600007	ThoraxSling	Polyester, avec soutien du dos et du fessier	300 kg	L	70-110 kg	124 cm
45600008	ThoraxSling	Polyester, avec soutien du dos et du fessier	300 kg	XL	140-200 kg	146 cm
45690004	ThoraxSling	Jetable, non-woven, avec soutien dos+fessier	200 kg	S	30-60 kg	94 cm
45690006	ThoraxSling	Jetable, non-woven, avec soutien dos+fessier	200 kg	M	50-80 kg	104 cm
45690007	ThoraxSling	Jetable, non-woven, avec soutien dos+fessier	200 kg	L	70-110 kg	124 cm
45690008	ThoraxSling	Jetable, non-woven, avec soutien dos+fessier	200 kg	XL	100-150 kg	146 cm



**Passage à la position debout/Station debout avec RiseUp600EE**



Réf. art.	Nom du produit	Matériau	Max tolérée	Taille	Poids de l'utilisateur	Largeur de la veste
45200004	StandUpSling	Polyester	300 kg	S	40-65 kg	109 cm
45200006	StandUpSling	Polyester	300 kg	M	55-80 kg	121 cm
45200007	StandUpSling	Polyester	300 kg	L	75-110 kg	122 cm
45200008	StandUpSling	Polyester	300 kg	XL	100-160 kg	136 cm
45200009	StandUpSling	Polyester	300 kg	XXL	150-220 kg	166 cm


**Station debout/Marche**




Réf. art.	Nom du produit	Matériau	Max tolérée	Taille	Poids de l'utilisateur	Largeur de la veste	Hauteur totale de la veste
44503003	StandingVest	Polyester	300 kg	XS	15-40 kg	82 cm	68 cm
44503004	StandingVest	Polyester	300 kg	S	20-50 kg	96 cm	73 cm
44503006	StandingVest	Polyester	300 kg	M	40-60 kg	110 cm	73 cm
44503007	StandingVest	Polyester	300 kg	L	50-80 kg	122 cm	73 cm
44503008	StandingVest	Polyester	300 kg	XL	70-100 kg	130 cm	73 cm
44200002	WalkingVest	Polyester	300 kg	XXS	15-40 kg	60 cm	67 cm
44200003	WalkingVest	Polyester	300 kg	XS	25-50 kg	70 cm	68 cm
44200004	WalkingVest	Polyester	300 kg	S	40-60 kg	82 cm	68 cm
44200006	WalkingVest	Polyester	300 kg	M	55-80 kg	96 cm	73 cm
44200007	WalkingVest	Polyester	300 kg	L	75-100 kg	110 cm	73 cm
44200008	WalkingVest	Polyester	300 kg	XL	90-110 kg	122 cm	73 cm
44200009	WalkingVest	Polyester	300 kg	XXL	100-130 kg	142 cm	75 cm
47103010	BarVest	Polyester	570 kg	XXXL	180-300 kg	190-280 cm	-
47103011	BarVest	Polyester	570 kg	XXXXL	250-570 kg	230-310 cm	-



# Guida alle taglie delle imbracature SystemRoMedic™




Misura imbracatura di seduta,  
supporti per le gambe chiusi



Misura imbracatura di seduta,  
supporti per le  
gambe aperti



Altezza complessiva imbracatura



Altezza complessiva imbracatura di sollevamento

Larghezza imbracatura di sollevamento

## Supporti per le gambe aperti/schienale alto



Codice	Nome prodotto	Materiale/Descrizione	CMS*	Taglia	Peso racc. utente	Misura imbracatura di seduta	Altezza complessiva imbracatura
40800002	HighBackSling	poliestere	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40800003	HighBackSling	poliestere	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40800004	HighBackSling	poliestere	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40800006	HighBackSling	poliestere	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40800007	HighBackSling	poliestere	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40800008	HighBackSling	poliestere	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40800009	HighBackSling	poliestere	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40820002	HighBackSling	rete di poliestere	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40820003	HighBackSling	rete di poliestere	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40820004	HighBackSling	rete di poliestere	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40820006	HighBackSling	rete di poliestere	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40820007	HighBackSling	rete di poliestere	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40820008	HighBackSling	rete di poliestere	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40820009	HighBackSling	rete di poliestere	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40822002	HighBackSling	rete di poliestere, non rinf.	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40822003	HighBackSling	rete di poliestere, non rinf.	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40822004	HighBackSling	rete di poliestere, non rinf.	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40822006	HighBackSling	rete di poliestere, non rinf.	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40822007	HighBackSling	rete di poliestere, non rinf.	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40822008	HighBackSling	rete di poliestere, non rinf.	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40822009	HighBackSling	rete di poliestere, non rinf.	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40852002	HighBackSling	rete di plastica	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40852003	HighBackSling	rete di plastica	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40852004	HighBackSling	rete di plastica	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40852006	HighBackSling	rete di plastica	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40852007	HighBackSling	rete di plastica	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40852008	HighBackSling	rete di plastica	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40852009	HighBackSling	rete di plastica	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40890004	HighBackSling	monouso, non tessuto	200 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40890006	HighBackSling	monouso, non tessuto	200 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40890007	HighBackSling	monouso, non tessuto	200 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40890008	HighBackSling	monouso, non tessuto	200 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40890009	HighBackSling	monouso, non tessuto	300 kg	XXL	150-250 kg	70 cm	102 cm
40700002	ShellHBSling	poliestere	300 kg	XXS	10-30 kg	17 cm	80 cm
40700003	ShellHBSling	poliestere	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40700004	ShellHBSling	poliestere	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	94 cm
40700006	ShellHBSling	poliestere	300 kg	M	50-90 kg	40 cm	97 cm
40700007	ShellHBSling	poliestere	300 kg	L	80-120 kg	45 cm	98 cm
40700008	ShellHBSling	poliestere	300 kg	XL	110-160 kg	55 cm	100 cm
40700009	ShellHBSling	poliestere	300 kg	XXL	150-210 kg	65 cm	100 cm
42520002	FlexibleSling	rete di poliestere	300 kg	XXS	10-30 kg	20 cm	75 cm
42520003	FlexibleSling	rete di poliestere	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	81 cm
42520004	FlexibleSling	rete di poliestere	300 kg	S	25-55 kg	35 cm	90 cm
42520006	FlexibleSling	rete di poliestere	300 kg	M	50-75 kg	45 cm	102 cm
42520007	FlexibleSling	rete di poliestere	300 kg	L	70-110 kg	55 cm	102 cm
42520008	FlexibleSling	rete di poliestere	300 kg	XL	100-130 kg	65 cm	104 cm
42522002	FlexibleSling	rete di poliestere, non rinf.	300 kg	XXS	10-30 kg	20 cm	75 cm
42522003	FlexibleSling	rete di poliestere, non rinf.	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	81 cm
42522004	FlexibleSling	rete di poliestere, non rinf.	300 kg	S	25-55 kg	35 cm	90 cm
42522006	FlexibleSling	rete di poliestere, non rinf.	300 kg	M	50-75 kg	45 cm	102 cm
42522007	FlexibleSling	rete di poliestere, non rinf.	300 kg	L	70-110 kg	55 cm	102 cm
42522008	FlexibleSling	rete di poliestere, non rinf.	300 kg	XL	100-130 kg	65 cm	104 cm
42800004	AmpHBSling	poliestere	300 kg	S	35-60 kg	37 cm	90 cm
42800006	AmpHBSling	poliestere	300 kg	M	50-80 kg	45 cm	97 cm
42800007	AmpHBSling	poliestere	300 kg	L	70-110 kg	50 cm	100 cm
42800008	AmpHBSling	poliestere	300 kg	XL	100-130 kg	60 cm	100 cm

\* Carico massimo di sicurezza

**Supporti per le gambe aperti/schienale altezza spalle**



Codice	Nome prodotto	Materiale/Descrizione	CMS*	Taglia	Peso racc. utente	Misura imbr. seduta	Altezza compl. imbr.
40500002	BasicSling	poliestere	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
40500003	BasicSling	poliestere	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
40500004	BasicSling	poliestere	300 kg	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
40500006	BasicSling	poliestere	300 kg	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
40500007	BasicSling	poliestere	300 kg	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
40500008	BasicSling	poliestere	300 kg	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
40500009	BasicSling	poliestere	300 kg	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm
40520002	BasicSling	rete di poliestere	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
40520003	BasicSling	rete di poliestere	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
40520004	BasicSling	rete di poliestere	300 kg	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
40520006	BasicSling	rete di poliestere	300 kg	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
40520007	BasicSling	rete di poliestere	300 kg	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
40520008	BasicSling	rete di poliestere	300 kg	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
40520009	BasicSling	rete di poliestere	300 kg	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm
40522002	BasicSling	rete di poliestere, non rinf.	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
40522003	BasicSling	rete di poliestere, non rinf.	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
40522004	BasicSling	rete di poliestere, non rinf.	300 kg	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
40522006	BasicSling	rete di poliestere, non rinf.	300 kg	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
40522007	BasicSling	rete di poliestere, non rinf.	300 kg	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
40522008	BasicSling	rete di poliestere, non rinf.	300 kg	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
40522009	BasicSling	rete di poliestere, non rinf.	300 kg	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm
40552002	BasicSling	rete di plastica	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
40552003	BasicSling	rete di plastica	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
40552004	BasicSling	rete di plastica	300 kg / 660 lbs	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
40552006	BasicSling	rete di plastica	300 kg / 660 lbs	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
40552007	BasicSling	rete di plastica	300 kg / 660 lbs	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
40552008	BasicSling	rete di plastica	300 kg / 660 lbs	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
40552009	BasicSling	rete di plastica	300 kg / 660 lbs	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm



42700003	AmpSling	poliestere	300 kg / 660 lbs	XS	20-40 kg	27 cm	85 cm
42700004	AmpSling	poliestere	300 kg / 660 lbs	S	35-60 kg	37 cm	90 cm
42700006	AmpSling	poliestere	300 kg / 660 lbs	M	50-80 kg	45 cm	97 cm
42700007	AmpSling	poliestere	300 kg / 660 lbs	L	70-110 kg	50 cm	100 cm
42700008	AmpSling	poliestere	300 kg / 660 lbs	XL	100-130 kg	60 cm	100 cm
42700009	AmpSling	poliestere	300 kg / 660 lbs	XXL	120-180 kg	70 cm	100 cm
42720003	AmpSling	rete di poliestere	300 kg / 660 lbs	XS	20-40 kg	27 cm	85 cm
42720004	AmpSling	rete di poliestere	300 kg / 660 lbs	S	35-60 kg	37 cm	90 cm
42720006	AmpSling	rete di poliestere	300 kg / 660 lbs	M	50-80 kg	45 cm	97 cm
42720007	AmpSling	rete di poliestere	300 kg / 660 lbs	L	70-110 kg	50 cm	100 cm
42720008	AmpSling	rete di poliestere	300 kg / 660 lbs	XL	100-130 kg	60 cm	100 cm
42720009	AmpSling	rete di poliestere	300 kg / 660 lbs	XXL	120-180 kg	70 cm	100 cm

**Supporti per le gambe aperti/schienale basso**



Codice	Nome prodotto	Materiale/Descrizione	CMS*	Taglia	Peso racc. utente	Misura imbr. seduta	Altezza compl. imbr.
40200002	LowBackSling	poliestere	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	60 cm
40200003	LowBackSling	poliestere	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	60 cm
40200004	LowBackSling	poliestere	300 kg	S	30-50 kg	37 cm	77 cm
40200006	LowBackSling	poliestere	300 kg	M	45-80 kg	47 cm	85 cm
40200007	LowBackSling	poliestere	300 kg	L	75-110 kg	57 cm	90 cm
40200008	LowBackSling	poliestere	300 kg	XL	100-140 kg	67 cm	92 cm
40200009	LowBackSling	poliestere	300 kg	XXL	130-190 kg	77 cm	92 cm
40220002	LowBackSling	rete di poliestere	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	60 cm
40220003	LowBackSling	rete di poliestere	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	60 cm
40220004	LowBackSling	rete di poliestere	300 kg	S	30-50 kg	37 cm	77 cm
40220006	LowBackSling	rete di poliestere	300 kg	M	45-80 kg	47 cm	85 cm
40220007	LowBackSling	rete di poliestere	300 kg	L	75-110 kg	57 cm	90 cm
40220008	LowBackSling	rete di poliestere	300 kg	XL	100-140 kg	67 cm	92 cm
40220009	LowBackSling	rete di poliestere	300 kg	XXL	130-190 kg	77 cm	92 cm
40252002	LowBackSling	rete di plastica	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	60 cm
40252003	LowBackSling	rete di plastica	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	60 cm
40252004	LowBackSling	rete di plastica	300 kg	S	30-50 kg	37 cm	77 cm
40252006	LowBackSling	rete di plastica	300 kg	M	45-80 kg	47 cm	85 cm
40252007	LowBackSling	rete di plastica	300 kg	L	75-110 kg	57 cm	90 cm
40252008	LowBackSling	rete di plastica	300 kg	XL	100-140 kg	67 cm	92 cm
40252009	LowBackSling	rete di plastica	300 kg	XXL	130-190 kg	77 cm	92 cm

\*Carico massimo di sicurezza

**NOTA!**

Per determinare il modello, la taglia e il materiale più appropriati per ogni utente, è importante provare sempre le imbracature. Le misure e le raccomandazioni contenute nella guida alle taglie rappresentano esclusivamente un ausilio per la scelta delle imbracature. La larghezza di seduta dell'imbracatura fornisce un'indicazione di quanto possono essere larghe le anche dell'utente (larghezza del trocantere). La larghezza del trocantere dell'utente può essere di +/- 10 cm/3.9" rispetto a quella di seduta dell'imbracatura. La larghezza dell'imbracatura di sollevamento fornisce un'indicazione della circonferenza toracica dell'utente. La circonferenza toracica dell'utente può essere di +/- 10 cm/3.9" rispetto a quella dell'imbracatura di sollevamento. L'imbracatura è troppo larga se il sedere dell'utente scivola troppo all'infuori dall'apertura inferiore, oppure se i supporti per le gambe scivolano in avanti verso gli incavi delle ginocchia dell'utente. L'imbracatura è troppo piccola se il volto dell'utente è troppo vicino al bilanciamento, se i supporti per le gambe sfregano contro l'inguine oppure se l'imbracatura è o viene percepita come troppo stretta.

## Supporti per le gambe chiusi/schienale altezza spalle



Codice	Nome prodotto	Materiale/Descrizione	CMS*	Taglia	Peso racc. utente	Misura imbr. seduta	Altezza compl. imbr.
42521003	FlexibleSling, chiusa	rete di poliestere	300 kg	XS	20-40 kg	75 cm	80 cm
42521004	FlexibleSling, chiusa	rete di poliestere	300 kg	S	30-70 kg	85 cm	85 cm
42521006	FlexibleSling, chiusa	rete di poliestere	300 kg	M	60-90 kg	94 cm	93 cm
42521007	FlexibleSling, chiusa	rete di poliestere	300 kg	L	80-130 kg	105 cm	96 cm
42521008	FlexibleSling, chiusa	rete di poliestere	300 kg	XL	110-180 kg	115 cm	98 cm



41522003	ClassicHBSling	rete di poliestere	300 kg	XS	20-40 kg	30 cm	95 cm
41522004	ClassicHBSling	rete di poliestere	300 kg	S	30-60 kg	40 cm	98 cm
41522006	ClassicHBSling	rete di poliestere	300 kg	M	55-85 kg	48 cm	106 cm
41522007	ClassicHBSling	rete di poliestere	300 kg	L	80-120 kg	65 cm	110 cm
41522008	ClassicHBSling	rete di poliestere	300 kg	XL	110-140 kg	80 cm	115 cm



41222003	ClassicSling	rete di poliestere	300 kg	XS	20-40 kg	30 cm	80 cm
41222004	ClassicSling	rete di poliestere	300 kg	S	30-60 kg	38 cm	90 cm
41222006	ClassicSling	rete di poliestere	300 kg	M	55-85 kg	46 cm	95 cm
41222007	ClassicSling	rete di poliestere	300 kg	L	80-120 kg	63 cm	98 cm
41222008	ClassicSling	rete di poliestere	300 kg	XL	110-140 kg	80 cm	100 cm



47001010	BariSling	poliestere	570 kg	XXXL	200-350 kg	-	-
47001011	BariSling	poliestere	570 kg	XXXXL	250-570 kg	-	-
47091010	BariSling	monouso, non tessuto	450 kg	XXXL	200-450 kg	-	-

## Alla/dalla toilette/schienale altezza spalle



Codice	Nome prodotto	Materiale/Descrizione	CMS*	Taglia	Peso racc. utente	Misura imbr. seduta	Altezza compl. imbr.
43704002	HygieneHBSling	poliestere	300 kg	XXS	10-30 kg	25 cm	92 cm
43704003	HygieneHBSling	poliestere	300 kg	XS	25-45 kg	28 cm	92 cm
43704004	HygieneHBSling	poliestere	300 kg	S	40-60 kg	30 cm	96 cm
43704006	HygieneHBSling	poliestere	300 kg	M	55-80 kg	35 cm	102 cm
43704007	HygieneHBSling	poliestere	300 kg	L	75-110 kg	41 cm	102 cm
43704008	HygieneHBSling	poliestere	300 kg	XL	90-130 kg	46 cm	104 cm
43704009	HygieneHBSling	poliestere	300 kg	XXL	120-170 kg	60 cm	104 cm



42521403	FlexibleSling, chiusa*	rete di poliestere	300 kg	XS	20-40 kg	75 cm	80 cm
42521404	FlexibleSling, chiusa*	rete di poliestere	300 kg	S	30-70 kg	85 cm	85 cm
42521406	FlexibleSling, chiusa*	rete di poliestere	300 kg	M	60-90 kg	94 cm	93 cm
42521407	FlexibleSling, chiusa*	rete di poliestere	300 kg	L	80-130 kg	105 cm	96 cm
42521408	FlexibleSling, chiusa*	rete di poliestere	300 kg	XL	110-180 kg	115 cm	98 cm



41221404	ClassicSling*	rete di poliestere	300 kg	S	30-60 kg	38 cm	90 cm
41221406	ClassicSling*	rete di poliestere	300 kg	M	55-85 kg	46 cm	95 cm
41221407	ClassicSling*	rete di poliestere	300 kg	L	80-120 kg	63 cm	98 cm

\*) con apertura da comodo

## Alla/dalla toilette/schienale basso



Codice	Nome prodotto	Materiale/Descrizione	CMS*	Taglia	Peso racc. utente	Misura imbr. seduta	Altezza compl. imbr.
43504002	HygieneSling	poliestere, con cinghia	300 kg	XXS	10-30 kg	25 cm	50 cm
43504003	HygieneSling	poliestere, con cinghia	300 kg	XS	25-45 kg	35 cm	65 cm
43504004	HygieneSling	poliestere, con cinghia	300 kg	S	40-60 kg	48 cm	75 cm
43504006	HygieneSling	poliestere, con cinghia	300 kg	M	55-85 kg	55 cm	87 cm
43504007	HygieneSling	poliestere, con cinghia	300 kg	L	75-100 kg	60 cm	93 cm
43504008	HygieneSling	poliestere, con cinghia	300 kg	XL	90-130 kg	80 cm	95 cm
43504009	HygieneSling	poliestere, con cinghia	300 kg	XXL	120-170 kg	90 cm	95 cm

43604002	HygieneSling	poliestere, senza cinghia	300 kg	XXS	10-30 kg	25 cm	50 cm
43604003	HygieneSling	poliestere, senza cinghia	300 kg	XS	25-45 kg	35 cm	65 cm
43604004	HygieneSling	poliestere, senza cinghia	300 kg	S	40-60 kg	48 cm	75 cm
43604006	HygieneSling	poliestere, senza cinghia	300 kg	M	55-85 kg	55 cm	87 cm
43604007	HygieneSling	poliestere, senza cinghia	300 kg	L	75-100 kg	60 cm	93 cm
43604008	HygieneSling	poliestere, senza cinghia	300 kg	XL	90-130 kg	80 cm	95 cm
43604009	HygieneSling	poliestere, senza cinghia	300 kg	XXL	120-170 kg	90 cm	95 cm



43904003	HygieneSling	poliestere, supp. agg. schiena	300 kg	XS	25-45 kg	35 cm	65 cm
43904004	HygieneSling	poliestere, supp. agg. schiena	300 kg	S	40-60 kg	48 cm	75 cm
43904006	HygieneSling	poliestere, supp. agg. schiena	300 kg	M	55-85 kg	55 cm	87 cm
43904007	HygieneSling	poliestere, supp. agg. schiena	300 kg	L	75-100 kg	60 cm	93 cm
43904008	HygieneSling	poliestere, supp. agg. schiena	300 kg	XL	90-130 kg	80 cm	95 cm



43804002	HygieneLBSling	poliestere	300 kg	XXS	10-30 kg	25 cm	92 cm
43804003	HygieneLBSling	poliestere	300 kg	XS	25-45 kg	28 cm	92 cm
43804004	HygieneLBSling	poliestere	300 kg	S	40-60 kg	30 cm	96 cm
43804006	HygieneLBSling	poliestere	300 kg	M	55-80 kg	35 cm	102 cm
43804007	HygieneLBSling	poliestere	300 kg	L	75-110 kg	41 cm	102 cm
43804008	HygieneLBSling	poliestere	300 kg	XL	90-130 kg	46 cm	104 cm
43804009	HygieneLBSling	poliestere	300 kg	XXL	120-170 kg	60 cm	104 cm

\*Carico massimo di sicurezza

**Sollevamento/rotazione in orizzontale**



Codice	Nome prodotto	Materiale/Descrizione	CMS*	Taglia	Peso racc. utente	Lunghezza	Larghezza
46502007	StretcherSling	poliestere	300 kg	taglia unica	50-200 kg	180 cm	86 cm
46592007	StretcherSling	monouso, non tessuto	300 kg	taglia unica	50-200 kg	180 cm	86 cm
47522007	SafeHandlingSheet	rete di poliestere	300 kg	L	50-300 kg	240 cm	115 cm
47542007	SafeHandlingSheet	rete di pol. /WL4W	300 kg	L	50-300 kg	240 cm	115 cm
47502008	SafeHandlingSheet	poliestere	400 kg	XL	50-400 kg	240 cm	115 cm
47502009	SafeHandlingSheet	poliestere, rinf.	570 kg	XXL	50-570 kg	240 cm	130 cm
47512006	SafeHandlingSheet	monouso, cotone	300 kg	M	50-300 kg	175 cm	112 cm
47512007	SafeHandlingSheet	monouso, cotone	300 kg	L	50-300 kg	220 cm	135 cm
47512008	SafeHandlingSheet	monouso, cotone	400 kg	XL	50-300 kg	220 cm	135 cm
47512009	SafeHandlingSheet	monouso, cotone	570 kg	XXL	50-300 kg	220 cm	160 cm
49592000	TurningSling, due occhielli	monouso, non tessuto	250 kg	taglia unica	50-250 kg	-	-
49592005	TurningSling, un occhiello	monouso, non tessuto	250 kg	taglia unica	50-250 kg	-	-

**Sollevamento in posizione eretta con MiniLift**



Codice	Nome prodotto	Materiale/Descrizione	CMS*	Taglia	Peso racc. utente	Largh. imbr. soll.
45500003	ThoraxSling	poliestere	300 kg	XS	20-50 kg	85 cm
45500004	ThoraxSling	poliestere	300 kg	S	30-60 kg	94 cm
45500006	ThoraxSling	poliestere	300 kg	M	50-80 kg	104 cm
45500007	ThoraxSling	poliestere	300 kg	L	70-110 kg	124 cm
45500008	ThoraxSling	poliestere	300 kg	XL	100-150 kg	146 cm
45500009	ThoraxSling	poliestere	300 kg	XXL	140-200 kg	170 cm
45550004	ThoraxSling	pulibile	205 kg	S	30-60 kg	94 cm
45550006	ThoraxSling	pulibile	205 kg	M	50-80 kg	104 cm
45550007	ThoraxSling	pulibile	205 kg	L	70-110 kg	124 cm
45550008	ThoraxSling	pulibile	205 kg	XL	100-150 kg	146 cm
45550009	ThoraxSling	pulibile	205 kg	XXL	140-200 kg	170 cm
45590004	ThoraxSling	monouso, non tessuto	200 kg	S	30-60 kg	94 cm
45590006	ThoraxSling	monouso, non tessuto	200 kg	M	50-80 kg	104 cm
45590007	ThoraxSling	monouso, non tessuto	200 kg	L	70-110 kg	124 cm
45590008	ThoraxSling	monouso, non tessuto	200 kg	XL	100-150 kg	146 cm
45600004	ThoraxSling	poliestere, con supporto di seduta	300 kg	S	30-60 kg	94 cm
45600006	ThoraxSling	poliestere, con supporto di seduta	300 kg	M	50-80 kg	104 cm
45600007	ThoraxSling	poliestere, con supporto di seduta	300 kg	L	70-110 kg	124 cm
45600008	ThoraxSling	poliestere, con supporto di seduta	300 kg	XL	100-150 kg	146 cm
45690004	ThoraxSling	monouso, non tessuto, con supporto di seduta	200 kg	S	30-60 kg	94 cm
45690006	ThoraxSling	monouso, non tessuto, con supporto di seduta	200 kg	M	50-80 kg	104 cm
45690007	ThoraxSling	monouso, non tessuto, con supporto di seduta	200 kg	L	70-110 kg	124 cm
45690008	ThoraxSling	monouso, non tessuto, con supporto di seduta	200 kg	XL	100-150 kg	146 cm



**Sollevamento in posizione eretta con RiseUp600EE**



Codice	Nome prodotto	Materiale/Descrizione	CMS*	Taglia	Peso racc. utente	Largh. imbr. soll.
45200004	StandUpSling	poliestere	300 kg	S	40-65 kg	109 cm
45200006	StandUpSling	poliestere	300 kg	M	55-80 kg	121 cm
45200007	StandUpSling	poliestere	300 kg	L	75-110 kg	122 cm
45200008	StandUpSling	poliestere	300 kg	XL	100-160 kg	136 cm
45200009	StandUpSling	poliestere	300 kg	XXL	150-220 kg	166 cm


**Sollevamento in posizione eretta/deambulazione**



Codice	Nome prodotto	Materiale/Descrizione	CMS*	Taglia	Peso racc. utente	Largh. imbr. soll.	Alt. compl. imbr. soll.
44503003	StandingVest	poliestere	300 kg	XS	15-40 kg	82 cm	68 cm
44503004	StandingVest	poliestere	300 kg	S	20-50 kg	96 cm	73 cm
44503006	StandingVest	poliestere	300 kg	M	40-60 kg	110 cm	73 cm
44503007	StandingVest	poliestere	300 kg	L	50-80 kg	122 cm	73 cm
44503008	StandingVest	poliestere	300 kg	XL	70-100 kg	130 cm	73 cm
44200002	WalkingVest	poliestere	300 kg	XXS	15-40 kg	60 cm	67 cm
44200003	WalkingVest	poliestere	300 kg	XS	25-50 kg	70 cm	68 cm
44200004	WalkingVest	poliestere	300 kg	S	40-60 kg	82 cm	68 cm
44200006	WalkingVest	poliestere	300 kg	M	55-80 kg	96 cm	73 cm
44200007	WalkingVest	poliestere	300 kg	L	75-100 kg	110 cm	73 cm
44200008	WalkingVest	poliestere	300 kg	XL	90-110 kg	122 cm	73 cm
44200009	WalkingVest	poliestere	300 kg	XXL	100-130 kg	142 cm	75 cm
47103010	BariVest	poliestere	570 kg	XXXL	180-300 kg	190-280 cm	-
47103011	BariVest	poliestere	570 kg	XXXXL	250-570 kg	230-310 cm	-

\*Carico massimo di sicurezza

# Guía de tallas para los arneses SystemRoMedic™



## Soportes de piernas divididos / Respaldo alto



NºArt.	Producto	Material / Descripción	C.O.S*	Tamaño	Peso de usuario rec	Medidas de las nalgas del arnés	Altura del arnés
40800002	HighBackSling	poliéster	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40800003	HighBackSling	poliéster	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40800004	HighBackSling	poliéster	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40800006	HighBackSling	poliéster	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40800007	HighBackSling	poliéster	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40800008	HighBackSling	poliéster	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40800009	HighBackSling	poliéster	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40820002	HighBackSling	malla de poliéster	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40820003	HighBackSling	malla de poliéster	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40820004	HighBackSling	malla de poliéster	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40820006	HighBackSling	malla de poliéster	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40820007	HighBackSling	malla de poliéster	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40820008	HighBackSling	malla de poliéster	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40820009	HighBackSling	malla de poliéster	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40822002	HighBackSling	malla de poliéster, sin soportes de piernas reforzad	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40822003	HighBackSling	malla de poliéster, sin soportes de piernas reforzad	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40822004	HighBackSling	malla de poliéster, sin soportes de piernas reforzad	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40822006	HighBackSling	malla de poliéster, sin soportes de piernas reforzad	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40822007	HighBackSling	malla de poliéster, sin soportes de piernas reforzad	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40822008	HighBackSling	malla de poliéster, sin soportes de piernas reforzad	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40822009	HighBackSling	malla de poliéster, sin soportes de piernas reforzad	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40852002	HighBackSling	malla plastificada	300 kg	XXS	10-25 kg	20 cm	77 cm
40852003	HighBackSling	malla plastificada	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40852004	HighBackSling	malla plastificada	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40852006	HighBackSling	malla plastificada	300 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40852007	HighBackSling	malla plastificada	300 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40852008	HighBackSling	malla plastificada	300 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40852009	HighBackSling	malla plastificada	300 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40892004	HighBackSling	desechable, no tejido	200 kg	S	30-55 kg	35 cm	91 cm
40892006	HighBackSling	desechable, no tejido	200 kg	M	50-90 kg	45 cm	94 cm
40892007	HighBackSling	desechable, no tejido	200 kg	L	80-110 kg	56 cm	98 cm
40892008	HighBackSling	desechable, no tejido	200 kg	XL	110-160 kg	62 cm	98 cm
40892009	HighBackSling	desechable, no tejido	200 kg	XXL	130-200 kg	70 cm	102 cm
40700002	ShellHBSling	poliéster	300 kg	XXS	10-30 kg	17 cm	80 cm
40700003	ShellHBSling	poliéster	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	85 cm
40700004	ShellHBSling	poliéster	300 kg	S	30-55 kg	35 cm	94 cm
40700006	ShellHBSling	poliéster	300 kg	M	50-90 kg	40 cm	97 cm
40700007	ShellHBSling	poliéster	300 kg	L	80-120 kg	45 cm	98 cm
40700008	ShellHBSling	polyester	300 kg	XL	110-160 kg	55 cm	100 cm
40700009	ShellHBSling	poliéster	300 kg	XXL	150-210 kg	65 cm	100 cm
42520002	FlexibleSling	malla de poliéster	300 kg	XXS	10-30 kg	20 cm	75 cm
42520003	FlexibleSling	malla de poliéster	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	81 cm
42520004	FlexibleSling	malla de poliéster	300 kg	S	25-55 kg	35 cm	90 cm
42520006	FlexibleSling	malla de poliéster	300 kg	M	50-75 kg	45 cm	102 cm
42520007	FlexibleSling	malla de poliéster	300 kg	L	70-110 kg	55 cm	102 cm
42520008	FlexibleSling	malla de poliéster	300 kg	XL	100-130 kg	65 cm	104 cm
42522002	FlexibleSling	malla de poliéster, sin soportes de piernas reforzad	300 kg	XXS	10-30 kg	20 cm	75 cm
42522003	FlexibleSling	malla de poliéster, sin soportes de piernas reforzad	300 kg	XS	20-35 kg	25 cm	81 cm
42522004	FlexibleSling	malla de poliéster, sin soportes de piernas reforzad	300 kg	S	25-55 kg	35 cm	90 cm
42522006	FlexibleSling	malla de poliéster, sin soportes de piernas reforzad	300 kg	M	50-75 kg	45 cm	102 cm
42522007	FlexibleSling	malla de poliéster, sin soportes de piernas reforzad	300 kg	L	70-110 kg	55 cm	102 cm
42522008	FlexibleSling	malla de poliéster, sin soportes de piernas reforzad	300 kg	XL	100-130 kg	65 cm	104 cm
42800004	AmpHBSling	poliéster	300 kg	S	35-60 kg	37 cm	90 cm
42800006	AmpHBSling	poliéster	300 kg	M	50-80 kg	45 cm	97 cm
42800007	AmpHBSling	poliéster	300 kg	L	70-110 kg	50 cm	100 cm
42800008	AmpHBSling	poliéster	300 kg	XL	100-130 kg	60 cm	100 cm

\* Carga operacional segura





## Soportes de piernas no divididos / Respaldo de hombros alto



NºArt.	Producto	Material / Descripción	C.O.S*	Tamaño	Peso de usuario rec	Medidas de las nalgas del arnés	Altura del arnés
40500002	BasicSling	poliéster	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
40500003	BasicSling	poliéster	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
40500004	BasicSling	poliéster	300 kg	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
40500006	BasicSling	poliéster	300 kg	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
40500007	BasicSling	poliéster	300 kg	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
40500008	BasicSling	poliéster	300 kg	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
40500009	BasicSling	poliéster	300 kg	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm
40520002	BasicSling	malla de poliéster	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
40520003	BasicSling	malla de poliéster	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
40520004	BasicSling	malla de poliéster	300 kg	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
40520006	BasicSling	malla de poliéster	300 kg	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
40520007	BasicSling	malla de poliéster	300 kg	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
40520008	BasicSling	malla de poliéster	300 kg	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
40520009	BasicSling	malla de poliéster	300 kg	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm
40522002	BasicSling	malla de poliéster, sin soportes de piernas reforzad	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
40522003	BasicSling	malla de poliéster, sin soportes de piernas reforzad	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
40522004	BasicSling	malla de poliéster, sin soportes de piernas reforzad	300 kg	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
40522006	BasicSling	malla de poliéster, sin soportes de piernas reforzad	300 kg	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
40522007	BasicSling	malla de poliéster, sin soportes de piernas reforzad	300 kg	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
40522008	BasicSling	malla de poliéster, sin soportes de piernas reforzad	300 kg	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
40522009	BasicSling	malla de poliéster, sin soportes de piernas reforzad	300 kg	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm
40552002	BasicSling	malla plastificada	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	63 cm
40552003	BasicSling	malla plastificada	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	65 cm
40552004	BasicSling	malla plastificada	300 kg	S	35-55 kg	37 cm	77 cm
40552006	BasicSling	malla plastificada	300 kg	M	45-80 kg	50 cm	89 cm
40552007	BasicSling	malla plastificada	300 kg	L	75-110 kg	60 cm	95 cm
40552008	BasicSling	malla plastificada	300 kg	XL	100-150 kg	65 cm	98 cm
40552009	BasicSling	malla plastificada	300 kg	XXL	140-200 kg	75 cm	98 cm
42700003	AmpSling	poliéster	300 kg	XS	20-40 kg	27 cm	85 cm
42700004	AmpSling	poliéster	300 kg	S	35-60 kg	37 cm	90 cm
42700006	AmpSling	poliéster	300 kg	M	50-80 kg	45 cm	97 cm
42700007	AmpSling	poliéster	300 kg	L	70-110 kg	50 cm	100 cm
42700008	AmpSling	poliéster	300 kg	XL	100-130 kg	60 cm	100 cm
42700009	AmpSling	poliéster	300 kg	XXL	120-180 kg	70 cm	100 cm
42720003	AmpSling	malla de poliéster	300 kg	XS	20-40 kg	27 cm	85 cm
42720004	AmpSling	malla de poliéster	300 kg	S	35-60 kg	37 cm	90 cm
42720006	AmpSling	malla de poliéster	300 kg	M	50-80 kg	45 cm	97 cm
42720007	AmpSling	malla de poliéster	300 kg	L	70-110 kg	50 cm	100 cm
42720008	AmpSling	malla de poliéster	300 kg	XL	100-130 kg	60 cm	100 cm
42720009	AmpSling	malla de poliéster	300 kg	XXL	120-180 kg	70 cm	100 cm

\* Carga operacional segura



## Soportes de piernas divididos / Respaldo bajo





NºArt.	Producto	Material / Descripción	C.O.S*	Tamaño	Peso de usuario rec	Medidas de las nalgas del arnés	Altura del arnés
40200002	LowBackSling	poliéster	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	60 cm
40200003	LowBackSling	poliéster	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	60 cm
40200004	LowBackSling	poliéster	300 kg	S	30-50 kg	37 cm	77 cm
40200006	LowBackSling	poliéster	300 kg	M	45-80 kg	47 cm	85 cm
40200007	LowBackSling	poliéster	300 kg	L	75-110 kg	57 cm	90 cm
40200008	LowBackSling	poliéster	300 kg	XL	100-140 kg	67 cm	92 cm
40200009	LowBackSling	poliéster	300 kg	XXL	130-190 kg	77 cm	92 cm
40220002	LowBackSling	malla de poliéster	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	60 cm
40220003	LowBackSling	malla de poliéster	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	60 cm
40220004	LowBackSling	malla de poliéster	300 kg	S	30-50 kg	37 cm	77 cm
40220006	LowBackSling	malla de poliéster	300 kg	M	45-80 kg	47 cm	85 cm
40220007	LowBackSling	malla de poliéster	300 kg	L	75-110 kg	57 cm	90 cm
40220008	LowBackSling	malla de poliéster	300 kg	XL	100-140 kg	67 cm	92 cm
40220009	LowBackSling	malla de poliéster	300 kg	XXL	130-190 kg	77 cm	92 cm
40252002	LowBackSling	malla plastificada	300 kg	XXS	10-25 kg	21 cm	60 cm
40252003	LowBackSling	malla plastificada	300 kg	XS	20-35 kg	27 cm	60 cm
40252004	LowBackSling	malla plastificada	300 kg	S	30-50 kg	37 cm	77 cm
40252006	LowBackSling	malla plastificada	300 kg	M	45-80 kg	47 cm	85 cm
40252007	LowBackSling	malla plastificada	300 kg	L	75-110 kg	57 cm	90 cm
40252008	LowBackSling	malla plastificada	300 kg	XL	100-140 kg	67 cm	92 cm
40252009	LowBackSling	malla plastificada	300 kg	XXL	130-190 kg	77 cm	92 cm

\* Carga operacional segura

### ¡ATENCIÓN!



Se debe realizar una prueba para determinar qué modelo, tamaño y material son los más adecuados para un paciente en particular. Las medidas y las recomendaciones de la guía de tallas son sólo una ayuda para facilitar la elección. Las medidas de las nalgas del arnés indican de qué anchura puede disponer el usuario de cadera a cadera (dimensiones del trocánter). Las medidas del trocánter del usuario deben estar dentro de los +/- 10 cm de las medidas de las nalgas del arnés. El ancho del chaleco de elevación indica qué diámetro puede tener el tronco del usuario. El tronco del usuario debe tener un diámetro dentro de los +/- 10 cm de la anchura del chaleco de elevación. El arnés es demasiado grande si las nalgas del usuario se deslizan demasiado por fuera en la abertura inferior o si la sujeción de piernas resbala contra las rodillas del usuario. El arnés es demasiado pequeño si la cara del usuario está demasiado cerca de la percha, si la sujeción de piernas corta en la ingle o si el arnés parece apretado o resulta agobiante.

## Soportes de piernas no divididos / Respaldo alto y respaldo de hombros altos

NºArt.	Producto	Material / Descripción	C.O.S*	Tamaño	Peso de usuario rec	Medidas de las nalgas del arnés	Altura del arnés
	42521003 FlexibleSling, undivided	malla de poliéster	300 kg	XS	20-40 kg	75 cm	80 cm
	42521004 FlexibleSling, undivided	malla de poliéster	300 kg	S	30-70 kg	85 cm	85 cm
	42521006 FlexibleSling, undivided	malla de poliéster	300 kg	M	60-90 kg	94 cm	93 cm
	42521007 FlexibleSling, undivided	malla de poliéster	300 kg	L	80-130 kg	105 cm	96 cm
	42521008 FlexibleSling, undivided	malla de poliéster	300 kg	XL	110-180 kg	115 cm	98 cm
	41522003 ClassicHBSling	malla de poliéster	300 kg	XS	20-40 kg	30 cm	95 cm
	41522004 ClassicHBSling	malla de poliéster	300 kg	S	30-60 kg	40 cm	98 cm
	41522006 ClassicHBSling	malla de poliéster	300 kg	M	55-85 kg	48 cm	106 cm
	41522007 ClassicHBSling	malla de poliéster	300 kg	L	80-120 kg	65 cm	110 cm
	41522008 ClassicHBSling	malla de poliéster	300 kg	XL	110-140 kg	80 cm	115 cm
	41222003 ClassicSling	malla de poliéster	300 kg	XS	20-40 kg	30 cm	80 cm
	41222004 ClassicSling	malla de poliéster	300 kg	S	30-60 kg	38 cm	90 cm
	41222006 ClassicSling	malla de poliéster	300 kg	M	55-85 kg	46 cm	95 cm
	41222007 ClassicSling	malla de poliéster	300 kg	L	80-120 kg	63 cm	98 cm
	41222008 ClassicSling	malla de poliéster	300 kg	XL	110-140 kg	80 cm	100 cm
	47001010 BariSling	poliéster	570 kg	XXXL	200-350 kg	-	-
	47001011 BariSling	poliéster	570 kg	XXXXL	250-570 kg	-	-
	47091010 BariSling	desechable, no tejido	450 kg	XXXL	200-450 kg	-	-




\* Carga operacional segura

## Para visitas al inodoro / Respaldo alto y respaldo de hombros altos

NºArt.	Producto	Material / Descripción	C.O.S*	Tamaño	Peso de usuario rec	Medidas de las nalgas del arnés	Altura del arnés
	43704002 HygieneHBSling	poliéster	300 kg	XXS	10-30 kg	25 cm	92 cm
	43704003 HygieneHBSling	poliéster	300 kg	XS	25-45 kg	28 cm	92 cm
	43704004 HygieneHBSling	poliéster	300 kg	S	40-60 kg	30 cm	96 cm
	43704006 HygieneHBSling	poliéster	300 kg	M	55-80 kg	35 cm	102 cm
	43704007 HygieneHBSling	poliéster	300 kg	L	75-110 kg	41 cm	102 cm
	43704008 HygieneHBSling	poliéster	300 kg	XL	90-130 kg	46 cm	104 cm
	43704009 HygieneHBSling	poliéster	300 kg	XXL	120-170 kg	60 cm	104 cm
	42521403 FlexibleSling, undivided**	malla de poliéster	300 kg	XS	20-40 kg	75 cm	80 cm
	42521404 FlexibleSling, undivided**	malla de poliéster	300 kg	S	30-70 kg	85 cm	85 cm
	42521406 FlexibleSling, undivided**	malla de poliéster	300 kg	M	60-90 kg	94 cm	93 cm
	42521407 FlexibleSling, undivided**	malla de poliéster	300 kg	L	80-130 kg	105 cm	96 cm
	42521408 FlexibleSling, undivided**	malla de poliéster	300 kg	XL	110-180 kg	115 cm	98 cm
	41221404 ClassicSling**	malla de poliéster	300 kg	S	30-60 kg	38 cm	90 cm
	41221406 ClassicSling**	malla de poliéster	300 kg	M	55-85 kg	46 cm	95 cm
	41221407 ClassicSling**	malla de poliéster	300 kg	L	80-120 kg	63 cm	98 cm

\* Carga operacional segura \*\*) Con la abertura de la higiene

## Para visitas al inodoro / Respaldo bajo

NºArt.	Producto	Material / Descripción	C.O.S*	Tamaño	Peso de usuario rec	Medidas de las nalgas del arnés	Altura del arnés
	43504002 HygieneSling	poliéster, con cinturón	300 kg	XXS	10-30 kg	25 cm	50 cm
	43504003 HygieneSling	poliéster, con cinturón	300 kg	XS	25-45 kg	35 cm	65 cm
	43504004 HygieneSling	poliéster, con cinturón	300 kg	S	40-60 kg	48 cm	75 cm
	43504006 HygieneSling	poliéster, con cinturón	300 kg	M	55-85 kg	55 cm	87 cm
	43504007 HygieneSling	poliéster, con cinturón	300 kg	L	75-100 kg	60 cm	93 cm
	43504008 HygieneSling	poliéster, con cinturón	300 kg	XL	90-130 kg	80 cm	95 cm
	43504009 HygieneSling	poliéster, con cinturón	300 kg	XXL	120-170 kg	90 cm	95 cm
	43604002 HygieneSling	poliéster, sin cinturón	300 kg	XXS	10-30 kg	25 cm	50 cm
	43604003 HygieneSling	poliéster, sin cinturón	300 kg	XS	25-45 kg	35 cm	65 cm
	43604004 HygieneSling	poliéster, sin cinturón	300 kg	S	40-60 kg	48 cm	75 cm
	43604006 HygieneSling	poliéster, sin cinturón	300 kg	M	55-85 kg	55 cm	87 cm
	43604007 HygieneSling	poliéster, sin cinturón	300 kg	L	75-100 kg	60 cm	93 cm
	43604008 HygieneSling	poliéster, sin cinturón	300 kg	XL	90-130 kg	80 cm	95 cm
	43604009 HygieneSling	poliéster, sin cinturón	300 kg	XXL	120-170 kg	90 cm	95 cm
	43904003 HygieneSling	poliéster, cinturón y apoyo adicional en la espalda	300 kg	XS	25-45 kg	35 cm	65 cm
	43904004 HygieneSling	poliéster, cinturón y apoyo adicional en la espalda	300 kg	S	40-60 kg	48 cm	75 cm
	43904006 HygieneSling	poliéster, cinturón y apoyo adicional en la espalda	300 kg	M	55-85 kg	55 cm	87 cm
	43904007 HygieneSling	poliéster, cinturón y apoyo adicional en la espalda	300 kg	L	75-100 kg	60 cm	93 cm
	43904008 HygieneSling	poliéster, cinturón y apoyo adicional en la espalda	300 kg	XL	90-130 kg	80 cm	95 cm
	43804002 HygieneLBSling	poliéster	300 kg	XXS	10-30 kg	25 cm	92 cm
	43804003 HygieneLBSling	poliéster	300 kg	XS	25-45 kg	28 cm	92 cm
	43804004 HygieneLBSling	poliéster	300 kg	S	40-60 kg	30 cm	96 cm
	43804006 HygieneLBSling	poliéster	300 kg	M	55-80 kg	35 cm	102 cm
	43804007 HygieneLBSling	poliéster	300 kg	L	75-110 kg	41 cm	102 cm
	43804008 HygieneLBSling	poliéster	300 kg	XL	90-130 kg	46 cm	104 cm
	43804009 HygieneLBSling	poliéster	300 kg	XXL	120-170 kg	60 cm	104 cm

\* Carga operacional segura

# Guía de tallas para los arneses

SystemRoMedic

## Elevaciones horizontales / Lateralizaciones



NºArt.	Producto	Material / Descripción	C.O.S*	Tamaño	Peso de usuario rec	Longitud	Anchura
46502007	StretcherSling	poliéster	300 kg	un tamaño	50-200 kg	180 cm	86 cm
46592007	StretcherSling	desechable, no tejido	300 kg	un tamaño	50-200 kg	180 cm	86 cm
47522007	SafeHandlingSheet	malla de poliéster	300 kg	L	50-300 kg	240 cm	115 cm
47542007	SafeHandlingSheet	malla de poliéster/ WL4W	300 kg	L	50-300 kg	240 cm	115 cm
47502008	SafeHandlingSheet	poliéster	400 kg	XL	50-400 kg	240 cm	115 cm
47502009	SafeHandlingSheet	poliéster, reforzado	570 kg	XXL	50-570 kg	240 cm	130 cm
47512006	SafeHandlingSheet	desechable, algodón	300 kg	M	50-300 kg	175 cm	112 cm
47512007	SafeHandlingSheet	desechable, algodón	300 kg	L	50-300 kg	220 cm	135 cm
47512008	SafeHandlingSheet	desechable, algodón	400 kg	XL	50-300 kg	220 cm	135 cm
47512009	SafeHandlingSheet	desechable, algodón	570 kg	XXL	50-300 kg	220 cm	160 cm
49592000	TurningSling, dos bucles	desechable, no tejido	250 kg	un tamaño	50-250 kg	-	-
49592005	TurningSling, un bucle	desechable, no tejido	250 kg	un tamaño	50-250 kg	-	-

\* Carga operacional segura

## Bipedestación / De pie, con MiniLift



NºArt.	Producto	Material / Descripción	C.O.S*	Tamaño	Peso de usuario rec	Anchura del chaleco
45500003	ThoraxSling	poliéster	300 kg	XS	20-50 kg	85 cm
45500004	ThoraxSling	poliéster	300 kg	S	30-60 kg	94 cm
45500006	ThoraxSling	poliéster	300 kg	M	50-80 kg	104 cm
45500007	ThoraxSling	poliéster	300 kg	L	70-110 kg	124 cm
45500008	ThoraxSling	poliéster	300 kg	XL	100-150 kg	146 cm
45500009	ThoraxSling	poliéster	300 kg	XXL	140-200 kg	170 cm
45550004	ThoraxSling	lavable	205 kg	S	30-60 kg	94 cm
45550006	ThoraxSling	lavable	205 kg	M	50-80 kg	104 cm
45550007	ThoraxSling	lavable	205 kg	L	70-110 kg	124 cm
45550008	ThoraxSling	lavable	205 kg	XL	100-150 kg	146 cm
45550009	ThoraxSling	lavable	205 kg	XXL	140-200 kg	170 cm
45590004	ThoraxSling	desechable, no tejido	200 kg	S	30-60 kg	94 cm
45590006	ThoraxSling	desechable, no tejido	200 kg	M	50-80 kg	104 cm
45590007	ThoraxSling	desechable, no tejido	200 kg	L	70-110 kg	124 cm
45590008	ThoraxSling	desechable, no tejido	200 kg	XL	100-150 kg	146 cm
45600004	ThoraxSling	poliéster, con soporte de asiento	300 kg	S	30-60 kg	94 cm
45600006	ThoraxSling	poliéster, con soporte de asiento	300 kg	M	50-80 kg	104 cm
45600007	ThoraxSling	poliéster, con soporte de asiento	300 kg	L	70-110 kg	124 cm
45600008	ThoraxSling	poliéster, con soporte de asiento	300 kg	XL	100-150 kg	146 cm
45690004	ThoraxSling	desechable, con soporte de asiento	200 kg	S	30-60 kg	94 cm
45690006	ThoraxSling	desechable, con soporte de asiento	200 kg	M	50-80 kg	104 cm
45690007	ThoraxSling	desechable, con soporte de asiento	200 kg	L	70-110 kg	124 cm
45690008	ThoraxSling	desechable, con soporte de asiento	200 kg	XL	100-150 kg	146 cm

\* Carga operacional segura

## Bipedestación / De pie, con RiseUp600EE



NºArt.	Producto	Material / Descripción	C.O.S*	Tamaño	Peso de usuario rec	Anchura del chaleco
45200004	StandUpSling	poliéster	300 kg	S	40-65 kg	109 cm
45200006	StandUpSling	poliéster	300 kg	M	55-80 kg	121 cm
45200007	StandUpSling	poliéster	300 kg	L	75-110 kg	122 cm
45200008	StandUpSling	poliéster	300 kg	XL	100-160 kg	136 cm
45200009	StandUpSling	poliéster	300 kg	XXL	150-220 kg	166 cm

\* Carga operacional segura

## De pie / De andada



NºArt.	Producto	Material / Descripción	C.O.S*	Tamaño	Peso de usuario rec	Anchura del chaleco	Altura total del chaleco
44503003	StandingVest	poliéster	300 kg	XS	15-40 kg	82 cm	68 cm
44503004	StandingVest	poliéster	300 kg	S	20-50 kg	96 cm	73 cm
44503006	StandingVest	poliéster	300 kg	M	40-60 kg	110 cm	73 cm
44503007	StandingVest	poliéster	300 kg	L	50-80 kg	122 cm	73 cm
44503008	StandingVest	poliéster	300 kg	XL	70-100 kg	130 cm	73 cm
44200002	WalkingVest	poliéster	300 kg	XXS	15-40 kg	60 cm	67 cm
44200003	WalkingVest	poliéster	300 kg	XS	25-50 kg	70 cm	68 cm
44200004	WalkingVest	poliéster	300 kg	S	40-60 kg	82 cm	68 cm
44200006	WalkingVest	poliéster	300 kg	M	55-80 kg	96 cm	73 cm
44200007	WalkingVest	poliéster	300 kg	L	75-100 kg	110 cm	73 cm
44200008	WalkingVest	poliéster	300 kg	XL	90-110 kg	122 cm	73 cm
44200009	WalkingVest	poliéster	300 kg	XXL	100-130 kg	142 cm	75 cm
47103010	BariVest	poliéster	570 kg	XXXL	180-300 kg	190-280 cm	-
47103011	BariVest	poliéster	570 kg	XXXXL	250-570 kg	230-310 cm	-

\* Carga operacional segura